

La polyvalence ouvre  
des perspectives

Veelzijdigheid creëert  
perspectieven



Le mouvement c'est la vie. Le mouvement favorise la communication et l'intégration. Il nous relie. Partant de cette philosophie, nos prestations et produits ont pour vocation de mettre les gens en mouvement.

Nous aidons les utilisateurs à vivre une vie normale et plus appréciable. C'est pourquoi nos fauteuils roulants adaptables offrent une abondance de possibilités de réglage et d'équipement. Nous bougeons les gens.

Bewegen is leven. Bewegen bevordert de communicatie en zorgt voor integratie. Het verbindt ons met elkaar. Vanuit die filosofie willen wij met onze producten en diensten mensen bewegen.

We helpen de gebruikers bij hun dagelijkse activiteiten zodat ze een aangenaam leven kunnen leiden. Daarom bieden onze aanpassbare rolstoelen tal van instellings- en uitrustingsmogelijkheden. Wij bewegen mensen.



MEYRA ACTIVE

**MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2  
D-32689 Kalletal-Kalldorf

Tel +49 5733 922 - 311  
Fax +49 5733 922 - 9311

✉ info@meyra.de

www.meyra.de

**Nouveauté !**  
Découvrez le  
**MEYRA ZX.**  
**Nieuw!** Ontdek de MEYRA ZX.  
[www.meyra-zx.de](http://www.meyra-zx.de)

by b-w-c.de



# MEYRA® ACTIVE

# >> JUST HURRICANE <<



HURRICANE DAILY



» La seule et unique technologie Hurricane au monde pour le quotidien et les activités sportives. Des composants haute performance parfaitement assortis dans un design moderne. Stabilité exceptionnelle et longévité grâce à un alliage d'aluminium haute résistance et optimisation de l'épaisseur des parois basée sur des analyses de tension. Des soudures solides pour une manipulation d'une précision absolue. Chaque cadre est conçu individuellement par CAD – adapté à vos besoins au millimètre près. L'action à l'état pur.

» De wereldwijd ongeëvenaarde Hurricane-technologie voor dagdagelijks en sportactiviteiten. Perfect afgestelde hoogperformante componenten met een modern design. Uitzonderlijke stabiliteit en duurzaamheid dankzij een ultrasolide aluminiumlegering en een optimale sterkte op basis van spanningsanalyses. Stevig gelast voor een uiterst precieze handtering. Elk frame is individueel ontworpen met CAD - haarfijn afgestemd op uw behoeften. Klaar voor actie.



HURRICANE PRO



HURRICANE SPORT

# >> HIGHLIGHT YOUR ACTIVITY <<



ZX 1



ZX 3

» Le concept de cadre novateur composé de cadres latéraux solidement soudés avec croisillon intégré permet la symbiose des meilleurs atouts : légèreté, pliabilité et stabilité absolue. Une manipulation dynamique – un maximum de flexibilité. Les repose-pieds rabattables du ZX3 offrent d'incroyables possibilités d'adaptation – une dynamique sans limites combinée à un design plein de style. La liberté sans compromis.

» Het innovatieve concept met stevig gelaste zijframes en een geïntegreerde kruiskoppling levert de beste eigenschappen: licht, vouwbaar en uiterst stabiel. Dynamisch rijden – met maximale flexibiliteit. De wegzwankbare voetsteunen van de ZX3 zijn in uitzonderlijke mate aanpasbaar – onbeperkte beweeglijkheid in combinatie met een stijlvol design. Vrijheid zonder compromissen.

# >> AVANTI, AVANTI<sup>PRO</sup> CELEBRATE YOUR LIFE <<

>> Les polyvalents de la série MEYRA-Active. Actifs et polyvalents, mais aussi économiques et mobiles grâce à la compatibilité avec les modules MEYRA. Une capacité d'adaptation maximale pour un ajustement individuel aux besoins de l'utilisateur. L'Avanti Pro allie ces caractéristiques exceptionnelles avec un cadre d'un seul tenant et des repose-pieds intégrés. Un design épuré – concentré sur l'essentiel. Faites l'expérience de l'autonomie illimitée avec Avanti / Avanti Pro.

>> De allrounder van de MEYRA Active-serie. Veelzijdig, actief en bovendien budgetvriendelijk en mobiel dankzij compatibiliteit met het modulesysteem van MEYRA. Maximaal aanpasbaar aan uw persoonlijke behoeften. De Avanti Pro biedt naast deze uitstekende eigenschappen ook een doorlopend frame met geïntegreerde voetsteunen. Duidelijk design – met focus op wat belangrijk is. Geniet van een onbegrenste vrijheid met de Avanti / Avanti Pro.



AVANTI PRO

AVANTI





# >> XSTAR, X-TREME <<



» Extrêmement compact (– extrêmement léger) – extrêmement manœuvrable – extrêmement stable ! Les fauteuils à cadre fixe de MEYRA-Active. Angle du dossier, hauteur d'assise et centre de gravité – un réglage individuel d'une grande simplicité.

» Extreem compact (– extreem licht) – extreem wendbaar – extreem stabiel! Rolstoelen met vast frame by MEYRA-Active. Rugleuninghoek, zithoogte en zwaartepunt – eenvoudig in te stellen volgens uw wensen.



# APERÇU ACTIVE. ACTIVE OVERZICHT.



## HURRICANE DAILY    HURRICANE S    HURRICANE PRO    HURRICANE SPORT    ZX 1

Domaine d'utilisation	Domaine d'utilisation	Domaine d'utilisation	Domaine d'utilisation	Domaine d'utilisation
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les dimensions fixes du fauteuil permettent un ajustement exact à la taille du corps et aux besoins de l'utilisateur</li> <li>Fauteuil roulant actif pour les utilisateurs avec de hautes exigences en termes de poids et de manœuvrabilité</li> <li>Fauteuil roulant actif pour les utilisateurs avec de hautes exigences en termes de poids et de manœuvrabilité</li> <li>Pour les utilisateurs de fauteuil roulant actifs au quotidien</li> <li>Avec concept de cadre S ouvert</li> <li>Rapport optimal entre poids et stabilité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fauteuil roulant actif pour les utilisateurs avec de hautes exigences en termes de poids et de manœuvrabilité</li> <li>Pour les utilisateurs de fauteuil roulant actifs au quotidien</li> <li>Pour les utilisateurs qui jouent au handibasket durant leur temps libre</li> <li>Entièrement équipé</li> <li>Avec tube d'essieu</li> <li>Une extrême légèreté grâce à un alliage d'aluminium haute résistance et optimisation de l'épaisseur des parois basée sur des analyses de tension</li> <li>Amélioration de la durée de vie grâce au processus de vieillissement à chaud spécial</li> <li>Pour les personnes en fauteuil roulant très actives, les handbikers et les grands voyageurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le modèle d'entrée de gamme pour les sportifs</li> <li>Pour les clubs de sport, les écoles et les autres institutions qui se consacrent au sport en fauteuil roulant</li> <li>Pour les utilisateurs qui jouent au handibasket durant leur temps libre</li> <li>Entièrement équipé</li> <li>Avec tube d'essieu</li> <li>Une extrême légèreté grâce à un alliage d'aluminium haute résistance et optimisation de l'épaisseur des parois basée sur des analyses de tension</li> <li>Amélioration de la durée de vie grâce au processus de vieillissement à chaud spécial</li> <li>Pour les personnes en fauteuil roulant très actives, les handbikers et les grands voyageurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les utilisateurs de fauteuil roulant actifs dans le domaine sportif. Chef d'œuvre de la technologie, le Hurricane séduit par ses caractéristiques essentielles :</li> <li>Notre expérience de longue date vous garantit une qualité du plus haut niveau</li> <li>• Avec concept de cadre S ouvert</li> <li>• Rapport optimal entre poids et stabilité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fauteuil roulant pliable et adaptable avec repose-pieds intégrés et une manœuvrabilité semblable à celle d'un fauteuil à cadre fixe. Ajustable aux modifications fonctionnelles et aux besoins individuels de l'utilisateur</li> <li>• Notre expérience de longue date vous garantit une qualité du plus haut niveau</li> <li>• Pour les prises en charge de long terme</li> <li>• Pour la prise en charge des paraplégiques</li> <li>• Une extrême légèreté grâce à un alliage d'aluminium haute résistance et optimisation de l'épaisseur des parois basée sur des analyses de tension</li> <li>• Amélioration de la durée de vie grâce au processus de vieillissement à chaud spécial</li> <li>• Pour les personnes en fauteuil roulant très actives, les handbikers et les grands voyageurs</li> </ul>
<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Toepassingsgebied</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actieve rolstoel voor gebruikers die hoge eisen stellen aan gewicht en prestaties</li> <li>Voor dagelijks actief gebruik</li> <li>Met open S-frame</li> <li>Optimaal evenwicht tussen stevigheid en gewicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het instapmodel voor sporters</li> <li>Voor gebruik bij rolstoelporten in sportverenigingen, scholen en andere organisaties</li> <li>Voor gebruikers die in hun vrije tijd rolstoelbasketbal spelen</li> <li>Volledig uiterust</li> <li>Met verstelbare Oversize-askoker</li> <li>Minimaal gewicht met uitstekende stabiliteit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor actieve en sportieve gebruikers. De Hurricane-technologie overtuigt met belangrijke kenmerken:</li> <li>Jarenlange ervaring garandeert de hoogste kwaliteit</li> <li>Lichtgewicht dankzij een ultrasolide aluminiumlegering en een optimale sterke op basis van spanningsanalyses</li> <li>Hogere duurzaamheid dankzij het speciale hardingsproces</li> <li>Perfecte hantering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpasbare, vouwbare rolstoel met rechte constructie vooraan en afzonderlijk wegdraaibare, afneembare voetsteunen</li> <li>Voor paraplegische patiënten</li> <li>Voor langdurig gebruik</li> <li>Uiterst geschikt voor veel ziektebeelden, ook ernstige</li> <li>Geschikt voor gebruikers die kunnen staan en stappen (transfer via de steun)</li> <li>Bij neurologische ziektebeelden</li> <li>Voor zeer actieve rolstoelgebruikers, handbikers en voor wie vaak onderweg is</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpasbare, vouwbare rolstoel met geïntegreerde voetsteunen, hanteerbaar zoals een rolstoel met vast frame. Aanpasbaar aan functionaliseringen en individuele behoeften van de gebruiker</li> <li>Voor langdurig gebruik</li> <li>Voor paraplegische patiënten die kunnen staan en stappen (transfer via de steun)</li> <li>Gebruikers met verlamming van de onderste ledematen (laterale transfer, aandrijving via de hoepels)</li> <li>Voor zeer actieve rolstoelgebruikers, handbikers en voor wie vaak onderweg is</li> </ul>


Toepassingsgebied	Toepassingsgebied	Toepassingsgebied	Toepassingsgebied	Toepassingsgebied
<ul style="list-style-type: none"> <li>De rolstoel met vaste afmetingen is perfect aanpassbaar aan de individuele lichaamsmaten en behoeften van de gebruiker</li> <li>Actieve rolstoel voor gebruikers die hoge eisen stellen aan gewicht en prestaties</li> <li>Voor dagelijks actief gebruik</li> <li>De Hurricane-technologie zorgt voor een duurzaamheid en prestaties die onmogelijk beter of budgetvriendelijker kunnen zijn</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor actieve en sportieve gebruikers. De Hurricane-technologie overtuigt met belangrijke kenmerken:</li> <li>Jarenlange ervaring garandeert de hoogste kwaliteit</li> <li>Lichtgewicht dankzij een ultrasolide aluminiumlegering en een optimale sterke op basis van spanningsanalyses</li> <li>Hogere duurzaamheid dankzij het speciale hardingsproces</li> <li>Perfecte hantering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor actieve en sportieve gebruikers. De Hurricane-technologie overtuigt met belangrijke kenmerken:</li> <li>Jarenlange ervaring garandeert de hoogste kwaliteit</li> <li>Lichtgewicht dankzij een ultrasolide aluminiumlegering en een optimale sterke op basis van spanningsanalyses</li> <li>Hogere duurzaamheid dankzij het speciale hardingsproces</li> <li>Perfecte hantering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetvriendelijke, uiterst aanpasbare rolstoel met vast frame voor langdurig gebruik</li> <li>Voor paraplegische patiënten</li> <li>Uiterst geschikt voor veel ziektebeelden, ook ernstige</li> <li>Geschikt voor gebruikers die kunnen staan en stappen</li> <li>Uiterst geschikt voor veel ziektebeelden</li> <li>Voor gebruik thuis, op het werk en in de vrije tijd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetvriendelijke, aanpasbare en vouwbare rolstoel met rechte constructie vooraan en afzonderlijk wegdraaibare en afneembare voetsteunen</li> <li>Voor paraplegische patiënten</li> <li>Uiterst geschikt voor veel ziektebeelden, ook ernstige</li> <li>Geschikt voor gebruikers die kunnen staan en stappen</li> <li>Uiterst geschikt voor veel ziektebeelden</li> <li>Voor gebruik thuis, op het werk en in de vrije tijd</li> </ul>



## ZX 3    AVANTI PRO    AVANTI    XSTAR

Domaine d'utilisation	Domaine d'utilisation	Domaine d'utilisation	Domaine d'utilisation
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fauteuil roulant pliable, adaptable et économique à cadre fixe disposant d'un haut niveau d'adaptabilité pour les prises en charge prolongées et de long terme</li> <li>Compatibilité avec le système modulaire MEYRA</li> <li>Réduction du poids et possibilités d'adaptation étendues par rapport à des fauteuils roulants légers</li> <li>Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies, même aux personnes fortement touchées</li> <li>Adapté aux personnes ayant la capacité de se lever et de marcher partiellement</li> <li>Prise en charge du long terme avec un besoin élevé d'adaptation</li> <li>Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies</li> <li>Pour une utilisation à domicile, au travail et lors du temps libre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fauteuil roulant pliable, adaptable et économique avec cadre avant droit et repose-pieds individuels, rabattables et amovibles</li> <li>• Pour la prise en charge des paraplégies</li> <li>• Pour les prises en charge de long terme</li> <li>• Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies, même aux personnes fortement touchées</li> <li>• Pour les personnes ayant la capacité de se lever et de marcher partiellement</li> <li>• Prise en charge du long terme avec un besoin élevé d'adaptation</li> <li>• Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies</li> <li>• Pour une utilisation à domicile, au travail et lors du temps libre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fauteuil roulant pliable et adaptable avec cadre avant droit et repose-pieds individuels, rabattables et amovibles</li> <li>• Pour la prise en charge des paraplégies</li> <li>• Pour les prises en charge de long terme</li> <li>• Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies, même aux personnes fortement touchées</li> <li>• Pour les personnes ayant la capacité de se lever et de marcher partiellement</li> <li>• Prise en charge du long terme avec un besoin élevé d'adaptation</li> <li>• Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies</li> <li>• Pour une utilisation à domicile, au travail et lors du temps libre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fauteuil roulant pliable et adaptable avec cadre avant droit et repose-pieds individuels, rabattables et amovibles</li> <li>• Pour la prise en charge des paraplégies</li> <li>• Pour les prises en charge de long terme</li> <li>• Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies, même aux personnes fortement touchées</li> <li>• Pour les personnes ayant la capacité de se lever et de marcher partiellement</li> <li>• Prise en charge du long terme avec un besoin élevé d'adaptation</li> <li>• Parfaitement adapté à de nombreuses pathologies</li> <li>• Pour une utilisation à domicile, au travail et lors du temps libre</li> </ul>
<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Toepassingsgebied</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Actieve rolstoel voor gebruikers die hoge eisen stellen aan gewicht en prestaties</li> <li>Voor dagelijks actief gebruik</li> <li>Met open S-frame</li> <li>Optimaal evenwicht tussen stevigheid en gewicht</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Voor actieve en sportieve gebruikers. De Hurricane-technologie overtuigt met belangrijke kenmerken:</li> <li>Jarenlange ervaring garandeert de hoogste kwaliteit</li> <li>Lichtgewicht dankzij een ultrasolide aluminiumlegering en een optimale sterke op basis van spanningsanalyses</li> <li>Hogere duurzaamheid dankzij het speciale hardingsproces</li> <li>Perfecte hantering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpasbare, vouwbare rolstoel met rechte constructie vooraan en afzonderlijk wegdraaibare, afneembare voetsteunen</li> <li>Voor paraplegische patiënten</li> <li>Voor langdurig gebruik</li> <li>Uiterst geschikt voor veel ziektebeelden, ook ernstige</li> <li>Geschikt voor gebruikers die kunnen staan en stappen</li> <li>Uiterst geschikt voor veel ziektebeelden</li> <li>Voor gebruik thuis, op het werk en in de vrije tijd</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anpasbare, vouwbare rolstoel met geïntegreerde voetsteunen, hanteerbaar zoals een rolstoel met vast frame. Aanpasbaar aan functionaliseringen en individuele behoeften van de gebruiker</li> <li>Voor paraplegische patiënten die kunnen staan en stappen (transfer via de steun)</li> <li>Gebruikers met verlamming van de onderste ledematen (laterale transfer, aandrijving via de hoepels)</li> <li>Voor zeer actieve rolstoelgebruikers, handbikers en voor wie vaak onderweg is</li> </ul>

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. TECHNISCHE GEGEVENS.




<b>S. 02/03 HURRICANE DAILY/S</b>	sur mesure op maat	sur mesure op maat	sur mesure op maat	max. 530 mm	max. 530 mm	sur mesure op maat	sur mesure op maat	150 kg
<b>S. 02/03 HURRICANE PRO/SPORT</b>	sur mesure op maat	sur mesure op maat	sur mesure op maat	max. 530 mm	max. 530 mm	sur mesure op maat	sur mesure op maat	120 kg
<b>S. 04 ZX1</b>	320 à 500 mm	360 à 480 mm	250 à 500 mm	400 à 480 mm	460 à 520 mm	490 à 670 mm	*2 990 mm	810 – 990 mm
<b>S. 05 ZX3</b>	320 à 520 mm	360 à 520 mm	250 à 500 mm	400 à 505 mm	460 à 530 mm	500 à 700 mm	*2 1 100 mm	150 kg
<b>S. 06 AVANTI PRO</b>	360 à 580 mm	350 à 500 mm	340 à 440 mm	385 à 520 mm	425 à 560 mm	440 à 560 mm	830 à 920 mm	880 à 1 015 mm
<b>S. 07 AVANTI</b>	300 à 580 mm	330 à 530 mm	340 à 440 mm	385 à 520 mm	425 à 560 mm	440 à 560 mm	830 – 920 mm	75 à 160 kg
<b>S. 09 XSTAR</b>	360 à 480 mm	400 à 500 mm	250 à 470 mm	380 à 530 mm	450 à 570 mm	460 à 590 mm	*2 1 040 mm	860 – 1 040 mm

\*1 Longueur totale : dépend de la longueur du cadre, de la taille des roues et de la position de l'axe  
\*2 Hauteur totale : hauteur de l'assise à l'arrière + hauteur du dossier  
\*3 Totale lengte: afhankelijk van framelengte, wielgrootte en positie

\*4 Totale hoogte: zithoogte achteraan + hoogte rugleuning

# COLORIS DE CADRE. FRAMEKLEUR.



D'autres coloris de châssis sont disponibles sur demande contre supplément ! Choix du coloris exact selon le modèle, voir formulaire de commande  
\*Délai de livraison prolongé

Andere framekleuren zijn op aanvraag verkrijgbaar tegen een meerprijs! Precieze keuze aan kleuren per model zie bestelformulier  
\*Verlengde levertermijn