



# NANO

1.155







Vario-element



Goed gevormd frame-concept



Zwenkwiel aansluiting



Standaard met klappbare rugleuning

## Pure Design

### ECONOMIE

- Continue levering met aanpasbaarheid voor functionele wijzigingen vermindert de latere kosten
- Omvangrijke serie-uitvoeringen minimaliseert de behoefte aan dure, op maat gemaakte producten
- Laagste slijtage door onderdelen van hoge kwaliteit

### THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- De optimale lichte gang en het lage gewicht ondersteunen de onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, stoel en het chassis
- Uitgebreid assortiment uitrustingen voor langdurige gebruikers

### TOEPASSING

- Voor duurzame en langdurige zorg
- Voor dwarslaesie verzorging
- Zeer goede geschiktheid voor vele ziektebeelden, ook voor ernstig getroffen
- Gebruikers zonder functies van de onderste ledematen (zijdelingse beweging, rijden via de grijpband)

BESTELLING OFFERTE OP MAAT GEMAAKT

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: 05733 922 9311 Klantenservice: 05733 922 311

Factuuradres / klantnr.:
Afleveradres:
Commissie / opmerkingen:

MEYRA®

**NANO 1.155**

(Prijs voor het basismodel, zonder zijpanelen)

**€ 2.331,11**

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 1-1-2022 – 31-12-2022.

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.Meer informatie over het product is te vinden op [www.meyra.de](http://www.meyra.de).**Technische gegevens**

Zitbreedte	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Breedte rijklaar vanaf	470	490	510	530	550	570	590	610	630	650	670
Zitdiepte	380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500										
Zithoogte voor / achter	450 tot 530 / 360 tot 510										
Totale hoogte	zithoogte achter + Rugleuninghoogte										
Rugleuninghoogte	variabel van 250 tot 450 + - 15 mm										
Lengte met voetsteunen	720 - 920 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie)										

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm

Informatie over de meetmethode is te vinden onder [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).**Let op!**

Bij transporten met het openbaar vervoer (bijv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel hoger zijn dan de richtwaarden van de vervoerder. Informeer vooraf.

Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

Personengewicht	130
Leeg gewicht	vanaf 9,5
Toegest. totaalgewicht	145
Transportgewicht	vanaf 6,5
Aandrijf wiel	600 (24")
Aandrijf wiel	635 (25")
Aandrijf wiel	660 (26")
Remmentest volgens NORM	7°

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 00 **Framevorm (framelengte)**

	CODE	OMSCHRIJVING	ZD IN MM	GL IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/>	351	Frame kort	380 - 420	760 - 840	0,00
<input type="checkbox"/>	352	Frame middel	440 - 460	800 - 880	0,00
<input type="checkbox"/>	353	Frame lang	480 - 500	840 - 920	0,00

Let op en bepaal uw Zitdiepte in categorie 02!

## Framevorm (framehoek en frame draw-in)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	346	Standaard voorframe 80°	0,00
<input type="checkbox"/>	347	Compact voorframe 88° alleen i.c.m. frame draw-in CODE 4950	0,00
<input type="checkbox"/>	4950	Met frame draw-in, (20 mm per zijde)	0,00
<input type="checkbox"/>	4959	zonder frame draw-in	0,00
<input type="checkbox"/>	<small>Nieuw</small> 903	Versterkte stuurwielvorken, aanbevolen bij gebruik van hulpaandrijvingen en hogere gewichten van de gebruiker	41,43

## 01 **Zitbreedte (SB)**

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	30	SB 300 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	32	SB 320 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	34	SB 340 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	36	SB 360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	342	SB 420 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	344	SB 440 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	46	SB 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	48	SB 480 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	350	SB 500 mm	135,68

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 02 Zitdiepte (ST) stoelgordel naspanbaar

	CODE	OMSCHRIJVING		FRAME CODE	EURO €
<input type="checkbox"/>	368	ST 380 mm	incl. gereedschapstas onder de stoelgordel	351	0,00
<input type="checkbox"/>	615	ST 400 mm	incl. gereedschapstas onder de stoelgordel	351	0,00
<input type="checkbox"/>	784	ST 420 mm	incl. gereedschapstas onder de stoelgordel	351	0,00
<input type="checkbox"/>	618	ST 440 mm	incl. gereedschapstas onder de stoelgordel	352	0,00
<input type="checkbox"/>	619	ST 460 mm	incl. gereedschapstas onder de stoelgordel	352	0,00
<input type="checkbox"/>	787	ST 480 mm	incl. gereedschapstas onder de stoelgordel	353	0,00
<input type="checkbox"/>	792	ST 500 mm	incl. gereedschapstas onder de stoelgordel	353	0,00

## 03 zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder stoelkussen)

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm Verticale cellen = Ø zwenkwielmaten in mm

**Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen. Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 100 mm! Aanbeveling: Rubberen zwenkwielen bij hogere gebruikersgewichten**

VSH	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 100 volledig rubber C 151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 125 volledig rubber C 325		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 140 zacht volledig rubber C 327			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Door het selecteren van de ZHV wordt automatisch een standaard zwenkwiel geconfigureerd. Selecteer optioneel Xtrends-zwenkwielen in de onderstaande tabel.

### Banden zwenkwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	
<input type="checkbox"/>	908	Banden zwart	0,00
<input type="checkbox"/>	909	Banden grijs	0,00

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## Zwenkwielen Xtrends

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	VELG	BANDEN	Ø X B	EURO €	
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (paar)	Kunststof	Volledig rubber transparant / gekleurd	100 x 23 mm	95,40
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Zwenkwiel (paar)	Aluminium-zilver	Massief rubber zwart	100 x 32 mm	212,00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Zwenkwiel (paar)	Aluminium-zilver	Massief rubber zwart	125 x 32 mm	212,00
<input type="checkbox"/>	689	aluminium zwenkwiel (paar)	Volledig aluminium	Massief rubber zwart	100 x 37 mm	137,80	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> zilver 1088434					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> zwart 1088436					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> oranje 1088444					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> rood 1088440					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> blauw 1088442					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> groen 1088438					
<input type="checkbox"/>	689	aluminium zwenkwiel (paar)	Volledig aluminium	Massief rubber zwart	125 x 37 mm	137,80	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> zilver 1088446					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> zwart 1088448					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> oranje 1088456					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> rood 1088452					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> blauw 1088454					
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> groen 1088450					

Selecteer de gewenste kleur in categorie 16 stoel- en ruggordel kleuren.

## 04 Zithoogte achter (ZHA) in combinatie met aandrijfwielen (zonder zitkussen)

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm Verticale cellen = Ø aandrijfwiel

Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen.

Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 100 mm! 25" en 26" zie Xtrends aandrijfwielen

	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510
Ø 24 x 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ø 25 x 1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 26 x 1"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Aandrijfwielen positie horizontaal (zwaartepunt instelling) bepalen

Informatie: Door de standaard ingebouwde fijnafstelling kan het zwaartepunt met nog eens +/- 10 worden ingesteld.

TYPE BERIJDER	PASSIEF			MIDDEL				ACTIEF			
Positie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Afstand * in mm	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 65	<input type="checkbox"/> 75	<input type="checkbox"/> 85	<input type="checkbox"/> 95	<input type="checkbox"/> 105	<input type="checkbox"/> 125	<input type="checkbox"/> 135	<input type="checkbox"/> 145

\* Meetmethode: Achterkant rugbuis tot as-midden in mm

\*\* in combinatie met frame kort CODE 351 niet monteerbaar

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 05 Aandrijfwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	651	Standaard wiel, zilver	24"	0,00
<input type="checkbox"/>	2651	Standaard wiel zwart	24"	0,00
<input type="checkbox"/>	848	SILVERDESIGN met radiale spaken en hoge flensnaaf	24"	116,26
<input type="checkbox"/>	695	Actief-wiel met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in zwart Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij dynamische rijstijl!	24" 25" 26"	268,31
<input type="checkbox"/>	752	"Light"-wiel incl. Schwalbe RightRun Light-banden en aluminium grijpring zwart, alleen i.c.m. 0° camber CODE 423. Aanbevolen tot 90 kg gebruikersgewicht!	24"	363,88

Kies bij CODE 651 en 695 uw grijpband in categorie 06 en de banden in categorie 07.

Optioneel kiest u Xtrends aandrijfwielen incl. grijpband en banden i.p.v. de aandrijfwielen CODE 651, 695 of 752

### Aandrijfwielen Xtrends

	CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	688	1085185	Spinergy Carbon-aandrijf wiel, zwarte spaken inclusief Schwalbe One-banden en roestvrij stalen grijpband (max. 24 x 1" gebruikersgewicht 120 kg)	1.011,24
<input type="checkbox"/>	688	<input type="checkbox"/> blauw 1081354 <input type="checkbox"/> rood 1081356 <input type="checkbox"/> goud 1081355	Nieuw actief-wiel met radiale spaken, Schwalbe ONE-banden, naaf, velg en grijpband gekleurd	24 x 1" 674,16
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light incl. Marathon Plus Evolution en aluminium-grijpband	24 x 1" 674,16
<input type="checkbox"/>	688	1073640	Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen-grijpband Naar wens witte of oranje spaken mogelijk!	24 x 1" 924,32
<input type="checkbox"/>	688	1087341	Day-Lite aluminium aandrijf wiel, zwarte velg, naaf en spaken. Zwarte aluminium grijpband en zwarte MBL Sleadlite banden	25 x 1" 1.076,96

### Aandrijfwielopties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	880	0 mm of 73,5 mm Wielbasis verlenging	392,20

### Camber

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	423	0°-camber	0,00
<input type="checkbox"/>	447	3°-camber (spoor instelbaar)	32,43
<input type="checkbox"/>	454	Camber 6 °(regelbaar) niet i.c.m. light-rem CODE 2595, max. gewicht gebruiker 100 kg	32,43

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 06 grijpband en grijpbandopties (niet te combineren met Xtrends-wielen)

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/> 493	Gepolijst roestvrij staal	24" 25" 26"	0,00
<input type="checkbox"/> 494	aluminium , niet i.c.m. actief-wiel CODE 695	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 445	Titaan, met 6 houders, alleen in combinatie met actief-wiel CODE 695 en Spinergy-wiel artikelnummer: 1073640, 1085185	24" 25" 26"	354,57
<input type="checkbox"/> 849	Curve L, zwart gepoedercoat aluminium, ergonomisch grijpbandprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 en standaard wiel CODE 651 en 265, zoals Spinergy	24"	345,98
<input type="checkbox"/> 850	Curve L Tetra Grip, antislip gecoat, aluminium, geschikt voor dwarslaesie patiënten, ergonomisch grijpbandprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 695, standaard wiel CODE 651 en 2651 zoals Spinergy	24"	412,08
<input type="checkbox"/> 853	GEKKO, zwart gepoedercoat aluminium met verwisselbare rubberen lip, ergonomisch grijpbandprofiel, H 31 mm, alleen i.c.m. actief wiel CODE 695 en standaard wiel CODE 651 en 2651, zoals Spinergy	24"	587,92
<input type="checkbox"/> 168	Speciale optigripp-grijpbanden voor dwarslaesie patiënten	24"	380,58
<input type="checkbox"/> 166	Grijpbandhoes uit silicone, glad, zwart , niet i.c.m. aluminium grijpband CODE 494	24"	92,71
<input type="checkbox"/> 692	Grijpbandafstand smal	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 693	Grijpbandafstand groot	24"	0,00

Totale breedte van de grijpband afstand zie bijgevoegde informatie.

## 07 Banden (niet te combineren met Xtrends-wielen)

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/> 496	Luchtbanden grijs 8 bar	24 x 1"	0,00
<input type="checkbox"/> <sup>Nieuw</sup> 395	Maxxis VN Master Alpha Protect-banden zwart, lekbestendig, 10 bar	24 x 1"	41,34
<input type="checkbox"/> 897	Schwalbe Marathon Plus Evolution-banden zwart, lekbestendig, 10 bar <b>LET OP!</b> Beperkte levering	24 x 1" 25 x 1" 26 x 1"	79,99
<input type="checkbox"/> 363	Schwalbe ONE-banden, zwart, zonder profiel, lekbestendig, 9 bar <b>LET OP!</b> Beperkte levering	24 x 1"	107,49
<input type="checkbox"/> <sup>Nieuw</sup> 1080617	Controlesysteem bandendruk voor voertuigen met 4 wielen		248,04
<input type="checkbox"/> <sup>Nieuw</sup> 1080618	Controlesysteem bandendruk voor voertuigen met 2 wielen		190,80

Zie categorie 06 zithoogte in combinatie met aandrijfwielen.

**Opmerking:** Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.



**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

### 08 Ruggordelhoogte (RH)

	CODE	RH	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	620	250 mm	Ruggordel, instelbaar door klittenband achteraf instelbaar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	626	300 mm	Ruggordel, instelbaar door klittenband achteraf instelbaar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	631	350 mm	Ruggordel, instelbaar door klittenband achteraf instelbaar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	632	400 mm	Ruggordel, instelbaar door klittenband achteraf instelbaar + -15 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	633	450 mm	Ruggordel, instelbaar door klittenband achteraf instelbaar + -15 mm	0,00

### 09 Kleuren/opties rugband

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	235	Textiel zwart	0,00
<input type="checkbox"/>	292	Weefsel, ademend, zwart	122,46
<input type="checkbox"/>	2002	Breedte rugvulling +20 mm, alleen in combinatie met CODE 235 of CODE 292	0,00
<input type="checkbox"/>	2003	Breedte rugvulling +40 mm, alleen in combinatie met CODE 235 of CODE 292	0,00

### 10 Rugleuning (standaard 90 ° tot de stoel) Standaard opvouwbaar op de stoel, verstelbaar in hoek en vergrendelbaar (hoek van de rugleuning: -5°/ +5°/ + 10°)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	410	Rugleuning met duwgreep kort	0,00
<input type="checkbox"/>	411	Rugleuning zonder duwgreep	0,00
<input type="checkbox"/>	502	Rugleuning met duwgreep, aan de rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte verstelbaar pas vanaf RH 300 mm mogelijk	229,20
<input type="checkbox"/>	141	Duwgrepen, wegzwenkbaar	184,44
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat Pro thoracale pads, klein, paar. Aanbevolen voor rugleuninghoogtes van 300 - 400 mm	262,88
<input type="checkbox"/>	<small>Nieuw</small> 2310*	Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde	292,56
<input type="checkbox"/>	<small>Nieuw</small> 2311*	Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde	292,56
<input type="checkbox"/>	<small>Nieuw</small> 2312*	Achterbuizen uitgegeven 15 mm per zijde	292,56
<input type="checkbox"/>	<small>Nieuw</small> 2313*	Achterbuizen uitgegeven 25 mm per zijde	292,56

\* Vanaf een rughoogte van 350 mm

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

### 11 Ride® Java® Back Regular

	BINNENMAAT VAN DE RUG	ZITBREEDTE VAN DE ROLSTOEL	TOTALE BREEDTE VAN DE RUG	RUGLEUNINGHOOGTE	CODE	EURO €
<b>HOOGTE: REGULAR 360 mm – DIEPTE: REGULAR (80 mm)</b>						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7552	1.100,28
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7553	1.100,28
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7554	1.100,28
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7555	1.100,28
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7556	1.100,28
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7557	1.100,28
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7558	1.100,28
<b>HOOGTE: REGULAR 360 mm – DIEPTE: DIEPTE (150 mm)</b>						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	360 mm	7559	1.157,52
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	360 mm	7560	1.157,52
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	360 mm	7561	1.157,52
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	360 mm	7562	1.157,52
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	360 mm	7563	1.157,52
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	360 mm	7564	1.157,52
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	360 mm	7565	1.157,52

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

### Ride® Java® Back Tall

	BINNENMAAT VAN DE RUG	ZITBREEDTE VAN DE ROLSTOEL	TOTALE BREEDTE VAN DE RUG	RUGLEUNINGHOOGTE	CODE	EURO €
<b>HOOGTE: TALL – DIEPTE: REGULAR (80 mm)</b>						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7566	1.100,28
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7567	1.100,28
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7568	1.100,28
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7569	1.100,28
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7570	1.100,28
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7571	1.100,28
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7572	1.100,28
<b>HOOGTE: TALL – DIEPTE: DIEPTE (150 mm)</b>						
<input type="checkbox"/>	330 mm	350 - 430 mm	360 mm	460 mm	7573	1.157,52
<input type="checkbox"/>	340 mm	380 - 450 mm	380 mm	460 mm	7574	1.157,52
<input type="checkbox"/>	370 mm	400 - 450 mm	410 mm	460 mm	7575	1.157,52
<input type="checkbox"/>	390 mm	430 - 500 mm	430 mm	460 mm	7576	1.157,52
<input type="checkbox"/>	420 mm	450 - 500 mm	460 mm	460 mm	7577	1.157,52
<input type="checkbox"/>	440 mm	500 - 550 mm	480 mm	460 mm	7578	1.157,52
<input type="checkbox"/>	470 mm	500 - 550 mm	510 mm	460 mm	7579	1.157,52

\* Let op: Zonder duwgrepen vanaf rughoogte 350 0 mm, incl. duwg vanaf RH 40 0 mm

## 12 stoelkussen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	560	Stoelkussen 30 mm	119,94
<input type="checkbox"/>	561	Stoelkussen 60 mm	119,94
<input type="checkbox"/>	562	Klittenband op de stoelgordel	0,00

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## Netti Contour stoelkussen

	CODE	ONDERDEEL NUMMER	OMSCHRIJVING	HOES	BREEDTE	DIEPTE	EURO €
<input type="checkbox"/>	7199	197302	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	40	40	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197303	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	40	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197304	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	43	40	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197305	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	43	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197306	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	45	40	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197307	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	45	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197308	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	45	50	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197309	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	50	45	165,36
<input type="checkbox"/>	7199	197310	Netti Contour	Ademende 3D-hoes	50	50	165,36

## Ride forward

ZITBREEDTE	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
300 mm	7600 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7504 <input type="checkbox"/> 947,64 €				
330 mm		7601 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €				
360 mm	7604 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7506 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7605 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7507 <input type="checkbox"/> 947,64 €		
380 mm	7508 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7607 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7509 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7608 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €		
410 mm	7609 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7510 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7511 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7512 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7610 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7513 <input type="checkbox"/> 947,64 €
430 mm		7611 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7514 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7515 <input type="checkbox"/> 947,64 €		
460 mm	7612 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7516 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7613 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7517 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7614 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7518 <input type="checkbox"/> 947,64 €
480 mm		7615 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €		7616 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €		7617 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €
510 mm	7618 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7519 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7619 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7520 <input type="checkbox"/> 947,64 €	7620 <input type="checkbox"/> 1.185,08 €	7521 <input type="checkbox"/> 947,64 €

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## Ride Java-kussen

ZITBREEDTE	RIDE JAVA-KUSSEN (ZITDIEPTE)					
	380 mm	410 mm	430 mm	460 mm	480 mm	510 mm
300 mm	7639 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7640 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €				
330 mm	7644 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7645 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €				
360 mm	7648 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7523 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €		7649 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €		
380 mm	7524 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7651 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7525 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7652 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7653 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7654 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €
410 mm	7656 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7526 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7657 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7527 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7658 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7528 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €
430 mm	7660 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7661 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7529 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7662 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7663 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7664 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €
460 mm	7666 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7530 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7667 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7531 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7668 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7532 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €
480 mm	7670 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7671 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7672 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7673 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7674 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7675 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €
510 mm	7677 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7533 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7678 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7534 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €	7679 <input type="checkbox"/> 1.303,80 €	7535 <input type="checkbox"/> 1.066,36 €

## 13 Remmen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 305	Drukrem voor de berijder	0,00
<input type="checkbox"/> 2595	"Light" drukrem van aluminium, wegzwenkbaar	131,44
<input type="checkbox"/> 681	<small>Nieuw</small> Remhefboom verlenging, afklapbaar, vast gemonteerd alleen i.cm. CODE 305	48,50

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 14 Zijdelen en arMLEUNINGEN

Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!

1 = vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = in hoogte verstelbare arMLEuning 6 = met wieloverkapping

CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	EURO €
<input type="checkbox"/> 100	Zijpaneel van aluminium in framekleur met isolatie inzetstuk, vast geschroefd	●					●	0,00
<input type="checkbox"/> 98	Aluminium zijdeel in framekleur met inzet tegen koude en 50 mm wielafdekking							351,92
<input type="checkbox"/> 748	Omschrijving: aluminium zijdeel in framekleur met inzet voor koude bescherming inclusief in hoogte verstelbare arMLEuning (geschroefd)	●				●	●	306,83
<input type="checkbox"/> 783	Zijdeel van carbon	●					●	422,00
<input type="checkbox"/> 24	Zijdelings wegzwenkbare zijdeelbeugel, alleen i.c.m. CODE 100, 783 of zonder zijdeel.			●				308,83
<input type="checkbox"/> 11	Verwijderbaar zijdeel (montagepositie) alleen i.c.m. CODE 100, 783 of 748			●			●	0,00
<input type="checkbox"/> 2903	Zijpaneelhouder versterkt van zwart aluminium							135,68

CODE	OMSCHRIJVING	GEWENSTE KLEUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 2205	Zijdelen en voetplaten in keuze kleur, alleen i.c.m. zijdeel van aluminium CODE 100	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	221,56

## 15 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	USL	EURO €
<input type="checkbox"/> <small>Nieuw</small> 311	Voetopstandsbeugel van aluminium in hoogte verstelbaar zwart mat	360 - 480	0,00
<input type="checkbox"/> 312	Voetsteunen doorlopend in hoogte, diepte en hoek verstelbaar	310 - 480	0,00
<input type="checkbox"/> 359	Kuitband		0,00
<input type="checkbox"/> <small>Nieuw</small> 76	Voetsteun doorgaand, in hoogte verstelbaar en kan naar achter omhoog worden geklapt alleen i.c.m. zwenkwielmaten 100 mm en 125 mm (met CODE 4959 vanaf SB 340 mm, met CODE 4950 vanaf SB 360mm)	360 - 480	264,00
<input type="checkbox"/> 4312	LED-voetsteun inclusief rij- en achterlichten van robuust aluminium profiel in framekleur in hoogte, diepte en hoek verstelbaar inclusief Bluetooth-module (met CODE 4959 van SB 360 mm, met CODE 4950 van SB 400 mm)	360 - 480	472,76
<input type="checkbox"/> 4313	LED-voetsteun inclusief rij- en achterlichten van robuust aluminium profiel in framekleur in hoogte, diepte en hoek verstelbaar (met CODE 4959 van SB 360 mm, met CODE 4950 van SB 400 mm)	360 - 480	411,28

**Gewenste OBL in mm (gemeten zonder stoelkussen)**

Fabrieksinstelling van de onderbeenlengte van 310 - 470 mm mogelijk.

**Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 16 Frame design

	CODE	OMSCHRIJVING	KLEUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	2300	Reflecterende sticker	wit	21,20
<input type="checkbox"/>	2301	Reflecterende sticker	zwart	21,20
<input type="checkbox"/>	2302	Reflecterende sticker	Tricolore	21,20
<input type="checkbox"/>	2303	Reflecterende sticker	Regenboog	21,20

### STICKER DESIGNS

<input type="checkbox"/>	2304	MEYRA design		0,00
<input type="checkbox"/>	2305	STRIPE design		0,00
<input type="checkbox"/>	2306*	Montage bij MEYRA, als CODE 2306 montage bij MEYRA niet worden gekozen, worden de stickerkits als doe-het-zelfversie bijgevoegd.		112,36

\* n.i.v.m. de kleuren wit, zwart en driekleur en het MEYRA design

Let op: Bij het selecteren van een ontwerp moet een kleur worden gekozen (CODE 2300, 2301, 2302 of 2303)

## 17 Framekleur

CODE	OMSCHRIJVING	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €		
<input type="checkbox"/>	130	Titaangrijs	<input type="checkbox"/>	4042	Blauw-metallic mat	0,00
<input type="checkbox"/>	183	Zilver-metallic	<input type="checkbox"/>	4043	Bruin-metallic mat	0,00
<input type="checkbox"/>	186	Magicblue	<input type="checkbox"/>	4044	Rood-metallic mat	0,00
<input type="checkbox"/>	216	Donker zwart	<input type="checkbox"/>	4045	Signaal wit mat	0,00
<input type="checkbox"/>	206	Matzwart	<input type="checkbox"/>	4046	Groen-metallic mat	0,00
<input type="checkbox"/>	224	Blauw-metallic	<input type="checkbox"/>	4047	Lila-metallic mat	0,00
<input type="checkbox"/>	227	Rood-metallic	<input type="checkbox"/>	4048	Koper-metallic	0,00
<input type="checkbox"/>	4023	Signaal wit	<input type="checkbox"/>	4913	Cross oranje	0,00
<input type="checkbox"/>	4040	Downtown Grey	<input type="checkbox"/>	4922	Groen-metallic	0,00
<input type="checkbox"/>	4041	Magicblue mat	<input type="checkbox"/>	4049	Olijf-groen mat	0,00

Andere framekleuren zijn op aanvraag beschikbaar tegen een meerprijs!

## 18 Opties bij de rolstoel Hand- en spaakbescherming

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €	
<input type="checkbox"/>	489	Transparant niet i.c.m. Spinerger wiel art.nr. 1073640 en magnesium wielen 1081357, 1081358, 1081359, 1081360, 1081361	0,00

**Kruis uw keuze in de vakjes aan** **Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

### Steunwielen

<input type="checkbox"/>	728	Steunwielen, 1 paar, wegzwenkbaar (aanbevolen) Niet in combinatie met opstapbuis CODE 309	392,51
<input type="checkbox"/>	729	1 steunwiel, wegzwenkbaar, <b>links</b> gemonteerd	166,04
<input type="checkbox"/>	730	1 steunwiel, wegzwenkbaar, <b>rechts</b> gemonteerd	166,04
<input type="checkbox"/>	309	Opstapbuis (1 paar)	67,84
<input type="checkbox"/>	4930	1 opstapbuis, links gemonteerd, niet i.c.m. steunwielen CODE 728/729	37,10
<input type="checkbox"/>	4931	1 opstapbuis, rechts gemonteerd, niet i.c.m. steunwielen CODE 728/730	37,10

### Overige opties

<input type="checkbox"/>	833	Veiligheidsriem met sluiting	37,10
<input type="checkbox"/>	819	Reflectoren	15,90
<input type="checkbox"/>	205542100	Handcompressor	110,24
<input type="checkbox"/>	951	Accessoirenet	12,72
<input type="checkbox"/>	970	Stokhouder i.c.m. opstapbuis	15,90

Datum:

Handtekening:

Stand: 01-01-2022



## GEBRUIKERSGEGEVENS


Voornaam*:	<input type="text"/>
Naam*:	<input type="text"/>
Straat:	<input type="text"/>
Postcode:	<input type="text"/>
Plaats*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geboortedatum*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefoon:	<input type="text"/>
Gsm:	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>
Opdrachtnummer:	<input type="text"/>

\*Verplichte velden!

## ANATOMISCHE MATEN (IN MM):

Voor definities zie schetsen in de bijgevoegde informatie!

1) Zitdiepte* :	<input type="text"/>
2) Zitbreedte* :	<input type="text"/>
3) Borstbreedte :	<input type="text"/>
4) Borstdiepte :	<input type="text"/>
5) Ellebooghoogte :	<input type="text"/>
6) Okselhoogte :	<input type="text"/>
7) Rugleuninghoogte :	<input type="text"/>
8) Hoofdhoogte :	<input type="text"/>
9) Onderarm lengte :	<input type="text"/>
10) OBL*:	<input type="text"/>
Lichaamslengte*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Kortom, alle stoelafmetingen worden zonder stoelkussen gemeten!

Ik bevestig hierbij dat alle informatie volledig en correct is vastgelegd.

Ik ga ermee akkoord dat de informatie / gegevens die ik heb verstrekt en de foto's die ik heb gemaakt, zullen worden doorgegeven aan MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) voor het uitvoeren van het contract / het vervaardigen van het product.

.....  
Datum/Handtekening

Hierbij wordt bevestigd dat alle informatie volledig en correct is ingevuld.

.....  
Datum/Handtekening van de verkoper



03

Artikel 1072385



03

Artikel 1072386



03

Artikel 1088444




06

CODE 848




06

CODE 651




06

CODE 695




06

CODE 752




06

Artikel 1068705




06

Artikel 1068707



06

Artikel 1073640



06

Artikel 1068713



06

CODE 880




07

CODE 849



07

CODE 850



07

CODE 853



09

CODE 2595



11

CODE 410




12

CODE 100



14

CODE 312



11

CODE 4312




11

CODE 141



12

CODE 748



17

CODE 729

## 1. ALGEMEEN - TOEPASSINGSGBIED

**1.1.** De volgende algemene voorwaarden van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle contracten afgesloten met de klanten van MEYRA GmbH. Ze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zaken met de klant, zelfs zonder een afzonderlijke nieuwe overeenkomst.

**1.2.** De klant aanvaardt de algemene voorwaarden van MEYRA GmbH als bindend voor dit contract en ook voor alle toekomstige contracten. Algemene voorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing. Dergelijke voorwaarden binden MEYRA GmbH niet, ook al worden ze niet uitdrukkelijk tegengesproken in individuele gevallen.

**1.3.** Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als de klant een ondernemer is (§ 14 BGB), een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds.

## 2. AANBIEDING, SLUITING VAN HET CONTRACT

**2.1.** Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangeduid als bindend.

**2.2.** Bestellingen of opdrachten van de klant kunnen binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke bevestiging van het aanbod door MEYRA GmbH worden aanvaard.

**2.3.** Het contract wordt afgesloten met de aanbiedingsbevestiging in tekstvorm; dit geldt ook voor eventuele wijzigingen of toevoegingen van de opdrachten.

**2.4.** We behouden het eigendoms- en auteursrecht voor alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling. Deze documenten mogen niet bekendgemaakt worden aan derden tenzij we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover wij het aanbod van de klant niet binnen de periode van 2.2. aanvaarden, dienen deze documenten onmiddellijk aan ons te worden geretourneerd.

## 3. PRIJZEN

**3.1.** De prijzen worden uitsluitend in EURO berekend. Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW in het respectieve wettelijke bedrag is bovendien verschuldigd.

**3.2.** Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen van toepassing af fabriek exclusief de verpakking en transport. Kosten van verpakking en transport worden apart in rekening gebracht.

**3.3.** Voor zover de catalogusprijzen worden gebruikt, is de geldige prijslijst op het moment dat de bestelling wordt geplaatst van toepassing. Prijswijzigingen zijn toegestaan als er meer dan vier maanden zijn tussen het sluiten van het contract en de afgesproken leverdatum. Als de lonen of materiaal kosten voor de voltooiing stijgen, hebben wij het recht om de prijs naar behoren te verhogen in overeenstemming met de kostenstijgingen. De klant heeft alleen een herroepingsrecht als de prijsstijging niet alleen verwaarloosbaar groter is dan de stijging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen bestelling en levering.

**3.4.** Voor vervolgoopdrachten is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorig contract.

**3.5.** Als de orderwaarde onder een limiet van 150,00 € nettowaarde ligt, wordt een minimumhoeveelheidstoeslag inclusief vrachtaandeel van € 9,50 in rekening gebracht.

## 4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

**4.1.** De plaats van uitvoering voor leveringen is de maatschappelijke zetel van MEYRA GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

**4.2.** Als de goederen op verzoek van de klant naar de klant worden verzonden, gaat het risico van onopzettelijk verlies of onbedoelde verslechteringen van de goederen over op de klant zodra de goederen (zelfs deelleveranties) zijn overgedragen aan de derde partij die is aangewezen voor de uitvoering van de verzending. Dit is van toepassing ongeacht of de verzending

van goederen van de plaats van uitvoering geschiedt of wie de vrachtkosten draagt.

**4.3.** Als er claims worden ingediend tegen MEYRA GmbH vanwege transportschade of -verliezen, moet de klant de schade op de vrachtdocumenten noteren of, in geval van verliezen, onmiddellijk een protocolregistratie starten en ons binnen een week op de hoogte stellen.

**4.4.** Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant afgesloten.

**4.5.** In het geval van vertragingen in de overdracht of verzending waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico over op de klant na kennisgeving van gereedheid voor verzending.

**4.6.** Als er geen speciale instructies van de klant zijn, gaat keuze van de transportroute en - met behulp van MEYRA GmbH, zonder garantie en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste verzending.

## 5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG

**5.1.** Geplande levertijden zijn geschatte levertijden, tenzij een specifieke datum expliciet schriftelijk is vastgelegd.

**5.2.** Als de partijen een leveringstermijn zijn overeengekomen, begint deze met de datum van de orderbevestiging. De leveringstermijn is vervuld als de goederen de fabriek hebben verlaten of op het moment dat de gereedheid voor verzending is gemeld.

**5.3.** Naleving van overeengekomen levering- en servicetermijnen vereist de tijdige ontvangst van alle documenten die door de klant moeten worden aangeleverd, alsmede het tijdig verstrekken van alle noodzakelijke informatie en het voldoen aan alle andere verplichtingen door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, worden de termijnen dienovereenkomstig verlengd.

**5.4.** MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor leveringsvertragingen als gevolg van overmacht of andere onvoorzienbare gebeurtenissen op het moment van het sluiten van het contract (bijv. staking, storingen, niet-tijdige eigen levering, vertragingen in het transport, ongunstige weersomstandigheden, enz.) waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is. De leveringstermijn wordt verlengd met de duur van de tijdelijke prestatiebelemmering waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, plus een redelijke periode van hervatting.

**5.5.** Als de resulterende vertragingen de periode van zes weken overschrijden, hebben beide contracterende partijen het recht om uit het contract te treden wat betreft de omvang van de betrokken diensten.

**5.6.** MEYRA GmbH is gerechtigd tot deelleveranties, voor zover de deellevering voor de klant in het kader van het contractueel beoogde doel bruikbaar is, de levering van de resterende goederen gewaarborgd is en voor de klant daardoor geen extra kosten ontstaan.

## 6. BETALING

**6.1.** Gefactureerde bedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig worden betaald op een van de door ons opgegeven bankrekeningen. Als de factuur geen betrekking heeft op een levering van reserveonderdelen of een reparatiefactuur is, heeft de klant recht op 2% korting voor betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

**6.2.** Wij accepteren cheques en wissels alleen na uitdrukkelijke afspraak. De acceptatie is een voorwaardelijke betaling. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onderworpen aan de voorbehoud van het inwisselen. Valutatadata vinden plaats op de dag dat we beschikken over de tegenwaarde.

**6.3.** Als de klant niet op de eindvervaldag betaalt, worden de uitstaande bedragen met 8% verhoogd bovenop de respectievelijke basisrente. De claim op een hogere verdragingssschade blijft voorbehouden

**6.4.** Als de klant in gebreke blijft bij een betaling, zijn alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding zijn gebaseerd, onmiddellijk verschuldigd zonder

afzonderlijke kennisgeving.

**6.5.** De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd om een retentierecht uit te oefenen voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

**6.6.** MEYRA GmbH heeft het recht om zijn vorderingen m.b.t. goederen en diensten af te staan.

## 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

**7.1.** De door MEYRA GmbH geleverde goederen blijven eigendom van MEYRA GmbH tot volledige afwikkeling met inbegrip van toekomstige vorderingen op de klant.

**7.2.** De klant mag de voorbehoudsgoederen verkopen in het kader van de normale gang van zaken. Hij heeft geen recht op andere beschikkingen, in het bijzonder overdracht van eigendom en pandrecht. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehoudsgoederen (inclusief andere vorderingen zoals verzekeringsclaims of vorderingen die voortvloeien uit een onrechtmatige daad in geval van verlies of vernietiging) worden nu overgedragen aan MEYRA GmbH als zekerheid. MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht de overgedragen vordering te innen zolang hij aan zijn betalingsverplichtingen voldoet. In geval van wanbetaling van de klant hebben wij het recht om de volmacht tot inning te herroepen.

**7.3.** Als de voorbehoudsgoederen door de klant worden verwerkt, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking plaatsvindt in naam en voor rekening van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze direct de eigendom of - als de verwerking is gemaakt van of in verband met stoffen van meerdere eigenaren of de waarde van het verwerkt stuk hoger is dan de waarde van de geleverde goederen - verkrijgt de mede-eigendom (fractionele eigendom) in het nieuw gecreëerde stuk in verhouding van de waarde van het leveringsitem tot de waarde van het nieuw gecreëerde stuk. Voor zover MEYRA GmbH haar eigendom verliest door ze te combineren of te vermengen, of in geval van verwerking, niet de eigenaar van het leveringsvoorwerp kan worden, draagt de klant hierbij bij voorbaat een proportionele waarde van het leveringsvoorwerp overeenkomstig de mede-eigendom aan de unitaire artikel over aan MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt het aanbod. De overdracht wordt vervangen door kosteloze bewaring.

**7.4.** De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van de toegang van derden tot de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken en ons de informatie te verstrekken die nodig is voor het doen gelden van onze rechten en het overhandigen van documenten. Tegelijkertijd moet de klant de derde informeren over het eigendom van MEYRA GmbH zonder hierom gevraagd te worden. Alle resulterende kosten moet de klant dragen.

**7.5.** MEYRA GmbH verbindt zich ertoe de zekerheden waarop zij op verzoek van de klant recht heeft vrij te geven voor zover deze de waarde van de te claimen vorderingen met meer dan 20% overschrijden. De selectie van de vrij te geven zekerheden is de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH.

**7.6.** In het geval van een faillissementsaanvraag met betrekking tot de klant, verbieden wij hierbij de doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde goederen en herroepen we onze machtiging voor inning incasso met betrekking tot de aan ons toegevoerde vorderingen.

**7.7.** In geval van wanbetaling van de klant hebben wij het recht om de onmiddellijke vrijgave van de voorbehoudsgoederen te eisen.

## 8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

**8.1.** De klant moet de geleverde goederen direct na levering controleren. Als er duidelijke gebreken of defecten zijn die tijdens een grondig onderzoek zouden zijn gevonden, moet de klant dit binnen een

week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons melden. Na het verstrijken van deze periode is elke aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. Garantieaanspraken bestaan alleen voor verborgen gebreken als deze binnen een week na ontdekking schriftelijk aan ons worden gemeld.

**8.2.** In het geval van gebrekkige levering, hebben wij het recht om, naar onze keuze, het defect te verhelpen of het te vervangen door een defectvrije nieuwe levering. De klant is verplicht om het defecte artikel gratis voor inspectie en reparatie ter beschikking te stellen. Als de reparatie of nalevering mislukt, als het niet binnen een redelijke termijn wordt geleverd of als het door ons wordt afgewezen, kan de klant ervoor kiezen om uit het contract te stappen of de aankoopprijs te verlagen. Een deadline is niet vereist in gevallen waarin dit niet wettelijk verplicht is.

**8.3.** De garantie is niet van toepassing als de klant het leveringsartikel zonder onze toestemming wijzigt of laat aanpassen door derden en de reparatie van het defect onmogelijk of onredelijk moeilijk wordt. In ieder geval moet de klant echter de extra kosten dragen die de wijziging met zich meebrengt om het gebrek te verhelpen.

**8.4.** De bovenstaande voorschriften doen geen afbreuk aan enige garantie die we tegenover de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen overnemen.

**8.5.** Uitgesloten van de garantie is de functiegerelateerde slijtage van alle items, modules, batterijen en reserveonderdelen die door ons worden geleverd, evenals de on gepaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling van de goederen.

**8.6.** Verdere vorderingen van de klant, in het bijzonder voor schadevergoeding in plaats van uitvoering en voor vergoeding van andere directe of indirecte schade - inclusief incidentele of gevolgschade, ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit is niet van toepassing als MEYRA GmbH een juridisch of materieel defect op frauduleuze wijze heeft verborgen of als de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten of als er sprake is van een nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn die verplichtingen waarvan de nakoming of correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en waarvan de contractpartner regelmatig vertrouwt en kan vertrouwen op de naleving ervan. In het geval van schade aan eigendommen en geldschade veroorzaakt door lichte nalatigheid, is de aansprakelijkheid van MEYRA GmbH voor schadevergoeding echter beperkt tot het bedrag van de contractueel typische, te voorzien schade. Bovendien zijn lichamelijke letsel en/of gezondheidsschade veroorzaakt door een verwijtbare schending van de plicht door MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten uitgesloten.

**8.7.** Aansprakelijkheid volgens de wet op de productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

## 9. VERJARINGSTERMIJN

Claims van klanten wegens materiële gebreken vervallen na twee jaar vanaf overdracht/levering van de goederen aan de klant. Voor vervangende onderdelen en reparaties is de verjaringsstermijn

1 jaar vanaf de overdracht/levering van de goederen aan de klant. Uitzonderingen hierop zijn aanspraken op schadevergoeding wegens letsel aan leven, ledematen of gezondheid en/of vorderingen tot schadevergoeding wegens grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of zijn plaatsvervangende agenten. In dat opzicht zijn de wettelijke verjaringsstermijnen van toepassing.

### 9.1. VERVANGENDE APPARATEN SERVICE

Ongeacht de garantie biedt MEYRA GmbH de klant de mogelijkheid om defecte apparaten te vervangen door gereviseerde apparaten. Voor deze apparaten die in ruil worden aangeboden, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

-Vervangende apparaten zijn gereviseerd en technisch in orde.

-Het defecte apparaat moet binnen 15 werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt ons eigendom.

-Als we het apparaat niet terug ontvangen, brengen we 95% van de vervangingsprijs in rekening voor het geleverde vervangende apparaat.

-Het geretourneerde apparaat moet qua type en ontwerp overeenkomen met het geleverde vervangende apparaat. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag het alleen het normale gebruik overeenkomende tekenen van slijtage vertonen.

-Het is de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH om te beoordelen of het geretourneerde apparaat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, berekenen wij voor het geleverde vervangende apparaat het bovenstaande bedrag minus de restwaarde van het geretourneerde apparaat.

## 10. WAARBORG VAN DE PRODUCTVEILIGHEID

### 10.1. PRODUCT RECALL

Voor zover een terugroeping van producten vereist is vanwege een gebrek in de geleverde goederen of als gevolg van bestaande wettelijke verplichtingen, is de klant verplicht om mee te werken aan het uitvoeren van de terugroepactie om een efficiënte product recall mogelijk te maken. In het bijzonder is de klant verplicht om MEYRA GmbH op de hoogte te brengen in het geval van een noodzakelijke terugroeping van het product over de locatie van de leveringsplaats in de verdere toeleveringsketen tot de eindklant. Voor dit doel moet de klant voortdurend een geschikte documentatie bijhouden over de verblijfplaats van de goederen in deze beschikbaar stellen op verzoek van MEYRA GmbH. Voor zover de klant wederverkopers van de geleverde goederen voorziet, is de klant verplicht om de wederverkoper contractueel op de hoogte te stellen van de samenwerkingsverplichtingen om de implementatie van een efficiënte product recall te waarborgen.

**10.2.** De klant is verplicht om eindklanten te instrueren in de omgang met en het gebruik van de geleverde producten door getraind gespecialiseerd personeel. Voor zover de klant aan wederverkopers de geleverde goederen levert, is de klant verplicht om de wederverkoper contractueel de verplichting op te leggen instructies te geven met betrekking tot de behandeling en het gebruik van het geleverde product.

### 11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE WIJZIGINGEN

Opgemerkt moet worden dat voor MY INDIVIDUAL strengere wettelijke bepalingen gelden. Constructieve wijzigingen van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of door een derde partij in opdracht van de klant zijn alleen toegestaan als deze voldoen aan de veiligheidseisen en ons management vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. Hiertoe is ons op verzoek een aangepast model en een ontwerp-tekening beschikbaar te stellen. Als constructieve wijzigingen worden aangebracht zonder de schriftelijke toestemming van ons management en derden schade lijden als gevolg van de wijzigingen waarvoor wij verantwoordelijk zijn voor de externe relatie, is de klant verplicht om ons intern te vrijwaren tegen alle claims van de derde partij.

## 12A. RETOURZENDINGEN VAN AFGEWERKTE PRODUCTEN EN MODULES

Retourzendingen zonder bijgevoegde afleveringsnota of factuurkopie worden niet teruggenomen. Retourzendingen (originele verpakking en absoluut nieuw) worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van goederen. Uitgesloten van de retourzending zijn

artikelen waarvan de levertijd ouder is dan 3 maanden, MY INDIVIDUAL, hygiëneproducten, gebruikte of gevulde batterijen en artikelen onder de netto waarde van € 100,-. Ook uitgesloten zijn individueel gemaakte rolstoelen (bijv.: rolstoelen voor kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transportrisico wordt gedragen door de afzender. Indien bij goedgekeurde retourzendingen schoonmaak- en/of desinfectiekosten worden gemaakt, worden deze forfaitair in rekening gebracht van minimaal € 79,- netto

## 12B. ANNULERING VAN BESTELLINGEN VAN AFGEWERKTE PRODUCTEN

**12B.1.** Annulering van orders zonder voorafgaande goedkeuring door MEYRA GmbH is niet mogelijk.

**12B.2.** Annuleringen moeten schriftelijk worden gedaan.

**12B.3.** Als een goedkeuring voor de annulering van afgewerkte, leverbare producten heeft plaatsgevonden, is het volgende van toepassing:

-Revalidatie artikelen worden volledig gecrediteerd. Speciaal gebouwde rolstoelen en sportrolstoelen worden over het algemeen niet teruggenomen.

- Bij annulering van adaptieve rolstoelen zal een kostenpercentage van 20% van de nettowaarde van de goederen worden ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scooters bedragen 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

## 12C. TERUGNAME/VERWIJDERING

Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor het retourneren en verwijderen van complete oude apparaten van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek regelen wij de terugname en recycling/verwijdering van dergelijke apparatuur, voor zover deze door ons wordt gedistribueerd, tegen vergoeding van de gemaakte kosten. Retourzending zonder voorafgaande goedkeuring door MEYRA GmbH is niet mogelijk.

## 13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij hebben het recht om persoonsgegevens van de klant in het kader van de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op te slaan en intern te verwerken.

## 14. JURISDICTIE, TOEPASSELIJK

recht, scheidbaarheidsclausule

**14.1.** Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de plaats van vestiging van MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.

**14.2.** Voor alle juridische geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie, wordt de plaats van jurisdictie bepaald door onze statutaire zetel in Kalletal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te dagvaarden in zijn rechtsgebied.

**14.3.** De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van de VN-verkoopwet.

**14.4.** Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet ter zake dienend zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.