

XSTAR

1.160



ACTIVE



Eenvoudige individuele instelling



Welgevormd frameconcept



Licht bedienbare drukrem



Nieuw ontworpen stuurknuppelopname

Een sterk type

ECONOMISCH

- Permanent aanbod aan aanpassingsvarianties en functie-uitbreidingen reduceert follow-up kosten
- Uitgebreide standaarduitrusting minimaliseert de noodzaak voor dure, speciaal op maat gemaakte onderdelen
- Minimale slijtage als gevolg van de integrale vormgeving van het frame en de kwaliteit van de aanvullende componenten

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- De optimale rijeigenschap en het geringe eigen gewicht ondersteunen gebruikers' onafhankelijkheid
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker met een traploze instelling van rug, zitting en wielbasis
- Uitgebreid assortiment van toebehoren voor duurzaam gebruik

TOEPASSING

- Bij duurzame en lange termijn zorg
- Bij dwarslaesiepatiënten
- Zeer geschikt voor vele medische aandoeningen, waaronder ernstige beperkingen
- Gebruikers zonder functies van de onderste ledematen (zijdelingse transfer gebruik, aandrijving via grijpringen)

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: +49 5733 922 9311

Klantenservice: +49 5733 922 0

Facturatieadres / klantnr.:
.....
Leveringsadres:
.....
Referentie / opmerkingen:

MEYRA



XSTAR 1.160 (Prijs voor het basismodel, inclusief kledijbeschermer, inclusief voetsteunen):

€ 2.187,56

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 01-01-2018 – 31-12-2018.
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

**Nomenclatuur: 520074
101104000681**

Technische gegevens

Zitbreedte	360 - 480
Breedte rijklaar	SB + 180 (0°) / SB + 235 (3°)
Zitdiepte	400 - 500
Zithoogte voor // achter	450 - 530 / 380 - 470
Totale hoogte	Zithoogte achter + rugdeelhoogte
Rughoogte	250 - 450
Rughoekverstelling	72 - 96°
Lengte met voetsteun	860 - 1040 (afhankelijk van de framelengte, wielmaat en aspositie)

Gebruikersgewicht	120
Leeg gewicht	10
Toegest. totaalgewicht	130
Transportgewicht	7,5
Aandrijf wiel	610 (24")

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

00 Framevorm (framelengte)

	CODE	OMSCHRIJVING	TL IN MM	ZD IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/>	352	Frame standaard	860 - 980 mm	400 - 440 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	353	Frame lang	920 - 1040 mm	460 - 500 mm	0,00

01 Zitbreedte (zB)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	36	ZB 360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	38	ZB 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	40	ZB 400 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	342	ZB 420 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	344	ZB 440 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	46	ZB 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	48	ZB 480 mm	0,00

02 Zitdiepte (ZD)

	CODE	OMSCHRIJVING	FRAME CODE	EURO €
<input type="checkbox"/>	615	ZD 400 mm incl. zakje onder de zitting	352	0,00
<input type="checkbox"/>	784	ZD 420 mm incl. zakje onder de zitting	352	0,00
<input type="checkbox"/>	618	ZD 440 mm incl. zakje onder de zitting	352	0,00
<input type="checkbox"/>	619	ZD 460 mm incl. zakje onder de zitting	353	0,00
<input type="checkbox"/>	787	ZD 480 mm incl. zakje onder de zitting	353	0,00
<input type="checkbox"/>	792	ZD 500 mm incl. zakje onder de zitting	353	0,00

03 Zithoogte voor (VZH) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

horizontale kolommen = zithoogtes in mm verticale lijnen = Ø diameter zwenkwiel in mm

Selecteer uw gewenste zithoogte door de combinatie van opties zithoogte en wielmaat.

VSH	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 100 rubber C 151	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 125 rubber C 325		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 142 soft-rubber C 154			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Door het selecteren van de VZH wordt automatisch een zwenkwiel geconfigureerd. Kies optioneel Xtrends zwenkwielen in de onderstaande tabel.

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Zwenkwielen Xtrends

	CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	VELG	BANDEN	Ø X B	EURO €
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (paar)	Kunststof	Rubber transparant / in kleur	100 x 23 mm	73,00
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Zwenkwiel (paar)	Alu zilver	Rubber	100 x 32 mm	164,00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Zwenkwieël (paar)	Alu zilver	Rubber	125 x 32 mm	164,00

04 Zitkussen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	560	Zitkussen, Trevira CS 30 mm	54,90
<input type="checkbox"/>	561	Zitkussen, Trevira CS 60 mm	54,90

Selecteer de gewenste kleur in de categorie 16 zit- en rugkussens.

05 Zithoogte achter (AZH) in combinatie met aandrijf wiel (zonder zitkussen)

horizontale kolommen = zithoogtes in mm verticale lijnen = Ø aandrijf wiel

Selecteer uw gewenste zithoogte door de combinatie van opties zithoogte en wielmaat.

AZH	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470
Ø 24 x 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Ø 24 x 1 ³ / ₈ "	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De afmetingen zijn gebaseerd op 3° camber. AZH is verhoogd met 20 mm bij 0° camber.
Het zithoogteverschil tussen VHS en AZH moet min. 20 mm bedragen.

06 Aandrijf wiel positie horizontaal (zwaartepunt instelling)

Meetprocedure: Midden rugbuis tot middenas (zie bijgevoegde informatie)

TYPE RIJDER	ACTIEF		MIDDEL		PASSIEF	
Positie	1	2	3	4	5	6
Keuze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

07 Aandrijfwielen in combinatie met zithoogte

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/> 651	Standaardwiel, incl. steekas (paar)	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 848	SILVERDESIGN met radialspeken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	160,66
<input type="checkbox"/> 695	Actief-wiel met radialspeken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in zwart (paar) Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij een dynamische rijstijl! Niet in combinatie met PU banden CODE 902	24"	259,29

Kies daartoe het grijpringen in de categorie 08 en bijbehorende banden in categorie 09. Let op de breedte van de banden!
Selecteer optioneel Xtrends aandrijfwielen incl. grijpringen en banden in plaats van de aandrijfwielen CODE 651, 848 of 695

Aandrijfwielen Xtrends

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/> 688	1068705	Six-Star incl. 8 bar hogedruk banden en alu-grijpringen (paar)	24 x 1"	532,00
<input type="checkbox"/> 688	1068707	CROSS-wiel incl. alu-velg en grove profielbanden en Roestvrijstalen grijpringen (paar)	24 x 1,75"	370,00
<input type="checkbox"/> 688	1073641	Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en tetra-grijpringen (paar). Witte of oranje spaken op aanvraag!	24 x 1"	848,00
<input type="checkbox"/> 688	1073640	Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen grijpringen. Witte of oranje spaken op aanvraag!	24 x 1"	748,00
<input type="checkbox"/> 688	1068712	Ultra Light incl. 8 bar hogedruk banden en alu-grijpringen (paar)	24 x 1"	532,00
<input type="checkbox"/> 688	1068713	Black Light incl. Marathon Plus Evolution en alu-grijpringen (paar)	24 x 1"	532,00

Deze trendy wielen zijn per paar verkrijgbaar. Verschillende kenmerken van Xtrends wielen verkrijgbaar op aanvraag.

Aandrijf wiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 423	0°-camber	0,00
<input type="checkbox"/> 447	3°-camber	0,00

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

08 Grijpringen en opties grijpringen (niet te combineren met Xtrends-wielen)

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	493	Roestvrijstaal glanzend gepolijst	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	494	Aluminium , niet in comb. m. actief-wiel CODE 695	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	168	OptiGrip speciale grijpringen voor dwarslaesie patiënten	24"	522955 205116000214	295,89
<input type="checkbox"/>	166	Grijpringovertrekken van siliconen, glad, zwart, niet in comb. m. actief-wiel CODE 695	24"	521496 20510400586	89,60
<input type="checkbox"/>	692	Grijpring tussenruimte 15 mm	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	693	Grijpring tussenruimte 25 mm	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch grijpringprofiel, H 31 mm, uitsluitend in comb. m. actief-wiel CODE 695 en Spinegy-wiel Art-nr. 1073641, 1073640			305,04
<input type="checkbox"/>	850	Curve L, antislip coating, aluminium, geschikt voor dwarslaesie patiënten, ergonomisch grijpringprofiel, H 31 mm, uitsluitend in comb. m. actief-wiel CODE 695 en Spinegy-wiel Art-nr. 1073641, 1073640		522955 205116000223	386,38

Totale breedte grijpringen zie bijgevoegde informatie.

09 Banden (niet te combineren met Xtrends-wielen)

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	486	Luchtbanden met geribbeld profiel	24 x 1"	24 x 1 ³ / ₈ "	0,00
<input type="checkbox"/>	496	Hogedruk banden 8 bar	24 x 1"	-	0,00
<input type="checkbox"/>	902	PU-lekvrije banden, niet in comb. m. actief-wiel CODE 695	24 x 1"	24 x 1 ³ / ₈ "	0,00
<input type="checkbox"/>	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution	24 x 1"	-	69,14
<input type="checkbox"/>	363	Schwalbe ONE banden profieloos, versterkt	22 x 1"	24 x 1"	95,00

10 Remmen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	680	Drukrem voor gebruiker	0,00

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

11 Rughoogte (RH)

	CODE	OMSCHRIJVING		EURO €
<input type="checkbox"/>	620	Rug, naspanbaar met klittenband	250 mm, +/- 15 mm in hoogte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	626	Rug, naspanbaar met klittenband	300 mm, +/- 15 mm in hoogte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	631	Rug, naspanbaar met klittenband	350 mm, +/- 15 mm in hoogte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	632	Rug, naspanbaar met klittenband	400 mm, +/- 15 mm in hoogte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	633	Rug, naspanbaar met klittenband	450 mm, +/- 15 mm in hoogte verstelbaar	0,00

12 Rughoek

Meetprocedure: Rugbuis voorzijde tot zitoppervlak

RUGHOEK	72°	75°	78°	81°	84°	87°	90°	93°	96°
Keuze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

De rughoek kan achteraf worden gewijzigd.

Rugsteun opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	141	Duwgrepen, wegklapbaar, niet in combinatie met duwgrepen CODE 502	106,77
<input type="checkbox"/>	411	Zonder duwgrepen	0,00
<input type="checkbox"/>	410	Duwgrepen	50,84
<input type="checkbox"/>	502	Duwgrepen, gemonteerd aan rugbuis, tot 170 mm traploos in hoogte verstelbaar Niet in combinatie met duwgrepen CODE 141	162,68

13 Kledijbeschermers en armsteunen

Neem de functionele eigenschappen in acht!

1 = vast geschroefd 2 = opklapbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = armsteun in hoogte verstelbaar 6 = met spatbord

	CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	EURO €
<input type="checkbox"/>	100	Kledijbeschermer van aluminium in framekleur. Voor AZH 440 - 470 mm		●				●	0,00
<input type="checkbox"/>	100 / 624	Kledijbeschermer van aluminium in framekleur. Voor AZH 380 - 430 mm		●				●	0,00

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

14 Beensteunen en voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 312	Voetplaat doorlopend, in diepte en hoek instelbaar	125	380 - 480	BASIS 201101001744	0,00
<input type="checkbox"/> 313	Voetplaat doorlopend, in diepte en hoek instelbaar	165	380 - 480	201101001753	0,00

Voetsteun toebehoren

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 359	Kuitband	0,00

Gewenste OBL in mm (gemeten zonder zitkussens)
Fabrieksinstelling van de onderbeenlengte mogelijk, afhankelijk van de codering 380 - 480 mm.

15 Framekleur

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 4919	Silverline	0,00
<input type="checkbox"/> 212 *	Polar wit	0,00
<input type="checkbox"/> 185	Marrakesh bruin metallic	0,00
<input type="checkbox"/> 216	Diep zwart	0,00

Andere framekleuren zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs op aanvraag! Zie kleurenpalet in de inleiding van de catalogus.
*verlengde levertijd

16 Rugbekleding kleuren

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 287	Zwart, polyester	0,00
<input type="checkbox"/> 292	Netweefsel, ademend, zwart (uitsluitend mogelijk voor rug)	58,98

17 Toebehoren rondom de rolstoel Hand- en spaakbescherming

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 489	Transparant	125,07

Anti-kip wielen

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 728	Anti-kip wielen, 1 paar, wegzwenkbaar		327,35
<input type="checkbox"/> 729	1 anti-kip wiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd	522933 204106000192	163,68
<input type="checkbox"/> 730	1 anti-kip wiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	522933 204106000192	163,68

Kruis uw keuze in de vakjes aan **Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.**Trapdop**

<input type="checkbox"/>	309	Trapdop (1 paar)	56,94
<input type="checkbox"/>	4930	1 trapdop, links gemonteerd	30,50
<input type="checkbox"/>	4931	1 trapdop, rechts gemonteerd	30,50

Rangeerrollen

<input type="checkbox"/>	747	1 paar rangeerrollen, bijv. voor smalle ruimtes of in een vliegtuig	236,04
--------------------------	-----	---	--------

Verdere toebehoren

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	833	Veiligheidsgordel met sluiting	521356 204104001306 35,84
<input type="checkbox"/>	970	Loopstokhouder in comb. m. trapdop	15,25
<input type="checkbox"/>	819	Passieve verlichting	9,15
<input type="checkbox"/>	912	Luchtpomp met houder	20,34
<input type="checkbox"/>	936	Transferplank uit kunststof	89,48
<input type="checkbox"/>	951	Boodschappennet	10,16
<input type="checkbox"/>	776	Leerbescherming voor rug (paar)	66,09

Xtrends toebehoren

<input type="checkbox"/>	261519300	X-TREME rugzak	60,36
<input type="checkbox"/>	261519600	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. elk 1 x 25" of 26" wiel	114,25
<input type="checkbox"/>	1074231	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3 x 28" wielen	161,67
<input type="checkbox"/>	206964600	3M spaakreflectoren	31,80

Opmerkingen bij bestelling:

Datum:

Handtekening:



03

Artikel 1072385



03

Artikel 1072386




07

CODE 651




07

CODE 848




07

CODE 695




07

Artikel 1068705




07

Artikel 1068707




07

Artikel 1073640



07

Artikel 1068713



08

CODE 849



08

CODE 850



08

CODE 853



12

CODE 141



13

CODE 100



13

CODE 100/624



14

CODE 312



14

CODE 313

06 *Aandrijf wiel positie horizontaal bepalen (zwaartepunt instelling)*

TYPE RIJDER	ACTIEF		MIDDEL		PASSIEF	
	1	2	3	4	5	6
Positie	1	2	3	4	5	6
Afstand * in mm	955	805	655	505	355	205

* Meetprocedure: Midden rugbuis tot midden as in mm

08 *Totale breedte in mm met 15 mm grijpring tussenruimte*

ZITBREEDTE	360	380	400	420	440	460	480
met 3° camber (mm)	595	615	635	655	675	695	715
met 0° camber (mm)	540	560	580	600	620	640	660

1. ALGEMEEN - SCOPE

1.1. De algemene voorwaarden hieronder (AV) van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klanten van het bedrijf gesloten contracten. Zij gelden ook voor alle toekomstige transacties met de klant, zelfs zonder afzonderlijke nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant accepteert de voorwaarden van MEYRA GmbH voor het huidige contract en voor alle toekomstige contracten als bindend. Algemene voorwaarden van de klant of eventuele derden zijn niet van toepassing. Zulke voorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, zelfs niet als ze expliciet worden tegengesproken in individuele gevallen.

1.3. Deze voorwaarden gelden alleen als de klant een ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een openbaar speciaal fonds is.

2. AANBIEDING, CONTRACT

2.1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangegeven als bindend.

2.2. Bestellingen of opdrachten van de cliënt neemt de MEYRA GmbH binnen 14 dagen na ontvangst aan door een schriftelijke bevestiging.

2.3. Het contract wordt afgesloten met een schriftelijke bevestiging van het aanbod; dit geldt ook voor eventuele wijzigingen of aanvullingen op de orders.

2.4. Bij alle in verband met de opdracht aan de klant geleverde documentatie behouden wij ons het eigendom en het auteursrecht voor. Deze documenten mogen niet aan derden worden doorgereikt, tenzij we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover we het aanbod van de klant binnen de termijn van 2,2 niet aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in Euro's berekend. Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW is in aanvulling als wettelijke rente verschuldigd.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en handling. Kosten van verpakking en handling worden apart gefactureerd.

3.3. Indien er prijzen worden aangegeven zijn deze gebaseerd op de dan geldende prijslijst. Prijswijzigingen zijn toegestaan als de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de overeengekomen levering meer dan vier maanden bedraagt. Verhogen zich daarna tot voltooiing de loon- en of materiaalkosten, dan zijn wij gerechtigd, de prijs in redelijkheid te verhogen met de kostenstijgingen. De klant heeft recht op terugtrekking indien de prijsverhoging de verhoging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen de bestelling en de levering aanzienlijk overschrijdt.

3.4. Bij het sluiten van de contracten is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorige contract.

3.5. Als de bestelwaarde onder een limiet van € 150,00 netto van de waarde van de goederen ligt, dan wordt een handlingtoeslag inclusief vrachtkosten van € 9,50 in rekening gebracht.

4. VERZENDING, RISICO-OVERGANG

4.1. Plaats van levering is de locatie van MEYRA GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien de goederen op verzoek van de klant worden verscheept gaat het risico van onopzettelijk verlies of toevallige verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (met inbegrip van deelleveringen) wordt overgedragen aan de voor de uitvoering van de zending derde. Dit geldt on-

geacht of de goederen worden verscheept vanaf de locatie van overdracht of wie de vrachtkosten draagt.

4.3. Indien een vordering tot transportschade of verlies tegen de MEYRA GmbH wordt ingediend, moet de klant de schade op de vrachtdocumenten of in een logboek opnemen, teneinde geen vertraging te veroorzaken en ons binnen een week informeren.

4.4. Een transportverzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant genomen.

4.5. Bij vertragingen van levering of verzending waar bij naar de klant verantwoordelijk is, ligt het risico van verzending bij de klant.

4.6. Bij ontbreken van specifieke instructies van de cliënt, ligt de keuze van de transportroute en middelen bij de MEYRA GmbH, zonder enige garantie en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste wijze van verzending.

5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. In het vooruitzicht gestelde levertijden zijn als verwachte levertijden, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde datum schriftelijk is vastgelegd.

5.2. Als de partijen een leveringstermijn hebben afgesproken, begint deze vanaf de datum van de orderbevestiging. Aan de leveringstermijn is voldaan indien voorafgaand aan het verstrijken van de levertijd de goederen de fabriek heeft verlaten dan wel de klant over de verzending in kennis is gesteld.

5.3. Naleving van de overeengekomen levering en data veronderstelt de tijdige ontvangst van alle verstrekte documenten door de klant en de tijdige verstrekking van alle nodige informatie en de vervulling van andere verplichtingen aan de klant. Voor zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, zullen deze op passende wijze worden verlengd.

5.4. De MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht of andere machten, op het moment dat het contract onvoorziene gebeurtenissen (zoals stakingen, defecte apparatuur, niet tijdig leverende leveranciers, vertragingen in transport, slecht weer, etc.), waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertijd wordt verlengd met de duur van een redelijke herstelperiode, door de niet door MEYRA GmbH te verantwoorden tijdelijke belemmering plus .

5.5. Overschrijding van de daarmee gepaard gaande vertraging van de termijn met zes weken, dan hebben beide partijen het recht zich terug te trekken naar reikwijdte van de uitvoering van het contract.

5.6. De MEYRA GmbH heeft het recht van deelleveringen, tenzij de deellevering voor de klant als onderdeel van de contractuele bepaling doel wordt gebruikt, de levering van de resterende goederen is gewaarborgd en de klant geen extra kosten met zich meebrengen.

6. BETALING

6.1. Rekeningen moeten binnen 30 dagen volledig betaald te worden na ontvangst van de factuur een van onze bankrekeningen. Als het geen onderdeel levering of een reparatiefactuur betreft, heeft de klant om recht op een korting van 2%, af te trekken bij de betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6.2. Cheques en wissels accepteren wij alleen na uitdrukkelijke toestemming. De acceptatie is betaling onder voorwaarden. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onderhevig aan controle. Waardeposities gemaakt op de dag volgen nadat we eindelijk over het equivalent beschikken.

6.3. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, moet deze het uitstaande bedrag van 8% boven de basisrente betalen. De vordering van hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

6.4. Indien de klant in gebreke van betaling blijft, net als alle andere claims die zijn gebaseerd op dezelfde juridische relatie, wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder de noodzaak voor een afzonderlijke mededeling.

6.5. De klant heeft alleen recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen legaal zijn bevestigd of zijn onomstreden. Om een retentierecht uit te oefenen, is de klant slechts gerechtigd voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

6.6. De MEYRA GmbH heeft het recht om haar vorderingen voor goederen en diensten derden toe te wijzen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De informatie die door de MEYRA GmbH goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen, met inbegrip van toekomstige vorderingen op de klant in het bezit van MEYRA GmbH.

7.2. De klant kan de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. Aan andere bepalingen, met name de wijze van beveiliging en beloften, hij geen recht. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen (met inbegrip van andere eisen, zoals verzekeringclaims of onrechtmatige claims van verlies of vernietiging) worden reeds tot zekerheid aan de MEYRA GmbH overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen deze te verzamelen. Indien de betaling van de klant vertraagt, zijn wij gerechtigd de machtiging in te trekken.

7.3. Indien de goederen worden verwerkt door de klant, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking in de naam en voor rekening van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze eigenschap of rechtstreeks worden uitgevoerd - indien de verwerking of wordt uitgevoerd in combinatie met materiaal van verschillende eigenaars of de waarde van de wordt verwerkt item is hoger dan de waarde van de geleverde goederen - het mede-eigendom (mede-eigenaar) in de nieuw gecreëerde post in verhouding staat tot de waarde van de geleverde goederen tot de waarde van de nieuw gecreëerde post. Als de MEYRA GmbH zijn eigendom van het combineren of mengen verliest, moet niet de eigenaar van het geleverde in het geval van de verwerking van goederen, maar de klant de MEYRA GmbH wordt hierbij vooraf een geschikte de proportionele waarde van het geleverde mede-eigendom van het uniforme product overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De overdracht wordt vervangen door gratuite bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen over goederen onder eigendomsvoorbehoud door derden en al het nodige te bieden aan informatie en documentatie te doen gelden. Tegelijkertijd moet de klant ongevraagd het eigendom van derden aan MEYRA GmbH over te dragen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. De MEYRA GmbH verbindt zich ertoe, voor zover zekerheden vrij te geven als gevolg van het verzoek van de klant, omdat ze de waarde van de beveiligde vorderingen overschrijdt met meer dan 20%. De keuze van de effecten die moet worden vrijgegeven is de taak van de MEYRA GmbH.

7.6. In het geval van een insolventie van een relevante klant wordt doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde goederen verboden evenals onze collectie toestemming om vorderingen toegewezen aan ons terug te trekken.

7.7. In geval van laattijdige betaling van de klant hebben wij het recht om de onmiddellijke terugkeer van de goederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de goederen direct na aflevering te inspecteren. Tenzij duidelijk fouten of defecten zouden zijn gevonden is een grondig onderzoek nodig, moeten de klachten van klant binnen één week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Na deze periode wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor deze gebreken. Geen garantieclaims voor verborgen gebreken, tenzij deze binnen één week verschijnen.

8.2. In geval van gebrekkige levering hebben wij het recht om het defecte artikel te rectificeren naar eigen keuze of vervangen door een defect gratis vervanging te verkrijgen. De klant is verplicht om ons van het defecte onderdeel voor onderzoek en reparatie gratis huis te voorzien. Het uitblijven van herstel of vervanging, is het niet binnen een redelijke termijn aangevuld of afgewezen door ons, kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs te verminderen. Een termijn is noodzakelijk, anders dan wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

8.3. De garantie vervalt als de klant de levering verandert zonder onze toestemming of heeft gewijzigd door derden en de verwijdering van gebreken is dus onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt. In ieder geval dient de klant de kosten van de wijziging kosten van corrigerende maatregelen dragen.

8.4. Uit de bovenstaande bepalingen volgt geen garantie, die we aannemen ten opzichte van de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen, zonder vooroordelen.

8.5. Uitgesloten van de garantie bij functiegerelateerde slijtage is alles wat we leveren aan producten, onderdelen en onderdelen, evenals de onpaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling van goederen.

8.6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder schade in plaats van de prestatie en het vervangen van alle andere directe of indirecte schade - met inbegrip van incidentele of gevolgschade, ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de MEYRA GmbH een juridische of materiaalfout frauduleus heeft verborgen of de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of indien een nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen aanwezig is. Als essentieel worden contractuele verplichtingen begrepen, waarvan de vervulling een correcte uitvoering van het contract en op wiens naleving van de contractuele partner regelmatig zich baseert, en erop kan beroepen. In het geval van nalatigheid veroorzaakte materiële en financiële schade is de aansprakelijkheid van MEYRA GmbH beperkt tot het bedrag aan de typische, voorzienbare schade. Uitgesloten zijn verder geen lichamen en / of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van het recht van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

8.7. Dit heeft geen invloed aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

9. VERJARINGSTERMIJN

Claims voor materiaalfouten vervallen na twee jaar na de overdracht / levering van de goederen aan de klant. Voor uitwisseling van eenheden en reparaties, bedraagt de verjaringsstermijn 1 jaar na het overhandigen / levering van de goederen aan de klant. Dit is exclusief vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam of de gezondheid en / of claims voor schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dat opzicht gelden de wettelijke verjaringsstermijnen.

9.1. VERVANGENDE TOESTELLEN

Ongeacht de garantie biedt de MEYRA GmbH aan de klant om defecte apparatuur uit te wisselen om gereviseerde apparatuur. Voor aangeboden in ruil gedane apparaten, gelden de volgende bepalingen:

- Uitwisseling eenheden worden gereviseerd en zijn technisch ok.
- Het defecte toestel moet binnen 15 werkdagen aan de MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat komt in ons eigendom.
- Krijgen we het apparaat niet terug, berekenen we de geleverde vervangingsseenheid 95% tegen de heronderhandeling aankoopprijs.
- Het het apparaat moet teruggestuurd in de geleverde overeenkomstige soort vervangend apparaat en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag slechts het normale gebruik hebben overeenkomstige slijtage.
- De beoordeling van de vraag of de teruggekeerde apparaat de voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH. Indien niet aan de voorwaarden worden voldaan, rekenen wij voor de geleverde uitwisseling apparaat ook bovengenoemde bedrag verminderd met de restwaarde van de terugkerende apparaat.

10. WAARBORG VAN PRODUCT VEILIGHEID

10.1. PRODUCT TERUGROEP

Wanneer er door een tekortkoming aan een geleverd product of door een wettelijke verplichting een product terugroep benodigd is, is de klant verplicht mee te werken aan het proces van de terugroep, om zodoende de terugroep efficiënt te laten verlopen. De klant is verplicht, Meyra GmbH in het geval van een noodzakelijke product terugroep over de verblijfsplaats van het product tot aan de eindgebruiker te informeren. Hiervoor dient de klant een sluitende administratie over de verblijfsplaats van de producten voeren en deze op aanvraag van Meyra GmbH ter beschikking stellen. Indien de klant levert aan wederverkopers, is de klant verplicht om bovengenoemde verplichtingen omtrent de administratie van de verblijfsplaats van de producten, contractueel aan de wederverkopers op te leggen, om zodoende de realisatie van een efficiënte product terugroep richting de betreffende wederverkopers te kunnen bewerkstelligen.

10.2. De klant is verplicht om, door geschoolde professionals, de eindgebruikers te informeren over het gebruik en de handhaving van het geleverde product. Wanneer de klant de producten aan wederverkopers levert, is de klant verplicht, de wederverkoper de hier benoemde trainingsplicht over het gebruik en de handhaving van het geleverde product, contractueel vast te leggen.

11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN

Opgemerkt dient te worden dat strengere wettelijke bepalingen voor aangepaste. Constructieve veranderingen van MEYRA GmbH artikelen door de klant of een derde in opdracht van zijn alleen toegestaan indien zij voldoen aan de veiligheidseisen en is onze management zal schriftelijk overeenkomen. Daartoe bieden we op aanvraag een aangepaste model samen met tekening beschikbaar. Zijn veranderingen in het ontwerp zonder schriftelijke toestemming van ons management en maakte derden en als gevolg van de veranderingen in de schade, voor wie wij verantwoordelijk zijn in de externe betrekkingen, is de klant verplicht te vrijwaren ons hoor en wederhoor van alle aanspraken van derden.

12A. TERUGKEER VAN GOEDEREN EINDPRODUCTEN EN ASSEMBLAGES

Geretourneerde goederen zonder begeleidende factuur of de kopie zal niet worden ingewisseld. Geretourneerde goederen (in doos en in perfecte staat) zal worden gecrediteerd met 80% van de netto waarde. Uitgesloten van de terugkeer zijn voorwerpen waarvan de levering is ouder dan 3 maanden, speciale, sanitaire producten, gevulde batterijen en producten onder € 100,00 ex btw. Bovendien, met uitzondering van op maat gemaakte rolstoelen (bijv.: Kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transport risico van de afzender gedragen.

12B. ANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

12B.1. Annuleringen van bestellingen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH is niet mogelijk.

12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

12B.3. Indien een overeenkomst met de annulatie van eindproducten, tot uitlevering producten, dan geldt het volgende:

- Rehab producten volledig worden gecrediteerd. Rolstoelen voor speciale ramen en Sport Rolstoelen worden niet geretourneerd.
- Is het geval van annulering van adaptieve rolstoelen een eigen risico van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scooters is 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

12C. REDEMPTION / VERWIJDERING

Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor de inzameling en verwijdering van de volledige apparatuur van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. We kunnen een terugbetaling van de kosten, het rendement en de recycling / verwijdering van deze apparaten te organiseren en, als ze worden verkocht door ons. Retourneren zonder vooraf overeengekomen toestemming van de MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We hebben het recht om persoonlijke gegevens van de klant op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, en te verwerken binnen het bedrijf.

14. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT, SCHEIDBAARHEID CLAUSULE

14.1. Tenzij anders is overeengekomen, het kantoor van de MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf vervulling.

14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie geschillen, de bevoegdheid bepaald door ons hoofdkantoor in Kalletal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te klagen op zijn plaats van jurisdictie.

14.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Weens VN.

14.4. Mocht een van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, de geldigheid van de overige bepalingen.