



MANUAL
PRODUCTOS
Edición 2022/01

SILLAS DE RUEDAS MANUALES

SILLAS DE RUEDAS ESTÁNDAR



SERVICE 3.600
PÁGINA 8



BUDGET 9.050
PÁGINA 9

SILLA DE RUEDAS LIGERAS



FORMAT 3.940
PÁGINA 10



EUROCHAIR² 2.750
PÁGINA 11



**EUROCHAIR² PRO
2.850**
PÁGINA 12



EUROCHAIR 1.750
PÁGINA 13



EUROCHAIR² XXL
2.850
PÁGINA 14



EUROCHAIR² HD
2.850
PÁGINA 15

SILLAS DE RUEDAS MULTIFUNCIONALES Y RECLINABLES



**EUROCHAIR²
POLARO 2.845**
PÁGINA 16



SOLERO LIGHT
9.072
PÁGINA 17

*inspire
joy of life*



DATOS TÉCNICOS
TODOS LOS DATOS TÉCNICOS RESUMIDOS
EN PÁGINA 18

EL SELLO MEYRA PARA
LA INDIVIDUALIDAD



PRODUCTOS PARA EXIGENCIAS ESPECIALES

En nuestro esfuerzo para garantizar la movilidad para todas las personas los productos a medida tienen siempre un valor especial para MEYRA. Tan individuales como las exigencias son nuestras soluciones personalizadas. Para personas de mucho peso, con hasta 300 kg de peso corporal o para personas con limitaciones concretas del aparato locomotor –realizamos la solución adecuada, a medida para la discapacidad correspondiente.

Con un equipo altamente cualificado, que se responsabiliza únicamente de soluciones individuales hemos ampliado en los últimos años nuestra área INDIVIDUAL. Así, se han creado miles de soluciones individuales al lado de la producción en serie. En cooperación con terapeutas y técnicos ortopédicos se planifica en detalle cualquier solicitud, que es profesionalmente realizada por nuestro equipo de fabricación, que cuenta con ingenieros y técnicos. Producido con equipos CAD modernos –para la habitual calidad MEYRA.



SOLICITUD DEL CLIENTE

Adaptación individual para productos con el sello MY-Individual.



ESPECIALES: LAS EXIGENCIAS

Cita personal con el cliente y rellenado del formulario de pedido.



COMPROBACIÓN DE LOS DATOS

Comprobación de la viabilidad por MEYRA y, quizás creación de un presupuesto.



PRODUCCIÓN

Planificación y producción tras la autorización del presupuesto. Las construcciones pueden verse, si fuese necesario, en la fase de diseño.



TRASPASO

Entrega del producto acabado a su comercio especializado. También se puede realizar la entrega al cliente con especialistas de MEYRA.

CUADROS CLÍNICOS Y FUNCIONALIDAD NECESARIA



CUADROS CLÍNICOS

trauma craneoencefálico
MS, ELA, demencia grave

ictus
Párkinson

amputación de pierna en
enfermedades
degenerativas

trastornos
geriátricos
asistencia a largo plazo

adiposidad con
secuelas patológicas

estado tras intervención quirúrgica
o trauma asistencia
a corto plazo

trastornos
geriátricos
cuidados a corto plazo

uso clínico y en instituciones
para transferencia y
cuidados a corto plazo

EXIGENCIAS FUNCIONALES EN LAS DIVERSAS ESPECIALIDADES MÉDICAS

Medicina paliativa


Geriatría

Neurología

Ortopedia, traumatología

Medicina interna

MEYRA® SILLAS DE RUEDAS MANUALES




INFORMACIÓN DETALLADA
 NUESTROS COMERCIOS ESPECIALIZADOS ESTARÁN ENCANTADOS DE ASESORARLE

PIEZAS IGUALES

COMPATIBILIDAD DE PIEZAS

Alto rendimiento gracias a la máxima compatibilidad de las piezas – esa es la idea tras el sistema modular de MEYRA. En la familia EUROCHAIR es un componente fijo y en las demás sillas manuales se ha establecido el sistema modular. La gran igualdad de las piezas montadas en nuestras sillas de ruedas garantizan una gran flexibilidad y un mínimo stock en almacén.



COMPONENTES

Lateral, estándar

Lateral, alt reg

Freno neumático

Prolongación de la palanca de freno

Frenos de tambor²⁾

Reposapiés

Reposapiés elevable

Soporte para pierna amputada

Barra del respaldo

Tejido de respaldo

Tejido de asiento¹⁾

Cruceta

Ruedas giratorias

Ruedas de tracción

Rodillos de apoyo

Mesa terapéutica

Mesa terapéutica, hemiplejía

Soporte de andador

Correa

iluminación pasiva

Protectores de radios


MEYRA® COMPATIBILIDAD DE PIEZAS



SERVICE 3.600	BUDGET 9.050	FORMAT 3.940	EUROCHAIR 1.750 Variante con rodamiento	EUROCHAIR² 2.750	EUROCHAIR 1.750	EUROCHAIR² PRO 2.850	EUROCHAIR² XXL 2.850	EUROCHAIR² POLARO 2.845	SOLERO LIGHT 9.072
-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	-	-	-	○	-	○	○	○	-
-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
-	-	-	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	hasta SB 53 cm	○	○
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-	○	○	○	○	○	○	○	○	-
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

¹⁾ Modelo le 1.XXX usa tornillo de sujeción más fino
²⁾ quizás, alojamiento diferente

SIMPLEMENTE RENTA



SERVICIO – PARA USO UNIVERSAL

- Posibles adaptaciones a las medidas corporales del usuario
- Numerosos accesorios
- Fácil de plegar con los tubos de guía en tijera, con un sistema de plegado duradero de alta gama y buena guía paralela de los marcos laterales
- Funciona con tracción de aros de propulsión/empuje
- Laterales, reposabrazos y soportes para pierna extraíbles
- Freno de zapatas articuladas
- Disponible variante para clínica en cromo
- Reposabrazos de PU aptos para mesa terapéutica



SERVICE
3.600

BLE



BUDGET
9.050



BUDGET – RENTABLE E INNOVADORA

- La altura delantera del asiento se puede variar sin cambiar componentes
- Función de extracción confort del lateral
- Prolongación de la distancia entre ruedas de serie con optimización única de la maniobrabilidad para el acompañante
- Plegable
- Funciona con tracción de aros de propulsión/empuje
- Soportes para pierna basculante hacia abajo y hacia dentro o hacia afuera, tableros reposapiés regulables en inclinación
- Reposabrazos bloqueables, abatibles hacia abajo y detrás
- Todas las ruedas de tracción incl. eje insertable, peldaño de serie
- Freno neumático o de tambor para el acompañante (opción)

ÓPTIMA REU



FORMAT – LA ALTERNATIVA DE CALIDAD PARA REUTILIZAR

- Plegable
- Soportes para pierna extraíbles basculables hacia abajo y hacia dentro y afuera
- Altura del asiento adaptable
- Reposabrazos bloqueables, abatibles hacia abajo y detrás, replegables detrás del respaldo
- Todas las ruedas de tracción, incl. eje insertable
- Freno de zapatas articuladas o de tambor para el acompañante (opción)
- Respaldo adaptable, tablero reposapiés regulable en inclinación, peldaño y prolongación de la distancia entre ruedas de serie
- Conexión al sistema modular de MEYRA de la familia EUROCHAIR
- Paquete de seguridad opcional

FORMAT
3.940



PARA UTILIZACIÓN



EUROCHAIR² – LA SILLA LIGERA PARA USO UNIVERSAL

- Plegable y personalizable
- Soportes para pierna regulables en inclinación, extraíbles, retirables incl. correa individual para pantorrilla
- Lateral ajustable en altura, elevable, basculable hacia abajo, extraíble
- Cabezal de control regulable en inclinación
- Lateral patentado ajustable en altura con soporte de brazos ajustable
- Tijera doble en serie
- Respaldo adaptable
- Simple prolongación de la distancia entre ruedas girando el varioblock
- Numerosos accesorios y rápido abastecimiento con recambios gracias al sistema modular MEYRA

EQUIPAMI



EUROCHAIR² PRO – FUNCIONAL E INTELIGENTE

- Soportes para pierna regulables en inclinación, extraíbles, retirables incl. correa individual para pantorrilla
- Lateral ajustable en altura, elevable, basculable hacia abajo, extraíble
- Respaldo adaptable y tijera doble en serie
- Plegable
- Soportes para pierna extraíbles basculables hacia abajo y hacia dentro y afuera
- Reposabrazos extraíbles, abatibles hacia detrás
- Freno de zapatas articuladas o de tambor para el acompañante (opción)
- Peldaño de serie
- Simple prolongación de la distancia entre ruedas girando el varioblock
- Kit de hemiplejía

EUROCHAIR²
PRO
2.850



ENTO INDIVIDUAL




EUROCHAIR
1.750



EUROCHAIR

- Como modelo de almacén o modelo individual
- Atención óptima de numerosos cuadros clínicos
- Gran variedad de ajustes y ajuste personalizado
- Fácil de mantener
- Fácil de transportar
- Cabezal de control regulable en inclinación
- Posible reequipamiento rápido y directo
- Sistema modular amplio
- Plegable

REQUISITOS ESP



EUROCHAIR² XXL – ESTABILIDAD MÁXIMA

- Apta para personas pesadas de hasta 200 kg
- Cuidado prolongado con grandes necesidades de adaptación para movilidad autónoma
- Plegable
- Muy estable y disponible en 5 anchos de asiento
- Respaldo adaptable
- Freno de tambor para el acompañante (opción)
- Peldaño de serie

EUROCHAIR²
XXL
2.850



Apropiada para el transporte de personas. Homologada según ISO 7176--19 (peso máximo del usuario: 200 kg)

TOS ECIALES:



EUROCHAIR²
HD
2.850



EUROCHAIR² HD

- Apta para personas pesadas de hasta 300 kg
- Respaldo, cinturón del asiento y alojamiento del lateral reforzados
- Plegable
- Marco de acero de alta resistencia
- Tablero reposapiés continuo
- Reposabrazos extraíbles, abatibles hacia detrás
- Freno de tambor para el acompañante (opción)
- Peldaño de serie



MULTI- FUNC



EUROCHAIR² POLARO – COLOCAR Y POSICIONAR

- Adaptación precisa del asiento y el respaldo que estabiliza la posición sentada
- Rápida adaptación a varios usuarios
- Equipamiento higiénico con funda lavable
- 2 variantes de respaldo, disponibles con calota rígida anatómica o respaldo de cinturón adaptable
- Sencilla adaptación con reposacabezas, reposabrazos, soportes de pierna y tableros reposapiés
- Respaldo adaptable o respaldo anatómico
- Peso del usuario 120 kg
- Freno neumático para el usuario, opcional con freno de tambor
- Respaldo inclinable hasta 30° sin fases
- Plegable para transporte sencillo en automóvil
- Versión básica con el equipamiento completo
- Alta modularidad



EUROCHAIR²
POLARO
2.845

IONAL



SOLERO
LIGHT
9.072

SOLERO LIGHT – FÁCIL MANIPULACIÓN

- Fácil de manejar
- Ajuste continuo del ángulo del asiento y del respaldo
- Freno neumático, freno de tambor opcional
- Permite el montaje de todas las tracciones adicionales
- Movimiento de sentar y erguir cuidadosos con la técnica de resortes neumáticos
- Altura de asiento reducida y compacta
- Ancho de asiento y ajuste de la profundidad de asiento variables
- Reposacabezas ajustable en altura, profundidad y ángulo
- Reposabrazos ajustables en altura y extraíbles, con función memoria
- Soporte para brazos regulable en profundidad
- Soportes para pierna regulables en ángulo y enclavables, extraíbles y basculantes hacia abajo
- Mayor estabilidad con la construcción del chasis orientada en el centro de gravedad

DATOS TÉCNICOS

Tolerancias de medición ± 10 mm, $\pm 2^\circ$, datos reservados a modificaciones constructivas

	SERVICE 3.600	BUDGET 9.050	FORMAT 3.940	EUROCHAIR ² 2.750	EUROCHAIR ² PRO 2.850
Ancho de asiento en mm	400 / 450 ³⁾ / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 510	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	300 / 320 / 340 / 360 / 380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530
Ancho total en mm	620 / 670 / 700 / 730	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 690	580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730	500 / 520 / 540 / 560 / 580 / 600 / 630 / 660 / 680 / 700 / 730
Anchura plegada en mm	310	280	280	310	310
Profundidad de asiento en mm	440	430	400 – 430	variable 400 – 460	400 / 430 / 460 / 490
Altura del asiento en mm					
Altura de asiento parte delantera en mm	520	470 – 510	470 – 510	variable 470 – 520	variable 390 – 560
Altura de asiento parte trasera en mm	490	440 – 490	440 – 490		variable 390 – 520
Altura total en mm	920	960	960	930	variable 790 – 1.050
Altura del respaldo en mm	400	420	420	400 / 420 / 440	400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500
Ángulo trasero en grados					
Basculación en grados					
Altura del reposabrazos en mm	240	210,5	215	210 – 260	210 – 260
Longitud con / sin reposapiés	1.080 / 780	1.040	1.040	1050 ⁴⁾	1.050
Peso de una persona en kg	120	130	130	130	130
Peso en vacío en kg	19	18,5	17,5	17,5	17,5
Peso total autorizado en kg	139	148,5	147,5	147,5	147,5
Peso de transporte en kg	11	11,5	10,5		10
Rueda de tracción en mm (pulgadas)	610 (24")	610 (24")	610 (24")	616 (24")	22" 24"
Estabilidad estática (también con el freno puesto) en grados					
Inspección de frenos según NORMA en grados				7°	

¹⁾ con ancho de asiento 430

²⁾ con ancho de asiento 480

³⁾ En cuero sintético solo disponible para 450

⁴⁾ incl. rodillos de apoyo

EUROCHAIR ² XXL 2.850	EUROCHAIR ² HD 2.850	EUROCHAIR 1.750 VARIANTE CON RODAMIENTO	EUROCHAIR 1.750	EUROCHAIR ² POLARO 2.845	SOLERO LIGHT 9.072
480 / 500 / 530 / 580 / 650	700 / 750 / 800	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	380 / 400 / 430 / 460 / 480 / 500 / 530	430 / 480	430 – 460 / 480 – 510
680 / 700 / 730 / 780 / 850	920 / 970 / 1.020	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710	560 / 580 / 610 / 640 / 660 / 680 / 710	650 / 700	mín. 620
310	310	280	280	320	
430 / 460 / 490	460 / 500	400 / 430	400 / 430 / 460	430 / 460	420 – 480
					440 / 520
variable 460 – 520	475 / 500	variable 435 – 515	variable 435 – 515	440 – 520	
variable 460 – 520	475 / 450	variable 435 – 515	en opción hemiplejía 390 – 430	440 – 520	
930	960	960	960	1.050	1.040 – 1.180
400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500	430	400 / 420 / 440	400 / 420 / 440	500	530 – 560
					0° – 45° (-2°) – 25°
210 – 260	230 – 330	230	230	210 – 260	210 – 270
máx. 1.070 / máx. 840	máx. 1.140 / máx. 880	1.040	1.040	1.090 / 880	1.180 / 910
160 / 200 / 300	300	130	130	130	130 / 150
19	34	16	16	17,5	38
179 / 219	334	136	146	150	168 / 198
12	27,5			12	23
610 (24")	610 (24")	600 (24")	550 (22") 600 (24")	600 (24")	610 (24")
				7°	



 **MEYRA GmbH**

Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf

 info@meyra.de

Teléfono: +49 5733 922 - 0
Fax: +49 5733 922 - 9311

www.meyra.com
