



REHA

Producten

REHA



*inspire
joy of life*

Dagelijkse routine betekent dat we veel activiteiten onbewust uitvoeren, omdat ze door de constante herhaling een gewoonte zijn geworden. Daarentegen vergt elke beweging die een oudere of gehandicapte persoon maakt zijn volledige concentratie. Intelligente producten die zijn afgestemd op de behoeften van mensen met een beperkte mobiliteit helpen hen het dagelijkse leven aan te kunnen. Deze brochure geeft een overzicht van een aantal van onze revalidatieproducten.

In één oogopslag

BADKAMER & TOILET



**HCDB
VERRIJD-BARE COM-
MODE**
PAGINA 4



**HCDA
VERRIJD-BARE COM-
MODE**
PAGINA 5



**MCWET-DOUCHESTOEL OP WIE-
LEN & COMMODE**
PAGINA 6




**TOILETBRILVERHOOGERS
& ARMLEUNINGEN**
PAGINA 8



DUBASTAR
PAGINA 10



MOBALUX
PAGINA 11



**ROESTVRIJ STAAL
HANDRAILS**
PAGINA 12

LOPEN



**IDEALE
ROLLATOR**
PAGINA 14

ZITTEN & LIGGEN




**PETERMANN TRANSFER & HERPOSITIONEERHULP-
MIDDELEN**
PAGINA 16



KATAPULT ZITTING
PAGINA 17



**LENDESTEUN &
ARTRODESE STOEL**
PAGINA 18



MATRIX 1.100
PAGINA 20


DAGELIJKS LEVEN



TAKELS & ACCESSOIRES
PAGINA 22



**HULPMIDDELEN VOOR
DAGELIJKS LEVEN**
PAGINA 26



SLIPZAK
PAGINA 27



HCDB VERRIJDBARE COMMODE



HCDB verrijdbare commode

Bestel nr. 83 09 09 8

Commode emmer met deksel

Bestel nr. 206 700 200

De gepoedercoate versie van de HCDB-commode op wielen heeft een bijzonder duurzaam en robuust frame. Vooral dankzij het uitgeharde, gepoedercoate oppervlak is de rolstoel goed beschermd tegen corrosie en vervuiling. Tot de standaarduitrusting behoren een witte zitting met uitsparing in het middengedeelte, een gepolsterd, gesloten zitkussen en een commode emmer.

HCDA VERRIJD BARE COMMUNE

De verchromde versie van de verrijdbare commode HCDA heeft een bijzonder duurzaam en robuust frame. Het stootvaste oppervlak scoort vooral goed in omgevingen waar een hoge mate van netheid cruciaal is. De standaarduitrusting omvat een witte zitting met uitsparing in het middengedeelte, een opgevuld, gesloten zitkussen en een toilettemmer. Meer algemene kenmerken van de commoderolstoel HCDB en de commoderolstoel HCDA vindt u hier:



Optioneel verkrijgbaar met centrale rem voor de voorwielen

HCDA verrijdbare commode

Bestel nr. 83 08 09 8

- + Afneembare rugleuning**
- + Armleuningen neerklapbaar**
worden automatisch vergrendeld wanneer omhoog getrokken
- + Geschikt voor standaard toiletputten**
Max. doorrijhoogte 41,5 cm (zonder commode-emmer)
- + 5"-wielen**
achterwielen met look



Commode emmer met deksel

Bestel nr. 206 700 200

Hoogteadapter 50 mm (4 delen incl. bevestigingsset)

Bestel nr. 10 66 86 8

B
BADKAMER
& TOILET

	HCDA	HCDB
Breedte	560 mm	560 mm
Hoogte	990 mm	990 mm
Diepte, incl. beensteunen	950 mm	910 mm
Zitbreedte / zitdiepte	450 / 430 mm	450 / 430 mm
Rughoogte	440 mm	440 mm
Lengte onderbeen	450 - 500 mm	450 - 500 mm
Max. doorrijhoogte	415 mm 465 mm ¹⁾	415 mm 470 mm
Hygiëne opening	220 x 240 mm	220 x 240 mm
Gewicht	14 kg	14 kg
Laadvermogen	120 kg	120 kg
Kleur	Chroom	Grijs

¹⁾ met hoogteadapter 5 cm

MCWET-DOUCHESTOEL OP WIELEN & COMMODE



met 24" aandrijfwielen

Vaste as

Bestel nr. 80 13 03 9

Snelspanas (afneembare 24" wielen)

Bestel nr. 80 13 04 1



Met 5"-zwenkwielen

Bestel nr. 80 13 04 0



Insteekkussen en zitkussen standaard. Toiletemmer bij levering inbegrepen

Reserveonderdelen

Zitkussen compleet met inleg en kuiprails

Bestel nr. 291 020 003

Inzetbaar kussen voor hygiëneopening

Bestel nr. 30 10 212



In hoogte verstelbare en inklapbare beensteunen

De McWet-serie bestaat uit drie hoogwaardige aluminium douche- en comcestoelen op wielen. Alle modellen voldoen aan de Medical Aids Index (HMV). De 24"-versie is verkrijgbaar met starre as of as met snelsluiting.

- +** **Kogellager**
wrijvingsarm en onderhoudsvrij
- +** **Omhoog draaiende armleuningen**
- +** **Anatomisch gevormde zitting**
en stevig rugkussen
- +** **Afneembare rug**
voor gemakkelijk transport

	24"	5"
Breedte	630 mm	540 mm
Lengte met beensteun	820 mm ¹⁾ 1.020 mm ²⁾	690 mm ¹⁾ 890 mm ²⁾
Hoogte	950 mm	925 mm
Zithoogte	530 mm	530 mm
Zitbreedte	430 mm	430 mm
Zitdiepte	420 mm	420 mm
Zitoppervlak	430 x 420 mm	430 x 420 mm
Gewicht	17,5 kg	13 kg
Max. belasting	130 kg	130 kg
Max. doorrijhoogte ³⁾	450 mm	435 mm

¹⁾ ingeklapt

²⁾ uitgeklaapt

³⁾ 5 cm hoger met hoogte-adapter

Accessoires

Commode emmer

Bestel nr. 206 700 200

Hoogteadapter 5 cm, 24" (kit)

Voor model 80 13 03 9

Bestel nr. 80 13 05 9

Hoogteadapter 5 cm, 5" (kit)

Voor model 80 13 04 0 / 80 13 04 1

Bestel nr. 80 13 06 1



B
BADKAMER
& TOILET

VEILIGHEID IN DE BADKAMER

VERHOOGERS VOOR TOILETZITTINGEN

De toiletbrilverhogers verhogen de veiligheid bij het gebruik van het toilet en zijn een handig hulpmiddel voor mensen met beperkte mobiliteit.

+ Gemakkelijk schoon te maken

+ Eenvoudige montage

+ Hoge duurzaamheid



Molett toiletbrilverhogers

Bestel nr. 30 11 53 2 (met deksel)

Bestel nr. 30 11 52 2)

- Verhoging van de zithoogte met ca. 10 cm
- Anatomische zitting met hygiënische uitgesneden delen



Trilett 2 toiletbrilverhoger

Bestel nr. 30 11 49 2

- Geïntegreerde anatomische zitting met deksel
- Eenvoudig instelbaar op drie verschillende hoogtes
- Robuuste kunststof armleuningen, omhoog draaiend en afneembaar

	Molett	Trilett 2
Breedte in mm	380 ¹⁾	570
Diepte in mm	430	520
Hoogte in mm	100	530 ²⁾ / 200 ³⁾
Afmetingen opening	210 x 270	215 x 260
Kleur	wit	wit
Gewicht in kg	1 / 3	
Laadvermogen in kg	150	110

¹⁾ zonder schroefverbinding

²⁾ incl. armleuningen

³⁾ armleuningen aan stoel



Toiletbrilverhoger 4575, zacht

Bestel nr. 84 51 24 0 (met deksel)
Bestel nr. 84 51 24 5

- met hygiëne-uitsparing
- Goed beveiligd door overhangende rand



Toilet zitkussen

Bestel nr. 30 10 50 2

- Gemaakt van zacht PU-schuim
- Geschikt voor gebruik op de meeste toiletbrillen door speciaal geïntegreerde overlap



Toilet armleuningen

Bestel nr. 30 10 32 3

- met zitting en deksel
- Opklapbare armleuningen
- Eenvoudige montage (universele bevestiging)
- Vervangt het bestaande systeem volledig
- Minimaal 160 mm tussen wand en toiletpot

	Toiletbrilverhoger 4575, zacht	Toilet zitkussen	Toilet armleuningen
Breedte in mm	410	380	610 (buitenkant) 490 (tussen armleuningen)
Diepte in mm	420	430	
Hoogte in mm			250 (armleuningen)
Toename in mm	110	35	
Afmetingen opening	215 x 260 ¹⁾		
Kleur	lichtgrijs	blauw	wit
Gewicht in kg	1,2	1,1	5
Laadvermogen in kg	120	130	130 (armleuningen: 75)

¹⁾ zonder opening

DUBASTAR

DuBaStar douchestoel met rugsteun

Bestel nr. 30 16 71 2



Hygiëne-uitsparing en armleuningen
inbegrepen



Aanpassing tot vier verschillende hoogtes



DuBaStar douchekruk met rugleuning, inklapbaar

Bestel nr. 30 16 72 2

- Met hygiëne-uitsparing
- Met armleuningen
- Instelbaar op vier verschillende hoogtes



DuBaStar douchekruk met armleuningen

Bestel nr. 30 16 70 2

- Met hygiëne-uitsparing
- Met armleuningen
- Instelbaar op vier verschillende hoogtes



DuBaStar badplank


Bestel nr. 30 12 90 2 (69 cm)

Bestel nr. 30 12 91 2 (74 cm)

- Verhoogde zitpositie
- Verstelbare poten voor een stevige pasvorm
- Zitvlak met drainage
- Handgreep voor meer veiligheid

	Douchestoel met rugleuning	Douchestoel met rugleuning, opklapbaar	Douchekruk met armleuningen	DuBaStar badplank
Hoogte	820 – 890 mm	820 – 890 mm	650 – 720 mm	
Zithoogte	460 – 530 mm	460 – 530 mm	460 – 530 mm	
Breedte	530 mm	530 mm	530 mm	690 mm 740 mm
Diepte	530 mm	550 mm	440 mm	290 mm
Gewicht	3,4 kg	3,8 kg	2,5 kg	2,1 kg 2,4 kg
Max. belasting	120 kg	120 kg	120 kg	130 kg
Min. binnenafmetingen bad¹⁾				480 mm

¹⁾bovenrand



DuBaStar badzitting

Bestel nr. 30 16 742

- Met hygiëne-uitsparing
- Aanpasbaar aan badbreedte



DuBaStar badzitting

Bestel nr. 30 16 752

- Met hygiëne-uitsparing
- met rugsteun
- Aanpasbaar aan badbreedte

Veiligheid in bad

Met hun hoogwaardige badhulpmiddelen voldoen de DuBaStar en MoBaLux badzitting aan de eisen van de Medical Aids Index (HMV). Met hun tijdloze, ergonomische design in wit passen ze perfect in elke badkamer en zorgen ze voor een verhoogde positie in bad - het ideale hulpmiddel om veilig en met weinig inspanning in en uit bad te stappen.

MOBALUX



MoBaLux inklapbare douchezitting

Bestel nr. 30 13 972

- Aantrekkelijk ontwerp
- Antislip zitting
- Ideaal voor kleine douches
- Ruimtebesparend opklapbaar model

B
BADKAMER
& TOILET

	DuBaStar badzitting	DuBaStar badzitting met rugsteun	MoBaLux inklapbare douchezitting
Hoogte		360 mm	420 mm ¹⁾
Breedte	710 – 890 mm	710 – 890 mm	320 mm
Diepte	400 mm	440 mm	800 mm (opgevouwen) 370 mm (uitgevouwen)
Zitoppervlak	400 x 400 mm	400 x 400 mm	
Gewicht	2,5 kg	3 kg	1,1 kg
Max. belasting	120 kg	120 kg	120 kg
Min. binnenaftmetingen bad¹⁾	480 mm	480 mm	

¹⁾ afhankelijk van montage

ROESTVRIJSTALEN HANDGREPEN

Handgreep 5179



Voor universeel gebruik:
horizontaal, verticaal, diagonaal



Handgreep, hart op hart 30 cm

Bestel nr. 29 25 12 00 2

Handgreep, hart op hart 40 cm

Bestel nr. 29 25 12 09 2

Handgreep, hart op hart 45 cm

Bestel nr. 29 25 12 01 2

Handgreep, hart op hart 50 cm

Bestel nr. 29 25 12 02 2

Handgreep, hart op hart 60 cm

Bestel nr. 29 25 12 03 2

Handgreep, hart op hart 70 cm

Bestel nr. 29 25 12 04 2

Handgreep, hart op hart 80 cm

Bestel nr. 29 25 12 05 2

Handgreep, hart op hart 90 cm

Bestel nr. 29 25 12 06 2

Handgreep, hart op hart 110 cm

Bestel nr. 29 25 12 07 2

Handgreep, hart op hart 150 cm

Bestel nr. 29 25 12 08 2

Handgreep 5179

Lengte	300 mm
	400 mm
	450 mm
	500 mm
	600 mm
	700 mm
	800 mm
	900 mm
	1.100 mm
	1.500 mm
Materiaal	Roestvrij staal
Laadvermogen	100 kg

MEER
BADKAMER & TOILET
PRODUCTEN EN
INFORMATIE
BESCHIKBAAR OP
WWW.MEYRA.COM



B
BADKAMER
& TOILET

IDEALE ROLLATOR

MET
ROBUUST
BUISVORMIG
STALEN FRAME



*Ideale rollator, zilver
Bestel nr. 30 61 98 2*

*Rugband
Bestel nr. 29 61 98 02 1*

*Loophulpmiddelhouder (extra)
Bestel nr. 80 22 23 6*

DE STANDAARD IN ZIJN KLASSE

De standaard stalen rollator voor binnen en buiten voldoet aan de eisen van de Medical Aids Index (HMV). Het stalen buisframe geeft de opklapbare rollator een grote stabiliteit en stevigheid. De traploze instelling van de hoogte van het handvat maakt individuele aanpassing aan de lengte van de gebruiker mogelijk en de reumatische parkeerrem maakt de rollator een veilige metgezel.

Funcities & details

Incl. bakje en mand



Met voorge-
monteerde
loophulpmid-
delhouder



PU banden



Reumatische/par-
keerrem

Specificaties

Ideale rollator

Breedte	590 mm
Diepte	570 mm
Hoogte handgreep	790 - 970 mm
Zitbreedte	390 mm
Zithoogte	620 mm
Afmetingen opgevouwen	270 x 590 x 850 mm
Gewicht	9,9 kg ²⁾
Laadvermogen	130 kg
Kleur	Zilver
Gewicht	8,9 kg ¹⁾

¹⁾ zonder mand

²⁾ met mand

MEER
PRODUCTEN EN
INFORMATIE
BESCHIKBAAR OP
—
WWW.MEYRA.COM



LOPEN

PETERMANN TRANSFER & HERPOSITIONERINGSHULPMIDDELEN


Een breed assortiment transfer- en herpositioneringshulpmiddelen MADE IN GERMANY. Hoogwaardige producten voor een breed scala aan toepassingen om zorgbehoevende mensen te ondersteunen. Inclusief glijmatten, glijdende transferplanken, hijsbanden, draaitafels, transferlakens en nog veel meer. Alle hulpmiddelen zijn extreem duurzaam en robuust.




Schuifmatten



Glijdende transferplanken



Anti-slip kussens



Transferplaten



Optrek- en hijs hulpmiddelen



Evacuatiesysteem

Het Alpha-programma

Uitstekende voordelen voor meer hygiëne en patiëntveiligheid:

- hoog draagvermogen tot 200 kg
- Textiel glijmatten wasbaar tot 90° C
- Gemaakt in Duitsland
- TÜV-geteste kwaliteit

MEER
PRODUCTEN EN
INFORMATIE
BESCHIKBAAR OP
—
WWW.MEYRA.COM

KATAPULTSTOEL OPTAKELSYSTEEM

- +** *Tilt 80 % van het lichaamsgewicht*
- +** *Helpt bij het opstaan*
- +** *Robuust veermechanisme*
- +** *Antisliplaag
aan de onderkant*
- +** *Configureerbaar
in vijf lichaamsgewichtklassen*



*Katapultstoel Optakelsysteem
Bestel nr. 38 01 30 0
Bestel nr. XXL 38 01 30 1*

	Katapultstoel Optakelsysteem	Katapultstoel Optakelsysteem XXL
Zithoogte	+ 25 mm	+ 100 mm
Zitoppervlak	400 x 450 mm	400 x 450 mm
Max. belasting	100 kg	160 kg
Lichaamsgewicht	43, 55, 68, 82, 100 kg	90, 115, 130, 160 kg
Gewicht	3,7 kg	3,7 kg

1,200

LENDESTEUN & ARTRODESE STOEL

OOK
BESCHIKBAAR MET
ARTRODESE
ZITTING



Bestel nr. 1.200

MODERNE KANTOORDRAAISTOEL MET LENDESTEUN OF ARTRODESEZITTING

Het assortiment opties voldoet aan alle eisen voor optimale ergonomie op de werkplek. Daartoe behoren individueel aanpasbare componenten voor lichaamsgeoriënteerd zitten, synchronmechanisme voor dynamisch zitten, rugdrukverstelling, ergonomisch gevormde zitting en rugleuning. Ontlastende lendensteun, verschillende armleuningopties, een hoofdsteun en verschillende zithoogtes zijn optioneel verkrijgbaar. Aantrekkelijke stoffen en kleuren ronden het programma af.



Kruisvormige basis

- Goede voer ruimte
- Optioneel verkrijgbaar in aluminium zwart of aluminium zilver
- Extra grote rollen met 60 mm diameter kunnen gemakkelijk over licht oneffen oppervlakken
- Ook verkrijgbaar in kunststof of aluminium, zwart

Rollen

Beschikbaar:

- voor tapijtvloeren met remvergrendeling (ook verkrijgbaar zonder vergrendeling)
- voor harde vloeren
- voor harde vloeren met remvergrendeling
- zonder rollen, als tapijtglijders



armleuningen

Breedteverstelling niet mogelijk met arthrodesse stoel

Armleuning 4403 (midden)

Niet verstelbaar

Armleuning 4408 (linksboven)

In hoogte en breedte verstelbaar

Armleuning 4411 (rechtsboven)

In hoogte en breedte verstelbaar (niet geschikt voor artrodese stoel)

Armleuning 4412 (linksonder)

Hoogte, breedte en diepte verstelbaar, draaibaar

Armleuning 4418 (rechtsonder)

In hoogte, diepte en breedte verstelbaar



Ontwerp rugleuning

Schukra-rugleuning

- Ergonomisch gevormd
- Gemakkelijk zittend in hoogte te verstellen
- Aanpassing van de druk in de rug, aanpasbaar aan het gewicht van het bovenlichaam
- Permanent contact tussen rug en rugleuning
- Optioneel: Lendesteun (Schukra) voor extra ondersteuning van de wervelkolom
- Optioneel: Hoofdsteun

Specificaties

**CONFIGURATIE
GEMAKKELIJK GEMAAKT**
Het bestelformulier voor dit
product is te vinden op
www.meyra.com

Diepte zitkussen	460 mm
Breedte zitkussen	490 mm
Diameter kruisvoet	720 mm
Hoogte rugleuning	500 – 570 mm
Breedte rug, onderzijde	460 mm
Laadvermogen	120 kg
Zithoogte (hefbereik van gasveerzuil)	440 – 530 mm 480 – 580 mm 560 – 690 mm 630 – 830 mm
Afstand zitting/armleuning	140 – 240 mm
Breedte-afstelling armleuningen	40 mm

Materiaal bekleding Textiel	Materiaal bekleding Kunstleer	Materiaal bekleding Runderhuid nappa- leer
Zwart 4038	Zwart 4061	Zwart 4050
Middenblauw 4058	Blauw 4063	
Blauw 4059	Wit 4060	
Grijs 4056		
Groen/turquoise 4057		
Rood 4055		
Geel 4054		

Z
ZITTEN &
LIGGEN

1,100

THERAPIE & WERKSTOEL MATRIX

DE KLASSIEKER.
ONDER DE
WERKSTOELN



Bestel nr. 1.100

UITERST FLEXIBEL

Dankzij het modulaire systeem biedt de therapie- en werkstoel MATRIX veel voordelen wat betreft het grote aanpassingsbereik. Verschillende zittingen en rugvormen maken ergonomisch zitten en werken mogelijk en zorgen voor een optimale ondersteuning van de rug. De artrodesezitting is aan beide zijden verstelbaar. Opties zoals een voetring of centrale vergrendelingsrem verbeteren het dagelijks gebruik.




Armleuningen

- Armleuningen in hoogte en breedte verstelbaar
- Armleuningen optioneel naar achteren draaibaar (gebruik van pelottes niet mogelijk)
- Diverse armleuningkussens
- Rechte vorm voor gebruik met therapietafel
- Armleuning in bekledingskleur, aangenaam zachte vulling (zie boven)
- Gebogen vorm



Beensteunen

- Standaard zonder beensteunen
- Bovenste delen van beensteunen vast of in hoek verstelbaar
- Afneembare beensteunen naar binnen en naar buiten zwenkbaar
- Met beensteunen extra lengteverstelling van 10 cm tot bovenbeenlengte
- Onderbeensteun met tweedelige kunststof voetplaat, 4 cm in diepte verstelbaar
- Alternatief opklapbare voetring (zie boven)



Optionele accessoires

- Hoofdsteun in hoogte, hoek en diepte verstelbaar
- Pelottes (paar)
- Acryl therapie tafel (zie boven)
- Zijbekleding (paar)
- Elektrische schakelaar gemonteerd op armsteun, rechts of links
- Remhendelverlenging

Specificaties

Zitvlak eendelig of tweedelig (artrodesezitting)	400 x 430 mm 450 x 460 mm 480 x 480 mm
Handmatige zitneiging met fixatie	+ 8° naar voren - 4° naar achteren
Zithoogte rekening houdend met gebruikersgewicht (handmatig: 50 - 100 kg, 100 - 125 kg, 160 kg; elektrisch: tot 160 kg)	handmatig: 460 - 610 / 490 - 690 mm elektrisch: 450 - 650 / 410 - 560 mm
Rugsteun	400 x 420 mm (Ergo) 430 x 520 mm (3D incl. hoofdsteun) 430 x 520 mm (Medic) 400 x 320 mm (Standaard, kort)
Breedte basis	X-basis: 465 mm H-basis: 450 mm
Diepte basis	X-basis: 515 mm H-basis: 515 mm
Wielen, lichtlopend, afgedicht gelagerd	100 mm / 125 mm
Remmen	Handmatig, hendel links of rechts

Materiaal bekleding
Zacht leer
Imitatie "Bison"

Materiaal bekleding
Velours
"Trevira CS"
Vlamvertragend


 taupe	 antraciet
 blauw	 blauw
 bordeaux	 bordeaux
 zwart	 zwart



**CONFIGURATIE
GEMAKKELIJK GEMAAKT**
Het bestelformulier voor dit product is te vinden op www.meyra.com

CURATOR WAND- EN PLAFONDTAKEL- KELSYSTEEM

HEEL
ROBUUSTE
KRACHTIGE
MOTOR



Curator wandtakel, zonder muurbeugel
Bestel nr. 37 10 00 0

Curator muurbeugel (paar)
incl. bevestigingsset (rondom)
Bestel nr. 37 00 06 0

Curator muurbeugel (paar)
incl. bevestigingsset (één zijde, gipsplaten)
Bestel nr. 37 00 06 1

Curator muurbeugel (paar)
incl. bevestigingsset (beide zijden, gipsplaten)
Bestel nr. 37 00 06 2

Curator muurbeugel (paar)
incl. bevestigingsset (beton)
Bestel nr. 37 00 00 1

Vervangingsdeuvel
Bestel nr. 37 00 00 2

Afstandhouder 10 mm
Bestel nr. 37 00 04 1

Afstandhouder 20 mm
Bestel nr. 37 00 04 2

Afstandhouder 40 mm
Bestel nr. 37 00 04 3

Afstandhouder 80 mm
Bestel nr. 37 00 04 4

Afstandhouder 100 mm
Bestel nr. 37 00 04 5

TWEE TAKELS IN EEN

De Curator wandtakel ontlast het verplegend personeel en kan zelfstandig door de patiënt worden bediend. De takel heeft een groot zwenkbereik, kan lasten tot 140 kg dragen en kan vooral in kleine ruimten worden gebruikt om ruimte te besparen. Verschillende hijsbanden voor verschillende toepassingen ronden het product af.



Curator vloer tot plafondsteun

Bestel nr. 37 00 05 6


- Voor veilig hijsen van de muur af staan
- Klem ontwerp
- Voor kamerhoogtes 2,30 - 3,10 m
- Voor montage aan vloer en plafond zonder gebruik van gereedschap (vastzetten door de binnenbuis te draaien)
- Gewicht ca. 32 kg



Curator vloer tot wandsteun

Ontwerp op maat

- Voor veilige takelstandaard aan de muur
- Vaste montage aan muur
- Op maat gemaakt



Curator vrijstaand

Bestel nr. 37 00 05 5

- Voor veilig hijsen van de muur af staan
- Vaste montage op vloer
- Gebruiksvriendelijk
- Max. belasting afhankelijk van vloerconstructie 140 kg

Specificaties

Curator wand- en plafondtakelsysteem

Hefcapaciteit	140 kg
Hefsnelheid	ongev. 20 mm / sec.
Aandrijving	Motor 230 V/50 Hz; 180 W; 0,8 A
Activeringstijd	1 min. / 9 min.
Beschermingsklasse	IP 56
Elektrische aansluiting	3,5 m kabel naar stopcontact 230 V / AC 50 Hz
Bediening	Pneumatische knop in de handgreep
Materiaal	Roestvrij staal of aluminium
Dragers	Slijtvaste riem
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	Zuiver wit RAL 9010
Gewicht	ca. 20 kg

CURATOR ACCESSOIRES



Curator Universele hijsband Net

Bestel nr. 37 00 00 4

Bestel nr. 37 00 00 6 (met hoofdsteun)

- Voor natte ruimtes
- Hoofdsteun (optioneel)
- Duurzaam en gemakkelijk schoon te maken



Curator Universele hijsband

Bestel nr. 37 00 00 3

Bestel nr. 37 00 00 5 (met hoofdsteun)

- Voor droge ruimtes
- Hoofdsteun (optioneel)
- Duurzaam en gemakkelijk schoon te maken

Curator handschakelaar

Bestel nr. 37 00 05 8



Curator toiletgordel

Bestel nr. 37 00 05 9

- Voor patiënten met stabiliteit in de nek- en schouderregio
- Billen niet ingesloten (voor intieme hygiëne)
- Borstsluiting voor stevige fixatie, gepolsterde rug en okselzone



Curator hijsband Combinatie, driedelig

Bestel nr. 37 00 00 7

- Voor natte ruimtes
- Flexibel gebruik
- Duurzaam
- Gemakkelijk schoon te maken

	Curator Universele hijsband gaas/ met hoofdsteun	Curator Universele hijsband/ met hoofdsteun	Curator Toilettriem	Curator Hijsbandcombinatie, driedelig
Materiaal	Polyester	Polyester/katoen	Polyester/katoen	Polyester
Kleur	wit/blauw	blauw	blauw	wit/blauw
Hefcapaciteit				175 kg
Gebruik	Natte ruimte	Droge ruimte		Natte ruimte



HULPMIDDELEN VOOR DAGELIJKS LEVEN



Vingerspalk 23

Bestel nr. zie onderstaande tabel

- Aluminium
- Met schuimkussen (PU-schuim)
- Kan op de gewenste lengte worden afgeknipt
- Individueel vervormbaar
- Kan worden vastgezet met pleister of verband



Vorm spalk 24

Bestel nr. zie onderstaande tabel

- Aluminium
- Met schuimkussen (PU-schuim)
- Kan op de gewenste lengte worden afgeknipt
- Individueel vervormbaar
- Kan worden vastgezet met pleister of verband



Draaiplateau 6895

Bestelnummer, zie onderstaande tabel

- Ideaal voor mobiel verplegend personeel
- Antislip oppervlak
- Hoge sterkte
- Waterbestendig



Handi-greep

Bestel nr. zie onderstaande tabel

- Ergonomisch gevormde handgreep
- voor beperkte vinger-/handfunctie
- Speciale rubberen coating
- Geschikt voor aan- en uitkleden
- Trek- en draaikop
- Zeer licht



Kousentrekkers

Bestel nr. 30 30 05 2

- Helpt bij het aantrekken van nylons en kniekousen
- Ontlast de rug

MEER
DAGELIJKS LEVEN
PRODUCTEN EN
INFORMATIE
BESCHIKBAAR OP
—
WWW.MEYRA.COM

	Vingerspalk 23		Vorm spalk 24		Draaiplateau 6895	Handi-greep	
		Bestel nr.		Bestel nr.	Bestel nr. 30 71 16 2		Bestel nr.
Breedte	12 mm	80 80 71 3	18 mm	80 80 72 1	80 mm	330 mm	
	25 mm	80 80 73 9					
Hoogte	6 mm		6 mm		20 mm		
Lengte	500 mm		400 mm	80 80 74 7		650 mm	30 71 90 2
			550 mm	80 80 75 4		800 mm	30 71 90 3
			800 mm	80 99 09 3			
Diepte					380 mm		
Gewicht					1,2 kg	0,23 kg	0,35 kg
Voetafdruk					Ø 330 mm		
Laadvermogen					100 kg	2 kg	
Kleur					Zwart / wit	zwart / blauw	
Grijper opening						60 mm	
Handgreep lengte						100 mm	
Grijper						90° draaibaar	

SLIPZAK

Standaard slipzak


Bestel nr. 30 75 90 2

- + Goede pasvorm**
door de lichaamsvorm in het been en voetgebied
- + U-vormige ritssluiting**
- + Voering van imitatiebont en waterafstotend nylon stof**
- + Chemisch reinigen of machinewas op 30 graden**



Standaard slipzak

Breedte	450 mm
Lengte	1.450 mm



Issue 2026/01

MEYRA GmbH Kleiststraße 49 | 32457 Porta Westfalica | Duitsland
info@meyragroup.com | Tel.: Tel.: +49 571 93292-355 | Fax: +49 571 93292-001 | www.meyra.com

2026-01 We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in onze producten en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten of kleurvariaties in ons drukwerk.
Ident-Nr. 261 504 905

Beeldcredits: Pagina 1, 28 © "gradyreese" – istockphoto.com; Page 2 © "FredFroese" – istockphoto.com;
Pagina 7 © "jd-photodesign" – stock.adobe.com; Pagina 13 © "Solid photos" – stock.adobe.com;
Pagina 25 © "FredFroese" – istockphoto.com