

iCHAIR MC2

1 611



Poids d'utilisateur autorisé
160 kg + 10 kg de chargement

pour une course de siège CODE 27
140 kg + 10 kg de chargement



MEYRA®

E-POWER



Repose-jambes à réglage électrique disponibles en option



Commande confortable



Éclairage LED actif



Roues directrices avec jantes alu

Le multitalent intelligent et variable

RENTABILITÉ

- Efficacité due à un entretien simple et une facilité de service importante
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation d'éléments haut de gamme et à longue durée de vie
- La construction modulaire de la famille iChair permet la compatibilité des éléments
- De nombreuses possibilités de réglage permettent un ajustement individuel
- Réutilisation simplifiée grâce aux tolérances d'ajustement optimales, comme par exemple un poids d'utilisateur standard de 160 kg

BÉNÉFICES THÉRAPEUTIQUES

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour les positions assises longues grâce à une grande plage de réglages électriques
- Différents systèmes de siège en fonction des besoins individuels

DOMAINES D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et toute la journée en vue d'une mobilité autonome, même en cas de troubles sévères des fonctions
- Personnes ayant un emploi et actives qui nécessitent un fauteuil roulant pour différentes situations du quotidien
- Adapté à l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'affronter facilement les espaces réduits

COMMANDE DEVIS VERSION SPÉCIALE


Veillez faxer le formulaire de commande rempli à : +49 5733 922 9311 **Service Clientèle:** +49 5733 922 0

Adresse de facturation / Réf. client :

Adresse de livraison :

Notes / remarques :




 Poids d'utilisateur autorisé
160 kg + 10 kg de chargement

pour une course de siège CODE 27
140 kg + 10 kg de chargement

iChair mc2 1 611 (prix pour le modèle de base avec batteries et chargeur, avec accoudoirs, avec repose-jambes) : **€ 6 439,63**

Tous les prix sont indiqués TVA comprise! Valables du 01.06.2018 au 31.12.2018.
Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur www.meyra.de/AGB.

Nomenclature: 520111
102102000813

Caractéristiques techniques

Largeur d'assise ^{1) 2)}	380 - 650
Profondeur d'assise ²⁾	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Hauteur du dossier ²⁾	450 - 500/530 - 570/640/640
Longueur de jambes ^{2) 7)}	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Hauteur des accoudoirs ^{2) 6)}	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Hauteur d'assise avant ^{2) 7)}	440 - 530/510 - 600/560 - 650/590 - 680
Longueur avec repose-pieds	1 130
Longueur sans repose-pieds	830
Largeur déplié	580 - 620
Hauteur sans appuie-tête	930 - 1 130

Longueur de transport	830
Hauteur de transport min.	570
Taille de roue avant	260 x 70 (10")
Taille de roue avant	230 x 70 (9")
Taille de roue arrière	356 x 75 (14")
Taille de roue arrière	320 x 60 (12,5")
Hauteur d'obstacle max. ⁴⁾	60
Rayon de braquage	840

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

Caractéristiques techniques

POIDS EN KG

Poids de transport à vide équipement de base min. ³⁾	100
Poids max. de la personne	160
Poids total autorisé, options incluses	320
Chargement max.	10

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, tolérance ± 10 mm
Données sous réserve de modifications de construction.

¹⁾ voir catégorie 01 Largeur d'assise

²⁾ Système de siège toile / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO angle d'assise de 4°

³⁾ Sans repose-jambes et sans accoudoirs

⁴⁾ 120 mm avec dispositif de passage des marches

⁵⁾ La plage de réglage peut varier selon la HA et la taille des roues directrices de max. +/-3°

⁶⁾ avec accoudoir CODE 106

⁷⁾ jusqu'à la hauteur de la plaque d'assise

PROPRIÉTÉS

Vitesses de conduite km/h	6 / 10
Puissance du moteur W	2 x 220 / 2 x 300
Autonomie avec batteries 43 Ah(5h) / 50 Ah(20h) max. en km	25 - 30
Autonomie avec batteries 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. en km	35 - 40
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirect
Inclinaison de siège électrique ⁵⁾	de -2° à 26° / 0° à 50°
Inclinaison du siège mécanique	de 0° à 10°
Inclinaison dossier électrique	de -10° à 50°
Inclinaison dossier mécanique	de -10° à 30°

CHÂSSIS / MOTORISATION

CODE	DÉSIGNATION			EURO €
	Vitesse	Puissance	Autonomie	
<input type="checkbox"/> 115	6 km/h	2 x 220 W	max. 40 km	0,00
<input type="checkbox"/> 117	10 km/h	2 x 300 W	max. 35 km	0,00

Pour plus de puissance

	Vitesse	Puissance		EURO €
<input type="checkbox"/> 903	6 km/h	2 x 300 W	Moteurs renforcés, seulement avec R-NET CODE 702 (120 A) et CODE 115	943,40
<input type="checkbox"/> 903	10 km/h	2 x 350 W	Moteurs renforcés, seulement avec R-NET CODE 702 (120 A) et CODE 117	943,40

CHÂSSIS / Options

<input type="checkbox"/> 892	Standard Suspension pour l'utilisateur jusqu' à 120kg	0,00
<input type="checkbox"/> 891	Renforcé Suspension pour l'utilisateur de 120 à 160 kg	0,00

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

01 LARGEUR D'ASSISE (LA)

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE	EURO €
<input type="checkbox"/> 38	LA 380 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 380 à 500 mm via l'écartement des accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 380 mm)	0,00
<input type="checkbox"/> 43	LA 430 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 430 à 550 mm via l'écartement des accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 430 mm)	0,00
<input type="checkbox"/> 48	LA 480 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 480 à 600 mm via l'écartement des accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 480 mm)	521216 203116000482 221,03
<input type="checkbox"/> 53	LA 530 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via l'écartement des accoudoirs (largeur de la surface de l'assise 530 mm)	521231 203121000232 477,90

Compatibilité avec mySeat uniquement possible avec LA 430 et 480 mm.
LA différente avec les assises Recaro et ERGOSTAR

02 PROFONDEUR D'ASSISE (PA)

La profondeur d'assise est déterminée au point 07, siège en combinaison avec le type de dossier

03 HAUTEUR D'ASSISE AVANT (HAA) EN COMBINAISON AVEC ROUES DIRECTRICES (SANS COUSSIN)

HAA mesurée avec inclinaison d'assise de 4°, bord supérieur de la plaque de l'assise, sans coussin

CODE	DÉSIGNATION	Ø POUCES/ MM							EURO €
			440	460	480	500	510	530	
163*	pneus avec jantes aluminium	9" / 230	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	0,00
142**	pneus avec jantes aluminium	10" / 260	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	0,00

La hauteur d'assise est augmentée de : coussin standard + 60 mm, ErgoSeat +70 mm, Ergostar +120 mm et Recaro +150 mm

* CODE 163 compatible uniquement avec roue motrice 12" CODE 815

** CODE 142 compatible uniquement avec roue motrice 14" CODE 460

OPTIONS POUR ROUES DIRECTRICES

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 146	Pneus gonflés avec bande de roulement renforcée	0,00
<input type="checkbox"/> 900	pneus increvables	158,62
<input type="checkbox"/> 816	Garde-boue	105,74

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

04 ROUES MOTRICE

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	815*	12" (320 mm) Roues motrices avec jantes aluminium	0,00
<input type="checkbox"/>	460**	14" (356 mm) Roues motrices avec jantes aluminium	0,00

* CODE 815 compatible uniquement avec roues directrices 9" CODE 163

** CODE 460 compatible uniquement avec roues directrices 10" CODE 142

OPTIONS POUR ROUES MOTRICES

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	846	pneus gonflés avec bande de roulement renforcée	0,00
<input type="checkbox"/>	904	Pneus increvables	178,96
<input type="checkbox"/>	824	Garde-boue	103,34

05 COULEUR DES PNEUS

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	908	Pneus noirs, compatibles uniquement avec roue directrices 10" et 14"	0,00
<input type="checkbox"/>	909	Pneus gris	0,00

06 Inclinaison d'assise/Lift de siège

	CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON DU SIÈGE	LIFT DE SIÈGE	NOMENCLATURE	EURO €
<input type="checkbox"/>	119	Inclinaison mécanique de l'assise, par paliers	de 0° à 10°	-		0,00
<input type="checkbox"/>	118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 22°	de -2° à 26°	-	521032 203108000611	1 135,01
<input type="checkbox"/>	4118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 50°	de 0° à 50°	-		
<input type="checkbox"/>	27	Lift ciseaux avec inclinaison de l'assise incluse, uniquement avec R-net et hauteur d'assise de 480 mm	de 0° à 30°	300 mm		2 628,43

La zone de réglage peut selon la HA et la taille de roues directrices différer de max +/-3°

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

07 ASSISE ET SYSTÈME D'ASSISE

CODE	DÉSIGNATION	PA	COMPATIBLE AVEC SYSTÈME DOSSIER				NOMENCLATURE		EURO €
			Dossier toile 737/287	Dossier à tension 736/287	Dossier Ergo- seat 949	ErgoSeat Pro Dossier 2019			
<input type="checkbox"/>	738 / 615 ¹⁾ Toile d'assise, sans coussin	400 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 788 ¹⁾ Toile d'assise, sans coussin	430 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 619 ¹⁾ Toile d'assise, sans coussin	460 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 792 ¹⁾ Toile d'assise, sans coussin	490 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 793 ¹⁾ Toile d'assise, sans coussin	530 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 356 ¹⁾ Toile d'assise, sans coussin. Inklus extention des tubes de l'assise de 30 mm	XL 560 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	4276/ 615 ¹⁾ Plaque d'assise métallique sans coussin	400 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/ 788 ¹⁾ Plaque d'assise métallique sans coussin	430 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/ 619 ¹⁾ Plaque d'assise métallique sans coussin	460 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/ 792 ¹⁾ Plaque d'assise métallique sans coussin	490 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/ 793 ¹⁾ Plaque d'assise métallique sans coussin	530 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/ 356 ¹⁾ Plaque d'assise métallique sans coussin Inklus l'extention des tubes de l'assise de 30 mm	XL 560 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	948 / 615 Siège Anatomique ErgoSeat	400 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 788 Siège Anatomique ErgoSeat	430 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 619 Siège Anatomique ErgoSeat	460 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 792 Siège Anatomique ErgoSeat	490 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 793 Siège Anatomique ErgoSeat	530 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 356 Siège Anatomique ErgoSeat	560 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	561 / 615 Coussin, textile, noir	400 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 788 Coussin, textile, noir	430 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 619 Coussin, textile, noir	460 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 792 Coussin, textile, noir	490 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 793 Coussin, textile, noir	530 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 356 Coussin, textile, noir	560 mm	●	●	●	●			45,41

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

ASSISE ET SYSTÈME D'ASSISE

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 961	EROGSTAR Siège anatomique, de type scooter, avec dossier haut, inclinable mécaniquement	839,88
<input type="checkbox"/> 579	Siège Recaro, spécial S, avec réglage mécanique du dossier	1 708,23
<input type="checkbox"/> 567	Siège Recaro, spécial F, avec réglage électrique du dossier, seulement avec commande R-NET	2 335,59
<input type="checkbox"/> 580	Siège Recaro, spécial M, avec réglage mécanique du dossier	1 899,38
<input type="checkbox"/> 578	Siège Recaro, spécial W, avec réglage électrique du dossier, seulement avec commande R-NET	2 526,75
<input type="checkbox"/> 581	Siège Recaro, spécial L, avec réglage mécanique du dossier	1 899,38
<input type="checkbox"/> 584	Siège Recaro, spécial X, avec réglage électrique du dossier, seulement avec commande R-NET	2 485,00

Veillez tenir compte de l'épaisseur du siège pour définir la hauteur d'assise de la chaise: coussin standard + 60 mm, ErgoSeat + 70 mm, Ergostar + 120 mm et Recaro + 150 mm Délais de livraison plus longs pour les sièges Recaro ¹⁾ Profondeurs d'assise 400, 430, 460, 490, 530 mm réglables. ²⁾ Seulement avec largeur

08 REVÊTEMENT SIEGE ANATOMIQUE ERGOSEAT

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir	0,00
<input type="checkbox"/> 4980	Revêtement ErgoSeat, tissu housse pour incontinence, noir	0,00

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

09 DOSSIER

CODE	DÉSIGNATION	COMPATIBLE AVEC SYSTÈME D'ASSISE				NOMENCLATURE	EURO €
		Plaque d'assise 4276...	Ergo-Seat 948...	Ergo-Star 961	Coussin 561...		
<input type="checkbox"/> 737/287	Dossier tissu standard, noir. hauteur 500 mm, convertible à 450 mm	●	-	-	●		0,00
<input type="checkbox"/> 736/287	Dossier tissu à tension réglable, noir. hauteur 500 mm, convertible à 450 mm	●	-	-	●	523036 203127000045	143,37
<input type="checkbox"/> 608	Tube de dossier rond 22 mm avec poignée de poussée, sans recouvrement de dossier, pour la fixation de système dossier extérieur	●	●	-	●		0,00
<input type="checkbox"/> 949	Dossier Anatomique ErgoSeat. hauteur 530 mm, convertible à 570 mm	●	●	-	●	520936 203105000743	221,03
<input type="checkbox"/> 2019	Dossier ErgoSeat Pro de confort, revêtement textile, noir. Hauteur 530mm, convertible à 570mm, uniquement compatible avec les largeurs d'assise 430 et 480 mm	●	●	-	●		433,16

DOSSIER ERGOSEAT PRO - OPTIONS

CODE	DÉSIGNATION	CODE / LARGEUR EN MM	EURO €
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro pelotes de thorax, petites, paire		244,04
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat Pro pelotes de thorax, grandes, paire		258,26

10 OPTIONS DOSSIER (RÉGLAGES)

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE	EURO €
<input type="checkbox"/> 814	Barre de poussée (obligatoire avec appui-tête CODE 913)		0,00
<input type="checkbox"/> 2814	Barre de poussée, pour siège Recaro et Ergostar		110,21
<input type="checkbox"/> 410	Poignées de poussée, y compris la barre de stabilisation du dossier		96,96
<input type="checkbox"/> 913	Appui-tête, simili-cuir, noir, à monter sur barre CODE 814	521135 203112001057	179,21
<input type="checkbox"/> 401	Dossier inclinable mécaniquement -10° à 30°	par paliers de 10°	0,00
<input type="checkbox"/> 25	Dossier inclinable électriquement -10° à 50°	réglable en continu	521054 203109000464 1 135,01

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

11 ACCOUDOIRS ET MANCHETTES

1 = amovible, 2 = réglable en hauteur, 3 = réglable en largeur, 4 = réglable en profondeur

Veillez aux fonctions indiquées!

CODE	DÉSIGNATION	1	2	3	4	NOMENCLATURE	EURO €
<input type="checkbox"/> 106	Accoudoirs avec manchettes confort et protège-vêtements noirs	●	●	●	●	inclus 202101001584	0,00
<input type="checkbox"/> 4960	Accoudoirs avec manchettes rembourrées, protège-vêtements noirs et légère dépression au niveau des manchettes	●	●	●	●		132,42
<input type="checkbox"/> 21	Accoudoirs obliques avec manchettes confort longues, protège-vêtements noirs	●	●	●	●		70,15
<input type="checkbox"/> 24	Accoudoirs avec manchettes rembourrées, relevables, et réglables en angle. Réglable de 19 à 23 cm uniquement avec module de commande CODE 4859	-	●	-	-		70,15
<input type="checkbox"/> 769	Protège-vêtements satinés, sans manchettes pour CODE 24	-	-	-	-		166,76
<input type="checkbox"/> 773*	Led rouge pour plastiques d'accoudoirs avec inscriptions lumineuses avec votre texte	Lettres de 12 mm : max . 2 x 15 caractères ----- ----- Lettres de 18 mm: max. 2 x 10 caractères ----- -----					403,67
<input type="checkbox"/> 774*	Led bleu pour plastiques d'accoudoirs avec inscriptions lumineuses avec votre texte	Lettres de 12 mm : max . 2 x 15 caractères ----- ----- Lettres de 18 mm: max. 2 x 10 caractères ----- -----					403,67

* pas en combinaison avec les accoudoirs Led CODE 970 et largeur d'assise 380 mm

12 REPOSE-PIEDS

CODE	DÉSIGNATION	54	805	808	NOMENCLATURE	EURO €
<input type="checkbox"/> 93	Repose-pieds, amovibles et escamotables	●	●	●	inclus 201101000493	0,00
<input type="checkbox"/> 92	Repose-jambes, amovibles, relevables et escamotables	-	●	●	520671 201103000646	274,78
<input type="checkbox"/> 86	Repose-jambes électriques avec ajustement automatique de la longueur, amovibles et escamotables. Seulement avec commande R-NET	-	●	●	520715 201104000361	1 194,74

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

13 PALETTES pose-pieds

CODE	DÉSIGNATION	PROFON- DEUR	SEGMENT JAMBIER	92	93	86	NOMENCLATURE	EURO €
<input type="checkbox"/> 54	Palette monobloc, réglable en profondeur de 60 mm (sur 4 paliers), relevable, réglable en hauteur et en angle	150 mm	280 - 430 mm	-	●	-		107,52
<input type="checkbox"/> 805	Palettes repose-pieds séparées, longueur de jambes réglable, rabattables vers le haut	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●		0,00
<input type="checkbox"/> 808	Palettes repose-pieds séparées, relevables, réglables en profondeur et en angle	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●	520752 201105000975	107,52
<input type="checkbox"/> 822	Sangles de fixation pour les pieds (la paire)							18,30
<input type="checkbox"/> 823	Cale-talons (la paire)							88,47

La longueur du segment jambier doit être augmentée de l'épaisseur du système d'assise utilisé: coussin standard + 60 mm, ErgoSeat + 70 mm et Recaro + 150 mm

14 BATTERIES ET CHARGEUR

CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE 6 KM/H	AUTONOMIE 10 KM/H	EURO €
<input type="checkbox"/> 5159	Batteries gel env. 43 Ah (5h), 50 Ah(20h)	max. 30 km	max. 25 km	0,00
<input type="checkbox"/> 5158	Batteries gel env. 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	max. 40 km	max. 35 km	262,99
<input type="checkbox"/> 732	Chargeur 8 A pour 50 Ah (20h)			0,00
<input type="checkbox"/> 733	Chargeur 12 A conseillé pour 73 Ah (20h)			99,64

15 ECLAIRAGE

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 932	Eclairage actif avant et arrière à LED	0,00

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

16 MODULES DE COMMANDE ET ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION	CONTRÔLE	EURO €
<input type="checkbox"/> 408	Module de commande VR2	aucune*	0,00
<input type="checkbox"/> 682	Module de réglage VR2 pour 2 moteurs (inclinaison de dossier et bascule d'assise)	2 moteurs de réglage	72,08
<input type="checkbox"/> 702/415/678	Module de commande R-NET avec écran LED	6 moteurs de réglage	0,00
<input type="checkbox"/> 702/416/678	Module de commande R-NET avec écran LCD	6 moteurs de réglage	152,52
<input type="checkbox"/> 702/398/678	Module de commande R-Net avec écran couleur LCD de 3,5", avec fonctions Bluetooth et Infra rouge	6 moteurs de réglage	585,00
<input type="checkbox"/> 918	ESP Module de stabilisation de conduite uniquement avec R-net avec écran LCD		793,11
<input type="checkbox"/> 4571	Commande environnementale OMNI, uniquement avec R-NET	6 moteurs de réglage	735,15

*Contrôle de 2 moteurs de réglage avec le module de réglage CODE 682
Logiciel pour la programmation du VR2 et du R-NET sur demande

OPTIONS POUR MODULE DE COMMANDE

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 74	Montage à droite	0,00
<input type="checkbox"/> 60	Montage à gauche	0,00

17 SUPPORT POUR MODULE DE COMMANDE

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 4859	Support pour module de commande, réglable en longueur et en hauteur seulement en combinaison avec accoudoir CODE 24	0,00
<input type="checkbox"/> 4566	Support pour module de commande, réglable en longueur et en hauteur, pas pour l'accoudoir CODE 24	0,00
<input type="checkbox"/> 851	Support pour module de commande réglable en hauteur et en longueur pour le déplacement du boîtier à l'arrière de la chaise, uniquement en combinaison avec la barre de poussée CODE 814	190,15
<input type="checkbox"/> 4860	Support pour module de commande, réglable en longueur, escamotable latéralement (par ex. Pour s'approcher des tables) pas en combinaison avec l'accoudoir CODE 24	0,00
<input type="checkbox"/> 4874	Arceau de protection pour module de commande VR2 et R-NET	57,95

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

18 MODULES DE COMMANDES SPÉCIAUX ET COMMANDES SPÉCIALE

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 4789	Module de commande supplémentaire avec priorité pour la personne accompagnatrice, support inclus. Montage sur le dossier, uniquement en combinaison avec la barre de poussée CODE 814	646,45
<input type="checkbox"/> 4660	Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à droite. Pas compatible avec l'accoudoir CODE 24	453,36
<input type="checkbox"/> 4661	Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à gauche. Pas compatible avec l'accoudoir CODE 24	495,18
<input type="checkbox"/> 813	Commande encastrée dans une tablette, module de commande escamotable, uniquement avec accoudoirs CODE 106, seulement avec commande R-NET LED CODE 702/415	1 882,95
<input type="checkbox"/> 543	Touche on/offt externe (diamètre 63 mm, vert) pour utilisateur ayant des difficultés pour utiliser les touches du module de commande ou comme fonction arrêt d'urgence pour la personne accompagnatrice. Seulement avec commande R-NET LCD CODE 702/416 ou OMNI CODE 4571	273,06
<input type="checkbox"/> 596	idem CODE 543, couleur jaune, diamètre 63mm	273,06
<input type="checkbox"/> 778	idem CODE 543, couleur vert, diamètre 30mm	273,06
<input type="checkbox"/> 779	idem CODE 543, couleur jaune, diamètre 30mm	273,06
<input type="checkbox"/> 565	Commande au menton, escamotable latéralement de manière électrique Seulement avec commande R-NET CODE 702 ou OMNI CODE 4571	5 094,16
<input type="checkbox"/> 810	Commande au menton, escamotable latéralement de manière mécanique Seulement avec commande R-NET CODE 702 ou OMNI CODE 4571	3 050,40
<input type="checkbox"/> 657	Clavier de commande externe pour l'activation directe de 6 réglages électriques de l'assise Seulement avec R-NET CODE 702 ou OMNI CODE 4571	902,92
<input type="checkbox"/> 794	Commande bluetooth pour gérer la souris du PC	483,59
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot: joystick sans déplacements, uniquement avec OMNI CODE4571	3 825,21
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot: joystick sans déplacements, avec repose poignet et poignée d'agrippement uniquement avec OMNI CODE 4571	4 913,18
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide: joystick avec légers déplacements, uniquement avec OMNI CODE4571	3 825,21
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide: joystick avec légers déplacements, avec repose poignet et poignée d'agrippement uniquement avec OMNI CODE 4571	4 913,18
<input type="checkbox"/> 4940	Support de cou pour joystick micro pilot CODE 4611 ou 4612	816,49
<input type="checkbox"/> 4613	Cadran tactile pour conduite au doigt, uniquement avec R-Net, CODE 702 et OMNI, CODE 4571	4 270,56
<input type="checkbox"/> 4614	Module d'ajustement externe pour l'activation de directe de 5 fonctions électriques du siège	762,60

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

OPTIONS DE JOYSTICKS

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 553	Fourche tétra verticale	160,66
<input type="checkbox"/> 556	Fourche tétra horizontale	160,66
<input type="checkbox"/> 734	Fourche tétra horizontale, réglable à la largeur de la main	105,74
<input type="checkbox"/> 4589	Poignée champignon	53,89
<input type="checkbox"/> 4590	Poignée boule	53,89
<input type="checkbox"/> 4591	Poignée en T	105,74
<input type="checkbox"/> 4593	Poignée tige verticale	53,89
<input type="checkbox"/> 4594	Poignée bouton	53,89
<input type="checkbox"/> 4595	Balle souple jaune	53,89
<input type="checkbox"/> 4602	Poignée pour MicroPilot en liège avec ressort doux	357,92
<input type="checkbox"/> 4603	Poignée pour MicroPilot multicolor avec ressort moyen	357,92
<input type="checkbox"/> 4604	Poignée pour MicroPilot multicolor avec ressort doux	357,92
<input type="checkbox"/> 4605	Poignée pour MicroPilot en liège avec ressort moyen	357,92
<input type="checkbox"/> 4606	Poignée pour MicroPilot Bleu avec ressort doux	357,92
<input type="checkbox"/> 4607	Poignée pour MicroPilot bleu avec ressort moyen	357,92
<input type="checkbox"/> 4608	Poignée pour MicroGuide en liège sans ressort	56,94
<input type="checkbox"/> 4609	Poignée pour MicroGuide multicolor sans ressort	56,94
<input type="checkbox"/> 4610	Poignée pour MicroGuide bleue sans ressort	56,94

19 COULEUR CHÂSSIS

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 5265	Silverline pour châssis de l'assise et les repose-pieds CODE 93	0,00
<input type="checkbox"/> 5251	Noir profond pour châssis de l'assise et les repose-pieds CODE 93	0,00
<input type="checkbox"/> 5237	Marrakech brun pour châssis de l'assise et les repose-pieds CODE 93	0,00

Veuillez cocher les cases pour indiquer votre sélection

Version standard : Si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.


20 ACCESSOIRES AUTOUR DU FAUTEUIL ROULANT

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE		EURO €
<input type="checkbox"/> 906	Rétroiseur à droite			66,09
<input type="checkbox"/> 927	Rétroiseur à gauche			66,09
<input type="checkbox"/> 2676	Film réfléchissant pour augmenter la visibilité sur le dos du dossier de l'ergoseat			84,94
<input type="checkbox"/> 676	Triangle de signalisation d'après CEE-R69, pour les trajets sur la voie publique pour vitesses > 6 km/h, à fixer à la barre CODE 814			87,44
<input type="checkbox"/> 994	Porte-bagages en métal			50,84
<input type="checkbox"/> 970	Porte-cannes (sur l'accoudoir, cannes à l'horizontale)			60,64
<input type="checkbox"/> 4795	Système d'immobilisation par clef, uniquement avec R-Net			47,42
<input type="checkbox"/> 833	Ceinture de sécurité	inclus	204104000396	0,00
<input type="checkbox"/> 4646	Table de thérapie pivotant sur le côté	521290	203120000921	191,16
<input type="checkbox"/> 590	Plot d'abduction uniquement avec siège plat CODE 4276 ou Ergoseat CODE 948			74,07
<input type="checkbox"/> 862	Monte-trottoirs	521415	204105000276	400,23
<input type="checkbox"/> 260	Fonction de mémoire pour repose-tête			28,48
<input type="checkbox"/> 957	pelote rigide (la paire)			193,53
<input type="checkbox"/> 954	pelote rabattable pas en combinaison avec accoudoirs CODE 24 (la paire)			508,40
<input type="checkbox"/> 781	Port Usb double			164,72
<input type="checkbox"/> 782*	Support pour GSM			90,49

* Pas en combinaison avec OMNI, CODE 4571

Commentaires sur la commande :

Date :	Signature :
--------	-------------



06

CODE 118




07

CODE 737/287




07

CODE 237



07

CODE 961 und 24




07

CODE 580/578



07

CODE 736/287




07

CODE 948/949




09

CODE 2032/2021




10

CODE 913



10

CODE 25



11

CODE 106



11

CODE 21



11

CODE 4960




11

CODE 774



11

CODE 773



12

CODE 86/808



15

CODE 932



16

CODE 702/416/678



16

CODE 4571



17

CODE 4860



17

CODE 851



17

CODE 408/4860




18

CODE 4613



18

CODE 553



18

CODE 556



CODE 734



CODE 4589



CODE 4590



CODE 4591



CODE 4593



CODE 4594



CODE 4595



CODE 4606/4607



CODE 4602/4603



CODE 4604/4605



CODE 4940




CODE 970



CODE 833



CODE 4646



CODE 862



CODE 782



CODE 781

1. GÉNÉRALITÉS – DOMAINE D'APPLICATION

1.1. Les conditions de vente et de livraison (CGV) de l'entreprise MEYRA GmbH ci-dessous sont valables pour tous les contrats conclus avec les clients de l'entreprise. Elles valent également pour toutes les affaires futures avec le client, même sans nouvel accord séparé.

1.2. Le client reconnaît le caractère contraignant des CGV de MEYRA GmbH pour le présent contrat et aussi pour tous les contrats futurs. Les conditions de vente du client ou d'un tiers ne s'appliquent pas. De telles conditions de vente n'engagent par MEYRA GmbH, même si elles n'ont pas été expressément contestées au cas par cas.

1.3. Ces conditions ne sont valables que si le client est un entrepreneur (§ 14 du code civil allemand), une personne morale du droit public ou un patrimoine de droit publique.

2. DEVIS, CONCLUSION DU CONTRAT

2.1. Les devis de MEYRA GmbH sont sans engagement et non contractuels dans la mesure où ils n'ont pas été reconnus expressément comme tels.

2.2. MEYRA GmbH peut accepter les commandes ou ordres du clients dans les 14 jours après leur arrivée via une confirmation d'offre écrite.

2.3. Le contrat est établi par la confirmation d'offre écrite, cela vaut également pour toute modification ou tout complément des commandes.

2.4. Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur pour tous les documents remis au client en rapport avec la passation de commande. Ces documents ne doivent pas être mis à la disposition de tiers, à moins que nous ayons accordé notre autorisation écrite expresse. Dans la mesure où nous n'acceptons pas l'offre du client dans le délai précisé au point 2.2, ces documents doivent nous être envoyés dans les plus brefs délais.

3. PRIX

3.1. Les prix sont calculés exclusivement en EURO. Tous les prix sont des prix nets. La taxe sur la valeur ajoutée doit être ajoutée conformément à sa valeur en vigueur.

3.2. En l'absence de convention contraire écrite, nos prix sont valables départ usine sans l'emballage, ni le chargement. Les frais d'emballage et de chargement sont facturés à part.

3.3. Dans la mesure où des prix catalogue servent de base, la liste de prix en vigueur au moment de la passation de commande est valable. Des modifications de prix sont autorisées si plus de quatre mois séparent la conclusion du contrat du délai de livraison convenu. Si ensuite, jusqu'à l'achèvement, les salaires ou les coûts des matériaux augmentent, nous sommes habilités à augmenter les prix en fonction des augmentations des frais. Le client n'est autorisé à se rétracter que si l'augmentation de prix ne dépasse pas seulement de manière négligeable la hausse du coût global de la vie entre la commande et la livraison.

3.4. En cas de commandes successives, MEYRA GmbH n'est pas tenue de respecter les prix des contrats précédents.

3.5. Si la valeur de la commande se situe en-dessous d'une limite de 150,00 € de valeur de marchandise nette, un supplément de quantité minimum, port inclus, de 9,50 € est facturé.

4. EXPÉDITION, TRANSFERT DES RISQUES

4.1. Le lieu d'exécution pour les livraisons est le siège de MEYRA GmbH, sauf convention contraire expresse.

4.2. Si, sur la demande du client, la marchandise lui est envoyée, les risques de perte et de dégradation fortuites de la marchandise sont transférés au client, dès que la marchandise (de même pour les livraisons partielles) est transmise au tiers désigné pour l'exécution de l'envoi. Cela est valable peu importe que la marchandise soit expédiée depuis le lieu d'exécution

ou non et qui supporte les frais de transport.

4.3. Si des réclamations concernant des dommages dus au transport ou des pertes sont faites à l'encontre de MEYRA GmbH, le client doit indiquer le dommage sur les documents de fret ou, en cas de perte, rédiger immédiatement un procès-verbal et le signaler dans un délai d'une semaine.

4.4. Une assurance contre les dommages dus au transport n'est contractée que sur demande expresse et aux frais du client.

4.5. En cas de retards de la remise ou de l'envoi dus au client, les risques sont transférés au client avec l'avis de mise à disposition.

4.6. En cas d'absence de consignes particulières du client, la sélection du moyen et du mode de transport est effectuée par MEYRA GmbH, sans garantie et responsabilité pour le mode d'expédition le moins cher et le plus rapide.

5. DÉLAI DE LIVRAISON, ÉTENDUE DE LIVRAISON

5.1. Les délais de livraison annoncés sont des délais de livraison prévisionnels, à moins qu'un délai précis n'est était fixé expressément par écrit.

5.2. Si les parties ont convenu d'un délai de livraison, celui-ci commence à la date de la confirmation de commande. Le délai de livraison est respecté si la marchandise à quitté l'usine ou si la mise à disposition a été annoncée avant son écoulement.

5.3. Le respect des délais de livraison et de prestation suppose la remise dans les temps de tous les documents à fournir par le client ainsi que l'indication dans les temps de toutes les informations nécessaires et l'accomplissement de toutes les autres obligations par le client. Si ces conditions ne sont pas respectées à temps, les délais se prolongent en conséquence.

5.4. MEYRA GmbH n'est pas tenue responsable des retards de livraison dus à des cas de force majeure ou à d'autres événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (par ex. grève, perturbations de la production, approvisionnement propre n'ayant pas lieu dans les temps, retards de transport, conditions météorologiques défavorables, etc.) qui ne sont pas de son fait. Le délai de livraison se prolonge en fonction de la durée de l'empêchement provisoire dont MEXRA GmbH n'est pas responsable, à laquelle s'ajoute un délai de reprise approprié.

5.5. Si les retards en résultant dépassent une période de six semaines, les deux parties contractantes sont habilitées à se retirer du contrat pour ce qui est de l'étendue de la prestation concernée.

5.6. MEYRA GmbH est habilitée à effectuer des livraisons partielles dans la mesure où la livraison partielle est utilisable pour le client dans le cadre de l'utilisation prévue dans le contrat, la livraison des marchandises restantes est assurée et ne cause aucun frais supplémentaires à la charge du client.

6. PAIEMENT

6.1. Les montants facturés doivent être payés en intégralité sur un compte bancaire précisé par nos soins, dans les 30 jours suivant la présentation de la facture. Si la facture ne concerne par une livraison de pièces détachées ou une réparation, le client a droit à la déduction d'un escompte de 2% en cas de paiement dans les 8 jours suivant la présentation de la facture.

6.2. Nous n'acceptons les chèques et les espèces que sur accord exprès. L'acceptation n'a lieu que sous réserve de validité. Les rectifications de facture en cas de chèques ou d'espèces n'ont lieu qu'après encaissement. La datation de valeur a lieu le jour où nous disposons définitivement de la contre-valeur.

6.3. Si le client ne s'en acquitte pas à l'échéance, les montants restants sont majorés de 8% de plus que le taux d'intérêt de base respectif. Nous nous réservons le droit de réclamer un dédommagement plus important en cas de retard.

6.4. En cas de retard du client dans le règlement d'une

de ses factures, l'ensemble des créances reposant sur le même rapport juridique est immédiatement exigible, sans qu'une notification spéciale ne soit nécessaire.

6.5. Le client ne peut exiger une compensation que si ses revendications sont juridiquement établies ou incontestées. Le client n'est autorisé à exercer un droit de rétention que si la prétention compensatoire de celui-ci est fondée sur la même relation contractuelle.

6.6. MEYRA GmbH est en droit de céder des créances sur des livraisons ou des prestations.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

7.1. La marchandise livrée par MEYRA GmbH reste la propriété de MEYRA GmbH jusqu'au règlement intégral de toutes les obligations, même futures, du client.

7.2. Le client est en droit de céder la marchandise sous réserve dans le cadre d'une exploitation commerciale régulière. Il n'est pas autorisé à d'autres dispositions, en particulier pour une mise en gage ou une cession à titre de sûreté. Les créances issues de la revente de la marchandise sous réserve (dont les créances autres telles que les prétentions d'assurance ou les droits découlant d'un acte illicite en cas de perte ou de destruction) sont cédées dès à présent à MEYRA GmbH, par mesure de sécurité. MEYRA GmbH accepte cette cession. Le client est autorisé à recouvrir les créances cédées dans la mesure où il a répondu à ses obligations de paiement. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement.

7.3. Si le client modifie la marchandise sous réserve, il est ici convenu que la modification a lieu au nom et pour le compte de MEYRA GmbH à titre de fabricant et celle-ci acquiert immédiatement la propriété ou – si la modification a lieu avec ou en rapport avec des matériaux de plusieurs propriétaires ou si la valeur de l'élément modifié est supérieure à celle de la marchandise livrée – la copropriété (propriété fractionnée) du nouvel objet, au prorata de la valeur de la marchandise livré par rapport à la valeur du nouvel objet. Dans la mesure où MEYRA GmbH perd sa propriété par suite d'une liaison ou d'un mélange ou si elle ne venait pas à être propriétaire de l'objet livré en cas de transformation, le client transfère préalablement par la présente à MEYRA GmbH une part de copropriété du bien homogène, correspondant à la valeur au prorata de l'objet livré. Par la présente, MEYRA GmbH accepte cette offre. La remise est remplacée par une mise en dépôt à titre gracieux.

7.4. Le client est tenu de nous informer immédiatement en cas d'accès de tiers aux marchandises livrées sous réserve de propriété et de fournir les informations ainsi que les documents nécessaires pour faire valoir nos droits. De même, le client doit indiquer la propriété de MEYRA GmbH aux tiers de son propre chef. Les frais en résultant sont à la charge du client.

7.5. MEYRA GmbH est tenue de donner la mainlevée sur les sûretés à la demande du client dans la mesure où elles dépassent de plus de 20% la valeur des requêtes à sécuriser. La sélection des sûretés à lever incombe à MEYRA GmbH.

7.6. En cas de dépôt de demande d'insolvabilité concernant le client, nous interdisons dès à présent la revente ou la transformation de notre marchandise sous réserve et nous révoquons notre autorisation de recouvrement concernant les requêtes qui nous sont cédées.

7.7. En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit d'exiger la restitution immédiate de la marchandise sous réserve.

8. GARANTIE / RESPONSABILITÉ

8.1. Le client doit examiner les marchandises livrées immédiatement après la livraison. Dans la mesure où il s'agit de défauts évidents ou de défauts trouvés lors d'un examen minutieux, le client doit nous faire parvenir ses réclamations par écrit dans un délai d'une

semaine après réception de la livraison. Une fois ce délai écoulé, toute responsabilité est exclue pour ce type de défauts. Pour les défauts cachés, il n'existe un droit de garantie que s'ils nous sont signalés au plus tard une semaine après avoir été découverts.

8.2. En cas de livraison non-conforme, nous avons le droit d'opter de notre propre chef pour une amélioration de l'élément défectueux ou pour une nouvelle livraison conforme. Le client est tenu de mettre à notre libre disposition l'élément défectueux en vue d'une vérification et d'une amélioration. Si l'amélioration ou la livraison ultérieure échoue, si elle n'a pas lieu dans un délai approprié ou si nous le refusons, le client peut choisir de se retirer du contrat ou de réduire le prix d'achat. Dans les cas où cela n'est pas rendu nécessaire par la loi, il n'est pas obligatoire de définir un délai.

8.3. La garantie est annulée si le client modifie ou fait modifier par un tiers l'objet livré sans autorisation et si la réparation des défauts est ainsi rendue impossible ou déraisonnablement complexe. Mais, dans tous les cas, les frais supplémentaires dus à la modification sont à la charge du client.

8.4. Les règlements ci-dessus n'entravent pas l'éventuelle garantie que nous offrons au premier utilisateur du moyen de réhabilitation.

8.5. Sont exclus de la garantie l'usure fonctionnelle de tous les articles, modules de construction, batteries et pièces détachées livrés par nos soins ainsi que le stockage, l'utilisation ou la manipulation inappropriés ou non conformes des marchandises.

8.6. Les autres réclamations du client, en particulier le versement de dommages et intérêts au lieu de la prestation et d'indemnités pour un autre dommage direct ou indirect – y compris les dommages collatéraux ou consécutifs, quel que soit le fondement juridique – sont exclues. Cela n'est pas valable si MEYRA GmbH a frauduleusement dissimulé un vice juridique ou matériel ou si le dommage est survenu du fait d'une intention délibérée ou d'une négligence grossière de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses auxiliaires ou en cas de violation non intentionnelle d'obligations contractuelles essentielles. Les obligations contractuelles essentielles sont les obligations dont l'exécution est la base d'une mise en œuvre conforme du contrat et dont le respect peut être supposé en toute confiance et toute circonstance par le partenaire contractuel. En cas de dommages matériels et préjudices pécuniaires causés par simple négligence, l'obligation d'indemnisation de MEYRA GmbH est cependant limitée pour ce qui est de sa hauteur aux dommages typiques prévisibles. En outre, les dommages corporels et/ou sanitaires dus à une violation coupable des obligations de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses auxiliaires ne sont pas exclus.

8.7. La responsabilité en vertu de la loi sur la responsabilité des produits reste entière.

9. PRESCRIPTION

Les revendications du client en cas de défaut matériel sont prescrites deux ans après remise/livraison de la marchandise au client. Pour les appareils de remplacement et la réparation, le délai de prescription est de un an à partir de la remise/livraison de la marchandise au client. Ne sont pas concernées les demandes de dommages et intérêts en cas d'atteinte à la vie, à l'intégrité du corps ou à la santé et/ou les demandes de dommages et intérêts en cas de dommages causés par faute lourde ou intentionnellement par MEYRA GmbH ou ses auxiliaires. Dans ce cas, les délais de prescription légaux s'appliquent.

9.1. SERVICE D'APPAREILS DE REMPLACEMENT

Indépendamment de la garantie, MEYRA GmbH propose aux clients de remplacer les appareils défectueux par des appareils ayant subi une révision générale. Les conventions suivantes s'appliquent aux appareils proposés en remplacement :

- Les appareils de remplacement sont entièrement révisés et en parfait état technique.

- L'appareil défectueux doit être renvoyé à MEYRA GmbH gratuitement dans les 15 jours ouvrés. L'appareil renvoyé devient notre propriété.

- Si nous ne récupérons pas l'appareil, nous facturons pour l'appareil de remplacement 95% du prix de vente à neuf.

- L'appareil renvoyé doit correspondre au type et à la version de l'appareil de remplacement. En outre, l'appareil doit être réutilisable et ne doit présenter que des traces d'usage correspondant à un usage normal.

- Il revient à MEYRA GmbH d'évaluer si l'appareil renvoyé respecte les conditions ci-dessus. Si ces conditions ne sont pas respectées, nous facturons également pour l'appareil de remplacement livré le montant indiqué ci-dessus, moins la valeur résiduelle de l'appareil renvoyé.

10. GARANTIE DE LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

10.1. RAPPEL DE PRODUIT

Dans la mesure où un rappel de produit est nécessaire en raison d'un défaut de la marchandise livrée ou en raison d'obligations légales existantes, le client est tenu de coopérer à l'exécution du rappel de produit afin de permettre une exécution efficace du rappel de produit. En particulier, le client est tenu d'informer MEYRA GmbH en cas de rappel de produit nécessaire de l'endroit où se trouvent les éléments de livraison dans la chaîne d'approvisionnement jusqu'au client final. A cet effet, le client doit conserver une documentation appropriée sur l'endroit où se trouve la marchandise et la mettre à disposition de MEYRA GmbH sur demande. Dans la mesure où le client fournit la marchandise livrée aux revendeurs, le client est tenu d'imposer au revendeur les obligations contractuelles de coopération définies ici afin d'assurer l'exécution d'un rappel efficace du produit, y compris au revendeur.

10.2. Le client est tenu de former les clients finaux à la manipulation et à l'utilisation des produits livrés par des spécialistes qualifiés. Dans la mesure où le client fournit la marchandise livrée aux revendeurs, le client est tenu d'imposer au revendeur l'obligation contractuelle d'informer le revendeur de la manipulation et de l'utilisation de la marchandise livrée comme indiqué ici.

11. RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATIONS CONSTRUCTIVES

Il faut noter que des dispositions juridiques plus strictes s'appliquent aux constructions spéciales. Les modifications constructives des articles de MEYRA GmbH par le client ou par un tiers mandaté par ses soins ne sont autorisées que si elles correspondent aux exigences de sécurité et si notre direction a donné son accord écrit au préalable. A cette fin, il est nécessaire de mettre à notre disposition, si nous le demandons, un modèle modifié accompagné des croquis de construction. Si des modifications constructives sont effectuées dans l'accord écrit de notre direction et si, en raison de ces modifications, des tiers subissent des dommages desquels nous devons répondre sur le plan extérieur, le client est tenu de nous libérer de toutes les revendications du tiers en interne.

12A. RENVOIS DE MARCHANDISES DE PRODUITS FINIS ET DE COMPOSANTS

Les renvois de marchandise qui ne sont pas accompagnés d'une copie du bon de livraison ou de la facture ne sont pas acceptés. Les renvois de marchandises (dans l'emballage d'origine et dans un état neuf absolu) sont remboursés à hauteur de 80 % de la

valeur nette de la marchandise. Sont exclus de la reprise les articles dont la livraison remonte à plus de 3 mois, les modèles spéciaux, les articles d'hygiène, les batteries pleines et les articles dont la valeur nette est inférieure à 100,00 €. En outre sont exclus les fauteuils roulants de fabrication individuelle (par ex. : fauteuils roulants pour enfants et adaptatifs). Les risques liés au transport sont assumés par l'expéditeur.

12B. ANNULATIONS DE COMMANDE DE PRODUITS FINIS

12B.1. Les annulations de commande sans accord stipulé au préalable par MEYRA GmbH ne sont pas possibles.

12B.2. Les annulations doivent se faire par écrit.

12B.3. En cas d'autorisation d'annulation de produits finis, prêts à être livrés, les points suivants sont valables :

- Les articles de réhabilitation sont entièrement remboursés.

Les fauteuils roulants de construction spéciale ainsi que les fauteuils roulants de sport ne sont en principe pas repris.

- En cas d'annulation de fauteuils roulants adaptatifs, une part de 20% de la valeur nette la marchandise est déduite.

Les frais d'annulation pour les fauteuils roulants électriques et les scooters sont de 5%. Pour les fauteuils roulants standard ou poids légers, 10% de frais d'annulation sont facturés.

12C. REPRISE / ÉLIMINATION

Nos prix ne comprennent pas les frais pour la reprise et l'élimination des anciens appareils complets d'autres utilisateurs que des foyers privés. Sur demande, nous organisons, contre remboursement des frais encourus, la reprise et le recyclage / l'élimination de tels appareils, dans la mesure où ils ont été commercialisés par nos soins. Les renvois sans accord stipulé au préalable par MEYRA GmbH ne sont pas possibles.

13. UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Nous sommes autorisés à enregistrer et à traiter en interne les données personnelles du client dans le cadre des conventions légales, en particulier de la loi fédérale sur la protection des données.

14. TRIBUNAL COMPÉTENT, DROIT

à appliquer, clause salvatrice

14.1. Sauf mention contraire expresse, le siège social de MEYRA GmbH à Kalletal-Kalldorf fait office de lieu d'exécution.

14.2. Pour tous les litiges issus du rapport contractuel, le tribunal compétent est défini en fonction de notre siège social à Kalletal-Kalldorf. Nous sommes en outre autorisés à poursuivre le client également auprès de son tribunal compétent.

14.3. Le droit en vigueur en Allemagne s'applique et ce, à l'exclusion du droit commercial des Nations Unies.

14.4. Dans le cas où certaines dispositions de ces conditions générales de vente s'avèreraient en partie ou totalement inapplicables, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions.