

# iCHAIR XXL

1 614



Poids d'utilisateur autorisé  
XXL : 200 kg (chargement incl.) standard 180 kg (chargement incl.)  
HD : 250 kg (chargement incl.) option

Avec élévation du siège CODE 27




**MEYRA®**



Maximum de stabilité grâce aux composants renforcés



Moteurs puissants



Inclinaison de l'assise



Éclairage LED durable

## L'idéal pour les types costauds

### RENTABILITÉ

- Efficacité grâce à un entretien simple et à une grande facilité de maintenance
- Besoin réduit en réparations grâce à l'utilisation de composants haut de gamme et durables
- La conception modulaire de la famille iCHAIR permet la compatibilité des composants
- De nombreuses possibilités de réglage permettent une adaptation individuelle
- Réutilisation simplifiée grâce à des tolérances d'utilisation optimales, par exemple un poids d'utilisateur standard de 200 kg

### BÉNÉFICE THÉRAPEUTIQUE

- Idéal pour le maintien de la mobilité à la maison, au travail et au bureau
- Décompression efficace et positionnement détendu pour une assise de longue durée grâce à des grandes plages de réglages électriques
- Différents systèmes d'assise en fonction des besoins individuels

### DOMAINE D'UTILISATION

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour une utilisation durable et journalière en vue d'une mobilité autonome, même en cas de sévères troubles fonctionnels
- Personnes travaillant et actives qui ont besoin d'un fauteuil roulant pour diverses situations de la vie quotidienne
- Adapté pour l'extérieur grâce aux grands pneus de série et à la variante de 10 km/h disponible en option
- Les dimensions compactes et la grande maniabilité permettent d'évoluer facilement en intérieur

COMMANDE

DEVIS

VERSION SPÉCIALE

**Veillez faxer le formulaire de commande rempli à : 05733 922 9311**

**Service après-vente : 05733 922 311**

Adresse de facturation / n° client :

---

Adresse de livraison :

---

Notes / Remarques :

**MEYRA®**



**Poids d'utilisateur autorisé**  
 XXL : 200 kg (chargement incl.)  
 standard  
 HD : 250 kg (chargement incl.) option

**Avec élévation du siège CODE 27**  
 180 kg (chargement incl.)

**iCHAIR XXL 1.614**

(Prix pour modèle de base avec plaque d'assise, batteries et chargeur incl., avec accoudoirs standard, avec repose-jambes) :

**11 274,27 €**

Tous les prix sont indiqués TVAC ! Valable du 01.01.2022 au 31.12.2022.

Nos conditions générales de vente s'appliquent, vous pouvez les consulter sur [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB).

Vous trouverez des informations sur les produits sur le site : [www.meyra.de](http://www.meyra.de).

Pour plus d'informations sur la procédure de mesure, veuillez consulter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren).



**Caractéristiques techniques**

Largeur d'assise <sup>1) 2)</sup>	530 - 770
Profondeur d'assise <sup>2)</sup>	430 - 600
Hauteur du dossier <sup>2)</sup>	530 - 570
Longueur de jambe <sup>2)</sup>	370 - 510
Hauteur des accoudoirs <sup>2)</sup>	170 - 280
Hauteur d'assise avant (sans/avec coussin) <sup>2)</sup>	460 - 560 / 530 - 630
Longueur avec repose-pieds	1 150
Longueur sans repose-pieds	850
Largeur, état déplié <sup>9)</sup>	680 - 920

Hauteur sans appuie-tête <sup>2)</sup>	1 020 - 1 150
Longueur de transport	850
Hauteur de transport mini	650
Taille de roue avant	260 x 70 (10")
Taille de roue arrière	356 x 75 (14")
Hauteur d'obstacles max.	60
Rayon de braquage	950
Autonomie avec batterie	
63 Ah (5 h), 73 Ah (20 h) max.	30 - 35
in km <sup>6)</sup>	

**Faites votre choix en cochant les cases correspondantes**

**Version standard** : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## **Caractéristiques techniques**

### POIDS EN KG

Poids de transport à vide, équipement de base min. <sup>4)</sup>	130
Poids de la personne max.	200 / 250
Poids total autorisé, options incl.	340
Chargement maxi	10

### CARACTÉRISTIQUES

Vitesses de conduite km/h	6 / 10
Puissance moteur W	2 x 300 / 2 x 350
Autonomie max. <sup>5) 6)</sup>	35
Montées / descentes autorisées	15 %
Type de direction	indirecte
Inclinaison électrique de l'assise <sup>8)</sup>	0° à 18°
Inclinaison mécanique de l'assise	0° à 10°
Inclinaison électrique du dossier	-10° à 50°
Inclinaison mécanique du dossier	-10° à 30°

Dimensions en mm, poids en kg, roues en pouces, vitesses en km/h, tolérances dimensionnelles ± 10 mm  
Données sous réserve de modifications conceptuelles.

- 1) cf. catégorie 01 Largeur d'assise
- 2) angle d'assise ErgoSeat de 4°
- 4) sans repose-jambes et sans accoudoirs
- 5) dans des conditions de test 6 / 10 km/h avec batterie 73 Ah (20 h)
- 6) cf. catégorie 00 Cadre/Motorisation
- 8) la plage de réglage peut varier de max. +/-3° en fonction de la HA.
- 9) en fonction de la largeur d'assise

**Vous trouverez les options HD pour un poids d'utilisateur de 201 kg à 250 kg dans la catégorie **21****

## **00** **Cadre/Motorisation**

	CODE	DÉSIGNATION		EURO €	
		Vitesse	Puissance moteur	Autonomie	
<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	2 x 300 W	35 km maxi	0,00
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	2 x 350 W	30 km maxi	0,00
<input type="checkbox"/>	893	Suspension XXL renforcée pour poids d'utilisateur de 160 à 200 kg		0,00	

## **01** **Largeur d'assise (LA)**

	CODE	DÉSIGNATION		EURO €
<input type="checkbox"/>	53	LA 530 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm par les accoudoirs (Largeur d'assise de 530 mm)	0,00
<input type="checkbox"/>	358	LA 580 mm	Largeur d'assise réglable en continu de 580 à 700 mm par les accoudoirs (Largeur d'assise de 580 mm)	0,00

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 02 Profondeur d'assise (PA)

Déterminez votre profondeur d'assise dans la catégorie 07 Assise et systèmes d'assise en liaison avec le système d'assise !

## 03 Hauteur d'assise avant (HAAv) en liaison avec la roue directrice (sans coussin d'assise)

\*HAAv mesurée avec une inclinaison d'assise de 4°, bord supérieur de la plaque d'assise

CODE	DÉSIGNATION	Ø INCH / MM	HAUTEUR D'ASSISE AVANT (HAAV) EN MM*			EURO €
			460	510	560	
142	Pneus avec jante alu	10" 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00

**Veillez observer la hauteur du coussin d'assise : coussin d'assise standard +60 mm, ErgoSeat +70 mm**

\*\* CODE 142 seulement en liaison avec la roue motrice 14" CODE 460

\*\*\* en liaison avec le CODE 27, seule la hauteur d'assise max. peut être réglée en fonction du volant

### Options de roue directrice

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 146	Pneus gonflés avec protection contre les crevaisons	0,00
<input type="checkbox"/> 900	Pneus increvables	189,77
<input type="checkbox"/> 816	Garde-boue pour roues directrices	126,51

## 04 Roues motrices

CODE	DÉSIGNATION	Ø EN MM	EURO €
<input type="checkbox"/> 460	Roues motrices 14" avec jantes alu	356	0,00

### Options de roue motrice

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 846	Pneus gonflés avec protection contre les crevaisons	0,00
<input type="checkbox"/> 904	Pneus increvables	212,36
<input type="checkbox"/> 824	Garde-boue pour roues motrices	126,51

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 05 Couleur des pneus

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 908	Noir (résistant à l'abrasion), jante couleur carbone	0,00
<input type="checkbox"/> 909	Gris, jante couleur carbone	0,00

Remarque : les pneus sont composés d'un mélange caoutchouc et peuvent laisser des traces durables ou difficiles à enlever sur certains supports (p. ex. sols en matière synthétique, en bois ou parquets, tapis, moquettes).

Nous ne pouvons assumer aucune responsabilité pour des dommages dus à l'abrasion.

## 06 Inclinaison de l'assise / Élévateur d'assise

CODE	DÉSIGNATION	INCLINAISON DE L'ASSISE	ÉLÉVATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 119	Inclinaison mécanique de l'assise, par paliers	0° à 10°	-	0,00
<input type="checkbox"/> 118	Inclinaison électrique de l'assise, en continu de 18 degrés* version XXL	0° à 18°	-	1 850,52
<input type="checkbox"/> 27	Élévateur à ciseaux jusqu'à 180 kg avec inclinaison, seulement en liaison avec LA 53 ou LA 58	0° à 30°	300 mm	4 257,38

## 07 Assise et systèmes d'assise

CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR D'ASSISE	EURO €
<input type="checkbox"/> 4276 / 788*	Plaque d'assise sans coussin pour systèmes d'assise externes	430 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 4276 / 619*	Plaque d'assise sans coussin pour systèmes d'assise externes	460 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 4276 / 792*	Plaque d'assise sans coussin pour systèmes d'assise externes	490 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 4276 / 793*	Plaque d'assise sans coussin pour systèmes d'assise externes	530 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 4276 / 356*	Plaque d'assise sans coussin pour systèmes d'assise externes	560 mm	0,00
<input type="checkbox"/> 4276 / 360*	Plaque d'assise sans coussin, avec extension de tube d'assise de 30 mm	XL 600 mm	44,05
<input type="checkbox"/> 948 / 788	Siège ErgoSeat	430 mm	360,36
<input type="checkbox"/> 948 / 619	Siège ErgoSeat	460 mm	360,36
<input type="checkbox"/> 948 / 792	Siège ErgoSeat	490 mm	360,36
<input type="checkbox"/> 948 / 793	Siège ErgoSeat	530 mm	360,36
<input type="checkbox"/> 948 / 356	Siège ErgoSeat	560 mm	360,36
<input type="checkbox"/> 948 / 360	Siège ErgoSeat avec extension de tube d'assise de 30 mm	600 mm	360,36

Veuillez observer la hauteur du coussin d'assise : ErgoSeat 70 mm, \*profondeurs d'assise 430, 460, 490, 530, 560, 600 mm réglables.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

**Version standard** : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### 08 Revêtements ErgoSeat

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 237	Revêtement ErgoSeat, textile, noir, avec coutures en gris	0,00
<input type="checkbox"/> 4980	Revêtement ErgoSeat, incontinence, noir	0,00

### 09 Dossier et systèmes de dossier

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 949	Dossier ErgoSeat, hauteur : 530 mm, convertible à 570 mm	360,36

Plaque d'assise 4276      ErgoSeat 948

### 10 Options pour dossiers (réglages)

CODE	DÉSIGNATION	EURO €	
<input type="checkbox"/> 814	Barre de poussée continue	0,00	
<input type="checkbox"/> 913	Appuie-tête, similicuir noir	292,18	
<input type="checkbox"/> 401	Réglage mécanique du dossier	-10° à 30°      Pas de 10°	0,00
<input type="checkbox"/> 25	Réglage électrique du dossier, version XXL	-10° à 50°      en continu	1 838,42
<input type="checkbox"/> 589	Ceinture 4 points		336,61

### 11 Accoudoirs et manchettes

**Veillez observer les caractéristiques fonctionnelles indiquées !**

1 = amovible 2 = réglable en hauteur 3 = réglable en largeur 4 = réglable en profondeur

CODE	DÉSIGNATION	1	2	3	4	EURO €
<input type="checkbox"/> 106	Accoudoir standard avec manchette rembourrée et protège-vêtements noir avec marquage couleur	●	●	●	●	0,00
<input type="checkbox"/> 4960	Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et légère dépression au niveau de l'appui-bras	●	●	●	●	70,03
<input type="checkbox"/> 21	Accoudoir avec manchette rembourrée, protège-vêtements noir avec marquage couleur et appui-bras long coudé	●	●	●	●	266,58

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 12 Repose-jambes

	CODE	DÉSIGNATION	54	805	808	EURO €
<input type="checkbox"/>	93	Repose-jambes, amovibles et pivotants	●	●	●	0,00
<input type="checkbox"/>	91	Repose-jambes avec compensation de longueur, relevables, amovibles et pivotants	-	●	●	971,43
<input type="checkbox"/>	86	Repose-jambes électriques, relevables, amovibles et pivotants, version XXL	●	●	●	1 935,18

## 13 Repose-pieds

	CODE	DÉSIGNATION	PROFONDEUR	LJ	91	93	86	EURO €
<input type="checkbox"/>	54	Repose-pieds monobloc, 60 mm Réglable en profondeur (en 4 paliers), relevable, hauteur et angle réglables	150 mm	280 - 430 mm	-	●	●	174,16
<input type="checkbox"/>	805	Repose-pieds séparés réglables en hauteur, relevables	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●	0,00
<input type="checkbox"/>	808	Repose-pieds séparés, réglables en hauteur, relevable, avec angle réglable	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●	133,28
<input type="checkbox"/>	822	Sangles de fixation pour chaussures (paire)						54,21
<input type="checkbox"/>	823	Talonnière (paire)						106,18

**Veillez observer que la LJ augmente : ErgoSeat +70 mm**

## 14 Batteries et chargeurs

	CODE	DÉSIGNATION	AUTONOMIE 6 KM/H	AUTONOMIE 10 KM/H	EURO €
<input type="checkbox"/>	5158	Batteries exemptes d'entretien env. 66 Ah (5 h), 80 Ah (20 h)	35 km maxi	30 km maxi	0,00
<input type="checkbox"/>	732	Chargeur 8 A			0,00
<input type="checkbox"/>	733	Chargeur 12 A			289,17

## 15 Éclairage

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	932	Éclairage LED actif à l'avant et à l'arrière conforme au Code de la route	0,00



Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 16 Modules de commande et accessoires

CODE	DÉSIGNATION	CONTRÔLE	EURO €
<input type="checkbox"/> 702/415/678	Module de commande R-NET avec écran LED	6 servomoteurs	0,00
<input type="checkbox"/> 702/416/678	Module de commande R-NET avec écran couleur LCD	6 servomoteurs	350,17
<input type="checkbox"/> 702/398/678	Module de puissance/réglage/commande R-NET avec grand écran couleur LCD 3,5" et fonctions IR/Bluetooth, avec capteur de lumière	6 servomoteurs	944,32
<input type="checkbox"/> 4795	Protection antidémarrage, clé		49,70
<input type="checkbox"/> 839*	Commande d'environnement OMNI II pour commandes spéciales (seulement en liaison avec R-Net)		0,00
<input type="checkbox"/> 4615/4597	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise, également durant la conduite (seulement en liaison avec R-Net), montage sur le côté du module de commande		1 349,84
<input type="checkbox"/> 4615/4599	Clavier de réglage externe pour la sélection et l'activation directe de 5 fonctions d'assise, également durant la conduite (seulement en liaison avec R-Net), montage sur le côté opposé du module de commande		1 349,84

\* Seulement en liaison avec CODE 998 programmation spéciale  
Logiciel pour la programmation de R-NET sur demande

### Options pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 74	Montage à droite	0,00
<input type="checkbox"/> 60	Montage à gauche	0,00

## 17 Logiciel

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> <b>NOUVEAU</b> 985	Programmation de série (standard)	0,00
<input type="checkbox"/> <b>NOUVEAU</b> 998	Programmation spéciale (divergeant du standard)	0,00

## 18 Support pour module de commande

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 4859	Support pour module de commande, réglable en longueur	00,00
<input type="checkbox"/> 4566	Support pour module de commande, réglable en longueur et en hauteur	92,62
<input type="checkbox"/> 4860	Support pour module de commande, réglable en longueur et en hauteur, escamotable sur le côté (p. ex. à table)	0,00
<input type="checkbox"/> 851	Support pour module de commande pour accompagnateur (le module de commande peut être déplacé de l'avant à l'arrière) Seulement en liaison avec la barre de poussée continue CODE 814. Pas en liaison avec la commande d'environnement OMNI II CODE 839	334,36
<input type="checkbox"/> 4874	Arceau de protection pour module de commande, pas en liaison avec OMNI II Commande CODE 839	65,52

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 19 Modules de commande spéciaux et commandes spéciales

CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/> 4789	Module de commande supplémentaire avec commutation prioritaire pour accompagnateur, avec montage sur le tube de dossier	702,65
<input type="checkbox"/> 4660	Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à droite	2 012,84
<input type="checkbox"/> 4661	Tablette avec ouverture (centrale) pour module de commande, montée et escamotable à gauche	2 012,84
<input type="checkbox"/> 813	Commande de table, pivotante Seulement en liaison avec le module de commande R-NET avec écran LED CODE 702/415	2 012,84
<input type="checkbox"/> 543	Bouton marche/arrêt externe, vert, diamètre de 63 mm, pour utilisateurs ayant du mal à commander. Les touches du module de commande ou en tant que fonction d'arrêt d'urgence pour accompagnateur. Seulement en liaison avec le module de commande R-NET avec écran couleur LCD CODE 702/416 ou commande d'environnement OMNI II CODE 839	296,80
<input type="checkbox"/> 596	idem CODE 543, couleur jaune, diamètre 63 mm	296,80
<input type="checkbox"/> 778	idem CODE 543, couleur verte, diamètre 30 mm	296,80
<input type="checkbox"/> 779	idem CODE 543, couleur jaune, diamètre 30 mm	296,80
<input type="checkbox"/> 565*	Commande par le menton, écartement latéral électrique, seulement en liaison avec R-NET Module de commande CODE 702 et commande d'environnement OMNI II CODE 839	5 428,45
<input type="checkbox"/> 810*	Commande au menton, pivotement latéral mécanique, seulement en liaison avec le module de commande R-NET CODE 702 et le commande d'environnement OMNI II CODE 839	3 250,56
<input type="checkbox"/> 4611	Joystick isométrique MicroPilot, seulement en liaison avec commande d'environnement OMNI II, CODE 839	4 378,20
<input type="checkbox"/> 4600	Joystick isométrique MicroPilot avec logement et repose-main, seulement en liaison avec commande d'environnement OMNI II, CODE 839	5 622,99
<input type="checkbox"/> 4612	Joystick proportionnel MicroGuide, seulement en liaison avec commande d'environnement OMNI II, CODE 839	4 870,70
<input type="checkbox"/> 4601	Joystick proportionnel MicroGuide avec logement et repose-main, seulement en liaison avec commande d'environnement OMNI II, CODE 839	5 622,99
<input type="checkbox"/> 4940	Support de cou en liaison avec CODE 4611 ou 4612	935,28

\*Seulement en liaison avec code 589 ceinture 4 points

**Les modules de commande spéciaux et les commandes spéciales doivent souvent être adaptés et ne peuvent donc pas, en général, représenter un produit fini. Le positionnement et la programmation doivent être effectués en concertation avec l'utilisateur ou bien élaborés sur place par un technicien. D'autres commandes spéciales sont possibles sur demande.**

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

### Embouts de joystick

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	553	Fourche tétra verticale	192,03
<input type="checkbox"/>	556	Fourche tétra horizontale	192,03
<input type="checkbox"/>	734	Fourche tétra horizontale, réglable à la largeur de la main	126,50
<input type="checkbox"/>	4589	Poignée champignon	64,38
<input type="checkbox"/>	4590	Poignée boule	54,38
<input type="checkbox"/>	4591	Poignée en T	126,51
<input type="checkbox"/>	4593	Manche	64,38
<input type="checkbox"/>	4594	Poignée bouton	64,38
<input type="checkbox"/>	4595	Softball	64,38
<input type="checkbox"/>	4596	Balle de golf petite (d=43 mm)	0,00

### 20 Couleurs de cadre (couleur standard noir mat)

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	5220	Couleur de cadre en couleur d'accent	sur demande

### Couleurs d'accent

	CODE	TUBES DE SIÈGE/DOSSIER/ACCOUDOIR ACCENTUÉ/ REPOSE-PIEDS SÉPARÉS/INSERTS DE JANTES	EURO €
<input type="checkbox"/>	207	noir mat structuré (sans inserts de jantes)	0,00
<input type="checkbox"/>	212	blanc polaire	111,83
<input type="checkbox"/>	186	bleu magique	111,83
<input type="checkbox"/>	227	rouge métallique	111,83
<input type="checkbox"/>	180	lemonreflex	111,83
<input type="checkbox"/>	214	jaune soleil	111,83

Autres couleurs possibles sur demande et contre supplément, cf. nuancier dans le catalogue.  
Inserts de jantes possibles pour roues de 9/10/12/14".

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

## 21 Accessoires pour le fauteuil roulant

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	906	Rétroviseur droit	92,62
<input type="checkbox"/>	927	Rétroviseur gauche	94,88
<input type="checkbox"/>	2676	Film réfléchissant, seulement avec ErgoSeat	100,53
<input type="checkbox"/>	676	Triangle de signalisation arrière	100,53
<input type="checkbox"/>	994	Porte-bagages avec barres métalliques	133,28
<input type="checkbox"/>	970	Porte-canne	65,52
<input type="checkbox"/>	803	Ceinture de sécurité avec boucle, extralongue	106,18
<input type="checkbox"/>	4646	Tablette thérapeutique à pivotement latéral	542,19
<input type="checkbox"/>	590	Cale d'abduction	262,06
<input type="checkbox"/>	260	Fonction mémoire pour l'appui-tête	53,08
<input type="checkbox"/>	957	Pelotes rigides (paire)	232,69
<input type="checkbox"/>	954	Pelotes pivotantes (paire)	600,93
<input type="checkbox"/>	781	Prise de chargement USB	198,80
<input type="checkbox"/>	782	Adaptation universelle pour accueillir les supports de téléphone portable, pas en liaison avec commande d'environnement OMNI II, CODE 839	107,30

\*Support de téléphone portable pas compris dans la fourniture

## 22 Prestations de services

	CODE	DÉSIGNATION	EURO €
<input type="checkbox"/>	55704*	Forfait de paramétrage spécifique au client (pas de possibilité de remise)	551,20

\* La prestation de services sur place comprend uniquement une adaptation simple des jeux de paramètres, tels que accélération, vitesse, etc.

Faites votre choix en cochant les cases correspondantes

Version standard : si vous n'effectuez pas d'autre sélection, nous livrons en principe la version standard.

23

## Options HD pour un poids d'utilisateur de 201 kg à 250 kg

VERSION SPÉCIALE	DÉSIGNATION	PRIX
<input type="checkbox"/> 3060	LA 530, version renforcée. Largeur d'assise réglable en continu de 530 à 650 mm via les accoudoirs (largeur de la surface d'assise 530 mm). Seulement en liaison avec CODE 54. Largeur du cadre de châssis identique au mod. 1 614. Seulement avec v = 6 km/h - 350 W	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3061	LA 580, version renforcée. Largeur d'assise réglable en continu de 580 à 700 mm via les accoudoirs (largeur de la surface d'assise 580 mm). Seulement en liaison avec CODE 54. Largeur du cadre cadre identique au mod. 1 614. Seulement avec v = 6 km/h - 350 W	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3062	LA 620, version renforcée. Largeur d'assise réglable en continu de 620 à 740 mm via les accoudoirs (largeur de la surface d'assise 620 mm). Seulement en liaison avec CODE 54. Largeur du cadre de châssis 50 mm plus large que le mod. 1 614. Seulement avec v = 6 km/h	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3063	LA 650, version renforcée. Largeur d'assise réglable en continu de 650 à 770 mm via les accoudoirs (largeur de la surface d'assise 650 mm). Seulement en liaison avec CODE 54. Largeur du cadre cadre 50 mm plus large que le mod. 1 614. Seulement avec v = 6 km/h	2 442,12
<input type="checkbox"/> 3064	Inclinaison mécanique de l'assise 0° à 10° par paliers. En liaison avec la variante spéciale 3060 - 3063	0,00
<input type="checkbox"/> 3065	Inclinaison électrique de l'assise 0° à +18°. En combinaison avec la variante spéciale 3060 - 3063	2 073,89
<input type="checkbox"/> 3066	Réglage mécanique du dossier de -10° à +30° par paliers de 10° avec tubes télescopiques et axe de verrouillage à billes. En combinaison avec la variante spéciale 3060 - 3063	0,00
<input type="checkbox"/> 3067	Réglage électrique du dossier, en continu de -10° à +50°. En liaison avec la variante spéciale 3060 - 3063	2 516,67
<input type="checkbox"/> 3068	CODE 91. Repose-jambes à réglage mécanique de la hauteur, amovible. Seulement en liaison avec la planche repose-pieds monobloc et la plaque repose-mollets monobloc. La planche repose-pieds monobloc se laisse seulement rabattre vers l'arrière, en direction du siège !	1 109,24
<input type="checkbox"/> 3090	Repose-jambes standards, amovibles, en liaison avec la planche repose-pieds monobloc. La planche repose-pieds monobloc se laisse seulement rabattre vers l'arrière, en direction du siège	0,00
<input type="checkbox"/> 3069	CODE 86. Repose-jambes à réglage électrique de la hauteur, amovible. Seulement en liaison avec la planche repose-pieds monobloc et la plaque repose-mollets monobloc. La planche repose-pieds monobloc se laisse seulement rabattre vers l'arrière, en direction du siège !	3 585,25

## Commentaires sur la commande :

Date :

Signature :

Version : 01/01/2022

**DONNÉES DE L'UTILISATEUR**


Prénom* :	<input type="text"/>
Nom* :	<input type="text"/>
Rue :	<input type="text"/>
CP :	<input type="text"/>
Lieu* :	<input type="text"/>
Pays :	<input type="text"/>
Date de naissance* :	<input type="text"/>
Diagnostic -1- :	<input type="text"/>
Diagnostic -2- :	<input type="text"/>
Téléphone :	<input type="text"/>
Mobile :	<input type="text"/>
Courriel :	<input type="text"/>
Numéro de commande :	<input type="text"/>

\*Champs de saisie obligatoires !

**DIMENSIONS ANATOMIQUES (EN MM) :**

Pour la détermination, voir les croquis dans les informations ci-jointes !

1) Profondeur d'assise* :	<input type="text"/>
2) Largeur d'assise* :	<input type="text"/>
3) Largeur de poitrine :	<input type="text"/>
4) Profondeur de poitrine :	<input type="text"/>
5) Hauteur du coude :	<input type="text"/>
6) Hauteur des aisselles :	<input type="text"/>
7) Hauteur du dos :	<input type="text"/>
8) Hauteur de tête :	<input type="text"/>
9) Longueur de l'avant-bras :	<input type="text"/>
10) LJ* :	<input type="text"/>
Taille du corps* :	<input type="text"/>
Poids (kg)* :	<input type="text"/>




Les dimensions d'assise sont toujours mesurées sans coussin d'assise !

Je confirme que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.  
 J'accepte la transmission des informations/données que j'ai faites et des photos/vidéos que j'ai prises à MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) et au commerce spécialisé aux fins de l'exécution du contrat/de la fabrication du produit.

.....  
 Date/Signature

Ceci certifie que toutes les informations saisies sont correctes et exactes.


.....  
 Date/signature du revendeur spécialisé



CODE 118



CODE 237



CODE 948/949



CODE 25




CODE 106



CODE 4960



CODE 93/54



CODE 92/808



CODE 932




CODE 702/416/678



CODE 839



CODE 702/398/678



CODE 4615




CODE 4789




CODE 553




CODE 556




CODE 734



CODE 4589




CODE 4590



CODE 4591



CODE 4593



CODE 4594



CODE 4595



CODE 970



CODE 781



CODE 782



## 1. GÉNÉRALITÉS - CHAMP D'APPLICATION

**1.1.** Les conditions générales de vente (CGV) de MEYRA GmbH s'appliquent à tous les contrats conclus avec les clients de l'entreprise. Elles s'appliquent également à toutes les transactions futures avec le client, même sans nouvel accord distinct.

**1.2.** Le client accepte les CGV de MEYRA GmbH comme engageantes pour le présent contrat ainsi que pour tous les contrats futurs. Les conditions générales de vente du client ou de tiers ne sont pas applicables. De telles conditions n'engagent pas MEYRA GmbH, même si elles ne sont pas expressément contredites dans des cas individuels.

**1.3.** Ces conditions ne s'appliquent que si le client est un entrepreneur (§ 14 BGB), une personne morale de droit public ou un fond spécial de droit public.

## 2. OFFRE, CONCLUSION DE CONTRAT

**2.1.** Les offres faites par MEYRA GmbH peuvent être modifiées sans préavis et ne sont pas contraignantes, sauf si elles sont expressément marquées comme telles.

**2.2.** MEYRA GmbH peut accepter les ordres ou les commissions du client dans les 14 jours suivant leur réception au moyen d'une confirmation d'offre sous forme de texte.

**2.3.** Le contrat est conclu par la confirmation de l'offre sous forme de texte, cela étant également valable pour toute modification ou complément de commande.

**2.4.** Nous nous réservons les droits de propriété et les droits d'auteur sur tous les documents fournis au client dans le cadre de la passation de la commande. Ces documents ne peuvent être rendus accessibles à des tiers, sauf accord exprès et écrit de notre part. Si nous n'acceptons pas l'offre du client dans le délai prévu au point 2.2, ces documents doivent nous être retournés sans délai.

## 3. PRIX

**3.1.** Les prix sont calculés exclusivement en EURO. Tous les prix sont des prix nets. La taxe sur la valeur ajoutée au taux légal est payable en sus.

**3.2.** Sauf accord écrit contraire, nos prix s'entendent départ usine, hors emballage et chargement. Les frais d'emballage et de chargement sont facturés séparément.

**3.3.** Dans la mesure où les prix catalogue servent de base, c'est la liste de prix en vigueur au moment de la commande qui prime. Des modifications de prix sont autorisées s'il y a plus de quatre mois entre la conclusion du contrat et la date de livraison convenue. Si les salaires ou les coûts des matériaux augmentent par la suite jusqu'à l'achèvement, nous sommes en droit d'augmenter le prix de manière appropriée en fonction de l'augmentation des coûts. Le client n'a le droit de résilier le contrat que si l'augmentation du prix dépasse de façon non négligeable l'augmentation du coût général de la vie entre la commande et la livraison.

**3.4.** Dans le cas de commandes consécutives, MEYRA GmbH n'est pas liée par les prix d'un contrat précédent.

**3.5.** Si la valeur de la commande est inférieure à une limite de 150,00 € en valeur nette de marchandises, un supplément pour quantité minimale incluant le fret de 9,50 € sera perçu.

## 4. EXPÉDITION, TRANSFERT DE RISQUE

**4.1.** Le lieu d'exécution des livraisons est le siège social de MEYRA GmbH, sauf convention contraire expresse.

**4.2.** Si les marchandises sont expédiées au client à la demande de ce dernier, le risque de perte ou de détérioration accidentelle des marchandises est transféré au client dès que les marchandises (y compris les livraisons partielles) ont été remises au tiers désigné pour effectuer l'expédition. Ceci s'applique indépendamment du fait que les marchandises

soient expédiées à partir du lieu d'exécution ou de la personne supportant les frais de transport.

**4.3.** En cas de revendications envers MEYRA GmbH à cause de dommages dus au transport ou de pertes, le client doit noter les dommages sur les documents de transport ou, en cas de perte, faire immédiatement établir un procès-verbal et nous en informer dans un délai d'une semaine.

**4.4.** Une assurance contre des dommages dus au transport n'est souscrite qu'à la demande expresse et aux frais du client.

**4.5.** En cas de retard dans la remise ou l'expédition dont le client est responsable, le risque est transféré au client dès la notification de la disponibilité de l'expédition.

**4.6.** En l'absence d'instructions particulières de la part du client, MEYRA GmbH choisira l'itinéraire et le moyen de transport sans garantie et sans responsabilité pour le mode d'expédition le moins cher et le plus rapide.

## 5. DÉLAI DE LIVRAISON, ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

**5.1.** Les délais de livraison annoncés s'entendent comme délais estimés, sauf si une date précise a été expressément convenue par écrit.

**5.2.** Si les parties ont convenu d'un délai de livraison, celui-ci commence à partir de la date de la confirmation de la commande. Le délai de livraison est considéré comme respecté si la marchandise a quitté l'usine ou si l'avis de mise à disposition pour l'expédition a été donné avant l'expiration du délai de livraison.

**5.3.** Le respect des dates de livraison et d'exécution convenues est subordonné à la réception en temps utile de tous les documents à fournir par le client ainsi qu'à la fourniture en temps utile de toutes les informations nécessaires et à l'exécution de toutes les autres obligations par le client. Si ces conditions préalables ne sont pas remplies à temps, les délais sont prolongés en conséquence.

**5.4.** MEYRA GmbH n'est pas responsable des retards de livraison dus à des cas de force majeure ou à d'autres événements imprévisibles au moment de la conclusion du contrat (par exemple, grève, perturbations opérationnelles, incapacité de l'entreprise à livrer à temps, retards de transport, conditions météorologiques défavorables, etc.). Le délai de livraison est prolongé de la durée de l'empêchement temporaire d'exécution dont MEYRA GmbH n'est pas responsable, plus un délai de reprise raisonnable.

**5.5.** Si les retards qui en résultent dépassent la période de six semaines, les deux parties contractantes ont le droit de résilier le contrat en ce qui concerne l'étendue des prestations concernées.

**5.6.** MEYRA GmbH est en droit d'effectuer des livraisons partielles dans la mesure où la livraison partielle est utilisable par le client dans le cadre de l'objectif contractuel prévu, où la livraison des marchandises restantes est assurée et où le client n'encourt pas de frais supplémentaires de ce fait.

## 6. PAIEMENT

**6.1.** Les montants de la facture doivent être payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de la facture sur l'un des comptes bancaires que nous avons indiqués. Si la facture n'est pas une livraison de pièces de rechange ou une facture de réparation, le client a droit à un escompte de 2 % si le paiement est effectué dans les 8 jours suivant la réception de la facture.

**6.2.** Nous n'acceptons les chèques et les lettres de change qu'après accord exprès. L'acceptation s'effectue sous réserve de validité. Des corrections de factures par chèques et lettres de change sont faites sous réserve de leur encaissement. Les dates de valeurs correspondent au jour où nous disposons définitivement de la contre-valeur.

**6.3.** Si le client ne paie pas à la date d'échéance, des intérêts doivent être facturés sur les montants

impayés à un taux de 8% au-dessus du taux d'intérêt de base respectif p.a. Nous nous réservons le droit de réclamer des dommages et intérêts plus élevés en cas de dommages dus à un plus grand retard.

**6.4.** Si le client est en retard de paiement, toutes les autres créances fondées sur le même rapport juridique deviennent immédiatement exigibles sans qu'une notification distincte ne s'avère nécessaire.

**6.5.** Le client n'a un droit de compensation que si ses contre-prétentions ont été légalement établies ou sont incontestées. Le client ne peut exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa demande reconventionnelle est fondée sur la même relation contractuelle.

**6.6.** MEYRA GmbH est en droit de céder ses créances résultant des livraisons et des prestations.

## 7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

**7.1.** Les marchandises livrées par MEYRA GmbH restent la propriété de MEYRA GmbH jusqu'à ce que toutes les créances envers le client, y compris les créances futures, aient été intégralement réglées.

**7.2.** Le client peut vendre la marchandise réservée dans le cadre normal de ses affaires. Il n'est pas autorisé à disposer de la marchandise d'une autre manière, notamment en transférant la propriété à titre de garantie ou en la mettant en gage. Les créances du client résultant de la revente de la marchandise réservée (y compris d'autres créances telles que les créances d'assurance ou les créances résultant d'actes délictueux en cas de perte ou de destruction) sont cédées à MEYRA GmbH à titre de garantie. MEYRA GmbH accepte la cession. Le client est en droit de recouvrer la créance cédée tant qu'il subvient à ses obligations de paiement. En cas de retard de paiement de la part du client, nous sommes en droit de révoquer l'autorisation de recouvrement.

**7.3.** Si la marchandise réservée est transformée par le client, il est convenu que la transformation est effectuée au nom et pour le compte de MEYRA GmbH en tant que fabricant et que MEYRA GmbH en acquiert la propriété directe ou - si la transformation est effectuée à partir ou en relation avec des matériaux appartenant à plusieurs propriétaires ou si la valeur de l'objet transformé est supérieure à la valeur de la marchandise livrée - la copropriété (propriété fractionnée) de l'objet nouvellement créé dans le rapport entre la valeur de l'objet livré et la valeur de l'objet nouvellement créé. Dans la mesure où MEYRA GmbH perd sa propriété par liaison ou mélange ou si elle ne devient pas propriétaire de l'objet de la livraison en cas de transformation, le client cède d'avance à MEYRA GmbH une part de copropriété de l'objet uniforme correspondant à la valeur proportionnelle de l'objet de la livraison. Par la présente, MEYRA GmbH accepte l'offre. La remise est remplacée par la conservation gratuite de l'objet.

**7.4.** Le client est tenu de nous informer immédiatement de tout accès de tiers à la marchandise livrée sous réserve de propriété et de fournir les informations et remettre les documents nécessaires pour faire valoir nos droits. En même temps, le client doit informer le tiers de la propriété de MEYRA GmbH sans qu'on lui demande de le faire. Les frais qui en découlent sont à la charge du client.

**7.5.** MEYRA GmbH s'engage à libérer les garanties qui lui reviennent à la demande du client dans la mesure où elles dépassent de plus de 20% la valeur des créances à garantir. MEYRA GmbH est responsable de la sélection des titres à libérer.

**7.6.** En cas de demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité concernant le client, nous interdisons la revente ou la transformation de nos marchandises sous réserve de propriété et révoquons notre autorisation de recouvrer les créances qui nous ont été cédées.

**7.7.** En cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit d'exiger la remise immédiate de la marchandise sous réserve de propriété.

## 8. GARANTIE / RESPONSABILITÉ

**8.1.** Le client doit inspecter les marchandises livrées immédiatement après la livraison. Dans la mesure où il s'agit de défauts évidents ou de défauts qui auraient dû être constatés lors d'un examen approfondi, le client doit nous faire part de ses réclamations par écrit dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la livraison. Après l'expiration de ce délai, toute responsabilité pour ces défauts est exclue. Les droits de garantie pour les vices cachés n'existent que s'ils nous sont signalés par écrit dans un délai d'une semaine après leur découverte.

**8.2.** En cas de livraison défectueuse, nous sommes en droit de choisir à notre gré entre la réparation de l'article défectueux et son remplacement par une nouvelle livraison sans défaut. Le client est tenu de mettre gratuitement à notre disposition l'article défectueux pour contrôle et rectification. Si la réparation ou le remplacement échoue, n'est pas effectué dans un délai raisonnable ou est refusé par nous, le client peut, à son gré, résilier le contrat ou réduire la valeur du prix d'achat. Il n'est pas nécessaire de fixer un délai dans les cas où la loi ne l'exige pas.

**8.3.** La garantie ne s'applique pas si le client modifie ou fait modifier l'objet de la livraison par un tiers sans notre accord préalable et si cela rend la réparation du défaut impossible ou déraisonnablement difficile. Dans tous les cas, cependant, le client doit supporter les coûts supplémentaires liés à la réparation du défaut résultant de la modification.

**8.4.** Les dispositions ci-dessus n'affectent pas la garantie que nous avons éventuellement accordée au premier utilisateur de l'appareil de rééducation.

**8.5.** Sont exclus de la garantie l'usure liée au fonctionnement de tous les articles, ensembles, batteries et pièces détachées que nous avons fournis ainsi que le stockage, l'utilisation ou le traitement inapproprié ou non conforme des marchandises.

**8.6.** Toute autre prétention du client, notamment pour des dommages en lieu et place de la prestation et pour la réparation d'autres dommages directs ou indirects - y compris les dommages concomitants ou consécutifs, quel qu'en soit le fondement juridique - est exclue. Ceci ne s'applique pas si MEYRA GmbH a dissimulé frauduleusement un défaut juridique ou matériel ou si le dommage est dû à une intention ou à une négligence grave de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses agents d'exécution ou s'il y a eu une violation par négligence d'obligations contractuelles importantes. Les obligations contractuelles essentielles sont celles dont l'exécution est essentielle à la bonne exécution du contrat et sur le respect desquelles le contractant compte régulièrement et peut compter. En cas de dommages matériels et de pertes financières causés par une négligence légère, l'obligation d'indemnisation de MEYRA GmbH est toutefois limitée au montant du dommage prévisible et typique du contrat. En outre, les dommages corporels et/ou les atteintes à la santé causés par un manquement fautif à une obligation de la part de MEYRA GmbH, de ses représentants légaux ou de ses agents d'exécution ne sont pas exclus.

**8.7.** La responsabilité au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits n'est pas affectée.

## 9. PRESCRIPTION

Les revendications du client en raison de défauts matériels se prescrivent par deux ans après la remise/livraison de la marchandise au client. Pour les dispositifs de remplacement et les réparations, le délai de prescription est de 1 an à compter de la remise/livraison des marchandises au client. Sont exclues les demandes de dommages-intérêts pour atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé et/ou les demandes de dommages-intérêts pour des dommages causés par une négligence grave ou un acte intentionnel de la part de MEYRA GmbH ou de ses agents d'exécution. À cet égard, les délais de prescription légaux s'appliquent.

## 9.1. SERVICE DE REMPLACEMENT DES APPAREILS

Indépendamment de la garantie, MEYRA GmbH offre aux clients la possibilité d'échanger des appareils défectueux contre des appareils remis à neuf. Les dispositions suivantes s'appliquent à ces dispositifs offerts en échange :

- Les appareils échangés sont entièrement révisés et en ordre du point de vue technique.

- L'appareil défectueux doit être renvoyé gratuitement à MEYRA GmbH dans un délai de 15 jours ouvrables. L'appareil retourné devient notre propriété.

- Si nous ne recevons pas l'appareil en retour, nous facturerons pour l'appareil de remplacement, livré 95 % du prix neuf.

- L'appareil retourné doit correspondre, du point de vue type et version, à l'appareil de remplacement livré. En outre, l'appareil doit pouvoir être réutilisé et ne présenter que des traces d'usure résultant d'une utilisation normale.

- L'évaluation de la conformité de l'appareil retourné aux critères susmentionnés incombe à MEYRA GmbH. Si les conditions ne sont pas remplies, nous facturerons également le montant susmentionné diminué de la valeur résiduelle de l'appareil retourné.

## 10. GARANTIE DE SÉCURITÉ DU PRODUIT

### 10.1. RAPPEL DE PRODUIT

Si un rappel de produit s'avère nécessaire en raison d'un défaut des marchandises livrées ou en raison d'obligations légales existantes, le client est tenu de coopérer à la mise en œuvre du rappel de produit afin de permettre une mise en œuvre efficace du rappel de produit. Dans le cas d'un rappel de produit nécessaire, le client est notamment tenu d'informer MEYRA GmbH de l'endroit où se trouvent les articles livrés dans la chaîne d'approvisionnement ultérieure jusqu'au client final. À cette fin, le client doit conserver en permanence une documentation appropriée sur la localisation des marchandises et la mettre à la disposition de MEYRA GmbH sur demande. Dans la mesure où le client fournit des revendeurs avec les marchandises livrées, le client est tenu d'imposer contractuellement au revendeur les obligations de coopération spécifiées ici afin de garantir la mise en œuvre d'un rappel efficace des produits.

**10.2.** Le client est tenu d'instruire le client final sur la manipulation et l'utilisation des produits fournis par du personnel spécialisé et formé. Dans la mesure où le client fournit les produits livrés à des revendeurs, le client est tenu d'imposer contractuellement l'obligation d'instruire le revendeur sur la manipulation et l'utilisation du produit livré comme stipulé.

## 11. RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATIONS PORTANT SUR LA CONSTRUCTION

Il convient de noter que MY INDOIVIDUAL est soumis à des règles légales plus strictes. Les modifications constructives des articles de MEYRA GmbH par le client ou un tiers mandaté par ses soins ne sont autorisées que si elles sont conformes aux exigences de sécurité et si notre direction en a préalablement donné son accord par écrit. À cette fin, un modèle modifié ainsi qu'un dessin de conception doivent être mis à notre disposition sur demande. Si des modifications de conception sont effectuées sans l'accord préalable par écrit de notre direction et si des tiers subissent, à cause de ces modifications, des dommages dont nous sommes responsables dans le cadre de la relation externe, le client est tenu de nous dégager de la relation interne contre toutes les prétentions du tiers.

## 12A. RETOUR DE MARCHANDISES, PRODUITS FINIS ET SOUS-ENSEMBLES

Les marchandises retournées sans bordereau de livraison ni copie de la facture ne seront pas reprises. Les marchandises retournées (dans leur emballage d'origine et absolument neuves) seront créditées de 80 % de la valeur nette de la marchandise. Sont exclus du retour les articles dont la livraison date de plus de 3 mois, MY INDIVIDUAL, les articles d'hygiène, les piles usagées ou remplies et les articles dont la valeur nette est inférieure à 100,00 €. En outre, les fauteuils roulants fabriqués individuellement (par exemple, les fauteuils roulants pour enfants et les fauteuils roulants adaptés) sont exclus. Le risque du transport incombe à l'expéditeur et à lui seul. Si des frais de nettoyage et/ou de désinfection sont engagés pour des retours autorisés, ils seront facturés à un tarif forfaitaire d'au moins 79 € nets

## 12B. ANNULATION DE COMMANDES DE PRODUITS FINIS

**12B.1.** Les annulations de commandes ne sont pas possibles sans l'accord préalable de MEYRA GmbH.

**12B.2.** Les annulations doivent être faites par écrit.

**12B.3.** Si l'annulation des produits finis prêts à être livrés a été autorisée, les dispositions suivantes s'appliquent :

- Les articles de réadaptation seront crédités en totalité. Des fauteuils roulants en construction spéciale et fauteuils roulants de sport ne seront systématiquement pas repris.

- En cas d'annulation de fauteuils roulants adaptés, un pourcentage de 20% de la valeur nette de la marchandise sera retenu.

Les frais d'annulation pour les fauteuils roulants électriques et scooters sont de 5 %. Pour des fauteuils roulants standard ou légers, des frais d'annulation de 10 % seront facturés.

## 12C. RETOUR / ÉLIMINATION

Nos prix s'entendent à l'exclusion des frais de reprise et d'élimination des vieux équipements complets provenant d'utilisateurs autres que les ménages privés. Sur demande, nous organisons également le retour et le recyclage / l'élimination de ces équipements, dans la mesure où ils ont été distribués par nos soins, contre remboursement des frais encourus. Les renvois sans l'accord préalable de MEYRA GmbH ne sont pas possibles.

## 13. UTILISATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Nous avons le droit de stocker les données personnelles du client dans le cadre des dispositions légales, en particulier du règlement de base sur la protection des données, et de traiter ces données en interne.

## 14. JURIDICTION COMPÉTENTE, DROIT applicable, clause de sauvegarde

**14.1.** Sauf convention expresse contraire, le lieu d'exécution est le siège social de MEYRA GmbH à Kalletal-Kalldorf.

**14.2.** Le lieu de juridiction pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle est déterminé par notre siège social à Kalletal-Kalldorf. Nous avons également le droit de poursuivre le client au lieu de sa juridiction.

**14.3.** Le droit de la République fédérale d'Allemagne s'applique à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

**14.4.** Si certaines dispositions des présentes conditions générales sont totalement ou partiellement nulles ou inefficaces, la validité des autres dispositions n'est pas affectée.