

ZX3

1.370



Geschikt voor personenvervoer. Getest volgens ISO 7176-19



Toegestane Gebruikersgewicht tot 150 kg



MEYRA[®]



Kenmerken van een thermisch gelaste rolstoel



Extreem compact



Beensteunen met nieuw design



Modern design

Swing it!

- Integratie in de ZX familie brengt een hoge compatibiliteit bij onderdelen met zich mee.
- Minimale slijtage en reparatienoodzaak door integraal ontwerp van het frame en kwaliteit van de aanvullende componenten
- Snelle en betrouwbare levering van reserveonderdelen, duurzaam ondersteund door een landelijk detailhandelnetwerk
- Stabilisering en mobilisering van gebruikers met neurologische aandoeningen, onder anderen door optimale rijeigenschappen, goede ondersteuning bij het zitten en het lichte gewicht
- Een rechte voorkant en wegzwenkbare, afneembare beensteunen maken dicht naderen van alledaagse voorwerpen probleemloos mogelijk
- Vouwmechanisme voor zelfstandig transport per auto
- Aan te passen aan functieveranderingen van de gebruiker, bijvoorbeeld door aanpassing met elektrische aandrijvingen
- Uitgebreid assortiment van toebehoren voor langdurig gebruik
- Bij duurzame en lange termijn zorg
- Zeer geschikt voor vele medische aandoeningen, waaronder ernstige beperkingen
- Voor gebruikers met geringe loop- en standvermogens (transfer via stand)
- Bij neurologische aandoeningen

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: +49 5733 922 9311

Klantenservice: +49 5733 922 0

Facturatieadres / klantnr.:
.....
Leveringsadres:
.....
Referentie / opmerkingen:

MEYRA



 *Geschikt voor personenvervoer.
Getest volgens ISO 7176-19*

ZX3 1.370

(Prijs voor het basismodel, incl. zijdelen, incl. voetsteunen):

€ 2.187,56

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 01-01-2018 – 31-12-2018.
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Technische gegevens

Zitbreedte	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
Breedte rijklaar	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
Breedte gevouwen	300 bij 0° camber resp. 350 bij 3° camber										
Zitdiepte	360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 / 520										
Zithoogte voor // achter	430 tot 530 / 400 tot 505										
Totale hoogte	Zithoogte achter + rughoogte										
Rughoogte	variabel van 250 tot 450, 500 met in hoogte verstelbare duwhandvatten CODE 410										
Armsteunhoogte	ca. 150 - 290										
Lengte met voetsteun	880 - 1.100 (afhankelijk van de framelengte, wielmaat en aspositie)										

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Technische gegevens

Gebruikersgewicht	150
Gewicht rolstoel	vanaf 11
Transportgewicht	6,5
Achterwielen	610 (24") 660 (26")

00 Framevorm (framelengte)

	CODE	OMSCHRIJVING	FL IN MM	ZD IN MM	TL IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/>	352	Frame kort	540	360 - 400	880 - 980	0,00
<input type="checkbox"/>	353	Frame middel	580	420 - 440	920 - 1.020	0,00
<input type="checkbox"/>	354	Frame lang	620	460 - 480	960 - 1.060	0,00
<input type="checkbox"/>	355	Frame extra lang	660	500 - 520	1.000 - 1.100	0,00

Controleer en kies uw zitdiepte in categorie 02!

01 Zitbreedte (ZB)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	32	ZB 320 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	34	ZB 340 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	36	ZB 360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	38	ZB 380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	40	ZB 400 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	342	ZB 420 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	344	ZB 440 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	46	ZB 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	48	ZB 480 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	350	ZB 500 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	952	ZB 520 mm	0,00

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

02 Zitdiepte (ZD)

	CODE	OMSCHRIJVING	FRAME CODE	EURO €
<input type="checkbox"/>	366	ZD 360 mm incl. zakje onder zitting	352	0,00
<input type="checkbox"/>	368	ZD 380 mm incl. zakje onder zitting	352	0,00
<input type="checkbox"/>	615	ZD 400 mm incl. zakje onder zitting	352	0,00
<input type="checkbox"/>	784	ZD 420 mm incl. zakje onder zitting	353	0,00
<input type="checkbox"/>	618	ZD 440 mm incl. zakje onder zitting	353	0,00
<input type="checkbox"/>	619	ZD 460 mm incl. zakje onder zitting	354	0,00
<input type="checkbox"/>	787	ZD 480 mm incl. zakje onder zitting	354	0,00
<input type="checkbox"/>	792	ZD 500 mm incl. zakje onder zitting	355	137,27
<input type="checkbox"/>	791	ZD 520 mm incl. zakje onder zitting	355	137,27

03 Zithoogte voor (VZH) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

horizontale kolommen = zithoogtes in mm verticale lijnen = Ø diameter zwenkwiel in mm

Selecteer uw gewenste zithoogte door de combinatie van opties zithoogte en wielmaat.
Het maximale zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 90 mm!

VSH	CODE 645 luchtbanden	CODE 161 lekvrije banden	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 100			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ø 125					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 142							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 180	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Door het selecteren van de VZH wordt automatisch een standaard zwenkwiel geconfigureerd. Kies optioneel Xtrends zwenkwielen in de onderstaande tabel.

Zwenkwielen Xtrends

	CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	VELG	BANDEN	Ø X B	EURO €
<input type="checkbox"/>	689	1068963	Lightwheel (paar)	Kunststof	Rubber transparant / in kleur	100 x 23 mm	73,00
<input type="checkbox"/>	689	1072385	Zwenkwiel (paar)	Alu zilver	Rubber	100 x 32 mm	164,00
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Zwenkwiel (paar)	Alu zilver	Rubber	125 x 32 mm	164,00

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

04 Zitkussen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	560	Zitkussen 30 mm	54,90
<input type="checkbox"/>	561	Zitkussen 60 mm	54,90

Selecteer de gewenste kleur in de categorie 16 zit- en rugkussens.

05 Zithoogte voor (AZH) in combinatie met aandrijf wiel (zonder zitkussen)

horizontale kolommen = zithoogtes in mm verticale lijnen = Ø aandrijf wiel

Selecteer uw gewenste zithoogte door de combinatie van opties zithoogte en wielmaat.

Het maximale zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 90 mm! 25" en 26" zie Xtrends aandrijfwielen.

	400	410	420	430	440	445	450	460	465	470	480	485	490	505
Ø 24 x 1"	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Ø 24 x 1 3/8"		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Ø 25 x 1"		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Ø 26 x 1"						<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

06 Uitbreiding van de aandrijf wiel positie

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	865	Multiblok ter verlenging van de aandrijf wiel positie met 35 mm naar voren of naar achteren. Uitsluitend in combinatie met varioblok CODE 767 en HSH 420, 440 en 460 mm. Niet met „light“ drukrem CODE 595 combineerbaar. Niet in comb. kledijbeschermer CODE 107 bij 3°-camber CODE 447	177,94

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Achterwielen positie horizontaal (zwaartepunt instelling)

Meetprocedure: Midden rugbuis tot midden as (zie bijgevoegde informatie)

Varioblok	Actief CODE 766			Middel CODE 767			Passief CODE 768		
Positie	1	2	3	4	5	6	6	7	8
Keuze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

07 Achterwielen in combinatie met zithoogte

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/> 651	SILVERDESIGN met radialspreken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)	24"	-	0,00
<input type="checkbox"/> 695	Actief wiel met radialspreken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in zwart (paar) Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij een dynamische rijstijl! Niet in combinatie met PU banden CODE 902	24"	-	259,29
<input type="checkbox"/> 752	„Light“-wiel incl. RightRun light banden en alu-handvelg zwart, uitsl. in comb. m. 0°-camber CODE 423 (paar) Aanbevolen tot 90 kg gebruikersgewicht!	24"	-	336,56

Kies daartoe bij CODE 651 en 695 het handvelgenwiel in de categorie 08 en bijbehorende banden in categorie 09.

Selecteer optioneel Xtrends aandrijfwielen incl. handvelgen en banden in plaats van de aandrijfwielen CODE 651, 695 of 752

Achterwielen Xtrends

CODE	ARTIKEL	OMSCHRIJVING	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/> 688	1068705	Six-Star incl. 8 bar hogedruk banden en alu-grijpring (paar)	24 x 1"	532,00
<input type="checkbox"/> 688	1068707	CROSS-wiel incl. alu-velg en grove profielbanden en roestvrijstalen grijpring (paar)	24 x 1,75"	370,00
<input type="checkbox"/> 688	1073641	Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Marathon Plus Evolution en tetra-grijpring (paar) Op verzoek witte of oranje spaken!	24 x 1"	848,00
<input type="checkbox"/> 688	1073640	Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen grijpring (paar) Op verzoek witte of oranje spaken!	24 x 1"	728,00
<input type="checkbox"/> 688	1068713	Black Light incl. Marathon Plus Evolution en alu-grijpring (paar)	24 x 1"	532,00
<input type="checkbox"/> 688	<input type="checkbox"/> 1075478 25 x 1"	Actieve wiel met radialspreken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in zwart, incl. Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen grijpring. (paar) Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij een dynamische rijstijl!	25" 26"	199,00
	<input type="checkbox"/> 1075479 26 x 1"			

Deze trendy wielen zijn per paar verkrijgbaar Verschillende kenmerken van Xtrends wielen verkrijgbaar op aanvraag.

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Achterwielen opties Vergrendeling voor dwarslaesie patiënten

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 697	Ontgrendeling voor dwarslaesiepatiënten, vereenvoudigt het verwijderen van aandrijfwielen Uitsluitend in comb. met aandrijfwielen CODE 651 en 695, aanbevolen in combinatie met 3°-camber CODE 447	131,17

Camber

<input type="checkbox"/> 423	0°-camber (spoor verstelbaar en camber kan later gewijzigd)	0,00
<input type="checkbox"/> 447	3°-camber (spoor verstelbaar en camber kan later gewijzigd)	0,00

08 Grijpringen en opties grijpringen (niet te combineren met Xtrends-wielen)

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 445	Titanium, met 6 houders, uitsluitend in combinatie met actief-wiel CODE 695	24"	-		342,66
<input type="checkbox"/> 493	Roestvrijstaal glanzend gepolijst	24"	-		0,00
<input type="checkbox"/> 494	Aluminium, niet in comb. m. actief-wiel CODE 695	24"	-		0,00
<input type="checkbox"/> 168	OptiGrip speciale grijpringen voor dwarslaesie patiënten	24"	-	522955 205116000214	296,90
<input type="checkbox"/> 166	Grijpringovertrekken van siliconen, glad, zwart, niet in comb. m. actief-wiel CODE 695	24"	-	521496 205104000586	89,60
<input type="checkbox"/> 692	Grijpring tussenruimte 15 mm	24"	-		0,00
<input type="checkbox"/> 693	Grijpring tussenruimte 25 mm	24"	-		0,00
<input type="checkbox"/> 849	Curve L, zwart geanodiseerd aluminium, ergonomisch grijpringprofiel, H 31 mm, uitsluitend in comb. m. actief-wiel CODE 695 en Spinerger-wiel Art-nr. 1073641, 1073640				305,04
<input type="checkbox"/> 850	Curve L, antislip coating, aluminium, geschikt voor dwarslaesie patiënten, ergonomisch grijpringprofiel, H 31 mm, uitsluitend in comb. m. actief-wiel CODE 695 en Spinerger-wiel Art-nr. 1073641, 1073640			522955 205116000223	645,97

Totale breedte grijpringen zie bijgevoegde informatie.

09 Banden (niet te combineren met Xtrends-wielen)

CODE	OMSCHRIJVING	Ø	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/> 496	Hogedruk banden 8 bar	24 x 1"	-	0,00
<input type="checkbox"/> 486	Luchtbanden met geribbeld profiel	24 x 1 3/8"	-	0,00
<input type="checkbox"/> 902	PU-lekvrije banden, niet in comb. m. actief-wiel CODE 695	24 x 1"	-	0,00
<input type="checkbox"/> 897	Schwalbe Marathon Plus Evolution banden	24 x 1"	-	69,14

Zie categorie 05 zithoogte in combinatie met de aandrijf wiel.

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

10 Remmen

	CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	305	Drukrem voor gebruiker		0,00
<input type="checkbox"/>	595	„Light“ drukrem, niet in combinatie met multiblok CODE 865. Niet te comb. met frame kort CODE 352 Niet te comb. met zijdeel CODE 107/ CODE 748		32,54
<input type="checkbox"/>	681	Remverlengers, inklapbaar, vast gemonteerd	521695 205115000483	17,91
<input type="checkbox"/>	305/706	Trommelrem voor begeleider Uitsluitend in combinatie met 0°-camber CODE 423 Uitsluitend in combinatie met duwgrepen CODE 412 resp. CODE 502 Aanbevolen wordt spatbord CODE 98. Niet in combinatie met multiblok CODE 865. Niet mogelijk bij AZH 400 / 480 mm		339,61

11 Rughoogte (RH)

	CODE	RH	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	620	250 mm	Rug, naspanbaar met klittenband	0,00
<input type="checkbox"/>	626	300 mm	Rug, naspanbaar met klittenband	0,00
<input type="checkbox"/>	631	350 mm	Rug, naspanbaar met klittenband	0,00
<input type="checkbox"/>	632	400 mm	Rug, naspanbaar met klittenband	0,00
<input type="checkbox"/>	633	450 mm	Rug, naspanbaar met klittenband	0,00
<input type="checkbox"/>	637	500 mm	Rug, naspanbaar met klittenband Uitsluitend in combinatie met duwgrepen CODE 410	0,00

12 Rugleuning (standaard 90° t.o.v. zitting)

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	410	Rug met duwhandvatten kort, 50 mm in hoogte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	412	Rug met duwhandvatten lang, 50 mm in hoogte verstelbaar	70,15
<input type="checkbox"/>	141	Duwhandvatten, wegklapbaar, niet in combinatie met duwgrepen CODE 502	164,72
<input type="checkbox"/>	502	Rug met duwhandvatten, gemonteerd aan rugbuis, tot 150 mm traploos in hoogte verstelbaar, niet in combinatie met duwhandvatten CODE 141 Niet te comb. met stabiliteitsbeugel CODE 238	224,71

Rugleuningen opties

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	29	Rug, in hoek verstelbaar vanaf zitting, +/- 15° in 5° stappen, achteraf verstelbaar, bij RH 250 / 300 mm uitsl. comb. m. duwgrepen CODE 502	250,14
<input type="checkbox"/>	31	Rughoek in fabriek gebogen (vast) <input type="checkbox"/> 84° <input type="checkbox"/> 87° <input type="checkbox"/> 93° <input type="checkbox"/> 96°	154,56
<input type="checkbox"/>	622	Rug met lumbaalknik van RH 300 mm mogelijk	19,31
<input type="checkbox"/>	238	Stabiliteitsbeugel voor rug, inklapbaar Niet te comb. met duwhandvatten CODE 502 Aanbevolen vanaf SB 460!	111,84
<input type="checkbox"/>	814	Dwarsliggende duwgreep, stabiliseert het rug bij hogere belastingen, niet in combinatie met duwhandvatten CODE 141 Aanbevolen vanaf SB 460!	177,94
<input type="checkbox"/>	913	Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar, uitsluitend in comb. m. duwhandvatten CODE 814	179,20

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

13 Kledijbeschermers en armsteunen

Neem de functionele eigenschappen in acht!

1 = vast geschroefd 2 = opklapbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = armsteun in hoogte verstelbaar 6 = met spatbord

CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	5	6	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 100	Kledijbeschermer van aluminium in framekleur met carbon inleg	●					●		122,02
<input type="checkbox"/> 107	Armsteunen incl. door drukknop in hoogte verstelbaar en afneembaar Armleuning, geschikt voor patiënten met dwarslaesie Vanaf AZH 460 mm mogelijk. Niet comb. m. „light“ drukrem CODE 595, niet comb. m. 3°-camber CODE 447,		●	●	●	●		520855 202101002092	287,93
<input type="checkbox"/> 302	„Light“ kledijbeschermer van aluminium in framekleur. Vanaf AZH 430 mm mogelijk.	●							0,00
<input type="checkbox"/> 748	Armsteunen van aluminium in framekleur met carbon inleg incl. in hoogte verstelbare armpolster (vastgeschroefd) Niet met „light“ drukrem CODE 595 combineerbaar.	●				●	●	520855 202101002101	287,93
<input type="checkbox"/> 783	Kledijbeschermer van carbon	●					●		493,15
<input type="checkbox"/> 98	50 mm spatbord Uitsluitend in combinatie met alu-kledijbeschermer CODE 100								99,64

14 Beensteunen en voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 92 / 798	Beensteunen, afneembaar, wegzwenkbaar en tot horizontaal verstelbaar, incl. voetplaten van kunststof, gedeeld, opklapbaar, verstelbaar in hoogte en hoek	150 mm	400 - 490	520671 201103000865	274,77
<input type="checkbox"/> 93	Voesteunen bovendeeel, wegzwenkbaar en afneembaar			basis 201101001771	0,00
<input type="checkbox"/> 925	Bediening voor vergrendeling met een beperkte handfunctie				43,73
<input type="checkbox"/> 94	Zonder been- en voetsteunen				0,00
<input type="checkbox"/> 3532	Verkorte onderbeenlengte. Uitsluitend in comb. m. voetsteunen bovendeeel CODE 93		270 - 360		179,97

Voetplaten

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 311	„Light“ voetplaat volledig van aluminium in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar, tot max. SB 460 mm	100 mm	390 - 480	520752 201105001343	107,52
<input type="checkbox"/> 312	Voetplaat volledig van aluminium in framekleur, in hoogte en hoek verstelbaar	100 mm	390 - 480		0,00
<input type="checkbox"/> 313	Voetplaat volledig van aluminium in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar. Niet te comb. met zwenkwiel CODE 645	150 mm	390 - 480	520752 201105001352	107,52
<input type="checkbox"/> 315	„Light“ voetplaat volledig van aluminium in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar, tot max. SB 460 mm	150 mm	390 - 480	520752 201105001361	107,52
<input type="checkbox"/> 808	Separate voetplaten van aluminium in framekleur, in hoogte, diepte en hoek verstelbaar	150 mm	400 - 490	520752 201105001377	107,52

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Voetsteun toebehoren

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	359	Enkele kuitband	0,00
<input type="checkbox"/>	823	Hielfixatie 25 mm uitsluitend in combinatie met CODE 313	35,84
<input type="checkbox"/>	822	Voetriemen uitsluitend in comb. m. CODE 313	48,50

Gewenste OBL in mm (gemeten zonder zitkussens)

Fabrieksinstelling van de onderbeenlengte mogelijk, afhankelijk van de codering 390 - 490 mm.

15 Framekleur

CODE	OMSCHRIJVING	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €		
<input type="checkbox"/>	130	Titanium grijs	<input type="checkbox"/>	4023	Signaalwit	0,00
<input type="checkbox"/>	132	Rood metallic	<input type="checkbox"/>	4922	Groen metallic	0,00
<input type="checkbox"/>	183	Zilver metallic	<input type="checkbox"/>	4923	Oranje metallic	0,00
<input type="checkbox"/>	188	Blackstar	<input type="checkbox"/>	4925	Chroomzilver	0,00
<input type="checkbox"/>	206	Matzwart	<input type="checkbox"/>	2185	Bruin metallic	0,00
<input type="checkbox"/>	216	Diep zwart			0,00	
<input type="checkbox"/>	4001	Karmijnrood			0,00	

Andere framekleuren zijn verkrijgbaar tegen een meerprijs op aanvraag! Zie kleurenpalet in de inleiding van de catalogus.

16 Rugbekleding kleuren (zitting altijd zwart)

<input type="checkbox"/>	235	Trevira zwart	0,00
<input type="checkbox"/>	292	Netweefsel, ademend, zwart	46,78
<input type="checkbox"/>	296	Netweefsel, ademend, rood	46,78

17 Toebehoren rondom de rolstoel Hand- en spaakbescherming

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €	
<input type="checkbox"/>	489	Transparant	125,07

Anti-kip wielen

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	691	Anti-kip wielen, 1 paar, wegzwenkbaar (aanbevolen) Niet te comb. met trapdop CODE 309	327,35
<input type="checkbox"/>	712	1 anti-kip wiel, wegzwenkbaar, links gemonteerd	521393 204102000776 163,68
<input type="checkbox"/>	713	1 anti-kip wiel, wegzwenkbaar, rechts gemonteerd	521393 204102000776 163,68

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Verdere toebehoren

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 309	Trapdoppen (1 paar)		61,00
<input type="checkbox"/> 4930	1 trapdop, links gemonteerd, niet in comb. m. anti-kip wielen CODE 691/712 en rangeerrollen CODE 746		30,50
<input type="checkbox"/> 4931	1 trapdop, rechts gemonteerd, niet in comb. m. anti-kip wielen CODE 691/713 en rangeerrollen CODE 746		30,50
<input type="checkbox"/> 746	1 paar rangeerrollen, bijv. voor smalle ruimtes of in een vliegtuig Niet in comb. m. CODE 309 of anti-kip wielen CODE 691, vanaf AZH 420 mm		196,25
<input type="checkbox"/> 929	Therapietafel uit kunststof, transparant, verstelbaar van 380 - 480 mm zitbreedte Uitsluitend te comb. met armsteunen CODE 107		191,15
<input type="checkbox"/> 930	Therapietafel voor zelfstandige rijders , uit kunststof, opschuifbaar voor gedeef- nieerde zitbreedte, uitsluitend te comb. m. armsteunen CODE 107		330,46
<input type="checkbox"/> 679	Vouwfixatie		23,71
<input type="checkbox"/> 833	Veiligheidsgordel met sluiting	521256 204104001306	35,84
<input type="checkbox"/> 970	Stokhouder in comb. m. trapdop		15,25
<input type="checkbox"/> 819	Passieve verlichting		9,15
<input type="checkbox"/> 205542100	Handcompressor		136,00
<input type="checkbox"/> 951	Boodschappennet		8,14

Xtrends toebehoren

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 261519300	X-TREME rugzak	60,36
<input type="checkbox"/> 261519600	Wieltas "BLACK WHEEL CASE", passend voor max. 2 x 24" wielen resp. elk 1 x 25" of 26" wiel	114,25
<input type="checkbox"/> 1074231	Wieltas "MEYRA ACTIVE", passend voor max. 3 x 28" wielen	161,67
<input type="checkbox"/> 206964600	3M spaakreflectoren	31,80

Opmerkingen bij bestelling:


Datum:

Handtekening:



03

Artikel 1072385




03

Artikel 1072386




07

CODE 651




07

CODE 695




07

CODE 752




07

Artikel 1068705




07

Artikel 1068707




07

Artikel 1073640




07

Artikel 1068713



07

Artikel 1075478



07

Artikel 1075479



08

CODE 849



08

CODE 850



10

CODE 595



12

CODE 410




12

CODE 141



12

CODE 238



12

CODE 814



13

CODE 100



13

CODE 107




13

CODE 302




14

CODE 925




14

CODE 311




14

CODE 312



14

CODE 313



CODE 315



CODE 808

05 Aandrijfwiel positie horizontaal bepalen (zwaartepunt instelling)

TYPE RIJDER	ACTIEF			MIDDEL			PASSIEF		
Varioblok	Kort CODE 766			Middel CODE 767			Lang CODE 768		
Positie	1**	2**	3	4	5	6	6	7	8
Afstand * in mm	100	90	80	70	60	50	50	40	30

* Meetprocedure: Midden rugbuis tot midden as in mm

** in combinatie met frame kort CODE 352 niet monteerbaar

08 Totale breedte in mm met 15 mm grijpring tussenruimte

ZITBREEDTE	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
met 0° camber (mm)	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
met 3° camber (mm)	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	740
Maat gevouwen bij 0° camber	300										
Maat gevouwen bij 3° camber	350										

1. ALGEMEEN - SCOPE

1.1. De algemene voorwaarden hieronder (AV) van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klanten van het bedrijf gesloten contracten. Zij gelden ook voor alle toekomstige transacties met de klant, zelfs zonder afzonderlijke nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant accepteert de voorwaarden van MEYRA GmbH voor het huidige contract en voor alle toekomstige contracten als bindend. Algemene voorwaarden van de klant of eventuele derden zijn niet van toepassing. Zulke voorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, zelfs niet als ze expliciet worden tegengesproken in individuele gevallen.

1.3. Deze voorwaarden gelden alleen als de klant een ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een openbaar speciaal fonds is.

2. AANBIEDING, CONTRACT

2.1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangegeven als bindend.

2.2. Bestellingen of opdrachten van de cliënt neemt de MEYRA GmbH binnen 14 dagen na ontvangst aan door een schriftelijke bevestiging.

2.3. Het contract wordt afgesloten met een schriftelijke bevestiging van het aanbod; dit geldt ook voor eventuele wijzigingen of aanvullingen op de orders.

2.4. Bij alle in verband met de opdracht aan de klant geleverde documentatie behouden wij ons het eigendom en het auteursrecht voor. Deze documenten mogen niet aan derden worden doorgereikt, tenzij we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover we het aanbod van de klant binnen de termijn van 2,2 niet aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in Euro's berekend. Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW is in aanvulling als wettelijke rente verschuldigd.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en handling. Kosten van verpakking en handling worden apart gefactureerd.

3.3. Indien er prijzen worden aangegeven zijn deze gebaseerd op de dan geldende prijslijst. Prijswijzigingen zijn toegestaan als de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de overeengekomen levering meer dan vier maanden bedraagt. Verhogen zich daarna tot voltooiing de loon- en of materiaalkosten, dan zijn wij gerechtigd, de prijs in redelijkheid te verhogen met de kostenstijgingen. De klant heeft recht op terugtrekking indien de prijsverhoging de verhoging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen de bestelling en de levering aanzienlijk overschrijdt.

3.4. Bij het sluiten van de contracten is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorige contract.

3.5. Als de bestelwaarde onder een limiet van € 150,00 netto van de waarde van de goederen ligt, dan wordt een handlingtoeslag inclusief vrachtkosten van € 9,50 in rekening gebracht.

4. VERZENDING, RISICO-OVERGANG

4.1. Plaats van levering is de locatie van MEYRA GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien de goederen op verzoek van de klant worden verscheept gaat het risico van onopzettelijk verlies of toevallige verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (met inbegrip van deelleveringen) wordt overgedragen aan de voor de uitvoering van de zending derde. Dit geldt on-

geacht of de goederen worden verscheept vanaf de locatie van overdracht of wie de vrachtkosten draagt.

4.3. Indien een vordering tot transportschade of verlies tegen de MEYRA GmbH wordt ingediend, moet de klant de schade op de vrachtdocumenten of in een logboek opnemen, teneinde geen vertraging te veroorzaken en ons binnen een week informeren.

4.4. Een transportverzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant genomen.

4.5. Bij vertragingen van levering of verzending waar bij naar de klant verantwoordelijk is, ligt het risico van verzending bij de klant.

4.6. Bij ontbreken van specifieke instructies van de cliënt, ligt de keuze van de transportroute en middelen bij de MEYRA GmbH, zonder enige garantie en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste wijze van verzending.

5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. In het vooruitzicht gestelde levertijden zijn als verwachte levertijden, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde datum schriftelijk is vastgelegd.

5.2. Als de partijen een leveringstermijn hebben afgesproken, begint deze vanaf de datum van de orderbevestiging. Aan de leveringstermijn is voldaan indien voorafgaand aan het verstrijken van de levertijd de goederen de fabriek heeft verlaten dan wel de klant over de verzending in kennis is gesteld.

5.3. Naleving van de overeengekomen levering en data veronderstelt de tijdige ontvangst van alle verstrekte documenten door de klant en de tijdige verstrekking van alle nodige informatie en de vervulling van andere verplichtingen aan de klant. Voor zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, zullen deze op passende wijze worden verlengd.

5.4. De MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht of andere machten, op het moment dat het contract onvoorziene gebeurtenissen (zoals stakingen, defecte apparatuur, niet tijdig leverende leveranciers, vertragingen in transport, slecht weer, etc.), waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertijd wordt verlengd met de duur van een redelijke herstelperiode, door de niet door MEYRA GmbH te verantwoorden tijdelijke belemmering plus .

5.5. Overschrijding van de daarmee gepaard gaande vertraging van de termijn met zes weken, dan hebben beide partijen het recht zich terug te trekken naar reikwijdte van de uitvoering van het contract.

5.6. De MEYRA GmbH heeft het recht van deelleveringen, tenzij de deellevering voor de klant als onderdeel van de contractuele bepaling doel wordt gebruikt, de levering van de resterende goederen is gewaarborgd en de klant geen extra kosten met zich meebrengen.

6. BETALING

6.1. Rekeningen moeten binnen 30 dagen volledig betaald te worden na ontvangst van de factuur een van onze bankrekeningen. Als het geen onderdeel levering of een reparatiefactuur betreft, heeft de klant om recht op een korting van 2%, af te trekken bij de betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6.2. Cheques en wissels accepteren wij alleen na uitdrukkelijke toestemming. De acceptatie is betaling onder voorwaarden. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onderhevig aan controle. Waardeposities gemaakt op de dag volgen nadat we eindelijk over het equivalent beschikken.

6.3. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, moet deze het uitstaande bedrag van 8% boven de basisrente betalen. De vordering van hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

6.4. Indien de klant in gebreke van betaling blijft, net als alle andere claims die zijn gebaseerd op dezelfde juridische relatie, wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder de noodzaak voor een afzonderlijke mededeling.

6.5. De klant heeft alleen recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen legaal zijn bevestigd of zijn onomstreden. Om een retentierecht uit te oefenen, is de klant slechts gerechtigd voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

6.6. De MEYRA GmbH heeft het recht om haar vorderingen voor goederen en diensten derden toe te wijzen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De informatie die door de MEYRA GmbH goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen, met inbegrip van toekomstige vorderingen op de klant in het bezit van MEYRA GmbH.

7.2. De klant kan de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. Aan andere bepalingen, met name de wijze van beveiliging en beloften, hij geen recht. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen (met inbegrip van andere eisen, zoals verzekeringclaims of onrechtmatige claims van verlies of vernietiging) worden reeds tot zekerheid aan de MEYRA GmbH overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen deze te verzamelen. Indien de betaling van de klant vertraagt, zijn wij gerechtigd de machtiging in te trekken.

7.3. Indien de goederen worden verwerkt door de klant, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking in de naam en voor rekening van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze eigenschap of rechtstreeks worden uitgevoerd - indien de verwerking of wordt uitgevoerd in combinatie met materiaal van verschillende eigenaars of de waarde van de wordt verwerkt item is hoger dan de waarde van de geleverde goederen - het mede-eigendom (mede-eigenaar) in de nieuw gecreëerde post in verhouding staat tot de waarde van de geleverde goederen tot de waarde van de nieuw gecreëerde post. Als de MEYRA GmbH zijn eigendom van het combineren of mengen verliest, moet niet de eigenaar van het geleverde in het geval van de verwerking van goederen, maar de klant de MEYRA GmbH wordt hierbij vooraf een geschikte de proportionele waarde van het geleverde mede-eigendom van het uniforme product overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De overdracht wordt vervangen door gratuite bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen over goederen onder eigendomsvoorbehoud door derden en al het nodige te bieden aan informatie en documentatie te doen gelden.

Tegelijkertijd moet de klant ongevraagd het eigendom van derden aan MEYRA GmbH over te dragen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. De MEYRA GmbH verbindt zich ertoe, voor zover zekerheden vrij te geven als gevolg van het verzoek van de klant, omdat ze de waarde van de beveiligde vorderingen overschrijdt met meer dan 20%. De keuze van de effecten die moet worden vrijgegeven is de taak van de MEYRA GmbH.

7.6. In het geval van een insolventie van een relevante klant wordt doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde goederen verboden evenals onze collectie toestemming om vorderingen toegewezen aan ons terug te trekken.

7.7. In geval van laattijdige betaling van de klant hebben wij het recht om de onmiddellijke terugkeer van de goederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de goederen direct na aflevering te inspecteren. Tenzij duidelijk fouten of defecten zouden zijn gevonden is een grondig onderzoek nodig, moeten de klachten van klant binnen één week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Na deze periode wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor deze gebreken. Geen garantieclaims voor verborgen gebreken, tenzij deze binnen één week verschijnen.

8.2. In geval van gebrekkige levering hebben wij het recht om het defecte artikel te rectificeren naar eigen keuze of vervangen door een defect gratis vervanging te verkrijgen. De klant is verplicht om ons van het defecte onderdeel voor onderzoek en reparatie gratis huis te voorzien. Het uitblijven van herstel of vervanging, is het niet binnen een redelijke termijn aangevuld of afgewezen door ons, kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs te verminderen. Een termijn is noodzakelijk, anders dan wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

8.3. De garantie vervalt als de klant de levering verandert zonder onze toestemming of heeft gewijzigd door derden en de verwijdering van gebreken is dus onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt. In ieder geval dient de klant de kosten van de wijziging kosten van corrigerende maatregelen dragen.

8.4. Uit de bovenstaande bepalingen volgt geen garantie, die we aannemen ten opzichte van de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen, zonder vooroordelen.

8.5. Uitgesloten van de garantie bij functiegerelateerde slijtage is alles wat we leveren aan producten, onderdelen en onderdelen, evenals de onpaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling van goederen.

8.6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder schade in plaats van de prestatie en het vervangen van alle andere directe of indirecte schade - met inbegrip van incidentele of gevolgschade, ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de MEYRA GmbH een juridische of materiaalfout frauduleus heeft verborgen of de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of indien een nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen aanwezig is. Als essentieel worden contractuele verplichtingen begrepen, waarvan de vervulling een correcte uitvoering van het contract en op wiens naleving van de contractuele partner regelmatig zich baseert, en erop kan beroepen. In het geval van nalatigheid veroorzaakte materiële en financiële schade is de aansprakelijkheid van MEYRA GmbH beperkt tot het bedrag aan de typische, voorzienbare schade. Uitgesloten zijn verder geen lichamen en / of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van het recht van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

8.7. Dit heeft geen invloed aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

9. VERJARINGSTERMIJN

Claims voor materiaalfouten vervallen na twee jaar na de overdracht / levering van de goederen aan de klant. Voor uitwisseling van eenheden en reparaties, bedraagt de verjaringsstermijn 1 jaar na het overhandigen / levering van de goederen aan de klant. Dit is exclusief vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam of de gezondheid en / of claims voor schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dat opzicht gelden de wettelijke verjaringsstermijnen.

9.1. VERVANGENDE TOESTELLEN

Ongeacht de garantie biedt de MEYRA GmbH aan de klant om defecte apparatuur uit te wisselen om gereviseerde apparatuur. Voor aangeboden in ruil gedane apparaten, gelden de volgende bepalingen:

- Uitwisseling eenheden worden gereviseerd en zijn technisch ok.
- Het defecte toestel moet binnen 15 werkdagen aan de MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat komt in ons eigendom.
- Krijgen we het apparaat niet terug, berekenen we de geleverde vervangingsseenheid 95% tegen de heronderhandeling aankoopprijs.
- Het het apparaat moet teruggestuurd in de geleverde overeenkomstige soort vervangend apparaat en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag slechts het normale gebruik hebben overeenkomstige slijtage.
- De beoordeling van de vraag of de teruggekeerde apparaat de voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH. Indien niet aan de voorwaarden worden voldaan, rekenen wij voor de geleverde uitwisseling apparaat ook bovengenoemde bedrag vermindert met de restwaarde van de terugkerende apparaat.

10. WAARBORG VAN PRODUCT VEILIGHEID

10.1. PRODUCT TERUGROEP

Wanneer er door een tekortkoming aan een geleverd product of door een wettelijke verplichting een product terugroep benodigd is, is de klant verplicht mee te werken aan het proces van de terugroep, om zodoende de terugroep efficiënt te laten verlopen. De klant is verplicht, Meyra GmbH in het geval van een noodzakelijke product terugroep over de verblijfsplaats van het product tot aan de eindgebruiker te informeren. Hiervoor dient de klant een sluitende administratie over de verblijfsplaats van de producten voeren en deze op aanvraag van Meyra GmbH ter beschikking stellen. Indien de klant levert aan wederverkopers, is de klant verplicht om bovengenoemde verplichtingen omtrent de administratie van de verblijfsplaats van de producten, contractueel aan de wederverkopers op te leggen, om zodoende de realisatie van een efficiënte product terugroep richting de betreffende wederverkopers te kunnen bewerkstelligen.

10.2. De klant is verplicht om, door geschoolde professionals, de eindgebruikers te informeren over het gebruik en de handhaving van het geleverde product. Wanneer de klant de producten aan wederverkopers levert, is de klant verplicht, de wederverkoper de hier benoemde trainingsplicht over het gebruik en de handhaving van het geleverde product, contractueel vast te leggen.

11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN

Opgemerkt dient te worden dat strengere wettelijke bepalingen voor aangepaste. Constructieve veranderingen van MEYRA GmbH artikelen door de klant of een derde in opdracht van zijn alleen toegestaan indien zij voldoen aan de veiligheidseisen en is onze management zal schriftelijk overeenkomen. Daartoe bieden we op aanvraag een aangepaste model samen met tekening beschikbaar. Zijn veranderingen in het ontwerp zonder schriftelijke toestemming van ons management en maakte derden en als gevolg van de veranderingen in de schade, voor wie wij verantwoordelijk zijn in de externe betrekkingen, is de klant verplicht te vrijwaren ons hoor en wederhoor van alle aanspraken van derden.

12A. TERUGKEER VAN GOEDEREN EINDPRODUCTEN EN ASSEMBLAGES

Geretourneerde goederen zonder begeleidende factuur of de kopie zal niet worden ingewisseld. Geretourneerde goederen (in doos en in perfecte staat) zal worden gecrediteerd met 80% van de netto waarde. Uitgesloten van de terugkeer zijn voorwerpen waarvan de levering is ouder dan 3 maanden, speciale, sanitaire producten, gevulde batterijen en producten onder € 100,00 ex btw. Bovendien, met uitzondering van op maat gemaakte rolstoelen (bijv.: Kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transport risico van de afzender gedragen.

12B. ANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

12B.1. Annuleringen van bestellingen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH is niet mogelijk.

12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

12B.3. Indien een overeenkomst met de annulatie van eindproducten, tot uitlevering producten, dan geldt het volgende:

- Rehab producten volledig worden gecrediteerd. Rolstoelen voor speciale ramen en Sport Rolstoelen worden niet geretourneerd.

- Is het geval van annulering van adaptieve rolstoelen een eigen risico van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scooters is 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

12C. REDEMPTION / VERWIJDERING

Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor de inzameling en verwijdering van de volledige apparatuur van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. We kunnen een terugbetaling van de kosten, het rendement en de recycling / verwijdering van deze apparaten te organiseren en, als ze worden verkocht door ons. Retourneren zonder vooraf overeengekomen toestemming van de MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We hebben het recht om persoonlijke gegevens van de klant op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, en te verwerken binnen het bedrijf.

14. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT, SCHEIDBAARHEID CLAUSULE

14.1. Tenzij anders is overeengekomen, het kantoor van de MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf vervulling.

14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie geschillen, de bevoegdheid bepaald door ons hoofdkantoor in Kalletal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te klagen op zijn plaats van jurisdictie.

14.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Weens VN.

14.4. Mocht een van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, de geldigheid van de overige bepalingen.