

iCHAIR MC1

1.610



Maximaal gebruikersgewicht
120 kg + 10 kg bagage



MEYRA[®]



Compatibele onderdelen



Comfortabele bediening



Zwenkwielen met aluminiumvelgen



Standaard zijdelen

De compacte en intelligente instap

ECONOMISCH

- Efficiëntie door eenvoudige onderhoud en hoog niveau van service vriendelijkheid
- Geringe herstellkosten door gebruik van hoogwaardige onderdelen met lange levensduur
- Modulaire opbouw van de iChair familie biedt compatibiliteit van onderdelen
- Talrijke verstelmogelijkheden maken individuele aanpassingen mogelijk
- Eenvoudige weder inzetbaarheid door optimale maatvoeringen

THERAPEUTISCHE DOELEN

- Ideaal mobiliteit voor thuis, op werkplek of aan bureau
- Effectieve drukverdeling en ontspannende positionering om langdurig zitten mogelijk te maken door groot bereik elektrische verstellingen.
- Verschillende zitsystemen voor individuele behoeften

INZETBAARHEID

- Voor binnen- en buitenhuis gebruik
- Voor dagdagelijks en langdurig gebruik van de zelfstandige mobiliteit
- Voor actieve personen, die de rolstoel gebruiken in verscheidene aldaagse situaties
- Geschikt voor buitenhuis vanwege standaard grote wielen
- Eenvoudig gebruik binnenhuis door compacte maten en hoge wendbaarheid

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK


Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: +49 5733 922 9311

Klantenservice: +49 5733 922 0

Facturatieadres / klantnr:
Leveringsadres:
Referentie / opmerkingen:

MEYRA



 **Maximaal gebruikersgewicht**
120 kg + 10 kg bagage

iChair mc1 1.610 (Prijs voor basismodel incl. batterijen en lader, incl. standaard armsteunen, incl. voetsteunen): **€ 5.376,33**

Alle prijzen zijn inclusief BTW 6%! Geldigheid van 01-01-2018 – 31-12-2018
Er gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden, welke u kan vinden op www.meyra.de/AGB

Nomenclatuur: 520096
102101000276

Technische gegevens

Zitbreedte ^{1) 2)}	430 - 600
Zitdiepte ²⁾	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Rughoogte ^{2) 9)}	450 - 500/530 - 570/640/640
Onderbeenlengte ²⁾	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Hoogte armsteunen ²⁾	240- 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Zithoogte vooraan ²⁾	440 - 510/500 - 600/560 - 650/580 - 680
Lengte met voetsteunen	1.130
Lengte zonder voetsteunen	830
Breedte in rijtoestand ³⁾	580 - 630

Hoogte zonder hoofdsteun ³⁾	930 - 1.130
Transportlengte	830
Transporthoogte min.	560
Wielgrote vooraan	260 x 70 (10")
Wielgrote vooraan	230 x 70 (9")
Wielgrote vooraan	200 x 50 (8")
Wielgrote achteraan	356 x 75 (14")
Wielgrote achteraan	320 x 60 (12,5")
Maximale hindernis ⁷⁾	60
Draaicirkel	840

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Technische gegevens

GEWICHT IN KG

Leeg gewicht transport min. Standaard uitvoering ⁴⁾	100
Gebruikersgewicht max.	120
Toegelaten totaal gewicht incl. opties	280
Max. gewicht bagage	10

Maten in mm, gewicht in kg, wielen in inch. Maattolerantie +/- 10mm
De gegevens zijn onder voorbehoud van konstruktieve wijzigingen.

¹⁾ Zie categorie zitbreedte 01

²⁾ Zitsysteem zeil / ErgoSeat / zithoek is 4°

³⁾ Zitsysteem zeil / ErgoSeat

⁴⁾ Zonder voetsteunen en armsteunen

⁶⁾ Zie categorie 00 Frame / Motor

⁷⁾ 120 mm incl. stoepklimmer

⁸⁾ Het verstelbereik kan naar gelang ZH en grote van de zwenkwielen om max +/- 3° afwijken

⁹⁾ Met armsteunen code 106

EIGENSCHAPPEN

Snelheid km/h	6
Motorsterkte W	2 x 180
Actieradius met batterijen 38Ah (5h), 45 Ah (20h) max. in km ⁶⁾	max. 28 km
Actieradius met batterijen 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km ⁶⁾	max. 40 km
Toegelaten helling / daling	15 %
Sturing	indirect
Zitkanteling elektrisch ⁸⁾	-2° bis +26°
Zitkanteling mechanisch	0° bis +10°
Rugverstelling elektrisch	-10° bis +50°
Rugverstelling mechanisch	-10° bis +30°

00 Frame / motor

CODE	OMSCHRIJVING			EURO €
	Snelheid	Motorcapaciteit	Actieradius	
<input type="checkbox"/> 115	6 km/h	2 x 180 W	max. 40 km	0,00

01 Zitbreedte (ZB)

CODE	OMSCHRIJVING		EURO €
<input type="checkbox"/> 43	ZB 430 mm	Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm over armsteunen (Zitvlak breedte 430 mm)	0,00
<input type="checkbox"/> 48	ZB 480 mm	Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm over armsteunen (Zitvlak breedte 480 mm)	0,00

02 Zitdiepte (ZD)

De gewenste zitdiepte bepaalt u in categorie 07 zit en zitsystemen in functie met het gekozen zitsysteem!

Gelieve uw keuze aan te kruisen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

03 Zithoogte voor (VZH) in combinatie met zwenkwielen (zonder zitkussen)

Gelieve rekening houden met hoogte van zitkussen: standaard zitkussen + 60 mm, ErgoSeat + 70 mm

CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH / MM	ZITHOOGTE VOOR (VZH) IN MM*							EURO €	
			430	440	460	470	480	500	510		530
157*	Wielen met kunststof velgen	8" 200	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	0,00
163*	Wielen met aluminium velgen	9" 230	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	99,64
142**	Wielen met aluminium velgen	10" 260	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	290,80

*Code 157 en 163 enkel in combinatie met aandrijfwielen 12" code 815, niet in combinatie met stoepklimmer code 862

**Code 142 enkel in combinatie met aandrijfwielen 14" code 460

Opties zwenkwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 146*	Versterkte luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/> 481**	Standaard luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/> 900	Lekvrije banden	158,62
<input type="checkbox"/> 816	Spatbord voor zwenkwielen, enkel icm 9" zwenkwielen, code 163	105,74

*Code 146 enkel in combinatie met zwenkwielen 9" code 163 of zwenkwiel 10" code 142

**Code 481 enkel in combinatie met zwenkwielen 8" code 157

04 Aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	Ø IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/> 815*	12" aandrijfwielen met alu velgen	320	0,00
<input type="checkbox"/> 460**	14" aandrijfwielen met alu velgen	356	147,43

*Code 815 enkel in combinatie met zwenkwiel 8" code 157 en 9" code 163

**Code 460 enkel in combinatie met zwenkwiel 10" code 142

Opties aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 846	Versterkte luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/> 904	Lekvrije banden	178,96
<input type="checkbox"/> 824	Spatbord voor aandrijfwielenwielen	112,87

05 Kleur banden

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 909	Grijs	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

06 Zitkanteling

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	NOMENCLATUUR		EURO €
<input type="checkbox"/>	119	Mechanische zitkanteling, in stappen	0° tot +10°			0,00
<input type="checkbox"/>	118	Elektrische zitkanteling, traploos tot 28 graden*	-2° tot +26°	521032	203108000611	1.135,01

*Het verstelbereik kan naar gelang ZH en grote van de zwenkwielen om max +/- 3° afwijken

07 Zit en zitsystemen

	CODE	OMSCHRIJVING	ZIT-DIEPTE	COMPATIBEL MET RUGSYSTEEM CODE			NOMENCLATUUR	EURO €
				Ruggordel 737/287	Ruggordel naspanbaar 736/287	ErgoSeat rug 949		
<input type="checkbox"/>	738 / 615*	Zitzeil zonder kussen	400 mm	●	●	●		0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 788*	Zitzeil zonder kussen	430 mm	●	●	●		0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 619*	Zitzeil zonder kussen	460 mm	●	●	●		0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 792*	Zitzeil zonder kussen	490 mm	●	●	●	521216 203116000482	221,03
<input type="checkbox"/>	738 / 793	Zitzeil zonder kussen	530 mm	●	●	●	521231 203121000232	477,90
<input type="checkbox"/>	948 / 615	ErgoSeat zit	400 mm	-	-	●	520914 203104000741	209,08
<input type="checkbox"/>	948 / 788	ErgoSeat zit	430 mm	-	-	●	520914 203104000741	209,08
<input type="checkbox"/>	948 / 619	ErgoSeat zit	460 mm	-	-	●	520914 203104000741	209,08
<input type="checkbox"/>	948 / 792	ErgoSeat zit	490 mm	-	-	●	520914 203104000741 521216 203116000482	430,11
<input type="checkbox"/>	948 / 793	ErgoSeat zit	530 mm	-	-	●	520914 203104000741 521231 203121000232	686,98
<input type="checkbox"/>	561 / 615	Zitkussen, textiel, zwart	400 mm	●	●	●		45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 788	Zitkussen, textiel, zwart	430 mm	●	●	●		45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 619	Zitkussen, textiel, zwart	460 mm	●	●	●		45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 792	Zitkussen, textiel, zwart	490 mm	●	●	●		45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 793	Zitkussen, textiel, zwart	530 mm	●	●	●		45,41

Let op zithoogte voor: standaard zitkussen + 60mm, ErgoSeat +70mm

*Zitdiepte 400, 430, 460, 490, 530 mm instelbaar

Geef uw keuze aan te kruisen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

08 ErgoSeat bekleding

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	237	ErgoSeat bekleding, textiel, zwart	0,00
<input type="checkbox"/>	4980	ErgoSeat bekleding, waterbestendig, zwart	0,00

09 Rücken und Rückensysteme

	CODE	OMSCHRIJVING	COMPATIBEL MET ZITSTEEEM CODE		NOMENCLATUUR	EURO €
			ErgoSeat 948...	Zitkussen 561...		
<input type="checkbox"/>	737/287	Standaard ruggordel, zwart Hoogte 500mm, instelbaar naar 450mm	-	●		0,00
<input type="checkbox"/>	736/287	Naspanbare rug, zwart Hoogte 500mm, instelbaar naar 450mm	-	●	523036 203127000045	125,08
<input type="checkbox"/>	608	Rugbuizen, 22mm, incl. doorlopen- de duwbeugel, zonder ruggordel, voor externe rugsystemen*	●	●		0,00
<input type="checkbox"/>	949	ErgoSeat rug, hoogte 530mm instelbaar naar 570mm	●	●	520936 203105000743	221,03

* Niet icm hoogte verstelbare armsteunen code 24 en pelotten code 957 en 954

10 Opties rug (verstellingen)

	CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR		EURO €	
<input type="checkbox"/>	814	Doorlopende duwbeugel			0,00	
<input type="checkbox"/>	410	Separate duwgrepen incl. stabilisatiestang, enkel icm standaard of naspanbare rug			115,92	
<input type="checkbox"/>	913	Hoofdsteun, kunstleder zwart		521135 203112001057	179,21	
<input type="checkbox"/>	401	Mechanische rugverstelling	-10° tot 30°	10° stappen	0,00	
<input type="checkbox"/>	25	Elektrische rugverstelling	-10° tot 50°	traploos	521054 203109000464	1.135,01

11 Zijdelen en armsteunen

1= afneembaar 2= hoogteverstelbaar 3= breedte instelbaar 4= diepte instelbaar

Let op de aangegeven verstel mogelijkheden

	CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	106	Standaard armsteunen en zwarte kledijbeschermers	●	●	●	●	basis 202101001584	0,00
<input type="checkbox"/>	4960	Armsteunen met gepolsterde armpolster, beklede kledijbe- schermer en lichte gootvorm armpolster	●	●	●	●		132,42

Geef uw keuze aan te kruisen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Beensteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	54	805	808	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	93	Voetsteunen, afneembaar en wegzwenkbaar	●	●	●	basis 201101000493	0,00
<input type="checkbox"/>	92	Beensteunen, hoogte verstelbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	-	●	●	520671 201103000646	274,78

13 Voetsteunen

	CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	ONDER- BEENLENGTE	92	93	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	54	Doorlopende voetplaat, 60mm diepteverstelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, hoogte- en hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	-	●		107,52
<input type="checkbox"/>	805	Separate voetplaten, hoogte- en hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●		0,00
<input type="checkbox"/>	808	Separate voetplaten, hoogte- en hoek verstelbaar, in hoek instelbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	520752 201105000975	0,00
<input type="checkbox"/>	822	Voetriemen (paar)						18,30
<input type="checkbox"/>	823	Hielsteunen (paar)						88,47

Let op, met de onderbeenlengte die bij verschillende zitsystemen verhoogt: standaard zitkussen +6 cm, ErgoSeat +7 cm

14 Batterijen en lader

	CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS 6 KM/H	EURO €	
<input type="checkbox"/>	4696	Onderhoudsvrije batterijen	ca.38 Ah (5h), 45 Ah (20h)	28 km	0,00
<input type="checkbox"/>	5158	Onderhoudsvrije batterijen	ca.63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	40 km	262,99
<input type="checkbox"/>	731	Lader 6A	voor 45 Ah (20h)		0,00
<input type="checkbox"/>	733	Lader 12A	aanbevolen voor 73 Ah (20h)		99,64

15 Verlichting

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	932	LED-verlichting voor en achter	0,00

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

16 Bediening en toebehoren

	CODE	OMSCHRIJVING	ANSTEUERUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	408	Bediening VR2	geen *	0,00
<input type="checkbox"/>	682	Verstelmodule VR2 voor elektr. Zitkanteling en elektr. Rugverstelling	2 verstelmotoren	284,70
<input type="checkbox"/>	702 / 398 / 678	Power-/verstel-/bedieningsmodule R-Net met lcd-kleurendisplay incl. IR/Bluetooth		646,68

* Sturing van 2 verstelmotoren in verbinding met verstelmodule code 682
Software voor programmeren van VR2 op aanvraag

Opties bediening

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	74	Bediening rechts	0,00
<input type="checkbox"/>	60	Bediening links	0,00

17 Houders bediening

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	4859	Bediening, lengte instelbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	4566	Bediening, lengte en hoogte instelbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	851	Bediening voor begeleider (bediening versteekbaar van voor naar achter) Enkel in combinatie met doorlopende duwbeugel code 814	190,15
<input type="checkbox"/>	4860	Bediening, lengte en hoogte instelbaar, wegzwenkbaar	0,00
<input type="checkbox"/>	4874	Beschermbeugel voor bediening VR2	57,95

18 Speciale bedieningen

	CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR		EURO €
<input type="checkbox"/>	4789	Bijkomende bediening voor begeleider met voorkeurschakelaar, incl. montage op rugbuis			646,45
<input type="checkbox"/>	4660	Tafel met uitsnijding (midden) voor bediening, rechts wegzwenkbaar	521290	203120000921	191,16
<input type="checkbox"/>	4661	Tafel met uitsnijding (midden) voor bediening, links wegzwenkbaar	521290	203120000921	191,16

Geef uw keuze aan te kruisen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Joystick opzetstuk

<input type="checkbox"/>	553	Tetra-vork verticaal	235,90
<input type="checkbox"/>	556	Tetra-vork horizontaal	235,90
<input type="checkbox"/>	734	Tetra-vork horizontaal, handbreedte instelbaar	78,29
<input type="checkbox"/>	4589	Championgreep	69,14
<input type="checkbox"/>	4590	Kogelgreep	72,19
<input type="checkbox"/>	4591	T-greep	126,08
<input type="checkbox"/>	4593	Staalgreep	103,72
<input type="checkbox"/>	4594	Knopgreep	69,14
<input type="checkbox"/>	4595	Softbal	103,72

19 Kleuren onderstel

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	5265 Silverline voor zitframe en onderstel, voetsteun bovendeele code 93	0,00
<input type="checkbox"/>	216 Diepzwart voor zitframe en onderstel, voetsteun bovendeele code 94	0,00

Andere kleuren tegen meerprijs mogelijk op aanvraag

20 Toebehoren

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	906 Achteruitkijkspiegel rechts		66,09
<input type="checkbox"/>	927 Achteruitkijkspiegel links		77,28
<input type="checkbox"/>	2676 Achterzijde markeringsfolie		94,34
<input type="checkbox"/>	676 Achterzijde merkeringsbord		84,39
<input type="checkbox"/>	994 Bagagerek met metaalstaven		125,08
<input type="checkbox"/>	970 Stokhouder		61,48
<input type="checkbox"/>	833 Veiligheidsgordel met slot	basis 204104000396	0,00
<input type="checkbox"/>	4646 Therapietafel zijdelings wegzwenkbaar		191,16
<input type="checkbox"/>	590 Abductieklos, enkel in combinatie met ErgoSeat code 948		74,07
<input type="checkbox"/>	862 Stoepenklimmer	521415 204105000276	400,23

Datum:


Handtekening:



04
CODE 460



07
CODE 737/287




07
CODE 948/949



07
CODE 237



09
CODE 736/287




10
CODE 25



11
CODE 106



11
CODE 4960



12
CODE 92/808



14



15
CODE 932



16
CODE 408/4860



16
CODE 408



17
CODE 851




18
CODE 553




18
CODE 556



18
CODE 734



18
CODE 4589




18
CODE 4590



18
CODE 4591



18
CODE 4593



18
CODE 4594



18
CODE 4595




20
CODE 970



20
CODE 833



CODE 994



CODE 862

1. ALGEMEEN - SCOPE

1.1. De algemene voorwaarden hieronder (AV) van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klanten van het bedrijf gesloten contracten. Zij gelden ook voor alle toekomstige transacties met de klant, zelfs zonder afzonderlijke nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant accepteert de voorwaarden van MEYRA GmbH voor het huidige contract en voor alle toekomstige contracten als bindend. Algemene voorwaarden van de klant of eventuele derden zijn niet van toepassing. Zulke voorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, zelfs niet als ze expliciet worden tegengesproken in individuele gevallen.

1.3. Deze voorwaarden gelden alleen als de klant een ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een openbaar speciaal fonds is.

2. AANBIEDING, CONTRACT

2.1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangegeven als bindend.

2.2. Bestellingen of opdrachten van de cliënt neemt de MEYRA GmbH binnen 14 dagen na ontvangst aan door een schriftelijke bevestiging.

2.3. Het contract wordt afgesloten met een schriftelijke bevestiging van het aanbod; dit geldt ook voor eventuele wijzigingen of aanvullingen op de orders.

2.4. Bij alle in verband met de opdracht aan de klant geleverde documentatie behouden wij ons het eigendom en het auteursrecht voor. Deze documenten mogen niet aan derden worden doorgereikt, tenzij we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover we het aanbod van de klant binnen de termijn van 2,2 niet aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in Euro's berekend. Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW is in aanvulling als wettelijke rente verschuldigd.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en handling. Kosten van verpakking en handling worden apart gefactureerd.

3.3. Indien er prijzen worden aangegeven zijn deze gebaseerd op de dan geldende prijslijst. Prijswijzigingen zijn toegestaan als de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de overeengekomen levering meer dan vier maanden bedraagt. Verhogen zich daarna tot voltooiing de loon- en of materiaalkosten, dan zijn wij gerechtigd, de prijs in redelijkheid te verhogen met de kostenstijgingen. De klant heeft recht op terugtrekking indien de prijsverhoging de verhoging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen de bestelling en de levering aanzienlijk overschrijdt.

3.4. Bij het sluiten van de contracten is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorige contract.

3.5. Als de bestelwaarde onder een limiet van € 150,00 netto van de waarde van de goederen ligt, dan wordt een handlingtoeslag inclusief vrachtkosten van € 9,50 in rekening gebracht.

4. VERZENDING, RISICO-OVERGANG

4.1. Plaats van levering is de locatie van MEYRA GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien de goederen op verzoek van de klant worden verscheept gaat het risico van onopzettelijk verlies of toevallige verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (met inbegrip van deelleveringen) wordt overgedragen aan de voor de uitvoering van de zending derde. Dit geldt on-

geacht of de goederen worden verscheept vanaf de locatie van overdracht of wie de vrachtkosten draagt.

4.3. Indien een vordering tot transportschade of verlies tegen de MEYRA GmbH wordt ingediend, moet de klant de schade op de vrachtdocumenten of in een logboek opnemen, teneinde geen vertraging te veroorzaken en ons binnen een week informeren.

4.4. Een transportverzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant genomen.

4.5. Bij vertragingen van levering of verzending waar bij naar de klant verantwoordelijk is, ligt het risico van verzending bij de klant.

4.6. Bij ontbreken van specifieke instructies van de cliënt, ligt de keuze van de transportroute en middelen bij de MEYRA GmbH, zonder enige garantie en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste wijze van verzending.

5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. In het vooruitzicht gestelde levertijden zijn als verwachte levertijden, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde datum schriftelijk is vastgelegd.

5.2. Als de partijen een leveringstermijn hebben afgesproken, begint deze vanaf de datum van de orderbevestiging. Aan de leveringstermijn is voldaan indien voorafgaand aan het verstrijken van de levertijd de goederen de fabriek heeft verlaten dan wel de klant over de verzending in kennis is gesteld.

5.3. Naleving van de overeengekomen levering en data veronderstelt de tijdige ontvangst van alle verstrekte documenten door de klant en de tijdige verstrekking van alle nodige informatie en de vervulling van andere verplichtingen aan de klant. Voor zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, zullen deze op passende wijze worden verlengd.

5.4. De MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht of andere machten, op het moment dat het contract onvoorziene gebeurtenissen (zoals stakingen, defecte apparatuur, niet tijdig leverende leveranciers, vertragingen in transport, slecht weer, etc.), waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertijd wordt verlengd met de duur van een redelijke herstelperiode, door de niet door MEYRA GmbH te verantwoorden tijdelijke belemmering plus .

5.5. Overschrijding van de daarmee gepaard gaande vertraging van de termijn met zes weken, dan hebben beide partijen het recht zich terug te trekken naar reikwijdte van de uitvoering van het contract.

5.6. De MEYRA GmbH heeft het recht van deelleveringen, tenzij de deellevering voor de klant als onderdeel van de contractuele bepaling doel wordt gebruikt, de levering van de resterende goederen is gewaarborgd en de klant geen extra kosten met zich meebrengen.

6. BETALING

6.1. Rekeningen moeten binnen 30 dagen volledig betaald te worden na ontvangst van de factuur een van onze bankrekeningen. Als het geen onderdeel levering of een reparatiefactuur betreft, heeft de klant om recht op een korting van 2%, af te trekken bij de betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6.2. Cheques en wissels accepteren wij alleen na uitdrukkelijke toestemming. De acceptatie is betaling onder voorwaarden. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onderhevig aan controle. Waardeposities gemaakt op de dag volgen nadat we eindelijk over het equivalent beschikken.

6.3. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, moet deze het uitstaande bedrag van 8% boven de basisrente betalen. De vordering van hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

6.4. Indien de klant in gebreke van betaling blijft, net als alle andere claims die zijn gebaseerd op dezelfde juridische relatie, wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder de noodzaak voor een afzonderlijke mededeling.

6.5. De klant heeft alleen recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen legaal zijn bevestigd of zijn onomstreden. Om een retentierecht uit te oefenen, is de klant slechts gerechtigd voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

6.6. De MEYRA GmbH heeft het recht om haar vorderingen voor goederen en diensten derden toe te wijzen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De informatie die door de MEYRA GmbH goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen, met inbegrip van toekomstige vorderingen op de klant in het bezit van MEYRA GmbH.

7.2. De klant kan de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. Aan andere bepalingen, met name de wijze van beveiliging en beloften, hij geen recht. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen (met inbegrip van andere eisen, zoals verzekeringclaims of onrechtmatige claims van verlies of vernietiging) worden reeds tot zekerheid aan de MEYRA GmbH overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen deze te verzamelen. Indien de betaling van de klant vertraagt, zijn wij gerechtigd de machtiging in te trekken.

7.3. Indien de goederen worden verwerkt door de klant, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking in de naam en voor rekening van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze eigenschap of rechtstreeks worden uitgevoerd - indien de verwerking of wordt uitgevoerd in combinatie met materiaal van verschillende eigenaars of de waarde van de wordt verwerkt item is hoger dan de waarde van de geleverde goederen - het mede-eigendom (mede-eigenaar) in de nieuw gecreëerde post in verhouding staat tot de waarde van de geleverde goederen tot de waarde van de nieuw gecreëerde post. Als de MEYRA GmbH zijn eigendom van het combineren of mengen verliest, moet niet de eigenaar van het geleverde in het geval van de verwerking van goederen, maar de klant de MEYRA GmbH wordt hierbij vooraf een geschikte de proportionele waarde van het geleverde mede-eigendom van het uniforme product overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De overdracht wordt vervangen door gratuite bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen over goederen onder eigendomsvoorbehoud door derden en al het nodige te bieden aan informatie en documentatie te doen gelden. Tegelijkertijd moet de klant ongevraagd het eigendom van derden aan MEYRA GmbH over te dragen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. De MEYRA GmbH verbindt zich ertoe, voor zover zekerheden vrij te geven als gevolg van het verzoek van de klant, omdat ze de waarde van de beveiligde vorderingen overschrijdt met meer dan 20%. De keuze van de effecten die moet worden vrijgegeven is de taak van de MEYRA GmbH.

7.6. In het geval van een insolventie van een relevante klant wordt doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde goederen verboden evenals onze collectie toestemming om vorderingen toegewezen aan ons terug te trekken.

7.7. In geval van laattijdige betaling van de klant hebben wij het recht om de onmiddellijke terugkeer van de goederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de goederen direct na aflevering te inspecteren. Tenzij duidelijk fouten of defecten zouden zijn gevonden is een grondig onderzoek nodig, moeten de klachten van klant binnen één week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Na deze periode wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor deze gebreken. Geen garantieclaims voor verborgen gebreken, tenzij deze binnen één week verschijnen.

8.2. In geval van gebrekkige levering hebben wij het recht om het defecte artikel te rectificeren naar eigen keuze of vervangen door een defect gratis vervanging te verkrijgen. De klant is verplicht om ons van het defecte onderdeel voor onderzoek en reparatie gratis huis te voorzien. Het uitblijven van herstel of vervanging, is het niet binnen een redelijke termijn aangevuld of afgewezen door ons, kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs te verminderen. Een termijn is noodzakelijk, anders dan wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

8.3. De garantie vervalt als de klant de levering verandert zonder onze toestemming of heeft gewijzigd door derden en de verwijdering van gebreken is dus onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt. In ieder geval dient de klant de kosten van de wijziging kosten van corrigerende maatregelen dragen.

8.4. Uit de bovenstaande bepalingen volgt geen garantie, die we aannemen ten opzichte van de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen, zonder vooroordelen.

8.5. Uitgesloten van de garantie bij functiegerelateerde slijtage is alles wat we leveren aan producten, onderdelen en onderdelen, evenals de on gepaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling van goederen.

8.6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder schade in plaats van de prestatie en het vervangen van alle andere directe of indirecte schade - met inbegrip van incidentele of gevolgschade, ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de MEYRA GmbH een juridische of materiaal fout frauduleus heeft verborgen of de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of indien een nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen aanwezig is. Als essentieel worden contractuele verplichtingen begrepen, waarvan de vervulling een correcte uitvoering van het contract en op wiens naleving van de contractuele partner regelmatig zich baseert, en erop kan beroepen. In het geval van nalatigheid veroorzaakte materiële en financiële schade is de aansprakelijkheid van MEYRA GmbH beperkt tot het bedrag aan de typische, voorzienbare schade. Uitgesloten zijn verder geen lichamelijk en / of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van het recht van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

8.7. Dit heeft geen invloed aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

9. VERJARINGSTERMIJN

Claims voor materiaal fouten vervallen na twee jaar na de overdracht / levering van de goederen aan de klant. Voor uitwisseling van eenheden en reparaties, bedraagt de verjaringstermijn 1 jaar na het overhandigen / levering van de goederen aan de klant. Dit is exclusief vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam of de gezondheid en / of claims voor schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dat opzicht gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

9.1. VERVANGENDE TOESTELLEN

Ongeacht de garantie biedt de MEYRA GmbH aan de klant om defecte apparatuur uit te wisselen om gereviseerde apparatuur. Voor aangeboden in ruil gedane apparaten, gelden de volgende bepalingen:

- Uitwisseling eenheden worden gereviseerd en zijn technisch ok.
- Het defecte toestel moet binnen 15 werkdagen aan de MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat komt in ons eigendom.
- Krijgen we het apparaat niet terug, berekenen we de geleverde vervangingsseenheid 95% tegen de heronderhandeling aankoop prijs.
- Het het apparaat moet teruggestuurd in de geleverde overeenkomstige soort vervangend apparaat en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag slechts het normale gebruik hebben overeenkomstige slijtage.
- De beoordeling van de vraag of de teruggekeerde apparaat de voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH. Indien niet aan de voorwaarden worden voldaan, rekenen wij voor de geleverde uitwisseling apparaat ook bovengenoemde bedrag vermindert met de restwaarde van de terugkerende apparaat.

10. WAARBORG VAN PRODUCT VEILIGHEID

10.1. PRODUCT TERUGROEP

Wanneer er door een tekortkoming aan een geleverd product of door een wettelijke verplichting een product terugroep benodigd is, is de klant verplicht mee te werken aan het proces van de terugroep, om zodoende de terugroep efficiënt te laten verlopen. De klant is verplicht, Meyra GmbH in het geval van een noodzakelijke product terugroep over de verblijfsplaats van het product tot aan de eindgebruiker te informeren. Hiervoor dient de klant een sluitende administratie over de verblijfsplaats van de producten voeren en deze op aanvraag van Meyra GmbH ter beschikking stellen. Indien de klant levert aan wederverkopers, is de klant verplicht om bovengenoemde verplichtingen omtrent de administratie van de verblijfsplaats van de producten, contractueel aan de wederverkopers op te leggen, om zodoende de realisatie van een efficiënte product terugroep richting de betreffende wederverkopers te kunnen bewerkstelligen.

10.2. De klant is verplicht om, door geschoolde professionals, de eindgebruikers te informeren over het gebruik en de handhaving van het geleverde product. Wanneer de klant de producten aan wederverkopers levert, is de klant verplicht, de wederverkoper de hier benoemde trainingsplicht over het gebruik en de handhaving van het geleverde product, contractueel vast te leggen.

11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN

Opgemerkt dient te worden dat strengere wettelijke bepalingen voor aangepaste. Constructieve veranderingen van MEYRA GmbH artikelen door de klant of een derde in opdracht van zijn alleen toegestaan indien zij voldoen aan de veiligheidseisen en is onze management zal schriftelijk overeenkomen. Daartoe bieden we op aanvraag een aangepaste model samen met tekening beschikbaar. Zijn veranderingen in het ontwerp zonder schriftelijke toestemming van ons management en maakte derden en als gevolg van de veranderingen in de schade, voor wie wij verantwoordelijk zijn in de externe betrekkingen, is de klant verplicht te vrijwaren ons hoor en wederhoor van alle aanspraken van derden.

12A. TERUGKEER VAN GOEDEREN EINDPRODUCTEN EN ASSEMBLAGES

Geretourneerde goederen zonder begeleidende factuur of de kopie zal niet worden ingewisseld. Geretourneerde goederen (in doos en in perfecte staat) zal worden gecrediteerd met 80% van de netto waarde. Uitgesloten van de terugkeer zijn voorwerpen waarvan de levering is ouder dan 3 maanden, speciale, sanitaire producten, gevulde batterijen en producten onder € 100,00 ex btw. Bovendien, met uitzondering van op maat gemaakte rolstoelen (bijv.: Kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transport risico van de afzender gedragen.

12B. ANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

12B.1. Annuleringen van bestellingen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH is niet mogelijk.

12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

12B.3. Indien een overeenkomst met de annulatie van eindproducten, tot uitlevering producten, dan geldt het volgende:

- Rehab producten volledig worden gecrediteerd. Rolstoelen voor speciale ramen en Sport Rolstoelen worden niet geretourneerd.

- Is het geval van annulering van adaptieve rolstoelen een eigen risico van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scooters is 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

12C. REDEMPTION / VERWIJDERING

Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor de inzameling en verwijdering van de volledige apparatuur van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. We kunnen een terugbetaling van de kosten, het rendement en de recycling / verwijdering van deze apparaten te organiseren en, als ze worden verkocht door ons. Retourneren zonder vooraf overeengekomen toestemming van de MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We hebben het recht om persoonlijke gegevens van de klant op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, en te verwerken binnen het bedrijf.

14. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT, SCHEIDBAARHEID CLAUSULE

14.1. Tenzij anders is overeengekomen, het kantoor van de MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf vervulling.

14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie geschillen, de bevoegdheid bepaald door ons hoofdkantoor in Kalletal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te klagen op zijn plaats van jurisdictie.

14.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Weens VN.

14.4. Mocht een van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, de geldigheid van de overige bepalingen.