

iCHAIR MC2

1.611



Maximaal gebruikersgewicht
160 kg + 10 kg bagage

Met zitlift code 27
140 kg + 10 kg bagage



MEYRA[®]



Optioneel elektrische
beensteunen



Comfortabele bediening



LED-verlichting



Zwenkwielen met alu-
miniumvelgen

De intelligente en variabele allrounder

ECONOMISCH

- Efficiëntie door eenvoudige onderhoud en hoog niveau van service vriendelijkheid
- Geringe herstellkosten door gebruik van hoogwaardige onderdelen met lange levensduur
- Modulaire opbouw van de iChair familie biedt compatibiliteit van onderdelen
- Talrijke verstelmogelijkheden maken individuele aanpassingen mogelijk
- Eenvoudige weder inzetbaarheid door optimale maatvoeringen en maximale gebruikersgewicht van 160 kg

THERAPEUTISCHE DOELEN

- Ideaal mobiliteit voor thuis, op werkplek of aan bureau
- Effectieve drukverdeling en ontspannende positionering om langdurig zitten mogelijk te maken door groot bereik elektrische verstellingen.
- Verschillende zitsystemen voor individuele behoeften

INZETBAARHEID

- Voor binnen- en buitenhuis gebruik
- Voor dagdagelijks en langdurig gebruik van de zelfstandige mobiliteit
- Voor actieve personen, die de rolstoel gebruiken in verscheidene alledaagse situaties
- Geschikt voor buitenhuis vanwege standaard grote wielen
- Eenvoudig gebruik binnenhuis door compacte maten en hoge wendbaarheid

BESTELLING

OFFERTE

MAATWERK


Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: +49 5733 922 9311

Klantenservice: +49 5733 922 0

Facturatieadres / klantnr.:
Leveringsadres:
Referentie / opmerkingen:

MEYRA



 **Maximaal gebruikersgewicht**
160 kg + 10 kg bagage

Met zitlift code 27
140 kg + 10 kg bagage

iChair mc2 1.611 (Prijs voor basismodel incl. batterijen en lader, incl. standaard armsteunen, incl. voetsteunen): **€ 6.439,63**

Alle prijzen zijn inclusief BTW 6%! Geldigheid van 01-01-2018 – 31-12-2018
Er gelden onze algemene verkoopsvoorwaarden, welke u kan vinden op www.meyra.de/AGB

Nomenclatuur: 520111
102102000813

Technische gegevens

Zitbreedte ^{1) 2)}	380 - 650
Zitdiepte ²⁾	400 - 560/400 - 560/500/480 - 530
Rughoogte ²⁾	450 - 500/530 - 570/640/640
Onderbeenlengte ^{2) 7)}	280 - 430/350 - 500/350 - 500/350 - 500
Hoogte armsteunen ^{2) 6)}	240 - 350/180 - 290/140 - 250/180 - 290
Zithoogte vooraan ^{2) 7)}	440 - 530/510 - 600/560 - 650/590 - 680
Lengte met voetsteunen	1.130
Lengte zonder voetsteunen	830
Breedte in rijtoestand	580 - 620
Hoogte zonder hoofdsteun	930 - 1.130

Transportlengte	830
Transporthoogte min.	570
Wielgrote vooraan	260 x 70 (10")
Wielgrote vooraan	230 x 70 (9")
Wielgrote achteraan	356 x 75 (14")
Wielgrote achteraan	320 x 60 (12,5")
Maximale hindernis ⁴⁾	60
Draaicirkel	840

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Technische gegevens

GEWICHT IN KG

Leeg gewicht transport min. Standaard uitvoering ³⁾	100
Gebruikersgewicht max.	160
Toegelaten totaal gewicht incl. opties	320
Max. gewicht bagage	10

Maten in mm, gewicht in kg, wielen in inch. Maattolerantie +/- 10mm
De gegevens zijn onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

¹⁾ Zie categorie 01 zitbreedte

²⁾ Zitsystemen zitzeil / ErgoSeat / ERGOSTAR / RECARO zithoek is 4°

³⁾ Zonder voetsteunen en armsteunen

⁴⁾ 120mm incl. stoepenklimmer

⁵⁾ Het verstelbereik kan ngl.

Zithoogte en grote van de zwenkwielen om max +/- 3° afwijken

⁶⁾ Met armsteunen code 106

⁷⁾ Tot hoogte zitplaat

EIGENSCHAPPEN

Snelheid km/h	6 / 10
Motorsterkte W	2 x 220 / 2 x 300
"Actieradius met batterijen 43 Ah (5h), 50 Ah (20h) max. in km"	25 - 30
"Actieradius met batterijen 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km"	35 - 40
Toegelaten helling / daling	15 %
Sturing	indirect
Zitkanteling elektrisch ⁵⁾	-2° bis 26° / 0° bis 50°
Zitkanteling mechanisch	0° bis 10°
Rugverstelling elektrisch	-10° bis 50°
Rugverstelling mechanisch	-10° bis 30°

00 Frame / motor

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
	Snelheid Motorcapaciteit Actieradius	
<input type="checkbox"/> 115	6 km/h 2 x 220 W max. 40 km	0,00
<input type="checkbox"/> 117	10 km/h 2 x 300 W max. 35 km	0,00

**Voor meer
Power!**

	Snelheid	Versterkte motorcapaciteit		EURO €
<input type="checkbox"/> 903	6 km/h	2 x 300 W	enkel in combinatie met R-NET code 702 (120 A) en code 115	943,40
<input type="checkbox"/> 903	10 km/h	2 x 350 W	enkel in combinatie met R-NET code 702 (120 A) en code 117	943,40

Opties Frame / motor

<input type="checkbox"/> 892	Vering voor gebruikersgewicht tot 120 kg	0,00
<input type="checkbox"/> 891	Vering voor gebruikersgewicht 120 - 160 kg	0,00

Geef uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

01 Zitbreedte (ZB)

	CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	38	ZB 380 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm over armsteunen (Zitvlak breedte 380 mm)		0,00
<input type="checkbox"/>	43	ZB 430 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm over armsteunen (Zitvlak breedte 430 mm)		0,00
<input type="checkbox"/>	48	ZB 480 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm over armsteunen (Zitvlak breedte 480 mm)	521216 203116000482	221,03
<input type="checkbox"/>	53	ZB 530 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 600 mm over armsteunen (Zitvlak breedte 530 mm)	521231 203121000232	477,90

In combinatie met ErgoSeat Pro enkel ZB 430 en 480 mogelijk.
Bij RECARO en ERGOSTAR is de reële Zitbreedte ca. 500 mm

02 Zitdiepte (ZD)

De gewenste zitdiepte bepaalt u in categorie 07 zit en zitsystemen in functie met het gekozen zitsysteem!

03 Zithoogte voor (VZH) in combinatie met zwenkwielen (zonder zitkussen)

*VZH is gemeten bij 4° zitkanteling, bovenkant zitplaat

CODE	OMSCHRIJVING	Ø INCH / MM	ZITHOOGTE VOOR (VZH) IN MM*						EURO €
			440	460	480	500	510	530	
163*	Wielen met aluminium velgen	9" 230	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	0,00
142**	Wielen met aluminium velgen	10" 260	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	0,00

Let op hoogte zitkussen: Standaard kussen + 60mm, ErgoSeat + 70mm, ERGOSTAR +120mm en RECARO + 150mm

*Code 163 enkel in combinatie met aandrijfwiel 12" code 815

** Code 142 enkel in combinatie met aandrijfwiel 14" code 460

*** in combinatie met code 27, enkel instelling max. zithoogte van zwenkwielen mogelijk

Opties zwenkwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	146	Versterkte luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/>	900	Lekvrije banden	158,62
<input type="checkbox"/>	816	Spatbord voor zwenkwielen	105,74

Gelieve uw keuze aan te kruisen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

04 Aandrijfwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	Ø IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/>	815*	12" aandrijfwielen met alu velgen	320	0,00
<input type="checkbox"/>	460**	14" aandrijfwielen met alu velgen	356	0,00

*Code 815 enkel in combinatie met zwenkwiel 9" code 163

** Code 460 enkel in combinatie met zwenkwiel 10" code 142

Opties aandrijfwielen

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	846	Versterkte luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/>	904	Lekvrije banden	178,96
<input type="checkbox"/>	824	Spatbord voor aandrijfwielenwielen	103,34

05 Kleur banden

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	908	Zwart, enkel in combinatie met 10" zwenkwielen en 14" aandrijfwielen	0,00
<input type="checkbox"/>	909	Grijs	0,00

06 Zitkanteling / zitlift

	CODE	OMSCHRIJVING	ZITHOEK	LIFT	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/>	119	Mechanische zitkanteling, in stappen	0° tot 10°	-		0,00
<input type="checkbox"/>	118	Elektrische zitkanteling, traploos, bereik 28°*	- 2° tot 26°	-	521032 203108000611	1.135,01
<input type="checkbox"/>	27	Schaarlift incl. zitkanteling, enkel i.c.m. R-Net en zithoogte 480mm	0° tot 30°	300 mm		2.628,43

* Het verstelbereik kan naar gelang ZH en grote van de zwenkwielen om max +/- 3° afwijken

Geef uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

07 Zit en zitsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	ZIT-DIEPTE	COMPATIBEL MET RUGSYSTEEM				NOMENCLATUUR		EURO €
			Ruggordel	Ruggordel naspanbaar	ErgoSeat rug	ErgoSeat Pro			
			737/287	736/287	949	2019			
<input type="checkbox"/>	738 / 615 ¹⁾ Zitzeil zonder kussen	400 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 788 ¹⁾ Zitzeil zonder kussen	430 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 619 ¹⁾ Zitzeil zonder kussen	460 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 792 ¹⁾ Zitzeil zonder kussen	490 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 793 ¹⁾ Zitzeil zonder kussen	530 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	738 / 356 ¹⁾ Zitzeil zonder kussen, incl. 30mm zitbuis verlenging	XL 560 mm	●	●	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	4276/615 ¹⁾ Zitplaat zonder kussen	400 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/788 ¹⁾ Zitplaat zonder kussen	430 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/619 ¹⁾ Zitplaat zonder kussen	460 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/792 ¹⁾ Zitplaat zonder kussen	490 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/793 ¹⁾ Zitplaat zonder kussen	530 mm	●	●	●	●			80,48
<input type="checkbox"/>	4276/356 ¹⁾ Zitplaat zonder kussen, incl. 30mm zitbuis verlenging	XL 560 mm	●	●	●	●			121,82
<input type="checkbox"/>	948 / 615 ErgoSeat zit	400 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 788 ErgoSeat zit	430 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 619 ErgoSeat zit	460 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 792 ErgoSeat zit	490 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 793 ErgoSeat zit	530 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	948 / 356 ErgoSeat zit	560 mm	-	-	●	●	520914	203104000741	209,07
<input type="checkbox"/>	561 / 615 Zitkussen, textiel, zwart	400 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 788 Zitkussen, textiel, zwart	430 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 619 Zitkussen, textiel, zwart	460 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 792 Zitkussen, textiel, zwart	490 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 793 Zitkussen, textiel, zwart	530 mm	●	●	●	●			45,41
<input type="checkbox"/>	561 / 356 Zitkussen, textiel, zwart	560 mm	●	●	●	●			45,41

Geef uw keuze aan te kruisen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Zit en zitsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 961	ERGOSTAR anatomisch gevormde zit met mechanische rugverstelling	839,88
<input type="checkbox"/> 579	RECARO zit, Special S met mechanische rugverstelling	1.708,23
<input type="checkbox"/> 567	"RECARO zit, Special F met elektrische rugverstelling enkel in verbinding met R-NET"	2.335,59
<input type="checkbox"/> 580	RECARO zit, Special M met mechanische rugverstelling	1.899,38
<input type="checkbox"/> 578	"RECARO zit, Special W met elektrische rugverstelling enkel in verbinding met R-NET"	2.526,75
<input type="checkbox"/> 581	RECARO zit, Special L met mechanische rugverstelling	1.899,38
<input type="checkbox"/> 584	"RECARO zit, Special X met elektrische rugverstelling enkel in verbinding met R-NET"	2.485,00

Let op voorste zithoogte met zitkussen: standaard +60mm, ErgoSeat +70mm, ERGOSTAR +120mm en RECARO +150mm
Langere levertijd bij RECARO. ¹⁾ Zitdiepte 400, 430, 460, 490, 530 mm instelbaar. ²⁾ Enkel bij zitbreedte 430 en 480

08 ErgoSeat bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 237	ErgoSeat bekleding, textiel, zwart	0,00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat bekleding, waterbestendig, zwart	0,00

09 Rug en rugsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	COMPATIBEL MET ZITSYSTEEM CODE					NOMENCLATUUR	EURO €
		Zitplaat 4276...	Ergo- Seat 948...	Zit- kussen 561...	ERGO- STAR 961	RECA- RO		
<input type="checkbox"/> 737/287	Standaard ruggordel, zwart Hoogte 500 mm, instelbaar naar 450 mm	●	-	●	-	-		0,00
<input type="checkbox"/> 736/287	Naspanbare rug, zwart Hoogte 500 mm, instelbaar naar 450 mm	●	-	●	-	-	523036 203127000045	143,37
<input type="checkbox"/> 608	Rugbuizen, 22 mm, incl. doorlopende duwbeugel, zonder ruggordel, voor externe rugsystemen	●	●	●				0,00
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat rug, hoogte 530 mm instelbaar naar 570 mm	●	●	●	-	-	520936 203105000743	221,03
<input type="checkbox"/> 2019	ErgoSeat Pro comfortrug incl. overtrekken, textiel zwart, hoogte 530 mm, enkel in combinatie met zitbreedte 430 en 480 mm	●	●	●	-	-		433,16

* Niet icm hoogte verstelbare armsteunen code 24 en pelotten code 957 en 954

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Toebehoren ErgoSeat Pro comfortrug

CODE	OMSCHRIJVING	CODE / STERKTE IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro thoraxpelotten, klein, paar		244,04
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat Pro thoraxpelotten, groot, paar		258,26

10 Opties rug (verstellingen)

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 814	Doorlopende duwbeugel		0,00
<input type="checkbox"/> 2814	Doorlopende duwbeugel in combinatie met RECARO		110,21
<input type="checkbox"/> 410	Separate duwgrepen incl. stabilisatiestang, enkel icm standaard of naspanbare rug		96,96
<input type="checkbox"/> 913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	521135 203112001057	179,21
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische rugverstelling	. -10° tot 30° 10° stappen	0,00
<input type="checkbox"/> 25	Elektrische rugverstelling	. -10° tot 50° traploos	521054 203109000464 1.135,01

11 Zijdelen en armsteunen

1= afneembaar 2= hoogteverstelbaar 3= breedte instelbaar 4= diepte instelbaar

Let op de aangegeven verstel mogelijkheden

CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 106	Standaard armsteunen en transparante kledijbeschermers	●	●	●	●	basis 202101001584	0,00
<input type="checkbox"/> 4960	Armsteunen met armpolster, transparante kledijbeschermer en lichte gootvorm armpolster	●	●	●	●		132,42
<input type="checkbox"/> 21	Armsteunen met lange armpolster en transparante kledijbeschermers	●	●	●	●		70,15
<input type="checkbox"/> 24	Oklapbare armsteunen, in hoek verstelbaar Hoogte armpolster = 190 - 230 mm Enkel in combinatie met code 4859 bedieningshouder	-	●	-	-		70,15
<input type="checkbox"/> 769	Transparante kledijbeschermer zonder armpolster, enkel in verbinding met code 24	-	-	-	-		166,76
<input type="checkbox"/> 773*	LED - verlichting rood in kledijbeschermer incl. individuele gravering Gelieve gewenste tekst opgeven	Tekengrote 12 mm (max. 2 x 15 tekens)				-----	403,67
		Tekengrote 18 mm (max. 2 x 10 tekens)				-----	
<input type="checkbox"/> 774*	LED - verlichting blauw in kledijbeschermer incl. individuele gravering Gelieve gewenste tekst opgeven	Tekengrote 12 mm (max. 2 x 15 tekens)				-----	403,67
		Tekengrote 18 mm (max. 2 x 10 tekens)				-----	

* niet in combinatie met stokhouder, code 970 en schaarlift code 27

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

12 Beensteunen

CODE	OMSCHRIJVING	54	805	808	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 93	Voetsteunen,afneembaar en wegzwenkbaar	●	●	●	basis 201101000493	0,00
<input type="checkbox"/> 92	Beensteunen, hoogte verstelbaar, afneembaar en wegzwenkbaar	-	●	●	520671 201103000646	274,78
<input type="checkbox"/> 86	Elektrische beensteunen, afneembaar en wegzwenkbaar enkel in combinatie met R-NET	-	●	●	520715 201104000361	1.194,74

13 Voetplaten

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	ONDERBE-ENLENGTE	92	93	86	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 54	Doorlopende voetplaat, 60mm diepte-verstelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, hoogte- en hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	-		107,52
<input type="checkbox"/> 805	Separate voetplaten, hoogteverstelbaar en opklapbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●		0,00
<input type="checkbox"/> 808	Separate voetplaten, hoogte- en hoek verstelbaar, in hoek instelbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●	520752 201105000975	107,52
<input type="checkbox"/> 822	Voetriemen (paar)							18,30
<input type="checkbox"/> 823	Hielsteunen (paar)							88,47

Let op, met de onderbeenlengte die bij verschillende zitsystemen verhoogt: standaard zitkussen +60mm, ErgoSeat +70mm, RECARO + 150mm

14 Batterijen en lader

CODE	OMSCHRIJVING	ACTIERADIUS 6 KM/H	ACTIERADIUS 10 KM/H	EURO €
<input type="checkbox"/> 5159	Onderhoudsvrije batterijen ca. 43 Ah (5h), 50 Ah (20h)	max. 30 km	max. 25 km	0,00
<input type="checkbox"/> 5158	Onderhoudsvrije batterijen ca. 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	max. 40 km	max. 35 km	262,99
<input type="checkbox"/> 732	Lader 6A für 50 Ah (20h)			0,00
<input type="checkbox"/> 733	Lader 12A empfohlen für 73 Ah (20h)			99,64

Geef uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

15 Verlichting

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	932	LED-verlichting voor en achter	0,00

16 Bediening en toebehoren

	CODE	OMSCHRIJVING	STURING	EURO €
<input type="checkbox"/>	408	Power/Bediening VR2	geen	0,00
<input type="checkbox"/>	682	Verstelmodule VR2 voor elektr. Zitkanteling en elektr. Rugverstelling	2 Verstelmotoren	72,08
<input type="checkbox"/>	702/415/ 678	Power- / verstel- / bedienmodule R-NET met LED-display	6 Verstelmotoren	0,00
<input type="checkbox"/>	702/416/ 678	Power- / verstel- / bedienmodule R-NET met LCD kleurdisplay	6 Verstelmotoren	152,52
<input type="checkbox"/>	702/398/ 678	Power-/verstel-/bedienmodule met R-NET met 3,5" LCD-kleuren-display en IR/Bluetooth functie, incl. lichtsensor	6 Verstelmotoren	585,00
<input type="checkbox"/>	918	ESP - rijstabilisatiemodule, enkel met R-NET LCD kleurdisplay	geen	793,11
<input type="checkbox"/>	4571	OMNI omgevingsturing voor speciale bedieningen (enkel in combinatie met R-NET)	2 Verstelmotoren	735,15

*Sturing van 2 verstelmotoren in verbinding met verstelmodule code 682
Software voor programmeren van VR2 op aanvraag

Opties bediening

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	74	Bediening rechts	0,00
<input type="checkbox"/>	60	Bediening links	0,00

17 Houders bediening

	CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/>	4859	Bediening, lengte instelbaar, enkel in combinatie met armsteunen code 24	0,00
<input type="checkbox"/>	4566	Bediening, lengte en hoogte instelbaar enkel in combinatie met armsteunen code 24	0,00
<input type="checkbox"/>	851	Bediening voor begeleider (bediening versteekbaar van voor naar achter) Enkel in combinatie met doorlopende duwbeugel code 814	190,15
<input type="checkbox"/>	4860	Bediening, lengte en hoogte instelbaar, wegzwenkbaar, niet combineerbaar met armsteunen code 24	0,00
<input type="checkbox"/>	4874	Beschermbeugel voor bediening VR2 en R-NET	57,95

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

18 Speciale bedieningen

CODE	OMSCHRIJVING			EURO €
<input type="checkbox"/> 4789	Bijkomende bediening voor begeleider met voorkeurschakelaar, incl. montage op rugbuis (enkel in combinatie met code 814)	523736	205119000186	646,45
<input type="checkbox"/> 4660	Tafel met uitsnijding (midden) voor bediening, rechts wegzwenkbaar, niet combineerbaar met armsteunen code 24			453,36
<input type="checkbox"/> 4661	Tafel met uitsnijding (midden) voor bediening, links wegzwenkbaar, niet combineerbaar met armsteunen code 24			495,18
<input type="checkbox"/> 813	Tafelbediening, doorzwenkbaar Enkel in combinatie met R-NET bediening met LED-display code 702/415 niet combineerbaar met armsteunen code 24			1.882,95
<input type="checkbox"/> 543	Externe AAN/UIT toets, kleur groen, diameter 63mm, voor gebruikers welke de toetsen van bediening moeilijk kunnen bedienen of als noodstopshakelaar voor de begeleider. Enkel in combinatie met R-NET LCD kleurdisplay code 702/416 of OMNI omgevingsturing code 4571	523670	204114000124	273,06
<input type="checkbox"/> 596	zoals code 543, kleur geel, diameter 63mm	523670	204114000133	273,06
<input type="checkbox"/> 778	zoals code 543, kleur groen, diameter 30mm	523670	204114000142	273,06
<input type="checkbox"/> 779	zoals code 543, kleur geel, diameter 30mm	523670	204114000151	273,06
<input type="checkbox"/> 565	Kinbediening, elektrisch wegzwenkbaar, enkel in combinatie met R-NET bedienmodule 702 en OMNI omgevingsturing code 4571			5.094,16
<input type="checkbox"/> 810	Kinbediening, mechanisch wegzwenkbaar, enkel in combinatie met R-NET bedienmodule 702 en OMNI omgevingsturing code 4572			3.050,40
<input type="checkbox"/> 657	Externe toetsen voor directe bediening van 6 elektrische verstellingen. Enkel in combinatie met R-NET code 702/416			902,92
<input type="checkbox"/> 794	Bluetooth PC-muis sturing			483,59
<input type="checkbox"/> 4611	MicroPilot, nulwegjoystick, enkel in combinatie met OMNI code 4571			3.825,21
<input type="checkbox"/> 4600	MicroPilot, nulwegjoystick incl. handsteun, enkel in combinatie met OMNI code 4571			4.913,18
<input type="checkbox"/> 4612	MicroGuide joystick, enkel in combinatie met OMNI code 4571			3.825,21
<input type="checkbox"/> 4601	MicroGuide joystick, incl. handsteun, enkel in combinatie met OMNI code 4571			4.913,18
<input type="checkbox"/> 4940	Halsbeugelhouder i.c.m. code 4611 of 4612			816,49
<input type="checkbox"/> 4613	TouchDrive sturing, enkel i.c.m. R-NET code 702 en OMNI code 4571			4.270,56
<input type="checkbox"/> 4614	Externe verstelmodule voor directe bediening van 5 elektrische verstellingen Enkel i.c.m. R-NET LCD kleurdisplay. Individuele toetsenbelegging, gelieve separate bestelbon invullen.			762,60

Speciale bedieningsmodules en speciale controllers moeten vaak worden aangepast en kunnen dus over het algemeen niet als afgewerkt product worden geleverd. Plaatsing en programmering moet worden voorgenomen in overleg met de gebruiker dan wel uitgevoerd door een technicus op locatie.

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

Joystick opzetstuk

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 553	Tetra-vork verticaal	160,66
<input type="checkbox"/> 556	Tetra-vork horizontaal	160,66
<input type="checkbox"/> 734	Tetra-vork horizontaal, handbreedte instelbaar	105,74
<input type="checkbox"/> 4589	Championgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4590	Kogelgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4591	T-greep	105,74
<input type="checkbox"/> 4593	Staalgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4594	Knopgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4595	Softbal	53,89
<input type="checkbox"/> 4602	Joystick opzetstuk MicroPilot kurk, met veer, zacht	357,92
<input type="checkbox"/> 4603	Joystick opzetstuk MicroPilot kurk, met veer, middel	357,92
<input type="checkbox"/> 4604	Joystick opzetstuk MicroPilot veelkleurig, met veer, zacht	357,92
<input type="checkbox"/> 4605	Joystick opzetstuk MicroPilot veelkleurig, met veer, middel	357,92
<input type="checkbox"/> 4606	Joystick opzetstuk MicroPilot blauw, met veer, zacht	357,92
<input type="checkbox"/> 4607	Joystick opzetstuk MicroPilot blauw, met veer, middel	357,92
<input type="checkbox"/> 4608	Joystick opzetstuk MicroGuide/MicroPilot kurk, zonder veer	56,94
<input type="checkbox"/> 4609	Joystick opzetstuk MicroGuide/MicroPilot veelkleurig, zonder veer	56,94
<input type="checkbox"/> 4610	Joystick opzetstuk MicroGuide/MicroPilot blauw, zonder veer	56,94

19 Kleuren onderstel

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 5265	Silverline voor zitframe en onderstel, voetsteun bovendeel code 93	0,00
<input type="checkbox"/> 5251	Diepzwart voor zitframe en onderstel, voetsteun bovendeel code 93	0,00
<input type="checkbox"/> 5237	Marrakeschbruin voor zitframe en onderstel, voetsteun bovendeel code 93	0,00

Andere kleuren tegen meerprijs mogelijk op aanvraag

Gelieve uw keuze aan te kruizen

Standaard uitvoering: wanneer geen andere keuze maakt, wordt in principe de standaard uitvoering geleverd.

20 Toebehoren


CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 906	Achteruitkijkspiegel rechts		66,09
<input type="checkbox"/> 927	Achteruitkijkspiegel links		66,09
<input type="checkbox"/> 2676	Waarschuwingfolie, enkel i.c.m. ErgoSeat		84,94
<input type="checkbox"/> 676	Waarschuwingbord		87,44
<input type="checkbox"/> 994	Bagagerek met metaalstaven		50,84
<input type="checkbox"/> 970	Stokhouder		60,64
<input type="checkbox"/> 4795	Rijmodus vergrendeling, sleutel enkel voor R-NET		47,42
<input type="checkbox"/> 833	Veiligheidsgordel met slot	basis 204104000396	0,00
<input type="checkbox"/> 4646	Therapietafel zijdelings wegzwenkbaar	521290 203120000921	191,16
<input type="checkbox"/> 590	Abductieklos, enkel in combinatie met zitplaat code 4276 ErgoSeat code 948		74,07
<input type="checkbox"/> 862	Stoepenklimmer	521415 204105000276	400,23
<input type="checkbox"/> 260	Memory-functie voor hoofdsteun		28,48
<input type="checkbox"/> 957	Vaste zijpelotten (paar)		193,53
<input type="checkbox"/> 954	Wegzwenkbare pelotten (paar), niet combineerbaar met code 24		508,40
<input type="checkbox"/> 781	USB-laadstekker		164,72
<input type="checkbox"/> 782*	Bevestiging voor GSM houder		90,49

* Niet in combinatie met OMNI code 4571

Opmerkingen:

Datum:

Handtekening:




CODE 118



CODE 737/287



CODE 237




CODE 961 und 24



CODE 580/578



CODE 736/287



CODE 948/949



CODE 2032/2021



CODE 913



CODE 25



CODE 106



CODE 21




CODE 4960



CODE 774



CODE 773



CODE 86/808




CODE 932



CODE 702/416/678



CODE 4571



CODE 4860




CODE 851



CODE 408/4860



CODE 4613




CODE 4614



CODE 553




CODE 556



CODE 734



CODE 4589



CODE 4590



CODE 4591



CODE 4593



CODE 4594



CODE 4595




CODE 4606/4607



CODE 4602/4603



CODE 4604/4605



CODE 4940




CODE 970



CODE 833



CODE 4646



CODE 862



CODE 782



CODE 781

1. ALGEMEEN - SCOPE

1.1. De algemene voorwaarden hieronder (AV) van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klanten van het bedrijf gesloten contracten. Zij gelden ook voor alle toekomstige transacties met de klant, zelfs zonder afzonderlijke nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant accepteert de voorwaarden van MEYRA GmbH voor het huidige contract en voor alle toekomstige contracten als bindend. Algemene voorwaarden van de klant of eventuele derden zijn niet van toepassing. Zulke voorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, zelfs niet als ze expliciet worden tegengesproken in individuele gevallen.

1.3. Deze voorwaarden gelden alleen als de klant een ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een openbaar speciaal fonds is.

2. AANBIEDING, CONTRACT

2.1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangegeven als bindend.

2.2. Bestellingen of opdrachten van de cliënt neemt de MEYRA GmbH binnen 14 dagen na ontvangst aan door een schriftelijke bevestiging.

2.3. Het contract wordt afgesloten met een schriftelijke bevestiging van het aanbod; dit geldt ook voor eventuele wijzigingen of aanvullingen op de orders.

2.4. Bij alle in verband met de opdracht aan de klant geleverde documentatie behouden wij ons het eigendom en het auteursrecht voor. Deze documenten mogen niet aan derden worden doorgereikt, tenzij we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover we het aanbod van de klant binnen de termijn van 2,2 niet aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in Euro's berekend. Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW is in aanvulling als wettelijke rente verschuldigd.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en handling. Kosten van verpakking en handling worden apart gefactureerd.

3.3. Indien er prijzen worden aangegeven zijn deze gebaseerd op de dan geldende prijslijst. Prijswijzigingen zijn toegestaan als de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de overeengekomen levering meer dan vier maanden bedraagt. Verhogen zich daarna tot voltooiing de loon- en of materiaalkosten, dan zijn wij gerechtigd, de prijs in redelijkheid te verhogen met de kostenstijgingen. De klant heeft recht op terugtrekking indien de prijsverhoging de verhoging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen de bestelling en de levering aanzienlijk overschrijdt.

3.4. Bij het sluiten van de contracten is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorige contract.

3.5. Als de bestelwaarde onder een limiet van € 150,00 netto van de waarde van de goederen ligt, dan wordt een handlingtoeslag inclusief vrachtkosten van € 9,50 in rekening gebracht.

4. VERZENDING, RISICO-OVERGANG

4.1. Plaats van levering is de locatie van MEYRA GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien de goederen op verzoek van de klant worden verscheept gaat het risico van onopzettelijk verlies of toevallige verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (met inbegrip van deelleveringen) wordt overgedragen aan de voor de uitvoering van de zending derde. Dit geldt on-

geacht of de goederen worden verscheept vanaf de locatie van overdracht of wie de vrachtkosten draagt.

4.3. Indien een vordering tot transportschade of verlies tegen de MEYRA GmbH wordt ingediend, moet de klant de schade op de vrachtdocumenten of in een logboek opnemen, teneinde geen vertraging te veroorzaken en ons binnen een week informeren.

4.4. Een transportverzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant genomen.

4.5. Bij vertragingen van levering of verzending waar bij naar de klant verantwoordelijk is, ligt het risico van verzending bij de klant.

4.6. Bij ontbreken van specifieke instructies van de cliënt, ligt de keuze van de transportroute en middelen bij de MEYRA GmbH, zonder enige garantie en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste wijze van verzending.

5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. In het vooruitzicht gestelde levertijden zijn als verwachte levertijden, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde datum schriftelijk is vastgelegd.

5.2. Als de partijen een leveringstermijn hebben afgesproken, begint deze vanaf de datum van de orderbevestiging. Aan de leveringstermijn is voldaan indien voorafgaand aan het verstrijken van de levertijd de goederen de fabriek heeft verlaten dan wel de klant over de verzending in kennis is gesteld.

5.3. Naleving van de overeengekomen levering en data veronderstelt de tijdige ontvangst van alle verstrekte documenten door de klant en de tijdige verstrekking van alle nodige informatie en de vervulling van andere verplichtingen aan de klant. Voor zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, zullen deze op passende wijze worden verlengd.

5.4. De MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht of andere machten, op het moment dat het contract onvoorziene gebeurtenissen (zoals stakingen, defecte apparatuur, niet tijdig leverende leveranciers, vertragingen in transport, slecht weer, etc.), waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertijd wordt verlengd met de duur van een redelijke herstelperiode, door de niet door MEYRA GmbH te verantwoorden tijdelijke belemmering plus .

5.5. Overschrijding van de daarmee gepaard gaande vertraging van de termijn met zes weken, dan hebben beide partijen het recht zich terug te trekken naar reikwijdte van de uitvoering van het contract.

5.6. De MEYRA GmbH heeft het recht van deelleveringen, tenzij de deellevering voor de klant als onderdeel van de contractuele bepaling doel wordt gebruikt, de levering van de resterende goederen is gewaarborgd en de klant geen extra kosten met zich meebrengen.

6. BETALING

6.1. Rekeningen moeten binnen 30 dagen volledig betaald te worden na ontvangst van de factuur een van onze bankrekeningen. Als het geen onderdeel levering of een reparatiefactuur betreft, heeft de klant om recht op een korting van 2%, af te trekken bij de betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6.2. Cheques en wissels accepteren wij alleen na uitdrukkelijke toestemming. De acceptatie is betaling onder voorwaarden. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onderhevig aan controle. Waardeposities gemaakt op de dag volgen nadat we eindelijk over het equivalent beschikken.

6.3. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, moet deze het uitstaande bedrag van 8% boven de basisrente betalen. De vordering van hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

6.4. Indien de klant in gebreke van betaling blijft, net als alle andere claims die zijn gebaseerd op dezelfde juridische relatie, wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder de noodzaak voor een afzonderlijke mededeling.

6.5. De klant heeft alleen recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen legaal zijn bevestigd of zijn onomstreden. Om een retentierecht uit te oefenen, is de klant slechts gerechtigd voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

6.6. De MEYRA GmbH heeft het recht om haar vorderingen voor goederen en diensten derden toe te wijzen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De informatie die door de MEYRA GmbH goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen, met inbegrip van toekomstige vorderingen op de klant in het bezit van MEYRA GmbH.

7.2. De klant kan de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. Aan andere bepalingen, met name de wijze van beveiliging en beloften, hij geen recht. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen (met inbegrip van andere eisen, zoals verzekeringclaims of onrechtmatige claims van verlies of vernietiging) worden reeds tot zekerheid aan de MEYRA GmbH overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen deze te verzamelen. Indien de betaling van de klant vertraagt, zijn wij gerechtigd de machtiging in te trekken.

7.3. Indien de goederen worden verwerkt door de klant, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking in de naam en voor rekening van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze eigenschap of rechtstreeks worden uitgevoerd - indien de verwerking of wordt uitgevoerd in combinatie met materiaal van verschillende eigenaars of de waarde van de wordt verwerkt item is hoger dan de waarde van de geleverde goederen - het mede-eigendom (mede-eigenaar) in de nieuw gecreëerde post in verhouding staat tot de waarde van de geleverde goederen tot de waarde van de nieuw gecreëerde post. Als de MEYRA GmbH zijn eigendom van het combineren of mengen verliest, moet niet de eigenaar van het geleverde in het geval van de verwerking van goederen, maar de klant de MEYRA GmbH wordt hierbij vooraf een geschikte de proportionele waarde van het geleverde mede-eigendom van het uniforme product overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De overdracht wordt vervangen door gratuite bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen over goederen onder eigendomsvoorbehoud door derden en al het nodige te bieden aan informatie en documentatie te doen gelden. Tegelijkertijd moet de klant ongevraagd het eigendom van derden aan MEYRA GmbH over te dragen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. De MEYRA GmbH verbindt zich ertoe, voor zover zekerheden vrij te geven als gevolg van het verzoek van de klant, omdat ze de waarde van de beveiligde vorderingen overschrijdt met meer dan 20%. De keuze van de effecten die moet worden vrijgegeven is de taak van de MEYRA GmbH.

7.6. In het geval van een insolventie van een relevante klant wordt doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde goederen verboden evenals onze collectie toestemming om vorderingen toegewezen aan ons terug te trekken.

7.7. In geval van laattijdige betaling van de klant hebben wij het recht om de onmiddellijke terugkeer van de goederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de goederen direct na aflevering te inspecteren. Tenzij duidelijk fouten of defecten zouden zijn gevonden is een grondig onderzoek nodig, moeten de klachten van klant binnen één week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Na deze periode wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor deze gebreken. Geen garantieclaims voor verborgen gebreken, tenzij deze binnen één week verschijnen.

8.2. In geval van gebrekkige levering hebben wij het recht om het defecte artikel te rectificeren naar eigen keuze of vervangen door een defect gratis vervanging te verkrijgen. De klant is verplicht om ons van het defecte onderdeel voor onderzoek en reparatie gratis huis te voorzien. Het uitblijven van herstel of vervanging, is het niet binnen een redelijke termijn aangevuld of afgewezen door ons, kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs te verminderen. Een termijn is noodzakelijk, anders dan wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

8.3. De garantie vervalt als de klant de levering verandert zonder onze toestemming of heeft gewijzigd door derden en de verwijdering van gebreken is dus onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt. In ieder geval dient de klant de kosten van de wijziging kosten van corrigerende maatregelen dragen.

8.4. Uit de bovenstaande bepalingen volgt geen garantie, die we aannemen ten opzichte van de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen, zonder vooroordelen.

8.5. Uitgesloten van de garantie bij functiegerelateerde slijtage is alles wat we leveren aan producten, onderdelen en onderdelen, evenals de onpaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling van goederen.

8.6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder schade in plaats van de prestatie en het vervangen van alle andere directe of indirecte schade - met inbegrip van incidentele of gevolgschade, ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de MEYRA GmbH een juridische of materiaalfout frauduleus heeft verborgen of de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of indien een nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen aanwezig is. Als essentieel worden contractuele verplichtingen begrepen, waarvan de vervulling een correcte uitvoering van het contract en op wiens naleving van de contractuele partner regelmatig zich baseert, en erop kan beroepen. In het geval van nalatigheid veroorzaakte materiële en financiële schade is de aansprakelijkheid van MEYRA GmbH beperkt tot het bedrag aan de typische, voorzienbare schade. Uitgesloten zijn verder geen lichamelijk en / of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van het recht van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

8.7. Dit heeft geen invloed aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

9. VERJARINGSTERMIJN

Claims voor materiaalfouten vervallen na twee jaar na de overdracht / levering van de goederen aan de klant. Voor uitwisseling van eenheden en reparaties, bedraagt de verjaringstermijn 1 jaar na het overhandigen / levering van de goederen aan de klant. Dit is exclusief vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam of de gezondheid en / of claims voor schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dat opzicht gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

9.1. VERVANGENDE TOESTELLEN

Ongeacht de garantie biedt de MEYRA GmbH aan de klant om defecte apparatuur uit te wisselen om gereviseerde apparatuur. Voor aangeboden in ruil gedane apparaten, gelden de volgende bepalingen:

- Uitwisseling eenheden worden gereviseerd en zijn technisch ok.
- Het defecte toestel moet binnen 15 werkdagen aan de MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat komt in ons eigendom.
- Krijgen we het apparaat niet terug, berekenen we de geleverde vervangingsseenheid 95% tegen de heronderhandeling aankoopprijs.
- Het het apparaat moet teruggestuurd in de geleverde overeenkomstige soort vervangend apparaat en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag slechts het normale gebruik hebben overeenkomstige slijtage.
- De beoordeling van de vraag of de teruggekeerde apparaat de voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH. Indien niet aan de voorwaarden worden voldaan, rekenen wij voor de geleverde uitwisseling apparaat ook bovengenoemde bedrag vermindert met de restwaarde van de terugkerende apparaat.

10. WAARBORG VAN PRODUCT VEILIGHEID

10.1. PRODUCT TERUGROEP

Wanneer er door een tekortkoming aan een geleverd product of door een wettelijke verplichting een product terugroep benodigd is, is de klant verplicht mee te werken aan het proces van de terugroep, om zodoende de terugroep efficiënt te laten verlopen. De klant is verplicht, Meyra GmbH in het geval van een noodzakelijke product terugroep over de verblijfsplaats van het product tot aan de eindgebruiker te informeren. Hiervoor dient de klant een sluitende administratie over de verblijfsplaats van de producten voeren en deze op aanvraag van Meyra GmbH ter beschikking stellen. Indien de klant levert aan wederverkopers, is de klant verplicht om bovengenoemde verplichtingen omtrent de administratie van de verblijfsplaats van de producten, contractueel aan de wederverkopers op te leggen, om zodoende de realisatie van een efficiënte product terugroep richting de betreffende wederverkopers te kunnen bewerkstelligen.

10.2. De klant is verplicht om, door geschoolde professionals, de eindgebruikers te informeren over het gebruik en de handhaving van het geleverde product. Wanneer de klant de producten aan wederverkopers levert, is de klant verplicht, de wederverkoper de hier benoemde trainingsplicht over het gebruik en de handhaving van het geleverde product, contractueel vast te leggen.

11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN

Opgemerkt dient te worden dat strengere wettelijke bepalingen voor aangepaste. Constructieve veranderingen van MEYRA GmbH artikelen door de klant of een derde in opdracht van zijn alleen toegestaan indien zij voldoen aan de veiligheidseisen en is onze management zal schriftelijk overeenkomen. Daartoe bieden we op aanvraag een aangepaste model samen met tekening beschikbaar. Zijn veranderingen in het ontwerp zonder schriftelijke toestemming van ons management en maakte derden en als gevolg van de veranderingen in de schade, voor wie wij verantwoordelijk zijn in de externe betrekkingen, is de klant verplicht te vrijwaren ons hoor en wederhoor van alle aanspraken van derden.

12A. TERUGKEER VAN GOEDEREN EINDPRODUCTEN EN ASSEMBLAGES

Geretourneerde goederen zonder begeleidende factuur of de kopie zal niet worden ingewisseld. Geretourneerde goederen (in doos en in perfecte staat) zal worden gecrediteerd met 80% van de netto waarde. Uitgesloten van de terugkeer zijn voorwerpen waarvan de levering is ouder dan 3 maanden, speciale, sanitaire producten, gevulde batterijen en producten onder € 100,00 ex btw. Bovendien, met uitzondering van op maat gemaakte rolstoelen (bijv.: Kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transport risico van de afzender gedragen.

12B. ANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

12B.1. Annuleringen van bestellingen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH is niet mogelijk.

12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

12B.3. Indien een overeenkomst met de annulatie van eindproducten, tot uitlevering producten, dan geldt het volgende:

- Rehab producten volledig worden gecrediteerd. Rolstoelen voor speciale ramen en Sport Rolstoelen worden niet geretourneerd.

- Is het geval van annulering van adaptieve rolstoelen een eigen risico van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scooters is 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

12C. REDEMPTION / VERWIJDERING

Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor de inzameling en verwijdering van de volledige apparatuur van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. We kunnen een terugbetaling van de kosten, het rendement en de recycling / verwijdering van deze apparaten te organiseren en, als ze worden verkocht door ons. Retourneren zonder vooraf overeengekomen toestemming van de MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We hebben het recht om persoonlijke gegevens van de klant op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, en te verwerken binnen het bedrijf.

14. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT, SCHEIDBAARHEID CLAUSULE

14.1. Tenzij anders is overeengekomen, het kantoor van de MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf vervulling.

14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie geschillen, de bevoegdheid bepaald door ons hoofdkantoor in Kalletal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te klagen op zijn plaats van jurisdictie.

14.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Weens VN.

14.4. Mocht een van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, de geldigheid van de overige bepalingen.