

iCHAIR MC2 RS 1.615



Toegestane
Gebruikersgewicht 160 kg +10 kg extra belading



MEYRA[®]



15" aandrijfwielen



Kledijbeschermer verlichting met individuele gravure



RS-design zwart-rood



Recaro-zitting in zwart kunstleder

Buitengewoon sportief

ECONOMISCH

- Effectiviteit dankzij eenvoudig onderhoud en een hoog serviceniveau
- Geringe reparatienoodzaak door het gebruik van hoogwaardige en duurzame componenten
- Modulaire ontwerp van iChair-familie maakt compatibiliteit van componenten mogelijk
- Talrijke instelmogelijkheden voor individuele aanpassing
- Vereenvoudigd hergebruik door optimale gebruikerslimieten, zoals bijv. een standaard gebruikersgewicht van 160 kg

THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- Ideaal voor behoud van mobiliteit thuis, op de werkplek en op kantoor
- Effectieve drukverlichting en een ontspannen positie voor langdurig zitten door grote elektrische verstelmogelijkheden
- Verschillende zitsystemen op basis van de individuele behoeften

TOEPASSING

- Voor gebruik binnen en buiten
- Voor duurzaam en full-time gebruik voor zelfstandige mobiliteit, ook bij sterkere functiestoelingen
- Werkende en actieve personen, die een rolstoel voor diverse alledaagse situaties nodig hebben
- Geschikt voor gebruik buitenshuis door standaard grote wielen en optioneel verkrijgbare 10 km / u variant
- Ruimtes kunnen door de compacte afmetingen en hoge behendigheid met gemak worden doorkruist

BESTELLING OFFERTE MAATWERK

Ingevuld bestelformulier graag faxen naar: +49 5733 922 9311

Klantenservice: +49 5733 922 0

Facturatieadres / klantnr.:
Leveringsadres:
Referentie / opmerkingen:

MEYRA®



Toegestane gebruikersgewicht
160 kg +10 kg extra belading

iChair mc2 RS 1.615 (Prijs voor het basismodel, incl. accu's en laadstation, met inbegrip van armsteunen, incl. voetsteunen):

€ 7.626,00

Alle prijzen zijn inclusief BTW! Geldig van 01-01-2018 – 31-12-2018.
Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op www.meyra.de/AGB te vinden zijn.

Nomenclatuur: 520111
102102001276



Technische gegevens

Zitbreedte ^{1) 2)}	380 - 650
Zitdiepte ²⁾	400 - 560 / 480 - 530
Rughoogte ²⁾	530 - 570 / 640
Onderbeenlengte ²⁾	350 - 500 / 350 - 500
ArMLEuninghoogte ²⁾	180 - 290 / 180 - 290
Zithoogte voor ²⁾	530 - 600 / 580 - 650
Lengte met voetsteun	1.130
Lengte zonder voetsteun	830
Breedte rijklaar ³⁾	635
Hoogte zonder hoofdsteun ³⁾	1.010 - 1.130

Transportafmetingen lengte	830
Transporthoogte min.	590 - 660
Wielomvang voor	260 x 70 (10")
Wielomvang achter	380 x 75 (15")
Hindernishöhe max. ⁴⁾	60
Draaicirkel	840

¹⁾ zie categorie 01 zitbreedte

²⁾ zitsystemen ErgoSeat / RECARO zithoek is 4°

³⁾ zitsysteem ErgoSeat

⁴⁾ 120 mm incl. tredeklimmer

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

Technische gegevens

GEWICHT IN KG

Leeg transportgewicht basisuitrusting min. ⁵⁾	100
Gebruikersgewicht max.	160
Toegestane totale gewicht incl. opties	320
max. extra belading	10

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm
Gegevens onder voorbehoud van constructieve wijzigingen.

⁵⁾ Zonder beensteunen en zonder armleuningen

⁶⁾ zie categorie 00 chassis/motor

⁷⁾ Het instelbereik kan ZH en al naar gelang de omvang van stuurwielen max. +/-3° variëren.

EIGENSCHAPPEN

Snelheid km/u	6 / 13
Motorvermogen W	2 x 300 / 2 x 350
Actieradius met batterijen 63 Ah (5h), 73 Ah (20h) max. in km ⁶⁾	35 - 40
Toegestane hellingen / dalingen	15 %
Stuursoort	indirect
Zitkanteling elektrisch ⁷⁾	-2° - +26°
Zitting kanteling mechanisch	0° tot +10°
Rughoek elektrisch	-10° tot +50°
Rughoek mechanisch	-10° tot +30°

00 Chassis / motor

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
	Snelheid	Motorvermogen
		Actieradius
<input type="checkbox"/> 115	6 km/u	2 x 300 W
		40 km
<input type="checkbox"/> 120*	13 km/u, incl. 120A powermodule	2 x 350 W
		35 km
		0,00

*Uitsluitend in comb. m. code 833 veiligheids gordel

Chassis opties

<input type="checkbox"/> 892	Standaard vering aanbevolen voor gebruikersgewicht tot 120 kg	0,00
<input type="checkbox"/> 891	Standaard vering aanbevolen voor gebruikersgewicht 120 - 160 kg	0,00

01 Zitbreedte (ZB)

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 38	ZB 380 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 380 tot 500 mm via de armleuningen (zitoppervlak breedte 380 mm)	0,00
<input type="checkbox"/> 43	ZB 430 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 430 tot 550 mm via de armleuningen (zitoppervlak breedte 430 mm)	0,00
<input type="checkbox"/> 48	ZB 480 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 480 tot 600 mm via de armleuningen (zitoppervlak breedte 480 mm)	221,03
<input type="checkbox"/> 53	ZB 530 mm Zitbreedte traploos instelbaar van 530 tot 650 mm via de armleuningen (zitoppervlak breedte 530 mm)	477,90

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

02 Zitdiepte (ZD)

Voor de gewenste zitdiepte zie 07 Zitsystemen

03 Zithoogte voor (VZH) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

*VZH gemeten bij 4° zithoekneiging, bovenzijde zittingplaat

CODE	OMSCHRIJVING Ø X B	INCH / MM	VOORSTE ZITHOOGTE VZH IN MM*			EURO €
			* bij 4° zithoekneiging	460**	500	
142	Wielen met alu-velg	10" 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00

Neem aub de hoogte van de zitkussens in acht

** Uitsluitend in comb .m. zitbreedte 38 en 43

Zwenkwiel opties

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 146	Luchtbanden versterkt	0,00
<input type="checkbox"/> 900	Lekvrije banden	158,62
<input type="checkbox"/> 816	Spatbescherming voor zwenkwielen	105,74

Aandrijfwielen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 772	15" wielen, alu-velgen Grof profiel	0,00

04 Aandrijf wiel - opties

<input type="checkbox"/> 482	Luchtbanden	0,00
<input type="checkbox"/> 904	Lekvrije banden	178,96
<input type="checkbox"/> 824	Spatbescherming voor aandrijfwielen	103,34

05 Banden - opties

CODE	KLEUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 908	Zwart	0,00

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

06 Zitkanteling / zitlift

CODE	OMSCHRIJVING	HOEK	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 119	Mechanische zitkanteling, in stappen	0° tot +10°		0,00
<input type="checkbox"/> 118	Elektrische zitkanteling, traploos tot 28 graden*	-2° - +26°	521032 203108001013	1.135,01

* het instelbereik kan al naar gelang ZH en de omvang van zwenkwielen max. +/-3° variëren.

07 Zitting en zitsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	ZITDIEPTE	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 948 / 615	ErgoSeat-zitting	400 mm	520914 203104001387	209,08
<input type="checkbox"/> 948 / 788	ErgoSeat-zitting	430 mm	520914 203104001387	209,08
<input type="checkbox"/> 948 / 619	ErgoSeat-zitting	460 mm	520914 203104001387	209,08
<input type="checkbox"/> 948 / 792	ErgoSeat-zitting	490 mm	520914 203104001387	209,08
<input type="checkbox"/> 948 / 793	ErgoSeat-zitting	530 mm	520914 203104001387	209,08
<input type="checkbox"/> 948 / 356	ErgoSeat-zitting	560 mm	520914 203104001387	209,08

Zitting en zitsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 579	Recaro-zitelement, speciaal S met mechanisch rug	1.708,23
<input type="checkbox"/> 567	Recaro-zitelement, speciaal F met elektrisch rug	2.335,59
<input type="checkbox"/> 580	Recaro-zitelement, speciaal M met mechanisch rug	1.899,38
<input type="checkbox"/> 578	Recaro-zitelement, speciaal W met elektrisch rug	2.526,75
<input type="checkbox"/> 581	Recaro-zitelement, speciaal L met mechanisch rug	1.899,38
<input type="checkbox"/> 584	Recaro-zitelement, speciaal X met elektrisch rug	2.526,75

Neem aub de voorste hoogte van de zitkussens in acht **Standaard-zitkussens +60 mm, ErgoSeat +70 mm en RECARO +150 mm.**
 Langere levertijd voor RECARO-zit. ¹⁾ zitdieptes 400, 430, 460, 490, 530 mm instelbaar ²⁾ Uitsluitend i. comb. m. zitbreedte 430 en 480

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

08 ErgoSeat -bekleding

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 297	ErgoSeat-bekleding, netweefsel, RS design rood/zwart	0,00
<input type="checkbox"/> 4980	ErgoSeat-bekleding, incontinentie, zwart	0,00

09 Rugdeel en rugsystemen

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 608	Ronde rugbuis, 22 mm, incl. doorlopende duwbeugel, zonder rugbespanning, voorbereid voor externe rugsystemen*		0,00
<input type="checkbox"/> 949	ErgoSeat-rug, hoogte: 530 mm, aanpasbaar tot 570 mm	520936 203105001626	221,03
<input type="checkbox"/> 2019	ErgoSeat pro comfortabel rug, textielhoes zwart, hoogte 530 mm, aanpasbaar tot 570 mm, alleen in combinatie met zitbreedte 430 en 480 mm		433,16

* Niet in combinatie met opklapbare armsteunen code 24 en pelotten code 957 en 954

Toebehoren voor ErgoSeat Pro comfort zitkussens

CODE	OMSCHRIJVING	CODE / STERKTE IN MM	EURO €
<input type="checkbox"/> 2032	ErgoSeat Pro thoracale pelotten, klein, paar		244,04
<input type="checkbox"/> 2021	ErgoSeat Pro thoracale pelotten, groot, paar		258,26

10 Rugopties

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 814	Doorlopende duwbeugel		0,00
<input type="checkbox"/> 2814	Doorlopende duwbeugel, alleen in combinatie met RECARO		110,21
<input type="checkbox"/> 410	Enkele duwgrepen inclusief stabiliteitsbeugel		107,78
<input type="checkbox"/> 913	Hoofdsteun, kunstleder zwart	521135 203112001626	179,21
<input type="checkbox"/> 401	Mechanische rugverstelling	-10° tot 30° 10° stappen	0,00
<input type="checkbox"/> 25	Elektrische rugverstelling	-10° tot 50° traploos	521054 203109000787 1.135,01

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

11 Kledijbeschermers en armsteunen

1 = afneembaar 2 = in hoogte verstelbaar 3 = in breedte verstelbaar 4 = in diepte verstelbaar

Neem de functionele eigenschappen in acht!

CODE	OMSCHRIJVING	1	2	3	4	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 106	Standaard armsteunen met gevoerde armpolster en satijnen kledingbeschermer	●	●	●	●	BASIS 202101002056	0,00
<input type="checkbox"/> 4960	Armsteunen met gevoerde armpolster, satijnen kledingbeschermer en lichte glooiing in de armsteun	●	●	●	●		132,42
<input type="checkbox"/> 21	Armsteunen met gevoerde armpolster, satijnen kledingbeschermer en afgeschuinde armleuning lang	●	●	●	●	520855 202101002083	70,15
<input type="checkbox"/> 24	Armsteunen met gevoerde armpolster, opklapbaar en in hoek verstelbaar afwijkende armleuninghoogte = 190 - 230 mm Uitsluitend in comb. m. code 4859 bedieningsmodule houder	-	●	-	-		70,15
<input type="checkbox"/> 769	Satijnen kledingbeschermer zonder armleuning, uitsluitend in combinatie met CODE 24	-	-	-	-		166,76
<input type="checkbox"/> 773*	Led-verlichting rood voor kledingbeschermer inclusief individuele gravure Graag uw gewenste tekst invoeren:	Lettergrootte 12 mm (max 2 x 15 tekens.): ----- Lettergrootte 18 mm (max 2 x 10 tekens.): -----					397,00
<input type="checkbox"/> 774*	Led-verlichting rood voor kledingbeschermer inclusief individuele gravure Graag uw gewenste tekst invoeren:	Lettergrootte 12mm (max 2 x 15 tekens.): ----- Lettergrootte 18mm (max 2 x 10 tekens.): -----					397,00

* niet te comb. met stokhouder, CODE 970

12 Voetsteunen

CODE	OMSCHRIJVING	54	805	808	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 93	Voetsteunen, afneembaar en opzij zwenkbaar incl. kuitband rood/zwart	●	●	●	BASIS 201101001762	0,00
<input type="checkbox"/> 92	Beensteun, tot horizontaal verstelbaar, afneembaar, wegzwenkbaar	-	●	●	520671 201103000856	274,78
<input type="checkbox"/> 86	Beensteun, elektrisch tot horizontaal verstelbaar, afneembaar	-	●	●	520715 201104000614	1.194,74

13 Voetplaten

CODE	OMSCHRIJVING	DIEPTE	OBL	92	93	86	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 54	Voetplaat doorlopend 60 mm naar diepte verstelbaar (in 4 stappen), opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	-	●	-	520752 201101002083	107,52
<input type="checkbox"/> 805	Separate voetplaten in hoogte verstelbaar, opklapbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●		0,00
<input type="checkbox"/> 808	Separate voetplaten, in hoogte verstelbaar, opklapbaar en in hoek verstelbaar	150 mm	280 - 430 mm	●	●	●		107,52
<input type="checkbox"/> 822	Voetriemen (paar)							18,30
<input type="checkbox"/> 823	Hielhouder (paar)							88,47

Houd er rekening mee, dat de OBL qua verhoging overeenkomt met de verschillende zitsystemen: Standaard-zitkussen +60 mm, ErgoSeat +70 mm, RECARO +150 mm

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

14 Batterijen en lader

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 5158	Onderhoudsvrije batterijen ca. 63 Ah (5h), 73 Ah (20h)	0,00
<input type="checkbox"/> 733	Lader 12 A	0,00

15 Verlichting

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 932	Actieve led-verlichting voor en achter conform Verkeerswet	0,00

16 Bedieningsmodule en toebehoren

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 702 / 415 / 678	Power-/verstel-/bedieningsmodule R-Net met led-display	0,00
<input type="checkbox"/> 702 / 416 / 678	Power-/verstel-/bedieningsmodule R-Net met lcd-kleurendisplay	152,52
<input type="checkbox"/> 702 / 398 / 678	Power-/verstel-/bedieningsmodule R-Net met lcd-kleurendisplay incl. IR/Bluetooth	585,00
<input type="checkbox"/> 918	ESP- rijstabiliteitsmodule alleen i.comb. m. R-Net / lcd-kleurendisplay	793,11
<input type="checkbox"/> 4571	OMNI module voor speciale controllers	735,15

Opties voor bedieningsmodule

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 74	Montage rechts	0,00
<input type="checkbox"/> 60	Montage links	0,00

17 Bedieningsmodule houder

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 4859	Bedieningsmodule houder, in lengte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/> 4566	Bedieningsmodule houder, in lengte en hoogte verstelbaar	0,00
<input type="checkbox"/> 4860	Bedieningsmodule houder, in lengte en hoogte verstelbaar, wegzwenkbaar	0,00
<input type="checkbox"/> 4874	Veiligheidsbeugel voor bedieningsmodule R-NET	57,95
<input type="checkbox"/> 851	Bedieningsmodule houder voor begeleidend persoon (bedieningsmodule verzetbaar voor en achter) Uitsluitend in combinatie met doorlopende duwbeugel CODE 814	190,15

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

18 Speciale bedieningsmodules en speciale besturingen

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 4789	Extra bedieningsmodule bij voorrangschakeling voor begeleidend persoon incl. montage aan de rugbuis (alleen in combinatie met CODE 814)	523736 205119000186	646,45
<input type="checkbox"/> 4660	Tafelblad met uitsnede (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts zwenkbaar, niet i. comb. m. code 24 armsteunen		495,18
<input type="checkbox"/> 4661	Tafelblad met uitsnede (midden) voor bedieningsmodule, naar rechts zwenkbaar, niet i. comb. m. code 24 armsteunen		495,18
<input type="checkbox"/> 813	Tafelbediening, doorzwenkbaar Alleen in combinatie met R-NET bedieningsmodule met led-display CODE 702/415, niet i. comb. m. code 24 armsteunen		1.842,70
<input type="checkbox"/> 543	Externe aan/uit-toets, kleur groen, doorsnee 63 mm, voor gebruikers, die de toetsen van het bedieningsmodule slecht bedienen kunnen of als noodknop-functie voor begeleidend persoon. Alleen in combinatie met R-NET bedieningsmodule met lcd-kleurendisplay CODE 702/416, of OMNI omgevingscontroller CODE 4571	523670 204114000124	273,06
<input type="checkbox"/> 596	zoals CODE 543, kleur geel, doorsnee 63 mm	523670 204114000133	273,06
<input type="checkbox"/> 778	zoals CODE 543, kleur groen, doorsnee 30 mm	523670 204114000142	273,06
<input type="checkbox"/> 779	zoals CODE 543, kleur geel, doorsnee 30 mm	523670 204114000151	273,06
<input type="checkbox"/> 565	Kinbediening, elektrisch wegzwenkbaar, uitsluitend in combinatie met R-NET be-dieningsmodule CODE 702 en OMNI omgevingscontroller CODE 4571.		5.094,17
<input type="checkbox"/> 810	Kinbediening, mechanisch wegzwenkbaar uitsluitend in combinatie met R-NET bedieningsmodule CODE 702 en OMNI omgevingscontroller CODE 4571.		3.050,40
<input type="checkbox"/> 657	Externe regeltoetsenbord voor directe activatie van 6 elektrische zittingver-stelfuncties. Uitsluitend in combinatie met R-NET CODE 702/416		902,92
<input type="checkbox"/> 794	Bluetooth pc-muiscontroller		562,70
<input type="checkbox"/> 4614	Extern bedieningsmodule voor directe activering van de elektrische zitting-verstelfuncties, 5-voudig. Alleen i. comb. m. R-Net lcd-kleurendisplay Voor een individuele bezetting graag het aparte bestelformulier voor externe bedie-ningsmodule invullen.		762,60

Speciale bedieningsmodules en speciale controllers moeten vaak worden aangepast en kunnen dus over het algemeen niet als afgewerkt product worden geleverd. Plaatsing en programmering moet worden voorgenomen in overleg met de gebruiker dan wel uitgevoerd door een technicus op locatie.

Joystick-opzetstukken

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 553	Tetra-vork verticaal	160,66
<input type="checkbox"/> 556	Tetra-vork verticaal	160,66
<input type="checkbox"/> 734	Tetra-vork horizontaal, instelbaar naar handbreedte	105,74
<input type="checkbox"/> 4589	Paddestoelgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4590	Kogelgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4591	T-greep	104,00
<input type="checkbox"/> 4593	Staalgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4594	Knopgreep	53,89
<input type="checkbox"/> 4595	Softball	53,89

Kruis uw keuze in de vakjes aan

Standaarduitvoering: Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

19 Kleuren frame

CODE	OMSCHRIJVING	EURO €
<input type="checkbox"/> 207	Zwart-mat incl. RS-kleuring, rode elementen	0,00

20 Toebehoren

CODE	OMSCHRIJVING	NOMENCLATUUR	EURO €
<input type="checkbox"/> 994	Bagagedrager met metalen staven		50,84
<input type="checkbox"/> 906	Achteruitkijkspiegel rechts		66,09
<input type="checkbox"/> 927	Achteruitkijkspiegel links		66,09
<input type="checkbox"/> 2676	Achterzijde markeringsfolie		84,94
<input type="checkbox"/> 676	Achterzijde markeringsbord		87,44
<input type="checkbox"/> 4795	Startonderbreker, sleutel		47,42
<input type="checkbox"/> 970	Stokhouder		54,90
<input type="checkbox"/> 833	Veiligheidsgordel met slot, bij 13 km / u standaard	BASIS 204104000396	0,00
<input type="checkbox"/> 4646	Therapietafel zijdelings wegzwenkbaar	521290 203120001323	191,16
<input type="checkbox"/> 862	Stoepklimmer	521415 204105000443	400,23
<input type="checkbox"/> 957	stijve pelotten (paar)	521150 203113000921	193,53
<input type="checkbox"/> 954	stijve pelotten (paar)	521150 203113000937	508,40
<input type="checkbox"/> 781	USB-aansluiting		164,72
<input type="checkbox"/> 782*	Opname voor gsm-houder		89,00

* niet i. comb. m. OMNI, CODE 4571

Opmerkingen bij bestelling:


Datum:	Handtekening:
--------	---------------




00
CODE 891,892



03
CODE 772



08
CODE 948/949/297



11
CODE 773



11
CODE 774



15
CODE 932




16
CODE 702/416/678



16
CODE 4571



17
CODE 4860



18
CODE 4614



20
CODE 781



20
CODE 782

1. ALGEMEEN - SCOPE

1.1. De algemene voorwaarden hieronder (AV) van MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klanten van het bedrijf gesloten contracten. Zij gelden ook voor alle toekomstige transacties met de klant, zelfs zonder afzonderlijke nieuwe overeenkomst.

1.2. De klant accepteert de voorwaarden van MEYRA GmbH voor het huidige contract en voor alle toekomstige contracten als bindend. Algemene voorwaarden van de klant of eventuele derden zijn niet van toepassing. Zulke voorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, zelfs niet als ze expliciet worden tegengesproken in individuele gevallen.

1.3. Deze voorwaarden gelden alleen als de klant een ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een openbaar speciaal fonds is.

2. AANBIEDING, CONTRACT

2.1. Aanbiedingen van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij ze uitdrukkelijk worden aangegeven als bindend.

2.2. Bestellingen of opdrachten van de cliënt neemt de MEYRA GmbH binnen 14 dagen na ontvangst aan door een schriftelijke bevestiging.

2.3. Het contract wordt afgesloten met een schriftelijke bevestiging van het aanbod; dit geldt ook voor eventuele wijzigingen of aanvullingen op de orders.

2.4. Bij alle in verband met de opdracht aan de klant geleverde documentatie behouden wij ons het eigendom en het auteursrecht voor. Deze documenten mogen niet aan derden worden doorgereikt, tenzij we onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Voor zover we het aanbod van de klant binnen de termijn van 2,2 niet aanvaarden, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

3. PRIJZEN

3.1. De prijzen worden uitsluitend in Euro's berekend. Alle prijzen zijn netto prijzen. De BTW is in aanvulling als wettelijke rente verschuldigd.

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn onze prijzen af fabriek, exclusief verpakking en handling. Kosten van verpakking en handling worden apart gefactureerd.

3.3. Indien er prijzen worden aangegeven zijn deze gebaseerd op de dan geldende prijslijst. Prijswijzigingen zijn toegestaan als de periode tussen de sluiting van de overeenkomst en de overeengekomen levering meer dan vier maanden bedraagt. Verhogen zich daarna tot voltooiing de loon- en of materiaalkosten, dan zijn wij gerechtigd, de prijs in redelijkheid te verhogen met de kostenstijgingen. De klant heeft recht op terugtrekking indien de prijsverhoging de verhoging van de algemene kosten van levensonderhoud tussen de bestelling en de levering aanzienlijk overschrijdt.

3.4. Bij het sluiten van de contracten is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen van een vorige contract.

3.5. Als de bestelwaarde onder een limiet van € 150,00 netto van de waarde van de goederen ligt, dan wordt een handlingtoeslag inclusief vrachtkosten van € 9,50 in rekening gebracht.

4. VERZENDING, RISICO-OVERGANG

4.1. Plaats van levering is de locatie van MEYRA GmbH, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.2. Indien de goederen op verzoek van de klant worden verscheept gaat het risico van onopzettelijk verlies of toevallige verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (met inbegrip van deelleveringen) wordt overgedragen aan de voor de uitvoering van de zending derde. Dit geldt on-

geacht of de goederen worden verscheept vanaf de locatie van overdracht of wie de vrachtkosten draagt.

4.3. Indien een vordering tot transportschade of verlies tegen de MEYRA GmbH wordt ingediend, moet de klant de schade op de vrachtdocumenten of in een logboek opnemen, teneinde geen vertraging te veroorzaken en ons binnen een week informeren.

4.4. Een transportverzekering wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en op kosten van de klant genomen.

4.5. Bij vertragingen van levering of verzending waar bij naar de klant verantwoordelijk is, ligt het risico van verzending bij de klant.

4.6. Bij ontbreken van specifieke instructies van de cliënt, ligt de keuze van de transportroute en middelen bij de MEYRA GmbH, zonder enige garantie en aansprakelijkheid voor de goedkoopste en snelste wijze van verzending.

5. LEVERTIJD, LEVERING

5.1. In het vooruitzicht gestelde levertijden zijn als verwachte levertijden, tenzij uitdrukkelijk een bepaalde datum schriftelijk is vastgelegd.

5.2. Als de partijen een leveringstermijn hebben afgesproken, begint deze vanaf de datum van de orderbevestiging. Aan de leveringstermijn is voldaan indien voorafgaand aan het verstrijken van de levertijd de goederen de fabriek heeft verlaten dan wel de klant over de verzending in kennis is gesteld.

5.3. Naleving van de overeengekomen levering en data veronderstelt de tijdige ontvangst van alle verstrekte documenten door de klant en de tijdige verstrekking van alle nodige informatie en de vervulling van andere verplichtingen aan de klant. Voor zover niet aan deze voorwaarden is voldaan, zullen deze op passende wijze worden verlengd.

5.4. De MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering als gevolg van overmacht of andere machten, op het moment dat het contract onvoorziene gebeurtenissen (zoals stakingen, defecte apparatuur, niet tijdig leverende leveranciers, vertragingen in transport, slecht weer, etc.), waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertijd wordt verlengd met de duur van een redelijke herstelperiode, door de niet door MEYRA GmbH te verantwoorden tijdelijke belemmering plus .

5.5. Overschrijding van de daarmee gepaard gaande vertraging van de termijn met zes weken, dan hebben beide partijen het recht zich terug te trekken naar reikwijdte van de uitvoering van het contract.

5.6. De MEYRA GmbH heeft het recht van deelleveringen, tenzij de deellevering voor de klant als onderdeel van de contractuele bepaling doel wordt gebruikt, de levering van de resterende goederen is gewaarborgd en de klant geen extra kosten met zich meebrengen.

6. BETALING

6.1. Rekeningen moeten binnen 30 dagen volledig betaald te worden na ontvangst van de factuur een van onze bankrekeningen. Als het geen onderdeel levering of een reparatiefactuur betreft, heeft de klant om recht op een korting van 2%, af te trekken bij de betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur.

6.2. Cheques en wissels accepteren wij alleen na uitdrukkelijke toestemming. De acceptatie is betaling onder voorwaarden. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onderhevig aan controle. Waardeposities gemaakt op de dag volgen nadat we eindelijk over het equivalent beschikken.

6.3. Indien de klant niet op de vervaldag betaalt, moet deze het uitstaande bedrag van 8% boven de basisrente betalen. De vordering van hogere schadevergoeding blijft voorbehouden.

6.4. Indien de klant in gebreke van betaling blijft, net als alle andere claims die zijn gebaseerd op dezelfde juridische relatie, wordt het bedrag onmiddellijk opeisbaar, zonder de noodzaak voor een afzonderlijke mededeling.

6.5. De klant heeft alleen recht op compensatie indien zijn tegenvorderingen legaal zijn bevestigd of zijn onomstreden. Om een retentierecht uit te oefenen, is de klant slechts gerechtigd voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

6.6. De MEYRA GmbH heeft het recht om haar vorderingen voor goederen en diensten derden toe te wijzen.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1. De informatie die door de MEYRA GmbH goederen tot de volledige afwikkeling van alle vorderingen, met inbegrip van toekomstige vorderingen op de klant in het bezit van MEYRA GmbH.

7.2. De klant kan de goederen doorverkopen in de normale gang van zaken. Aan andere bepalingen, met name de wijze van beveiliging en beloften, hij geen recht. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen (met inbegrip van andere eisen, zoals verzekeringclaims of onrechtmatige claims van verlies of vernietiging) worden reeds tot zekerheid aan de MEYRA GmbH overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant heeft het recht om de overgedragen vorderingen zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen deze te verzamelen. Indien de betaling van de klant vertraagt, zijn wij gerechtigd de machtiging in te trekken.

7.3. Indien de goederen worden verwerkt door de klant, wordt hierbij overeengekomen dat de verwerking in de naam en voor rekening van MEYRA GmbH als de fabrikant en deze eigenschap of rechtstreeks worden uitgevoerd - indien de verwerking of wordt uitgevoerd in combinatie met materiaal van verschillende eigenaars of de waarde van de wordt verwerkt item is hoger dan de waarde van de geleverde goederen - het mede-eigendom (mede-eigenaar) in de nieuw gecreëerde post in verhouding staat tot de waarde van de geleverde goederen tot de waarde van de nieuw gecreëerde post. Als de MEYRA GmbH zijn eigendom van het combineren of mengen verliest, moet niet de eigenaar van het geleverde in het geval van de verwerking van goederen, maar de klant de MEYRA GmbH wordt hierbij vooraf een geschikte de proportionele waarde van het geleverde mede-eigendom van het uniforme product overgedragen. De MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De overdracht wordt vervangen door gratuite bewaring.

7.4. De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen over goederen onder eigendomsvoorbehoud door derden en al het nodige te bieden aan informatie en documentatie te doen gelden. Tegelijkertijd moet de klant ongevraagd het eigendom van derden aan MEYRA GmbH over te dragen. Eventuele kosten zijn voor rekening van de klant.

7.5. De MEYRA GmbH verbindt zich ertoe, voor zover zekerheden vrij te geven als gevolg van het verzoek van de klant, omdat ze de waarde van de beveiligde vorderingen overschrijdt met meer dan 20%. De keuze van de effecten die moet worden vrijgegeven is de taak van de MEYRA GmbH.

7.6. In het geval van een insolventie van een relevante klant wordt doorverkoop of verwerking van onze gereserveerde goederen verboden evenals onze collectie toestemming om vorderingen toegewezen aan ons terug te trekken.

7.7. In geval van laattijdige betaling van de klant hebben wij het recht om de onmiddellijke terugkeer van de goederen te eisen.

8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID

8.1. De klant dient de goederen direct na aflevering te inspecteren. Tenzij duidelijk fouten of defecten zouden zijn gevonden is een grondig onderzoek nodig, moeten de klachten van klant binnen één week na ontvangst van de levering schriftelijk aan ons worden meegedeeld. Na deze periode wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor deze gebreken. Geen garantieclaims voor verborgen gebreken, tenzij deze binnen één week verschijnen.

8.2. In geval van gebrekkige levering hebben wij het recht om het defecte artikel te rectificeren naar eigen keuze of vervangen door een defect gratis vervanging te verkrijgen. De klant is verplicht om ons van het defecte onderdeel voor onderzoek en reparatie gratis huis te voorzien. Het uitblijven van herstel of vervanging, is het niet binnen een redelijke termijn aangevuld of afgewezen door ons, kan de klant zich terugtrekken uit de overeenkomst of de koopprijs te verminderen. Een termijn is noodzakelijk, anders dan wanneer dit niet wettelijk verplicht is.

8.3. De garantie vervalt als de klant de levering verandert zonder onze toestemming of heeft gewijzigd door derden en de verwijdering van gebreken is dus onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt. In ieder geval dient de klant de kosten van de wijziging kosten van corrigerende maatregelen dragen.

8.4. Uit de bovenstaande bepalingen volgt geen garantie, die we aannemen ten opzichte van de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen, zonder vooroordelen.

8.5. Uitgesloten van de garantie bij functiegerelateerde slijtage is alles wat we leveren aan producten, onderdelen en onderdelen, evenals de onpaste of onjuiste opslag, gebruik of behandeling van goederen.

8.6. Verdere aanspraken van de klant, in het bijzonder schade in plaats van de prestatie en het vervangen van alle andere directe of indirecte schade - met inbegrip van incidentele of gevolgschade, ongeacht de juridische gronden - zijn uitgesloten. Dit geldt niet indien de MEYRA GmbH een juridische of materiaalfout frauduleus heeft verborgen of de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of indien een nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen aanwezig is. Als essentieel worden contractuele verplichtingen begrepen, waarvan de vervulling een correcte uitvoering van het contract en op wiens naleving van de contractuele partner regelmatig zich baseert, en erop kan beroepen. In het geval van nalatigheid veroorzaakte materiële en financiële schade is de aansprakelijkheid van MEYRA GmbH beperkt tot het bedrag aan de typische, voorzienbare schade. Uitgesloten zijn verder geen lichamelijk en / of persoonlijk letsel veroorzaakt door een schending van het recht van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten.

8.7. Dit heeft geen invloed aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.

9. VERJARINGSTERMIJN

Claims voor materiaalfouten vervallen na twee jaar na de overdracht / levering van de goederen aan de klant. Voor uitwisseling van eenheden en reparaties, bedraagt de verjaringstermijn 1 jaar na het overhandigen / levering van de goederen aan de klant. Dit is exclusief vorderingen tot schadevergoeding wegens schade aan leven, lichaam of de gezondheid en / of claims voor schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dat opzicht gelden de wettelijke verjaringstermijnen.

9.1. VERVANGENDE TOESTELLEN

Ongeacht de garantie biedt de MEYRA GmbH aan de klant om defecte apparatuur uit te wisselen om gereviseerde apparatuur. Voor aangeboden in ruil gedane apparaten, gelden de volgende bepalingen:

- Uitwisseling eenheden worden gereviseerd en zijn technisch ok.
- Het defecte toestel moet binnen 15 werkdagen aan de MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat komt in ons eigendom.
- Krijgen we het apparaat niet terug, berekenen we de geleverde vervangingsseenheid 95% tegen de heronderhandeling aankoopprijs.
- Het het apparaat moet teruggestuurd in de geleverde overeenkomstige soort vervangend apparaat en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag slechts het normale gebruik hebben overeenkomstige slijtage.
- De beoordeling van de vraag of de teruggekeerde apparaat de voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, onder de verantwoordelijkheid van MEYRA GmbH. Indien niet aan de voorwaarden worden voldaan, rekenen wij voor de geleverde uitwisseling apparaat ook bovengenoemde bedrag vermindert met de restwaarde van de terugkerende apparaat.

10. WAARBORG VAN PRODUCT VEILIGHEID

10.1. PRODUCT TERUGROEP

Wanneer er door een tekortkoming aan een geleverd product of door een wettelijke verplichting een product terugroep benodigd is, is de klant verplicht mee te werken aan het proces van de terugroep, om zodoende de terugroep efficiënt te laten verlopen. De klant is verplicht, Meyra GmbH in het geval van een noodzakelijke product terugroep over de verblijfsplaats van het product tot aan de eindgebruiker te informeren. Hiervoor dient de klant een sluitende administratie over de verblijfsplaats van de producten voeren en deze op aanvraag van Meyra GmbH ter beschikking stellen. Indien de klant levert aan wederverkopers, is de klant verplicht om bovengenoemde verplichtingen omtrent de administratie van de verblijfsplaats van de producten, contractueel aan de wederverkopers op te leggen, om zodoende de realisatie van een efficiënte product terugroep richting de betreffende wederverkopers te kunnen bewerkstelligen.

10.2. De klant is verplicht om, door geschoolde professionals, de eindgebruikers te informeren over het gebruik en de handhaving van het geleverde product. Wanneer de klant de producten aan wederverkopers levert, is de klant verplicht, de wederverkoper de hier benoemde trainingsplicht over het gebruik en de handhaving van het geleverde product, contractueel vast te leggen.

11. AANSPRAKELIJKHEID BIJ CONSTRUCTIEVE VERANDERINGEN

Opgemerkt dient te worden dat strengere wettelijke bepalingen voor aangepaste. Constructieve veranderingen van MEYRA GmbH artikelen door de klant of een derde in opdracht van zijn alleen toegestaan indien zij voldoen aan de veiligheidseisen en is onze management zal schriftelijk overeenkomen. Daartoe bieden we op aanvraag een aangepaste model samen met tekening beschikbaar. Zijn veranderingen in het ontwerp zonder schriftelijke toestemming van ons management en maakte derden en als gevolg van de veranderingen in de schade, voor wie wij verantwoordelijk zijn in de externe betrekkingen, is de klant verplicht te vrijwaren ons hoor en wederhoor van alle aanspraken van derden.

12A. TERUGKEER VAN GOEDEREN EINDPRODUCTEN EN ASSEMBLAGES

Geretourneerde goederen zonder begeleidende factuur of de kopie zal niet worden ingewisseld. Geretourneerde goederen (in doos en in perfecte staat) zal worden gecrediteerd met 80% van de netto waarde. Uitgesloten van de terugkeer zijn voorwerpen waarvan de levering is ouder dan 3 maanden, speciale, sanitaire producten, gevulde batterijen en producten onder € 100,00 ex btw. Bovendien, met uitzondering van op maat gemaakte rolstoelen (bijv.: Kinderen en adaptieve rolstoelen). Het transport risico van de afzender gedragen.

12B. ANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN

12B.1. Annuleringen van bestellingen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH is niet mogelijk.

12B.2. Annuleringen moeten schriftelijk worden ingediend.

12B.3. Indien een overeenkomst met de annulatie van eindproducten, tot uitlevering producten, dan geldt het volgende:

- Rehab producten volledig worden gecrediteerd. Rolstoelen voor speciale ramen en Sport Rolstoelen worden niet geretourneerd.

- Is het geval van annulering van adaptieve rolstoelen een eigen risico van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scooters is 5%. Voor standaard of lichtgewicht rolstoelen 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

12C. REDEMPTION / VERWIJDERING

Onze prijzen zijn exclusief de kosten voor de inzameling en verwijdering van de volledige apparatuur van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. We kunnen een terugbetaling van de kosten, het rendement en de recycling / verwijdering van deze apparaten te organiseren en, als ze worden verkocht door ons. Retourneren zonder vooraf overeengekomen toestemming van de MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

13. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

We hebben het recht om persoonlijke gegevens van de klant op te slaan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, en te verwerken binnen het bedrijf.

14. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT, SCHEIDBAARHEID CLAUSULE

14.1. Tenzij anders is overeengekomen, het kantoor van de MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf vervulling.

14.2. Voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie geschillen, de bevoegdheid bepaald door ons hoofdkantoor in Kalletal-Kalldorf. We hebben ook het recht om de klant te klagen op zijn plaats van jurisdictie.

14.3. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van het Weens VN.

14.4. Mocht een van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar is, de geldigheid van de overige bepalingen.