

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge: Sitz bei Autotransport:



HMV: 18.50.02.7042



Preis Grundmodell

2.068,00 €



Grundausrüstung

- Sitztiefe 500 mm
- Kopfstütze A mit Seitenführung
- Fester Schiebebügel
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Sitzkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care

- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand November 2022, abrufbar unter www.meyra.de/AGB), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	400 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -20
Sitztiefe in mm	425 / 450 / 475 / 500
Rückenhöhe in mm	500
Sitzhöhe in mm	440 - 500
Leergewicht	28 kg
Zul. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	125 kg
Sitzwinkel	-5° - +20°
Rückenwinkel	92° - 137°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardrädern in mm	+180
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	260 - 355
Gesamthöhe in mm	1030
Länge mit Beinstützen in mm	1130



Technische Daten * Fortsetzung**

Rahmenfarbe

Blau

Versions-Nr.: #974 - 16.11.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 40	Sitzbreite 400 mm	D63040	
<input checked="" type="checkbox"/> 45	Sitzbreite 450 mm	D63045	
<input type="checkbox"/> 350	Sitzbreite 500 mm	D63050	

02 Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse	D21085	260,00
<input type="checkbox"/> 7243	Therapietisch	D25059	184,00
<input type="checkbox"/> 7120	Seitenpelotten	D86146	368,00

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift