

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge: Sitz bei Autotransport:




Preis Grundmodell

2.386,00 €



Grundausrüstung

- Sitztiefe 500 mm
- Kopfstütze A mit Seitenführung
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Rückenkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care

- Sitzkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse



Hinweise

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MEYRA GmbH (Stand November 2022, abrufbar unter www.meyra.de/AGB), die wir Ihnen auf erste Anforderung auch gerne unentgeltlich jederzeit zur Verfügung stellen.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	350 / 400 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -20 / 2 x +10/20
Sitztiefe in mm	kurzer Rahmen 375/400/425/450 - standard Rahmen 425/450/475/500
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	465/500 (24") 440/475 (22")
Max. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	135 kg
Sitzwinkel	-5° - +20°
Rückenwinkel	90° - 135°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardrädern in mm	+180 (St. 24" / 22") +195 (Tr.br. 24" / 22") +170 (Tr.br. 12" / 16")
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	270 - 360
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	silber

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 335	Sitzbreite 350 mm	D64035	
<input type="checkbox"/> 40	Sitzbreite 400 mm	D64040	
<input checked="" type="checkbox"/> 45	Sitzbreite 450 mm	D64045	
<input type="checkbox"/> 350	Sitzbreite 500 mm	D64050	

02 Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse	D21085	260,00
<input type="checkbox"/> 7243	Therapietisch	D25059	184,00
<input type="checkbox"/> 7120	Seitenpelotten	D86146	348,00
<input type="checkbox"/> 7090	SB - Reduzierungspolster ⚠️ reduziert die SB um 2 x 20 mm	D22154	148,00
<input type="checkbox"/> 7091	SB - Erweiterungsset ⚠️ erweitert die SB um 20 oder 40 mm	D80913	72,00

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift