



Netti 4U CE Plus

1.215


HMV: 18.50.02.7056

PHMV: 50.45.07.2029


 **Zugelassenes Benutzergewicht**
135 kg

 **Für Personentransport geeignet**
Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 135 kg)
Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit
Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und
vertikaler Kopfstützenstange 500 mm





Sitzbreitenkit (Erweiterung /
Reduzierung)



Libertas Rückenfunktion



Anpassbare Rückenbespannung



Netti Stabil

Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti 4U CE Plus vereint Wirtschaftlichkeit und Individualität auf höchstem Niveau
- Wirtschaftliche Vorteile durch Ersatzteilkompatibilität zu anderen Netti Stühlen
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitztiefe
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar
- Der Netti 4U CE Plus ist durch geringes Gewicht und geringe Gesamtbreite gekennzeichnet
- Große Auswahl an verschiedenen Rückenkissen
- Einhand-bedienbare Armlehne

EINSATZBEREICH

- Durch die Sitzbreitenflexibilität eignet sich der Netti 4U CE Plus besonders als Stuhl in der Fallpauschale. 5 Sitzbreiten mit einem Rahmen, das senkt Ihre Lagerkosten und erhöht die Flexibilität beim Kunden
- Er eignet sich sowohl für junge als auch für geriatrische Benutzer
- In der CES Plus Ausgabe ist eine Sitztiefeinstellung von 375 - 450 mm sogar möglich

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

Sitz bei Autotransport:



HMV: 18.50.02.7056

**Preis Grundmodell****2.386,00 €****Grundausrüstung**

- Sitztiefe 500 mm
- Kopfstütze A mit Seitenführung
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen, nach vorne abklappbar
- Rückenkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care

- Sitzkissen Netti Uno mit abwaschbarem Bezug Easy Care
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm, PU
- Antriebsräder 24 x 1" PU inkl. Steckachse
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher inkl. Steckachse

**Zugelassenes Benutzergewicht**

135 kg

**Für Personentransport geeignet**

Geprüft nach ISO 7176-19 (max. Nutzergewicht 135 kg)

Ab Personengröße 185 cm nur i.V. mit

Alu-Kopfstützenadapter, Rückenhöhe 600 mm und

vertikaler Kopfstützenstange 500 mm

**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



Technische Daten

Sitzbreiten in mm	350 / 400 / 450 / 500
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2 x -20 / 2 x +10/20
Sitztiefe in mm	kurzer Rahmen 375/400/425/450 - standard Rahmen 425/450/475/500
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	465/500 (24") 440/475 (22")
Max. Nutzergewicht	135 kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	135 kg
Sitzwinkel	-5° - +20°
Rückenwinkel	90° - 135°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+180 (Standard 24" / 22") +195 (Trommelbr. 24" / 22") +170 (Trommelbr. 12" / 16")
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	270 - 360
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	silber

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe (mm) standard Rahmen (24" + 7" Räder)				Sitztiefe (mm) kurzer Rahmen (22" + 6" Räder) D64000			
	425 / D28002	450 / D28002	475 / D28002	500	375 / D28002	400 / D28002	425 / D28002	450
350 mm D64035	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 296,00 €
400 mm D64040	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 296,00 €
450 mm D64045	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €		<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 296,00 €
500 mm D64050	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/> 63,00 €	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 359,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 296,00 €

! kurzer Rahmen mit 22" Antriebsräder und Lenkräder 6"
 standard Rahmen mit 24" Antriebsräder und Lenkräder 7"
 Sitztiefen können nachträglich eingestellt werden
 Standard Rahmen mögliche Sitztiefen 425/450/475/500 mm
 Kurzer Rahmen mögliche Sitztiefen 375/400/425/450 mm

Sitzbreite Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7090	SB - Reduzierungspolster ! reduziert die SB um 2 x 20 mm	D22154	148,00
<input type="checkbox"/> 7091	SB - Erweiterungskit ! erweitert die SB um 20 oder 40 mm	D80913	72,00

02 Räder








Lenkrad	kurzer Rahmen Antriebsrad		standard Rahmen Antriebsrad	
	22x1" PU	22x1" PU	24x1" PU	24" Loopwheels
6" 150x27 PU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 140,00 €		
7" 175x33 PU				<input type="checkbox"/> 2.068,00 €
7" 175x45 PU Schaum			<input type="checkbox"/> 90,00 €	<input type="checkbox"/> 2.158,00 €

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an



SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	∅	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7148	<input checked="" type="checkbox"/> Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse	24"	D20834	1.172,00
<input type="checkbox"/> 7149	Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse	24"	D20836	1.172,00
<input type="checkbox"/> 7150	<input checked="" type="checkbox"/> Einhandantrieb links  nicht i.V. mit Trommelbremse mit 7" Lenkräder nur SH 465 mm möglich	22"	D20837	1.172,00
<input type="checkbox"/> 7151	<input checked="" type="checkbox"/> Einhandantrieb rechts  nicht i.V. mit Trommelbremse mit 7" Lenkräder nur SH 465 mm möglich	22"	D20838	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7142	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse  Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen	12 1/2"	M70315	366,00
<input type="checkbox"/> 7143	Montagepaket für Antriebsräder inkl. Trommelbremse  Das Montagepaket wird beigelegt und ist zur Montage durch den Fachhändler vorgesehen	16"	M70316	366,00
<input type="checkbox"/> 7144	Hand- und Speichenschutz - Transparent, Paar  nicht i.V. mit Einhandantrieb nicht i.V. mit Loopwheels		D22009	170,00
<input type="checkbox"/> 7145	<input checked="" type="checkbox"/> Greifreifenüberzüge, Paar  Kniehebelbremsen bei Montage von 12" und 16" Antriebsrädern ohne Funktion		D22013	120,00

04 Bremse

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
305	Kniehebelbremse		
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse für Begleiter inkl. Steckachse, Kniehebelbremse  Bei Auswahl Montagepaket 12" oder 16" Antriebsräder sind Trommelbremsen bereits enthalten	D64085	260,00
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung + 70 mm - Länge 200 mm  Montage durch Fachhandel	D86099	170,00

05 Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7070	Easy Care Bezug		
<input type="checkbox"/> 7071	3D Bezug	D21122	178,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

06 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagrechtes Kopfstützenrohr (mm)		
		150	250	380
7040 / Standard	Netti A mit Seitenführung		<input checked="" type="checkbox"/> 84,00 €	<input type="checkbox"/> 95,00 €
7044 / D82567	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	<input checked="" type="checkbox"/> 344,00 €	<input type="checkbox"/> 428,00 €	<input type="checkbox"/> 439,00 €
7041 / D26574	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 84,00 €	<input type="checkbox"/> 95,00 €
7042 / D26573	Netti C groß, rechteckig	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 84,00 €	<input type="checkbox"/> 95,00 €
7043 / D26576	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	<input checked="" type="checkbox"/> 238,00 €	<input type="checkbox"/> 322,00 €	<input type="checkbox"/> 333,00 €
7045 / D27577	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	<input checked="" type="checkbox"/> 308,00 €	<input type="checkbox"/> 392,00 €	<input type="checkbox"/> 403,00 €
7046 / D27581	Netti E mit kurzer Seitenführung rechts	<input checked="" type="checkbox"/> 394,00 €	<input type="checkbox"/> 478,00 €	<input type="checkbox"/> 489,00 €
7047 / D27582	Netti E mit kurzer Seitenführung links	<input checked="" type="checkbox"/> 394,00 €	<input type="checkbox"/> 478,00 €	<input type="checkbox"/> 489,00 €
7048 / D27578	Netti F mit Kinnunterstützung	<input checked="" type="checkbox"/> 308,00 €	<input type="checkbox"/> 392,00 €	<input type="checkbox"/> 403,00 €
7049 / D45370	Savant inkl. Stirnband, Small, Höhe 130 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1.004,00 €	<input type="checkbox"/> 1.072,00 €	
7050 / D45371	Savant inkl. Stirnband, Normal, Höhe 150 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 1.004,00 €	<input type="checkbox"/> 1.072,00 €	

! Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
Savant Kopfstützen nicht für Autotransport zugelassen

Kopfstützen Optionen (Netti / Savant)




CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7030	Vertikalstange für die Kopfstütze (Ges. 350 mm)		
<input type="checkbox"/> 7031	<input checked="" type="checkbox"/> S Vertikalstange für die Kopfstütze +150 mm (Ges. 500 mm)	D21054	84,00
<input type="checkbox"/> 7032	Kopfstützenadapter Aluminium	D82025	238,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an




SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7055	Easycare Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23012	84,00
<input type="checkbox"/> 7056	3D Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar  nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23013	84,00
<input type="checkbox"/> 7053	<input checked="" type="checkbox"/> S Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	32,00
<input type="checkbox"/> 7054	<input checked="" type="checkbox"/> S Komfortkissen abnehmbar, Mars Bezug  nur i.V. mit Kopfstütze C	D23004	172,00
<input type="checkbox"/> 7057	<input checked="" type="checkbox"/> S Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	D23015	228,00
<input type="checkbox"/> 7027	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	924,00
<input type="checkbox"/> 7028	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	924,00

S Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze  nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	126,00
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	796,00
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	796,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

07 Rückeneinheit

Code	Kissenart	Rückenhöhe	
		RH 500 mm	RH 600 mm / D41006
7201 / Standard	Rückenkissen Netti Uno (seitliche Führungspolster 100 mm)		
7209 / D21338	Netti Smart (seitliche Führungspolster 120 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> 326,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 562,00 €
7207 / D21335	Netti Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> 528,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 764,00 €
7210 / D21336	Netti Super Stabil (seitliche Führungspolster 170 mm, verstärkt)	<input checked="" type="checkbox"/> 614,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> 850,00 €
7205 / D20630	Netti Kyphotic	<input checked="" type="checkbox"/> 708,00 €	

⚠ Netti Uno/Smart/Stabil/Super Stabil mit Bezug Easy Care oder 3D
Netti Kyphotic nur mit 3D/Mars Bezug und i.V. mit Anpassrücken

Anpassrücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7116 <input checked="" type="checkbox"/> S	Anpassbare Rückenbespannung ⚠ Montage durch den Fachhandel	D21137	276,00
<input type="checkbox"/> 7117	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten ⚠ Montage durch den Fachhandel	D21138	300,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rücken Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7119	Seitenpelotte Basic, Paar	D86145	368,00
<input type="checkbox"/> 7110	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, rechts	D27375	206,00
<input type="checkbox"/> 7111	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, links	D27374	206,00
<input type="checkbox"/> 7114 S	Laterale Unterstützung Stabil rechts ! nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26844	234,00
<input type="checkbox"/> 7113 S	Laterale Unterstützung Stabil links ! nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26831	234,00
<input type="checkbox"/> 7115 S	Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	D27541	144,00
<input type="checkbox"/> 7182 S	Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 80N inkl. Rahmenverl. und verl. Antikippstützen ! nicht für Autotransport zugelassen	D82411	1.300,00
<input type="checkbox"/> 7183 S	Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 120N inkl. Rahmenverl. und verl. Antikippstützen ! nicht für Autotransport zugelassen	D82412	1.300,00
<input type="checkbox"/> 7184 S	Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 160N inkl. Rahmenverl. und verl. Antikippstützen ! nicht für Autotransport zugelassen	D82413	1.300,00

08 Ride System Rücken


Nutzen Sie für das Ride Rückensystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an



SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


09 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7127	Antikippstützen nach oben drehbar		
<input type="checkbox"/> 7128	Ankipphilfe inklusive Antikippfunktion, Paar	D28972	198,00
<input type="checkbox"/> 7092	<input checked="" type="checkbox"/> Sitzkantelung-Begrenzungsring  keine negative Kantelung nach vorne	D29474	36,50
<input type="checkbox"/> 7146	Rahmenverlängerung inkl. längere Antikippstützen	D28001	292,00
<input type="checkbox"/> 7273	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport, Paar	D41074	168,00
7124	Schiebegriffe 300 mm		
<input type="checkbox"/> 7126	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	D81740	360,00

10 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	HMV-Nr.	EUR €
7206	Netti Uno Sitzkissen  Bezug Easy Care oder 3D		18.99.99.0399	
<input type="checkbox"/> 7203	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen  Bezug Easy Care oder 3D	D21777	18.99.99.0399	378,00
<input type="checkbox"/> 7208	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D21017	18.99.99.0399	528,00

Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7190	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27493	250,00
<input type="checkbox"/> 7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27494	250,00
<input type="checkbox"/> 7192	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27495	250,00
<input type="checkbox"/> 7204	Netti Dry Inkontinenz-Überbezug für Sitzkissen  nicht i.V. mit Ride Java Kissen oder Ride Forward	D21048	226,00

11 Ride System Sitz

Nutzen Sie für das Ride Sitzsystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

12 Beinstützen

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
91	320-680 mm	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten		
<input type="checkbox"/> 7081	<input checked="" type="checkbox"/> 360-500 mm	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus	D24005	126,00

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7080	Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung  nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D88211	85,00
<input type="checkbox"/> 7102	<input checked="" type="checkbox"/> Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug  nicht i.V. mit Universalbeinstütze	D28453	286,00
<input type="checkbox"/> 7082	<input checked="" type="checkbox"/> Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt)  vormontiert nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D80087	472,00
<input type="checkbox"/> 7100	<input checked="" type="checkbox"/> Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug  nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D21745	52,00
<input type="checkbox"/> 7101	<input checked="" type="checkbox"/> Wadenplattenpolster extraweich - Paar  Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	D41617	202,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S Bodypoint Fußgelenkriemen und Wadenbänder

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	226,00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	226,00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	238,00
<input type="checkbox"/> 7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	260,00
<input type="checkbox"/> 7234	Bodypoint Wadenband	M	410 mm	D86900	172,00
<input type="checkbox"/> 7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	172,00

13 Armlehnen

Meyra / Netti	abnehmbar, höhen- und tiefenverstellbar	Armlehnen	
		Polster Standard	Polster extraweich
Standard	385 x 58 mm		S <input type="checkbox"/> 106,00 €
7062 / D21077	420 x 80 mm	S <input type="checkbox"/> 120,00 €	S <input type="checkbox"/> 252,00 €

! Polster extraweich nicht i.V. mit Therapietisch (verstärkt, abschwenkbar oder verriegelbar)

S Armlehnenpolster Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	208,00
<input type="checkbox"/> 7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links ! nicht möglich mit Therapietisch	D22185	314,00
<input type="checkbox"/> 7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts ! nicht möglich mit Therapietisch	D22186	314,00
<input type="checkbox"/> 7066	Armlehnenverriegelung (Montage-Kit)	D23001	77,00

Versions-Nr.: #865 - 17.02.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

14 S Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7243	Therapietisch, standard	D25059	184,00
<input type="checkbox"/> 7240	Therapietisch, verstärkt	D21050	378,00
<input type="checkbox"/> 7241	Therapietisch, abschwenkbar	D24001	258,00
<input type="checkbox"/> 7242	Therapietisch, verriegelbar	D24002	258,00
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	120,00

15 S Diverses Zubehör


CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7272 <input checked="" type="checkbox"/> S	Werkzeug Kit	D21239	95,00
<input type="checkbox"/> 7271	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	316,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Gurte und Zubehör für den Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7314	<input checked="" type="checkbox"/> Universal Gurtbefestigungskit - Sitz	D86282	104,00
<input type="checkbox"/> 7300	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	D20845	114,00
<input type="checkbox"/> 7237	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionsgurt (SB 350-600 mm)	D60001	528,00
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe  für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator, Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt und Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator	D45040	62,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7216	XS / Länge Gurtpolsterung 380 mm	D86902	268,00
<input type="checkbox"/> 7217	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86891	268,00
<input type="checkbox"/> 7301	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86892	268,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7302	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D45273	240,00
<input type="checkbox"/> 7303	S / Länge Gurtpolsterung 400 mm	D45274	240,00
<input type="checkbox"/> 7304	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D45275	240,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7305	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D86889	404,00
<input type="checkbox"/> 7306	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86893	404,00
<input type="checkbox"/> 7307	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86894	404,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband			
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	182,00
<input type="checkbox"/> 7308	L / Höhe 110 mm / Länge 1420 mm	D45085	182,00
<input type="checkbox"/> 7309	XL / Höhe 150 mm / Länge 1420 mm  Länge der Bodypoint Universalbänder kann gekürzt werden	D45086	182,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7310	S H-Gurt Adapter Kit i empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme	D86890	266,00
<input type="checkbox"/> 589	S H-Gurt, gepolstert mit Verschluss	D20881	258,00
<input type="checkbox"/> 7311	S Brust-Schulter Gurt	D41645	186,00
	S Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
<input type="checkbox"/> 7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	262,00
<input type="checkbox"/> 7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	262,00
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	262,00
<input type="checkbox"/> 7312	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86896	262,00
	S Bodypoint Pivofit Brust-Gurt		
<input type="checkbox"/> 7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	262,00
<input type="checkbox"/> 7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	262,00
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	262,00
<input type="checkbox"/> 7313	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86899	262,00

18 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen

i Bei Netti 4U Stühlen, die in Sitztiefe 500mm eingestellt sind, ist eine Radstandsverlängerung erforderlich
Die Montage von breiten Lenkrädern (min. 45 mm) ist erforderlich
Bei einer Kombination mit Sitzbreitenerweiterung nehmen Sie bitte mit dem Innendienst Kontakt auf

BENUTZERDATEN

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Land

Geburtsstag

Diagnose 1

Diagnose 2

Telefon

Handy

eMail

Auftragsnummer

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe

2) Sitzbreite

3) Brustbreite

4) Brusttiefe

5) Ellenbogenhöhe

6) Achselhöhe

7) Rückenhöhe


8) Kopfhöhe

9) Unterarmlänge

10) USL

Körpergröße

Gewicht (kg)



Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.