


# Netti Dynamic S

1.269

HMV: Sonderbau

 **Zugelassenes Benutzergewicht**  
75 kg

 **Für Personentransport geeignet**  
ISO 7176-19 (75 kg)



# Inspire joy of life

---

## **WIRTSCHAFTLICHKEIT**

- Der Netti Dynamic S bietet einfache Handhabung und ist sehr flexibel, da er mit dem Kind wachsen kann.
- Mit Netti Dynamic S wird der Nutzer nach den Spasmen in seine ursprüngliche und komfortable Sitzposition zurückgebracht, dies führt zu weniger Repositionierung und weniger Verschleiß am Stuhl
- Lange Lebensdauer
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

## **THERAPEUTISCHER NUTZEN**

- Flexible Sitztiefe
- Sitzkantelung mit ablesbaren Skalen
- Dynamische Sitzplatte
- Dynamischer Rückenzyylinder

## **EINSATZBEREICH**

- Netti Dynamic S ist ein Multifunktionsrollstuhl für teilweise oder vollständig immobile Kinder und Jugendliche mit spezifischen Anforderungen wie z.B. spastische Zerebralparese, Dystonie oder andere Anforderungen, die unfreiwillige Bewegungen mit sich führen.
- Entwickelt um Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit für hochwertiges und längeres Sitzen zu geben
- Das Design vom Stuhl wächst mit dem Kind

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

**Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568**

**Kundenservice: 0800 888 4560**

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

Sitz bei Autotransport:

## Netti®

HMV: Sonderbau



**Preis GM Sonderbau**

**10.900,00 €**



**Grundausrüstung**

- Kopfstütze A Mini mit Seitenführung
- Dynamische Rückeneinheit inkl. Bespannung und Schiebebügel
- Rückenkissen Netti S Super Stabil
- Anpassrücken
- Rückengurthöhe 400 mm
- Laterale Unterstützungen links und rechts
- H-Gurt-Stativ
- Sitzeinheit mit dynamischer Sitzplatte
- Sitzkantelung von -3 bis +35°
- Sitzkissen Netti S Sit
- Sitzplatte tiefeinstellbar
- Bodypoint Evoflex 2-Punkt Beckenstabilisator XS
- Armauflage höhen- und tiefenverstellbar
- 2 x Positionierungs-Schrauben für Armlehnen
- Armlehnenpolster 330 x 55 mm, tiefeinstellbar
- Weiches 3D Polster für Armlehnenpolster
- Kleiderschutz mit Fingerschutz
- Dynamische Beinstützen
- Schiebebügel lang 500 mm, höhen- und winkerverstellbar
- Zentralbremse bei 16"
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Antriebsräder 16" mit Trommelbremse PU
- Lenkräder 6" - 150 x 30 PU



**Zugelassenes Benutzergewicht**

75 kg



**Für Personentransport geeignet**

ISO 7176-19 (75 kg)



**Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) finden  
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter [www.meyra.de/messverfahren](http://www.meyra.de/messverfahren)

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter [www.kiss-by-meyra.de](http://www.kiss-by-meyra.de)  
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2022 - 31.12.2022.  
Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.



## Technische Daten

Sitzbreiten in mm	250 / 300 / 350
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	
Sitztiefe in mm	250 / 275 / 300 / 325 / 350
Rückenhöhe in mm	400
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	440 (470)
Max. Nutzergewicht	75
Max. Nutzergewicht für Autotransport	75
Sitzwinkel	-3° - +35°
Rückenwinkel	90° - 125°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	155 (bei 22" +345)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	240/390 310/350
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	120 - 290
Gesamthöhe in mm	885
Länge mit Beinstützen in mm	920 - 1060
Rahmenfarbe	Weiß

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 01 Sitzbreite/Sitztiefe

Sitzbreite	Sitztiefe in mm				
	250	275	300	325	350
250 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
300 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
350 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 02 Räder

Lenkrad	Antriebsrad	
	16" PU / TBB inkl. Zentralbremse	22" PU / TBB inklusive 2° negativer Sturz
6" 150x30 PU		<input type="checkbox"/> 90,00 €

### Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7919	Schutzbleche <b>!</b> nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D88831	642,00
<input type="checkbox"/> 7144	Speichenschutz, transparent <b>!</b> nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D22009	158,00
<input type="checkbox"/> 7145	Greifreifenüberzug <b>!</b> nur i.V. mit 22" Antriebsräder	D22013	128,00

## 03 Rahmen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7935	Schiebebügel lang 500 mm, höhen- und winkelverstellbar		
<input type="checkbox"/> 7936	Schiebebügel kurz 380 mm, höhen- und winkelverstellbar	D89350	68,00
7127	Antikippstützen inkl. Ankipphilfe, drehbar		
<input type="checkbox"/> 7937	Augenbolzen für Autotransport, Paar	D88203	180,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

**Standard-Ausführung:** Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 04 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagerechtes Kopfstützenrohr	
		150 mm	250 mm
7921 / Standard	Netti A Mini mit Seitenführung		
7041 / D20577	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/>	
7918 / D45365	Savant pädiatrische Kopfstütze inkl. Stirnband		<input type="checkbox"/> 1.004,00 €
7913 / D45366	Savant Kopfstütze inkl. Stirnband, Small		<input type="checkbox"/> 1.004,00 €

**⚠** Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm  
Savant Kopfstützen nicht für den Autotransport geeignet

### Kopfstützen Optionen (Netti)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7055	Easy Care Bezug, abnehmbar <b>⚠</b> nur i.V. mit Kopfstütze A, B	D23012/3	90,00
<input type="checkbox"/> 7057 <b>S</b>	Kissen für Kopfstütze <b>⚠</b> Mars Bezug grau	D23015	242,00
<input type="checkbox"/> 7027 <b>S</b>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° <b>⚠</b> nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	980,00
<input type="checkbox"/> 7028 <b>S</b>	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° <b>⚠</b> nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	980,00

### **S** Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze <b>⚠</b> nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	134,00
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° <b>⚠</b> nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	844,00
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° <b>⚠</b> nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	844,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

### 05 Rückeneinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
632	Rückenhöhe 400 mm einstellbar bis 500 mm		
7116	Anpassbare Rückenbespannung		
7917	Laterale Unterstützung links und rechts		
7210	Rückenkissen Netti S Super Stabil mit lateraler Unterstützung		
	150 mm Seitenführung		

### Dynamische Rückeneinheit

Erlaubt die Bewegung des Oberkörpers nach hinten, indem der Rücken die Bewegung des Nutzers folgt. Rückenwinkel 90°-125°. Die Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position festgestellt werden. Die dynamische Funktion kann blockiert werden, z.B. während Autotransport erforderlich.

NEWTON 100 200 300 400 500 600

**A**

CODE	NEWTON	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
	<b>A</b>	Dynamischer Zylinder		

### 06 Dynamische Sitzeinheit

Folgt den Bewegungen des Nutzers.

Sitztiefe einstellbar zwischen 250 und 350 mm bei SB 300 mm oder 350 mm.

Sitztiefe einstellbar zwischen 250 und 325 mm bei SB 250 mm.

Inklusive Adapterschienen für Evoflex Beckenstabilisator.

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7924	Tiefeneinstellbare Sitzplatte		
7203	Netti S Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug		
	3D Bezug		
7912	Manuell verstellbare Sitzkantelung		
	Ablesbarer Kantelungswinkel -3 bis 35°		
<input type="checkbox"/> 7923	Extra Wechselbezug 3D für Netti S Sit	D21300	158,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an


SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.




## Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7927	Abduktionskeil mini (B: 40-60 mm x L: 100 mm x H: 50 mm)	D88822	220,00
<input type="checkbox"/> 7928	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D88823	220,00

## 07 Armlehnen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7931	Höhen- und tiefeinstellbar  Armlehnenhöhe 0 mm - 240 mm		
7930	Positionierungs-Schrauben zur Fixierung/Begrenzung der Armlehne		
7914	Weiches 3D Polster, abnehmbar		
7933	Kleiderschutz mit Fingerschutz		

## 08 Beinstützen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Dynamische Beinstützen  Unterschenkellänge SB 250 mm: 240 - 310 mm Unterschenkellänge SB 300/350 mm: 290 - 350 mm Wadenplatten höhen- / tiefenverstellbar dynamisches Fußbrett aus Aluminium, seitlich verriegelbar		
<input type="checkbox"/> 7081	Universal Beinstützen  mit Kniewinkeleinstellung durchgehendes Fußbrett grau Fersenband	D23112	170,00
<input type="checkbox"/> 91	Winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich  höhen- und winkelverstellbare Fußplatten höhen- und winkelverstellbare Wadenplatten Kniepolster 3D	D23113	150,00



Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

**S** SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7809	Fußkasten, gepolstert <b>⚠</b> nur i.V. mit Winkelregulierbaren oder Universal Beinstützen nicht für Autotransport zugelassen	D23114	314,00
<input type="checkbox"/> 7814	Fussfixationsband, Paar	D23014	150,00
<input type="checkbox"/> 761	Extra kurze Beinstützenlänge <b>⚠</b> nur i.V. mit SB 300 - 350 mm nur i.V. mit dynamischer Beinstütze Unterschenkellänge 240 - 310 mm	D23111	206,00

## **S** Bodypoint Fußgelenkriemen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	240,00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	240,00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	254,00

## **09** **S** Therapietische

Die weichen Armlehnenpolsterungen müssen abgenommen werden, um den Tisch montieren zu können. Beachten Sie bitte, dass die Verwendung eines Tisches in Zusammenhang mit einer dynamischen Sitzeinheit nicht empfohlen werden kann. Da ein Tisch statisch ist und es in Zusammenspiel mit einer dynamischen Sitzeinheit zu einer Verletzung führen kann

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7848	Tisch verstärkt, Transparent, aufschiebbar	D21050	402,00
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	128,00

## **10** Diverses Zubehör

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7272 <b>S</b>	Werkzeug Kit	D21239	102,00

Versions-Nr.: #828 - 01.01.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 11 Gurte und Zubehör für den Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> S Sicherheitsschutzkappe <input checked="" type="checkbox"/> ⚠ für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator	D45040	66,00
<b><input checked="" type="checkbox"/> S Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung</b>			
7216	XS / Länge Gurtpolsterung 380 mm		
<input type="checkbox"/> 7217	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86903	
<b><input checked="" type="checkbox"/> S Bodypoint - Elastisches Universalband</b>			
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	194,00

Versions-Nr.: #828 - 01.01.2022

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

## 12 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7310	<input checked="" type="checkbox"/> H-Gurt Adapter Kit		
<input type="checkbox"/> 7311	<input checked="" type="checkbox"/> Brust-Schulter Gurt	D41645	198,00
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss</b>		
<input type="checkbox"/> 7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	278,00
<input type="checkbox"/> 7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	278,00
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	278,00
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Bodypoint Pivofit Schulter-Gurt</b>		
<input type="checkbox"/> 7934	XXS / Schulterbreite 210 - 240 mm	D89801	278,00
<input type="checkbox"/> 7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	278,00
<input type="checkbox"/> 7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	278,00
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	278,00

## 13 Sonderbauten Beispiele

Bitte setzen Sie sich für Sonderbauten mit unserem Customer Service in Verbindung

BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
Netti Nature Buggy Rad für Fahren auf unebenen Flächen, am Strand oder im Wald. Standard Lenkräder mit Gabeln werden mitgeliefert		
Verdeck zum Schutz gegen Wind, Regen oder Eindrücke		

Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

## 1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

**1.1.** Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

**1.2.** Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

**1.3.** Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

## 2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

**2.1.** Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

**2.2.** Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

**2.3.** Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

**2.4.** An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

## 3. PREISE

**3.1.** Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

**3.2.** Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

**3.3.** Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

**3.4.** Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

**3.5.** Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

## 4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

**4.1.** Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

**4.2.** Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

**4.3.** Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

**4.4.** Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

**4.5.** Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

**4.6.** Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

## 5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

**5.1.** In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

**5.2.** Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

**5.3.** Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

**5.4.** Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

**5.5.** Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

**5.6.** Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

## 6. ZAHLUNG

**6.1.** Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

**6.2.** Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

**6.3.** Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

**6.4.** Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

**6.5.** Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

**6.6.** Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

## 7. EIGENTUMSVORBEHALT

**7.1.** Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

**7.2.** Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

**7.3.** Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

**7.4.** Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

**7.5.** Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

**7.6.** Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

**7.7.** Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

## 8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

**8.1.** Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

**8.2.** In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

**8.3.** Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

**8.4.** Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

**8.5.** Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

**8.6.** Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

**8.7.** Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

## 9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

## 9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

## 10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

### 10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

**10.2.** Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

## 11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

## 12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

## 12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

**12B.1.** Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

**12B.2.** Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

**12B.3.** Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

## 12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

## 13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

## 14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

**14.1.** Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

**14.2.** Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

**14.3.** Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

**14.4.** Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.