

Netti III EL

1.291

HMV: Sonderbau

 **Zugelassenes Benutzergewicht**

145 kg SB 350 - 500 mm

160 kg SB 550 - 600 mm

 **Für Personentransport geeignet**



Inspire joy of life

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Der Netti III EL ist ein äusserst anpassbarer, stabiler und flexibler Rollstuhl, der für seine sehr hohe Qualität und Haltbarkeit bekannt ist
- Wirtschaftliche Vorteile durch Ersatzteilkompatibilität zu anderen Netti Stühlen
- 5 Jahre Garantie auf den Rahmen

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Flexible Sitztiefe
- Gleitsitz als Standard für einfache Positionierung
- Rücken- und Sitzkantelung und Beinverstellung elektrisch verstellbar - auch vom Nutzer selbst
- Auch für grosse Nutzer einsetzbar mit Sitztiefenoption bis 575 mm und Sitzhöhe bis 530 mm
- Als Netti Customized Option bis 180° Rückenverstellung für Nutzer die einen besonderen Bedarf an Positionierung oder Ruhe haben

EINSATZBEREICH

- Die Netti III Familie ist die Produktreihe mit den meisten Optionen, die somit den Nutzer den meisten Komfort bieten und auch Pflegepersonal und Familie eine leichte Handhabung ermöglichen
- Der Netti III EL eignet sich für Nutzer mit sehr komplexen Anforderungen die einen Bedarf an häufiger Neupositionierung haben und die auch eventuell ihre Sitzposition selbst verändern wollen

○ BESTELLUNG

○ KOSTENVORANSCHLAG

○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 0800 888 4568

Kundenservice: 0800 888 4560

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:

Lieferanschrift:

Umsatzsteuer-ID

Kommission / Bemerkungen:

Bestellmenge:

Sitz bei Autotransport:



HMV: Sonderbau

**Preis GM Sonderbau****4.254,00 €****Grundausrüstung**

- Sitztiefe 475 mm
- Elektronikbox, Ladegerät und Handbedienung
- Schiebegriffe 300 mm
- Antikippstützen nach oben drehbar
- Kniehebelbremsen
- Rückenkissen Netti Smart mit 3D Bezug
- Rückenhöhe 500 mm
- Sitzkissen Netti Uno mit 3D Bezug (SB 350-500 mm)
- Sitzkissen Netti Sit mit 3D Bezug (SB 550-600 mm)

- Gleitsitz
- Manuelle winkelregulierbare Beinstützen
- Abnehmbare, höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Armlehnenpolster 385 x 58 mm (SB 350-500 mm)
- Armlehnenpolster 420 x 80 mm (SB 550-600 mm)
- Antriebsräder 24 x 1" PU (SB 350-500 mm)
- Antriebsräder 24 x 1 3/8" PU (SB 550-600 mm)
- Lenkräder 7" - 175 x 33 pannensicher (SB 350-500 mm)
- Lenkräder 7" - 175 x 45 PU (SB 550-600 mm)

**Zugelassenes Benutzergewicht**

145 kg SB 350 - 500 mm

160 kg SB 550 - 600 mm

**Für Personentransport geeignet****Hinweise**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB findenInformationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Nutzen Sie für Bestellungen und Konfigurationen unser K.I.S.S.S. unter www.kisss-by-meyra.de
Sie vermeiden damit Rückfragen und fehlerhafte Bestellungen dank Baubarkeits-Prüfung

Gültig vom 01.01.2022 - 31.12.2022.

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**Technische Daten**

Sitzbreiten in mm	350 / 380 / 400 / 430 / 450 / 500 / 550 / 600
Optionale Sitzbreitenflexibilität in mm	2x -25/ 2x +12 mm
Sitztiefe in mm	400 - 500 (525 - 570) mm
Rückenhöhe in mm	500 - 600
Sitzhöhen gemessen bis Sitzplatte in mm	460 - 490 (435 - 500) mm
Max. Nutzergewicht	160 (145) kg
Max. Nutzergewicht für Autotransport	160 (145) kg
Sitzwinkel	-9° - +16°
Rückenwinkel	90° - 126°
Zusätzliche Breite zur SB mit Standardräder in mm	+220 (Std. Räder/TBB-Räder) / +190 (12" + 16" TBB-Räder)
Beinstützenlänge mit Standard Beinstützen in mm	320 - 680
Armlehnenhöhe (von der Sitzplatte zum Armpolster) in mm	170 - 310 mm
Gesamthöhe in mm	1050
Länge mit Beinstützen in mm	1020
Rahmenfarbe	Silber

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage


Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

01 Sitzbreite/Sitztiefe


Die Sondersitztiefen 525 mm - 575 mm beinhalten eine Rahmenverlängerung sowie eine Komfortplatte. In Kombination mit den Sitzbreiten 550 mm und 600 mm eine feste Sitzplatte.

Für die Sitzbreiten 550 - 600 mm ist die Standardausstattung Netti Sit, Flexel Antriebs- und Lenkräder und Armlehnen 420 x 80 mm.

Sitzbreite	Sitztiefe							
	400 mm	425 mm	450 mm	475 mm	500 mm	525 mm	550 mm	575 mm
350 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
380 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
430 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
450 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
500 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €	<input type="checkbox"/> 642,00 €
550 mm	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.992,00 €	<input type="checkbox"/> 1.992,00 €	<input type="checkbox"/> 1.992,00 €
600 mm	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €	<input type="checkbox"/> 1.992,00 €	<input type="checkbox"/> 1.992,00 €	<input type="checkbox"/> 1.992,00 €

-  SB 550 - 600 mm nicht i.V. mit Sitzkissen Netti Uno
- ST 525 - 575 mm inklusiv Rahmenverlängerung
- SB 350 - 500 mm und ST 525 - 575 mm inklusiv Komfortplatte
- SB 550 - 600 mm und ST 525 - 575 mm inklusiv fester Sitzplatte
- SB 550 - 600 mm nicht i.V. mit Armlehnenpolster 385 x 58 mm

Sitzbreite Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7090	SB - Reduzierungspolster  reduziert die SB um 2 x 25 mm	D22149	148,00
<input type="checkbox"/> 7862	SB - Erweiterungskit um 12 mm je Seite  nur i.V. mit SB 350 - 450 mm nur i.V. mit Standardräder	D40501	676,00
<input type="checkbox"/> 7863	SB - Erweiterungskit um 12 mm je Seite  nur i.V. mit SB 350 - 450 mm nur i.V. mit TBB-Räder	D40502	676,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

02 Elektronik

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7892	Elektronikbox, Ladegerät und Handbedienung		
<input type="checkbox"/> 7891	Halter für die Handbedienung - rechts ⚠ nicht i.V. mit Hemiplegiearmlehne nicht i.V. mit Therapietisch	D41123	242,00
<input type="checkbox"/> 7890	Halter für die Handbedienung - links ⚠ nicht i.V. mit Hemiplegiearmlehne nicht i.V. mit Therapietisch	D41124	242,00
<input type="checkbox"/> 7888	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrische Sitzkantelung	D21072	794,00
<input type="checkbox"/> 7889	<input checked="" type="checkbox"/> Elektrische Rückenkantelung	D21073	832,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Räder

ST (mm)	405	420	435	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	530
A	<input type="checkbox"/>														
B		<input type="checkbox"/>													
C			<input type="checkbox"/>												
D			<input type="checkbox"/>												
E				<input type="checkbox"/>											
F					<input type="checkbox"/>										
G					<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>			
H						<input type="checkbox"/>									
I							<input type="checkbox"/>								
J								<input type="checkbox"/>							
K									<input type="checkbox"/>						
L										<input type="checkbox"/>					
M											<input type="checkbox"/>				
N												<input type="checkbox"/>			
O													<input type="checkbox"/>		
P														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antriebsrad	Typ	Lenkrad alle Sitzbreiten				bis SB500		ab SB550	
		3" PU	5"PU 125x27	6"PU 150x30	7"LU 175x45	8"PU 200x50	7"PU 175x33	7"PU 175x45	7"PU 175x45
12 1/2" TBB	FL		<input type="checkbox"/> I 478,00 €	<input type="checkbox"/> I 478,00 €	<input type="checkbox"/> K 478,00 €	<input type="checkbox"/> O 478,00 €	<input type="checkbox"/> K 388,00 €	<input type="checkbox"/> K 478,00 €	<input type="checkbox"/> K 388,00 €
16" TBB	PU				<input type="checkbox"/> L 478,00 €	<input type="checkbox"/> N 478,00 €	<input type="checkbox"/> L 388,00 €	<input type="checkbox"/> L 478,00 €	<input type="checkbox"/> L 388,00 €
20x1"	PU	<input type="checkbox"/> A 492,00 €	<input type="checkbox"/> B 246,00 €	<input type="checkbox"/> E 246,00 €	<input type="checkbox"/> E 246,00 €		<input type="checkbox"/> E 156,00 €	<input type="checkbox"/> E 246,00 €	<input type="checkbox"/> E 156,00 €
22x1"	PU		<input type="checkbox"/> C 240,00 €	<input type="checkbox"/> D 240,00 €	<input type="checkbox"/> H 240,00 €	<input type="checkbox"/> J 240,00 €	<input type="checkbox"/> H 150,00 €	<input type="checkbox"/> H 240,00 €	<input type="checkbox"/> H 150,00 €
24x1"	PU bis SB 500mm		<input type="checkbox"/> F 90,00 €	<input type="checkbox"/> F 90,00 €	<input type="checkbox"/> G 90,00 €	<input type="checkbox"/> M 90,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> G 90,00 €	
24x1 3/8"	PU bis SB 500mm				<input type="checkbox"/> G 158,00 €	<input type="checkbox"/> M 158,00 €	<input type="checkbox"/> G 68,00 €	<input type="checkbox"/> G 158,00 €	
24x1 3/8"	PU ab SB 550mm				<input type="checkbox"/> G 90,00 €	<input type="checkbox"/> M 90,00 €			<input type="checkbox"/> G
24x1 3/8"	FL HD				<input type="checkbox"/> G 556,00 €	<input type="checkbox"/> M 556,00 €	<input type="checkbox"/> G 466,00 €	<input type="checkbox"/> G 556,00 €	<input type="checkbox"/> G 466,00 €
24x1 3/8"	LU				<input type="checkbox"/> G 158,00 €	<input type="checkbox"/> M 158,00 €	<input type="checkbox"/> G 68,00 €	<input type="checkbox"/> G 158,00 €	<input type="checkbox"/> G 68,00 €
26x1 3/8"	PU			<input type="checkbox"/> M 246,00 €	<input type="checkbox"/> M 246,00 €	<input type="checkbox"/> P 246,00 €	<input type="checkbox"/> M 156,00 €	<input type="checkbox"/> M 246,00 €	<input type="checkbox"/> M 156,00 €

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Räder Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	∅	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7842	Einhandantrieb links (Trommelbremse) ⚠ inkl. Trommelbremse nicht i.V. mit SB 550 - 600 mm	24x1 3/8"	D20831	1.908,00
<input type="checkbox"/> 7843	Einhandantrieb rechts (Trommelbremse) ⚠ inkl. Trommelbremse nicht i.V. mit SB 550 - 600 mm	24x1 3/8"	D20832	1.908,00
<input type="checkbox"/> 7148	<input checked="" type="checkbox"/> S Einhandantrieb links ⚠ nicht i.V. mit Trommelbremse	24x1"	D20834	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7149	Einhandantrieb rechts ⚠ nicht i.V. mit Trommelbremse	24x1"	D20836	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7150	<input checked="" type="checkbox"/> S Einhandantrieb links ⚠ nicht i.V. mit Trommelbremse	22x1"	D20837	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7151	<input checked="" type="checkbox"/> S Einhandantrieb rechts ⚠ nicht i.V. mit Trommelbremse	22x1"	D20838	1.244,00
<input type="checkbox"/> 7144	Hand- und Speichenschutz - Transparent, Paar ⚠ nicht i.V. mit Einhandantrieb	20"/22"/24"/26"	D22009	158,00
<input type="checkbox"/> 7145	<input checked="" type="checkbox"/> S Greifreifenüberzüge, Paar ⚠ nicht i.V. mit Antriebsräder 24x1 3/8" Flexel HD Schwerlasträder	20"/22"/24"/26"	D22013	128,00
<input type="checkbox"/> 7845	Abstandsstücke für Lenkräder ⚠ zum leichteren Trippeln bei Hemiplegie		D20664	180,00

04 Bremse

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
305	Kniehebelbremse mit 90 mm Hebel		
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung + 60 mm - Länge 150 mm	D21029	90,00
<input type="checkbox"/> 7832	Bremshebelverlängerung + 160 mm - Länge 250 mm	D21031	102,00
<input type="checkbox"/> 706	Trommelbremse mit Steckachse	D21010	260,00
<input type="checkbox"/> 7834	Einhandbremse rechts ⚠ nur i.V. mit Trommelbremse	D27282	382,00
<input type="checkbox"/> 7833	Einhandbremse links ⚠ nur i.V. mit Trommelbremse	D27283	382,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

05 Bezug

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7070	Easy Care Bezug	D21022	
7071	3D Bezug		

06 Kopfstützen

Meyra/Netti	Kopfstütze	Waagerechtes Kopfstützenrohr		
		150 mm	250 mm	380 mm
7040 / D20575	Netti A mit Seitenführung	<input type="checkbox"/> 238,00 €	S <input type="checkbox"/> 328,00 €	S <input type="checkbox"/> 340,00 €
7044 / D82566	Netti A mit Seitenführung/Stirnband	S <input type="checkbox"/> 366,00 €	S <input type="checkbox"/> 456,00 €	S <input type="checkbox"/> 468,00 €
7041 / D20574	Netti B klein, oval	<input type="checkbox"/> 238,00 €	S <input type="checkbox"/> 328,00 €	S <input type="checkbox"/> 340,00 €
7042 / D20573	Netti C groß, rechteckig	<input type="checkbox"/> 238,00 €	S <input type="checkbox"/> 328,00 €	S <input type="checkbox"/> 340,00 €
7039 / D82746	Netti Dynamic C	<input type="checkbox"/> 1.350,00 €		
7043 / D20576	Netti D mit Komfortpolster, druckverteilend	S <input type="checkbox"/> 304,00 €	S <input type="checkbox"/> 394,00 €	S <input type="checkbox"/> 406,00 €
7045 / D27575	Netti E mit justierbaren Seitenteilen	S <input type="checkbox"/> 372,00 €	S <input type="checkbox"/> 462,00 €	S <input type="checkbox"/> 474,00 €
7046 / D27579	Netti E mit kurzer Seitenführung rechts	S <input type="checkbox"/> 474,00 €	S <input type="checkbox"/> 564,00 €	S <input type="checkbox"/> 576,00 €
7047 / D27580	Netti E mit kurzer Seitenführung links	S <input type="checkbox"/> 474,00 €	S <input type="checkbox"/> 564,00 €	S <input type="checkbox"/> 576,00 €
7048 / D27576	Netti F mit Kinnunterstützung	S <input type="checkbox"/> 490,00 €	S <input type="checkbox"/> 580,00 €	S <input type="checkbox"/> 592,00 €
7049 / D45372	Savant inkl. Stirnband, Small, Höhe 130 mm	S <input type="checkbox"/> 1.004,00 €	S <input type="checkbox"/> 1.072,00 €	
7050 / D45374	Savant inkl. Stirnband, Normal, Höhe 150 mm	S <input type="checkbox"/> 1.004,00 €	S <input type="checkbox"/> 1.072,00 €	

⚠ Alle Kopfstützen inkl. einer Standard Vertikalstange Länge 350 mm
 Netti Dynamic Kopfstütze inkl. Aluminium Adapter
 Savant Kopfstützen nicht i.V. mit Autotransport zugelassen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Netti / Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7030	Vertikalstange für die Kopfstütze (Ges. 350 mm)		
<input type="checkbox"/> 7031	<input checked="" type="checkbox"/> S Vertikalstange für die Kopfstütze +150 mm (Ges. 500 mm) Sonderbau i.V. mit dynamischer Kopfstütze	D21054	90,00
<input type="checkbox"/> 7837	Kopfstützenstabilisator nur i.V. mit SB 350 - 500 mm empfohlen bei Autotransport	D23017	292,00
<input type="checkbox"/> 7869	Kopfstützenstabilisator nur i.V. mit SB 550 - 600 mm empfohlen bei Autotransport	D23023	348,00

Kopfstützen Optionen (Netti)




CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7032	Kopfstützenadapter Aluminium nicht i.V. mit Kopfstützen-Stabilisator	D82025	254,00
<input type="checkbox"/> 7055	Easycare Kopfstützenbezug abnehmbar/abwaschbar nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23012	90,00
<input type="checkbox"/> 7056	3D Kopfstützenbezug abnehmbar nur i.V. mit Kopfstütze A, B oder C	D23013	90,00
<input type="checkbox"/> 7053	<input checked="" type="checkbox"/> S Extra Komfortpolsterungen für das Stirnband von Kopfstütze A	D82568	34,00
<input type="checkbox"/> 7054	<input checked="" type="checkbox"/> S Komfortkissen abnehmbar, Mars Bezug nur i.V. mit Kopfstütze C	D23004	184,00
<input type="checkbox"/> 7057	<input checked="" type="checkbox"/> S Graues Kopfkissen, quadratisch mit Gummiband, Mars Bezug	D23015	242,00
<input type="checkbox"/> 7027	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60° nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89558	980,00
<input type="checkbox"/> 7028	<input checked="" type="checkbox"/> S Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90° nur i.V. mit Netti Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D89559	980,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Kopfstützen Optionen (Savant)

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7052	Seitenführungen für Savant Kopfstütze Für extra laterale Unterstützung Für die oberen Arme der Kopfstütze  nicht kompatibel mit dem Stirnband nur i.V. mit einer Savant-Kopfstütze	D45373	134,00
<input type="checkbox"/> 7025	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 60°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45368	844,00
<input type="checkbox"/> 7026	Axion Kopfstützenadapter mit Drehfunktion ermöglicht eine seitliche Drehung von 90°  nur i.V. mit Savant Kopfstütze nicht für Autotransport zugelassen	D45376	844,00

07 Rückeneinheit

Code	Kissenart	Anpassrücken (Klett)		Aluminium (fest)	
		RH 500 mm	RH 600 mm	RH 500 mm	RH 600 mm
7209 / Standard	Netti Smart (seitl. Führungspolster 120 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
			332,00 €	374,00 €	784,00 €
7207 / D21023	Netti Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
		560,00 €	892,00 €	934,00 €	1.344,00 €
7210 / D21123	Netti Super Stabil (seitl. Führungspolster 170 mm, verstärkt)	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>
		652,00 €	984,00 €	1.026,00 €	1.436,00 €
7205 / D20630	Netti Kyphotic	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/>			
		752,00 €			

 Netti Smart/Stabil/Super Stabil mit Bezug Easy Care oder 3D
Netti Kyphotic nur mit 3D/Mars Bezug

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.


Dynamic FREE Gaszylinder

Erlaubt bis zu 40° Bewegung des Oberkörpers nach hinten. Die normale Rückenkantelung kann in jeder gewünschten Position fest eingestellt werden indem die dynamische Bewegung gleichzeitig blockiert wird, was z.B. bei Transport und Positionierung erforderlich ist.


Gurt OHNE L M XS

A

CODE	EVOFLEX GURT	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7170	<input checked="" type="checkbox"/> A	200N	D82226	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7171	<input checked="" type="checkbox"/> A	300N	D82227	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7172	<input checked="" type="checkbox"/> A	400N	D82228	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7173	<input checked="" type="checkbox"/> A	500N	D82229	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7174	<input checked="" type="checkbox"/> A	600N	D82230	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7175	<input checked="" type="checkbox"/> A	700N	D82231	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7176	<input checked="" type="checkbox"/> A	800N	D82232	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7177	<input checked="" type="checkbox"/> A	900N	D82233	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7178	<input checked="" type="checkbox"/> A	1000N	D82234	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7179	<input checked="" type="checkbox"/> A	1100N	D82235	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7180	<input checked="" type="checkbox"/> A	1200N	D82236	1.676,00
<input type="checkbox"/> 7181	<input checked="" type="checkbox"/> A	1300N	D82237	1.676,00

 *inklusive Rahmenverlängerung
inklusive Bodypoint Evoflex Beckenstabilisator 2-Punkt Gurt*

Dynamic FREE Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7185	Rückenwinkelbegrenzer - von 116° - 134° begrenzbar  <i>nur i.V. mit Dynamic FREE Gaszylinder Montage durch den Fachhändler</i>	D87903	62,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Anpassrücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7117	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm	D44992	268,00
<input type="checkbox"/> 7805	Anpassbare Rückenbespannung mit Aussparung für Seitenpelotten ⚠ nur i.V. mit SB 550 - 600 mm	D44993	308,00

Rücken Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7121	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, rechts ⚠ nur i.V. mit Netti Smart Rückenkissen	D27378	220,00
<input type="checkbox"/> 7122	Seitenpelotte Korrektur gepolstert Höhen- Seiten und Körperanpassbar, links ⚠ nur i.V. mit Netti Smart Rückenkissen	D27376	220,00
<input type="checkbox"/> 7114	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil rechts ⚠ nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26843	250,00
<input type="checkbox"/> 7113	<input checked="" type="checkbox"/> Laterale Unterstützung Stabil links ⚠ nur i.V. mit Netti Stabil, Netti Super Stabil oder Netti Kyphotic	D26830	250,00
<input type="checkbox"/> 7115	<input checked="" type="checkbox"/> Polsterung für laterale Unterstützung Stabil, Paar	D27541	154,00
<input type="checkbox"/> 7130	Rückenkeil	D21084	186,00
<input type="checkbox"/> 7129	Lendenwirbelkissen, klettbar	D21042	186,00
<input type="checkbox"/> 7182	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 80N ⚠ inklusiv Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82414	1.226,00
<input type="checkbox"/> 7183	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 120N ⚠ inklusiv Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82415	1.226,00
<input type="checkbox"/> 7184	<input checked="" type="checkbox"/> Libertas: 15° Rückenbeweglichkeit 160N ⚠ inklusiv Rahmenverlängerung nicht für Autotransport zugelassen	D82416	1.226,00

08 Ride System Rücken

Nutzen Sie für das Ride Rückensystem bitte den Ride System Bestellbogen

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Rahmenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7127	Antikippstützen als Ankipphilfe verwendbar		
<input type="checkbox"/> 7146	Rahmenverlängerung, inkl. Bremsen auf dem unteren Rohr	D20824	304,00
<input type="checkbox"/> 7273	Rollstuhl-Befestigungskit für Autotransport	D41074	180,00
7804	<input checked="" type="checkbox"/> Schiebegriff 300 mm, höhenverstellbar und drehbar		
<input type="checkbox"/> 7860	Schiebegriff 500 mm, höhenverstellbar und drehbar	D21808	216,00
<input type="checkbox"/> 7126	Schiebebügel, winkel- und höheneinstellbar	D81740	382,00

10 Sitzeinheit

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
7193	Gleitsitz		
<input type="checkbox"/> 7194	Sitzplatte mit Komfortloch ⚠ nicht i.V. mit Gleitsitz nicht i.V. mit SB 550 - 600 mm die Sitzhöhe verringert sich um 15mm	D21074	134,00
7206	Netti Uno Sitzkissen ⚠ Standard i.V. mit SB 350 - 500 mm nicht i.V. mit SB 550 - 600 mm Bezug Easy Care oder 3D		
<input type="checkbox"/> 7898	Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage ⚠ Standard i.V. mit SB 550 - 600 mm nicht i.V. mit SB 350 - 500 mm Bezug Easy Care oder 3D		
<input type="checkbox"/> 7203	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzeinlage ⚠ nur i.V. mit SB 350 - 500 mm Bezug Easy Care oder 3D	D21007	402,00
<input type="checkbox"/> 7208	<input checked="" type="checkbox"/> Netti Sit °C Druckentlastungs-Sitzkissen mit Inkontinenzschutzbezug unter dem temperaturregulierendem 3D Bezug	D21017	560,00

Sitz Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7190	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil klein (B: 80 mm x L: 140 mm x H: 80 mm)	D27490	266,00
<input type="checkbox"/> 7191	Abduktionskeil mittel (B: 110 mm x L: 150 mm x H: 80 mm)	D27491	266,00
<input type="checkbox"/> 7192	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionskeil groß (B: 140 mm x L: 170 mm x H: 80 mm)	D27492	266,00

<input type="checkbox"/>	Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an	S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage		
<input type="checkbox"/>	Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.	D21048	240,00	
	⚠ nicht i.V. mit Ride Java Kissen oder Ride Forward			
		D20830	212,00	
		D20830	424,00	

11 Ride System Sitz

Nutzen Sie für das Ride Sitzsystem bitte den Ride System Bestellbogen

12 Beinstützen

CODE	USL (mm)	BEZEICHNUNG	KENNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7887	320-680	Elektrische Beinstützen	D21071		1.038,00
91	320-680 mm	Manuelle winkelregulierbare Beinstützen mit automatischem Beinlängenausgleich Höhen- und tiefenverstellbare Wadenplatten Höhen- und winkelverstellbare Fußplatten	A		
<input type="checkbox"/> 7081	S 360-500 mm	Universalbeinstützen mit Kniewinkeleinstellung einstellbar unter 90° für kontrakte Beinsituationen bei Kantelung der Sitzeinheit im Schiebemodus	B	D24005	134,00
<input type="checkbox"/> 7811	360-640 mm	Netti Grandis winkelregulierbare Beinstütze	C	D88600	1.112,00
<input type="checkbox"/> 7818		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Beinstütze rechts	D	D88618	1.066,00
<input type="checkbox"/> 7819		Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts Netti Grandis Beinstütze links	D	D88619	1.066,00
<input type="checkbox"/> 7818/7819		Netti Grandis Amputationsbeinstütze links Netti Grandis Amputationsbeinstütze rechts	D	D88618/19	1.132,00
		⚠ nur i.V. mit Rahmenverlängerung			
<input type="checkbox"/> 7820	380-550 mm	Netti Grandis feste Beinstütze	E	D88612	1.112,00

Netti Dynamic Beinstützen

Netti Dynamic (Kennung F)	winkelregulierbare Beinstützen inkl. Wadenplatten und Fußbrett - 100 N	
	USL 450-550 mm	USL 350-450 mm
gleiche Oberschenkel­längen	<input type="checkbox"/> 3.682,00 €	<input type="checkbox"/> 3.682,00 €
unters. Oberschenkel­längen	<input type="checkbox"/> 3.984,00 €	<input type="checkbox"/> 3.984,00 €

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Optionen

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7080	Hebel statt Sterngriff für einfache Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder Dynamic Beinstützen	A-F	D88211	92,00
<input type="checkbox"/> 7082 S	Tiefenverstellbares Scharnier für Fussplatten (50 mm insgesamt) ! vormontiert nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Universalbeinstützen oder elektrischen Beinstützen	A-B	D80087	502,00
<input type="checkbox"/> 7806	Gasdruckfeder für die Winkeleinstellung ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen	A	D21008	988,00
<input type="checkbox"/> 7813	Winkelbegrenzer ! ermöglicht Begrenzung nach oben nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88604	66,00
<input type="checkbox"/> 7814	Fußfixationsband, Paar inkl. Montagesatz ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88014	240,00
<input type="checkbox"/> 7821	Verstärktes automatisches Fussbrettschloss ! Durch die Montage ist das Fussbrett nicht winkeleinstellbar nur i.V. mit Netti Dynamic Beinstütze nicht i.V. mit unterschiedlichen Oberschenkelängen	F	D45245	582,00
<input type="checkbox"/> 7814	Fußfixationsband ! nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen		D88014	240,00

S Bodypoint Fußgelenkriemen

CODE	BEZEICHNUNG	GRÖSSE	EINSTELLBAR	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7226	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	S	170-200 mm	D44863	240,00
<input type="checkbox"/> 7227	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	M	190-230 mm	D44864	240,00
<input type="checkbox"/> 7228	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	L	220-290 mm	D44865	254,00
<input type="checkbox"/> 7233	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert	XL	280-330 mm	D44904	276,00
<input type="checkbox"/> 7940	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	S	170-200 mm	D88863	332,00
<input type="checkbox"/> 7941	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	M	190-230 mm	D88864	332,00
<input type="checkbox"/> 7942	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	L	220-290 mm	D88865	342,00
<input type="checkbox"/> 7943	Bodypoint Fußgelenk-Riemen, gepolstert für GRANDIS	XL	280-330 mm	D88866	366,00
<input type="checkbox"/> 7234	Bodypoint Wadenband	M	410 mm	D86900	184,00
<input type="checkbox"/> 7235	Bodypoint Wadenband	L	450 mm	D86901	184,00
<input type="checkbox"/> 7817	Wadenband, gepolstert			D21293	90,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Beinstützen Polster

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7100	<input checked="" type="checkbox"/> S Polster für Wadenplattenwinkel - Paar - Skai Bezug ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen oder elektrischen Beinstützen	A-C-F	D21745	56,00
<input type="checkbox"/> 7101	<input checked="" type="checkbox"/> S Wadenplattenpolster extraweich - Paar ! Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Dynamic Beinstützen oder elektrischen Beinstützen	A-F	D41617	216,00
<input type="checkbox"/> 7831	Wadenplattenpolster extraweich - Paar ! Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88602	216,00
<input type="checkbox"/> 7102	<input checked="" type="checkbox"/> S Fußplattenpolsterung - Paar - Skai Bezug ! nicht i.V. mit Universal-, Grandis- oder Dynamic Beinstütze	A	D28453	304,00
<input type="checkbox"/> 7823	Kniepolster für den oberen Unterschenkel ! Bezug je nach Ausstattung des Grundstuhls nur i.V. mit Netti Grandis winkelregulierbare Beinstützen	C	D88607	118,00

Fußbrett/Fußkasten

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7808	Durchgehendes Fussbrett ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Universalbeinstützen oder elektrischen Beinstützen	A-B	D21044	326,00
<input type="checkbox"/> 7815	Durchgehendes Fussbrett - hochklappbar und verriegelbar ! nur i.V. mit Netti Grandis BEinstützen	C-E	D88603	392,00
<input type="checkbox"/> 7809	Fusskasten, gepolstert ! nicht i.V. mit Autotransport nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Universalbeinstützen oder elektrischen Beinstützen	A-B	D21041	518,00
<input type="checkbox"/> 7816	Fusskasten, gepolstert ! nur i.V. mit Netti Grandis Beinstützen	C-E	D88605	736,00

Beinstützen Abduktion

CODE	BEZEICHNUNG	TYP	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7807	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ! nur i.V. mit manuell winkelregulierbare Beinstützen, Universalbeinstützen oder Dynamic Beinstützen nicht möglich bei SB 430 mm eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	A-B-F	D21081	430,00
<input type="checkbox"/> 7812	Extra Abduktion bei Beinstützen (+50 mm) ! nicht möglich bei SB 430 mm nur i.V. mit Grandis Beinstützen eingeschränkte Wadenplatteneinstellung	C-E	D88608	424,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Armlehnen

Meyra / Netti	Armlehne	Armlehnen		Komplettpolster
		Polster Standard	Polster extraweich	20mm Skai Polster
Standard SB 350-500 mm	385 x 58 mm H395 mm		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 114,00 €	
Standard SB 550-600 mm	420 x 80 mm H395 mm SB 550-600 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 140,00 €	
7062 / D21077	420 x 80 mm H395 mm SB 350-500 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 128,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 268,00 €	
7872 / D80735	420 x 80 mm H395 mm verstärkt Alu	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 774,00 €	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 914,00 €	
7857 / D21078	445 x 70 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 128,00 €		
7856 / D21079	525 x 80 mm H395 mm	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 128,00 €		
7859 / D21927	525 x 80 mm H395 mm abgewinkelt	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 168,00 €		
7854 / D89710	450x100 mm H395 mm			<input type="checkbox"/> 616,00 €
7853 / D89711	450x100 mm H445 mm			<input type="checkbox"/> 668,00 €
7852 / D89712	450x100 mm H500 mm			<input type="checkbox"/> 724,00 €

⚠ Polster extraweich nicht i.V. mit Therapietisch (verstärkt, abschwenkbar oder verriegelbar)
 Skai Polster kann nur mit verstärkten Tisch Code 7240 bis SB 450 mm kombiniert werden
 Skai Polster in SB 500 mm nur mit Tisch im Sonderbau kombinierbar

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

S Armlehnenpolster Option

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7063	Hemiplegie-Armlagerungskissen, Stück	D23003	222,00
<input type="checkbox"/> 7064	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, links ! nicht möglich mit Therapietisch	D22185	334,00
<input type="checkbox"/> 7065	Hemiplegie-Armlehne, drehbar und fixierbar, rechts ! nicht möglich mit Therapietisch	D22186	334,00
<input type="checkbox"/> 7855	Führungrohrverlängerung der Armlehne + 100 mm (Länge 495 mm)	D21015	428,00
<input type="checkbox"/> 7871	Verstärkte Armlehnenhalterung ! nicht i.V. mit SB 350 - 380 mm nicht i.V. mit SB-Erweiterung	D29398	288,00

14 **S** Therapietische

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7243	Therapietisch, standard (SB 350 - 500 mm) ! nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21059	184,00
<input type="checkbox"/> 7826	Therapietisch, standard (SB 500 - 600 mm) ! nur i.V. mit SB 500 - 600 mm bei SB 500 mm nicht i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21063	270,00
<input type="checkbox"/> 7240	Therapietisch, verstärkt ! nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D21050	402,00
<input type="checkbox"/> 7241	Therapietisch, abschwenkbar ! nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D24001	274,00
<input type="checkbox"/> 7242	Therapietisch, verriegelbar ! nur i.V. mit SB 350 - 500 mm bei SB 500 mm nur i.V. mit Standard Armlehnenpolster 385x58 mm	D24002	274,00
<input type="checkbox"/> 7231	Polsterung für Therapietischplatte	D21052	128,00
<input type="checkbox"/> 7846	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, links	D23006	432,00
<input type="checkbox"/> 7847	Gepolsterte Halbtisch Armlehne, rechts	D23005	432,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.**15 Diverses Zubehör**

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7824	Klinikkit ⚠ Werkzeug und Rändelschrauben statt Inbusschrauben für winkelregulierbare Beinstützen	D21087	122,00
<input type="checkbox"/> 7272	<input checked="" type="checkbox"/> Werkzeug Kit	D21239	102,00
<input type="checkbox"/> 7271	Infusionsständer (Montage am Rücken-Querrohr)	D41987	336,00

Sauerstoff- und Beatmungsversorgungen




CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7893	Universalgerätehalter (Max. Belastung 10kg) ⚠ inklusiv Rahmenverlängerung und verstärkte Räder nur i.V. mit SB 350 - 500 mm	D21186EL	2.046,00
<input type="checkbox"/> 7873	Universalgerätehalter (Max. Belastung 10kg) ⚠ inklusiv Rahmenverlängerung nur i.V. mit SB 550 - 600 mm	D21186	1.908,00
<input type="checkbox"/> 7874	2. Trägerebene für Universalgerätehalter ⚠ nur i.V. mit Universalgerätehalter	D21187	506,00
<input type="checkbox"/> 7875	Extra Fixationswinkel für Zusatzgeräte (4 Stück)	D42900	266,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

16 Gurte und Zubehör für den Sitz

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7314	<input checked="" type="checkbox"/> Universal Gurtbefestigungskit - Sitz	D86282	112,00
<input type="checkbox"/> 7300	Hüftgurt mit Autoverriegelung, gepolstert	D20845	122,00
<input type="checkbox"/> 7237	<input checked="" type="checkbox"/> Abduktionsgurt (SB 350-600 mm)	D60001	560,00
<input type="checkbox"/> 7215	<input checked="" type="checkbox"/> Sicherheitsschutzkappe  für Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator, Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt und Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator	D45040	66,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Beckenstabilisator EVOFLEX inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7216	XS / Länge Gurtpolsterung 380 mm	D86902	286,00
<input type="checkbox"/> 7217	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86891	286,00
<input type="checkbox"/> 7301	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86892	286,00
<input type="checkbox"/> 7827	XL / Länge Gurtpolsterung 820 mm  nur i.V. mit SB 550 - 600 mm	D45276	286,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7302	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D45273	256,00
<input type="checkbox"/> 7303	S / Länge Gurtpolsterung 400 mm	D45274	256,00
<input type="checkbox"/> 7304	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D45275	256,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint 4-Punkt Beckenstabilisator inkl. Befestigung			
<input type="checkbox"/> 7305	XS / Länge Gurtpolsterung 360 mm	D86889	430,00
<input type="checkbox"/> 7306	M / Länge Gurtpolsterung 460 mm	D86893	430,00
<input type="checkbox"/> 7307	L / Länge Gurtpolsterung 620 mm	D86894	430,00
<input checked="" type="checkbox"/> Bodypoint - Elastisches Universalband			
<input type="checkbox"/> 7218	S / Höhe 80 mm / Länge 1420 mm	D45084	194,00
<input type="checkbox"/> 7308	L / Höhe 110 mm / Länge 1420 mm	D45085	194,00
<input type="checkbox"/> 7309	XL / Höhe 150 mm / Länge 1420 mm  Länge der Bodypoint Universalbänder kann gekürzt werden	D45086	194,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

17 Gurte und Zubehör für den Rücken

CODE	BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
<input type="checkbox"/> 7310	<input checked="" type="checkbox"/> S H-Gurt Adapter Kit ⚠️ empfohlen für alle Oberkörpergurtsysteme	D86890	282,00
<input type="checkbox"/> 589	<input checked="" type="checkbox"/> S H-Gurt, gepolstert mit Verschluss	D20881	258,00
<input type="checkbox"/> 7311	<input checked="" type="checkbox"/> S Brust-Schulter Gurt	D41645	198,00
	<input checked="" type="checkbox"/> S Bodypoint Stayflex Brust-Gurt ohne Reissverschluss		
<input type="checkbox"/> 7219	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89805	278,00
<input type="checkbox"/> 7220	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89898	278,00
<input type="checkbox"/> 7221	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86895	278,00
<input type="checkbox"/> 7312	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86896	278,00
	<input checked="" type="checkbox"/> S Bodypoint Pivofit Brust-Gurt		
<input type="checkbox"/> 7223	XS / Schulterbreite 240 - 280 mm	D89802	278,00
<input type="checkbox"/> 7224	S / Schulterbreite 280 - 330 mm	D89803	278,00
<input type="checkbox"/> 7225	M / Schulterbreite 330 - 410 mm	D86898	278,00
<input type="checkbox"/> 7313	L / Schulterbreite 410 - 480 mm	D86899	278,00

18 Decon Antriebssysteme

Nutzen Sie für die Decon Antriebssysteme bitte die Decon E-Drive und Decon E-Move Bestellbögen

⚠️ Ein Anbau von Decon Antriebssystem erfordert breite Lenkräder D21021 (Code 7161)
Bitte beachten Sie auch, dass die Kombination von Decon Antriebssysteme mit einem Stuhl inkl. dynamischer Rückeneinheit eine Halterung der Batterie im Sonderbau erfordert
Gerne senden Sie uns hierzu Ihre Anfrage

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

S SBI - Sonderbau/Individuallösung a.A. - auf Anfrage

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

19 Sonderbauten Beispiele

Bitte setzen Sie sich für Sonderbauten mit unserem Customer Service in Verbindung


BEZEICHNUNG	Netti	EUR €
Verstärkte Fussplatten/Fussbrett aus Aluminium		
Verlängerte Wadenplatten		
Wadenplattenpolster im Sonderbau z.B: verlängert, extra weich oder aus Skai		
Rückensystem nach Mass – individuell angefertigt		
180° Liegefunktion für Nutzer mit einem großen Bedarf an verschiedenen Rückenwinkeleinstellungen und Ruhephasen		
Sonderrückenhöhe z.B. 400/700 mm		
Schiebegriff - individuelle Länge und Winkel		

BENUTZERDATEN

Vorname	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>
Straße	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Land	<input type="text"/>
Geburtsdag	<input type="text"/>
Diagnose 1	<input type="text"/>
Diagnose 2	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Handy	<input type="text"/>
eMail	<input type="text"/>
Auftragsnummer	<input type="text"/>

ANATOMISCHE DATEN (IN MM)

1) Sitztiefe	<input type="text"/>
2) Sitzbreite	<input type="text"/>
3) Brustbreite	<input type="text"/>
4) Brusttiefe	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe	<input type="text"/>
6) Achselhöhe	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge	<input type="text"/>
10) USL	<input type="text"/>
Körpergröße	<input type="text"/>
Gewicht (kg)	<input type="text"/>



Anmerkungen

Datum

Ort

Stempel/Unterschrift

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachttanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteileigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.